

kuraray

Noritake

PROMO

STUDIO

PROMOCIJA TRAJE OD 1. TRAVNJA DO 20. KOLOVOZA 2022.

UNIVERZALNI PROIZVODI

za efikasnije kliničke procedure.

Kvaliteta Kuraray Noritake.



DENTAL LIGHT-CURED RESTORATIVE COMPOSITE **CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal**



Inteligentna jednostavnost.

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal je novi univerzalni kompozit iz porodice CLEARFIL MAJESTY™ ES-2, **dizajniran da pojednostavi odabir boja i restaurativnih postupaka**. CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal, omogućuje vam upotrebu samo jedne **univerzalne boje (U)** za **stražnje restauracije** te **boje Universal Light (UL)** ili **Universal Dark (UD)** za **prednje restauracije** koje zahtijevaju veću estetiku. Ako je potrebno, dostupna je i dodatna boja **Universal white (UW)**. **Nije potrebno koristiti masu veće gustoće za blokiranje svjetlosti bilo u prednjem ili stražnjem dijelu**. Sve je to moguće zahvaljujući inovativnoj **tehnologiji difuzije svjetlosti (LDT)** od Kuraray Noritake Dental, primijenjeno na kompozitima cijelog asortimana CLEARFIL MAJESTY™ ES-2, koji omogućuje iskrivljenost svjetlosti kao kod zubnog tkiva.

3+1

tubica 3,6 g

1.500 kn

1.125 kn (4 pak)

1.181 kn*

Dostupne boje: U, UL, UD

redovna cijena
1 tubice: 375 kn + PDV

Tehnologija svjetlosne difuzije

Ekskluzivna **tehnologija difuzije svjetlosti (LDT)** tvrtke Kuraray Noritake Dental omogućuje veliki raspon restauracija sa samo 6 različitih boja. Ova tehnologija omogućuje da se prilikom restauracije iskrivi svjetlost, baš kao i prirodna zubna tkiva. Na taj se način materijal lako i skladno integrira sa strukturom okolnih zuba. Rezultat su restauracije sa visokim estetskim vrijednostima, trajne tijekom vremena, uz pojednostavljeni postupak.



Skeniraj & saznaj više

LINIJA	KLASE ISPUNA	BOJE					
		W (XW)	A1 (B1, B2)	A2 (D2, C1)	A3 (C2, D3)	A3.5 (B3, B4)	A4 (C3, C4)
Universal	I	U (Universal)					
	II						
	III	U-W* Universal White	U L Universal Light		U D Universal Dark		
	IV						
	V						

* Koristiti boju UW za zub boje W / XW ako restauracija zahtijeva visoku razinu vrijednosti / sjaja.

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Classic

Idealno za jednoslojnu tehniku;
Paleta boja po VITA ključu;

DOSTUPNE BOJE

A1, A2, A3, A3.5, A4, A6
B1, B2, B3, B4
C1, C2, C3, C4
D2, D3, XW, W



CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Premium

Idealno za višeslojnu (stratifikacijsku) tehniku;
Paleta boja sastoji se od caklinskih
i dentinskih boja

DOSTUPNE BOJE

Dentin: XWD, WD, A1D, A2D, A3D, A3.5D, A4D
Enamel: XWE, WE, A1E, A2E, A3E, A3.5E, A4E
Translucent: Clear, Blue, Gray, Amber



CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal

Idealno za tehniku u jednoj boji;
Dostupno u 3 boje: 1 boja za stražnje restauracije (U),
2 boje za prednje restauracije (UL i UD)

DOSTUPNE BOJE

Prednje restauracije: UL, UD
Stražnje restauracije: U



*cijena izražena sa uračunatim PDV-om



2021
REALITY
RATINGS & REVIEWS
Four Star Award
★★★★★

★★★★★ 4.4



Clearfil Majesty ES Flow

Univerzalni kompozit dostupan za dugotrajne, estetske i jednostavne rekonstrukcije.

3 različite razine fluidnosti za različite indikacije:

- visoka fluidnost
- niska fluidnost
- super niska fluidnost

VISOKA FLUIDNOST



- ✓ Izvrsna vlažnost i prilagodba
- ✓ Za male kavitete
- ✓ Kao podloga (liner)

NISKA FLUIDNOST




- ✓ Za širok raspon prednjih i stražnjih restauracija

SUPER NISKA FLUIDNOST



- ✓ Idealno za izgradnju stražnjih zona
- ✓ Zadržava zadani oblik
- ✓ Za šupljine razreda I i V



3+1

tubica 2,7 g

1.380 kn

1.035 kn (4 pak)

1.087 kn*

Dostupne razne boje

redovna cijena

1 tubice: 345 + PDV

Clearfil Majesty ES-2 Linija Classic & Premium

**Novi zlatni standard za sve indikacije.
Savršeno se stapa sa prirodnim zubom.**

CLEARFIL MAJESTY KOMPOZIT nastao je s ciljem da omogući ljepše, dugotrajnije i predvidljivije restauracije. Kompozit se odlikuje izvrsnim estetskim i mehaničkim svojstvima zahvaljujući provjerenoj KURARAY kvaliteti.

3+1

tubica 3,6 g

1.500 kn

1.125 kn (4 pak)

1.181 kn*

Dostupne razne boje

redovna cijena

1 tubice: 375 kn + PDV



**Pogledajte tutorial sa
CLEARFIL MAJESTY™ ES-2**

Video pripremili:
dr. Gaetano Paolone
dr. Salvatore Scolavino



**STRAŽNJA
RESTAURACIJA**



**PREDNJA
RESTAURACIJA**



Clearfil Universal Bond Quick

BEZ ČEKANJA

Adhezija koja se događa trenutno

Inovativna tehnologija brze adhezije (RAPID BOND TECHNOLOGY) kombinira naš monomer adhezije 10-MDP sa novim hidrofilnim monomerima na bazi kiselina koji omogućavaju imedijatnu penetraciju adheziva u dentin, anulirajući potrebu čekanja prije nastavka kliničkih procedura. Nudi realne kliničke prednosti: jednostavnost korištenja, minimalan rizik kontaminacije i bez post-operativne osjetljivosti. Clearfil Universal Bond Quick može se koristiti za sve kliničke indikacije (direktne i indirektne restauracije, rekonstrukcija bataljaka) i u svim tehnikama (self-etch, total-etch, i selektivno jetkanje)

25%

5 ml

720 kn

540 kn

567 kn*

+ GRATIS

tubica Trial 1,2 g

Clearfil Majesty ES-2 Universal



★★★★ 4.6



**VALUE
PACK
3 KOM**

3 x 5 ml (pak)

2.160 kn

1.440 kn

1.512 kn*



INTRAORALNO



EKSTRAORALNO



**DEKONTAMINACIJA
ZA 10 SEKUNDI**

Katana Cleaner

Prvo univerzalno sredstvo za čišćenje koji ima pH 4.5 što omogućuje ne samo extra oralno već i intra oralno čišćenje.

Prednost je izvanredna jednostavnost i brzina postupka čišćenja: KATANA™ Cleaner aktivno se nanosi i deset sekundi trlja po površini zuba i protetskoj restauraciji, zatim se ispire vodom i na kraju suši zrakom. Zahvaljujući visokoj površinskoj aktivnosti MDP soli, proteini prisutni na površini zuba i protetskih nadomjestaka potpuno se uklanjaju. KATANA™ Cleaner namijenjen je za direktne i indirektne tehnike adhezije.

20%

4 ml

210 kn

168 kn

210 kn*



★★★★ 4.7



Clearfil DC Core Plus

Jednostavna procedura.

Dualna polimerizacija. Brza aplikacija.

Kompozit namijenjen za izradu nadogradnje. Svojim fizikalnim svojstvima odlično odgovara indikaciji; neutralne je boje slonovače (dentin), a svojom konzistencijom i svojstvima zamjenjuje kompozitni cement. U kombinaciji sa CLEARFIL Universal Bond Quick i KATANA Cleaner čine savršen tim za cementiranje kolčića i izradu direktnih nadogradnji.

25%

9 ml

860 kn

645 kn

677 kn*



TIPS

Clearfil Universal Bond Quick i Katana Cleaner odlično se slažu sa Clearfil DC Core Quick, a kombinacijom dobivate izvrsne kliničke rezultate

*cijena izražena sa uračunatim PDV-om



Panavia V5

TOP u adhezivnoj estetici.

Jedan cement za sve indikacije. Jedan primer.

Najjača adhezivna svojstva.

Cement sa najvišim vrijednostima adhezije oduvijek, i cement koji ima jednu jedinstvenu proceduru rada za sve vrste protetskih radova. Jednostavnost korištenja PANAVIA™ V5 temelji se na jasnim i standardiziranim procedurama koje garantiraju uspjeh cementiranja.

Ključ uspjeha PANAVIA™ V5 je u monomeru 10-MDP, koji je rješenje iz Kuraray Noritake, i nove tehnologije polimerizacije. PANAVIA™ V5 daje odgovor na nove zahtjeve sigurnosti i estetike tijekom cementiranja protetskih radova od zirkona, keramike i kompozita.



2021
REALITY
Awards & Reviews
Four Star Award

★★★★★ 4.7

TIPS

Prije cementiranja koristite KATANA Cleaner za dekontaminaciju bataljaka i kanala na siguran, efikasan i brz način.

20%

INTRO SET

990 kn
792 kn
832 kn*

Boje:
Universal
Clear

Pakiranje INTRO SET:
1 tubica (2,4 ml),
Tooth Primer (2 ml),
Ceramic Primer Plus (2 ml),
10 nastavaka za mješanje,
10 endo nastavaka,
50 kistića aplikatora,
podložak za mješanje

20%

tubica 4,6 ml, 20 mješalica

920 kn
736 kn
773 kn*

Boje:
Universal
Clear
Brown
White
Opaque

+ GRATIS

tubica Trial 1,2 g
Clearfil Majesty ES-2 Universal



Jednostavniji način otvaranja i rukovanja za CERAMIC PRIMER PLUS & TOOTH PRIMER!



*cijena izražena sa uračunatim PDV-om



8,2 gr
20 nastavaka za mješanje

810 kn
607 kn
638 kn*

Boje:
Universal A2
White
Translucent

+ GRATIS
Katana Cleaner Trial 1ml



Panavia SA Cement Universal

Cementiranje svih materijala bez primera.

Jedan korak. Bez primera. Totalna adhezija.

Samoadhezivni cement, zaista jedinstven, koji se zahvaljujući inovativnoj tehnologiji Kuraray Noritake, može koristiti za cementiranje svih vrsta radova (uključujući zirkon i litij disilikat). Originalni monomer 10-MDP, koji je razvio Kuraray, a koji se nalazi u cementu, garantira jaku i pouzdanu kemijsku adheziju na kompozit, dentin i caklinu.



TIPS

Prije cementiranja koristite KATANA Cleaner za dekontaminaciju bataljaka i kanala na siguran, efikasan i brz način.



3 x 8,2 gr
40 nastavaka za mješanje
10 endo nastavaka

1.620 kn
1.458 kn
1.531 kn*

Boje:
Universal
Translucent

PANAVIA™ SA CEMENT Universal je dostupna i u ručnom načinu mješanja

Pakiranje: tubica 9,2g
(Boja: Universal, White, Translucent)



Katana blokovi za male aparate

Katana Zirconia Block STML

Multi-layered KATANA STML Zirconia Block sa 4 razine cirkona u gradiranim bojama. Proizvod namijenjen za rad u ordinaciji u prirodnim bojama – efikasniji i brži način rada.

Čvrstoća: 763 MPa

Katana Avencia

Kompozitni blokovi, hibridna keramika. Namijenjen za rad u ordinacijama uz visoku estetiku hibridne keramike.



Katana zirconia block STML
5 kom/pak
990 - 1.690 kn
792 - 1.352 kn
832 - 1.420 kn*

** Veličina bloka:
12Z, 14Z, 14Z L



Katana Avencia CEREC
5 kom/pak
960 - 1.002 kn
768 - 802 kn
806 - 842 kn*

** Veličina bloka:
12, 14L



+ GRATIS
Katana Cleaner Trial 1ml
(šifra promo pack. #3971EU)

*cijena izražena sa uračunatim PDV-om
** cijena varira s obzirom na veličinu bloka

...što se krije iza vaših protetskih radova?

materijali za vaš laboratorij - KATANA Zirconia diskovi



NEW HTML Plus - High Translucent Multi Layered Plus

KATANA Zirconia HTML PLUS karakterizira uporaba jedinstvenih materijala koje odgovaraju velikoj brzini sinterizacije i poboljšanja prozirnosti bez ugrožavanja njegove čvrstoće. Idealan je za korištenje struktura i većih mostova uz minimalnu debljinu.

Čvrstoća: 1150 MPa



HTML Plus / STML / UTML

1 kom/pak (14 mm)

~~1.260 kn~~

1.008 kn

1.058 kn*

Razne boje



STML - Super Translucent Multi Layered

Idealan odnos između translucentnosti i jačine. Cirkonski protetski radovi u punoj formi izgledaju prirodno. S KATANA Zirconia STML blokovima svjetlo se prenosi u incizalno područje i zaustavlja u cervikalnom području. Na ovaj način imate fleksibilnost izrade lijepih protetskih radova u punoj formi, bez obzira na boju nadogradnje.

Čvrstoća: 748 MPa



HTML Plus / STML / UTML

1 kom/pak (18 mm)

~~1.590 kn~~

1.272 kn

1.336 kn*

Razne boje



UTML - Ultra Translucent Multi Layered

Translucentnost slična caklini. Ljuskice prirodnog izgleda i ostali protetski radovi u prednjoj zoni od cirkona. KATANA Zirconia UTML ima izrazitu transparentnost, zahvaljujući čemu se postiže prirodna boja zuba te rezultat prirodnosti koju želimo postići.

Čvrstoća: 557 MPa



HTML Plus / STML / UTML

1 kom/pak (22 mm)

~~1.790 kn~~

1.432 kn

1.504 kn*

Razne boje



YML - Yttria MultiLayered

Najnoviji višeslojni disk s dobro uravnoteženom kombinacijom boje/prozirnosti i gradacije snage pri savijanju. Zahvaljujući multi layer tehnologiji razvijen je usklađivanjem tri sirovine različitih udijela itrija. Svi slojevi međusobno savršeno usklađeni, te su izvršeni svi temeljni koraci proizvodnje.

Čvrstoća: 1100 MPa



YML

1 kom/pak

~~1.380 - 2.030 kn~~

1.104 - 1.624 kn

1.159 - 1.705 kn*

Razne boje

** Veličina diska:

14, 18, 22



KATANA™ Zirconia STML NW with
CERABIEN™ ZR FC Paste Stain

1



2

**MULTI
LAYERED**


KATANA Zirconia Multi-Layered serija ima tri važne karakteristike: ekonomičnost, brzina i preciznost. Digitalna tehnologija daje rješenje i u estetskoj zoni.

1 / Sergio R. Arias DDS, MS Sung Bin Im, MDC, CDT

2 / Photos courtesy of MDT Daniele Rondoni and MDT Roberto Rossi

*cijena izražena sa uračunatim PDV-om

** cijena varira s obzirom na veličinu bloka




Advanced Techniques for Anterior Esthetic Composite Restorations

20. & 21. svibnja 2022.

Predavač: dr. Bora Korkut

Napredni hands-on tečaj iz restorativne stomatologije. Rukovanje i poznavanje ovih visoko estetskih tehnika otvara nove dimenzije efikasnosti i pristupačnosti estetskih restauracija za vaše pacijente.



Endodoncijom do uspješne restauracije

subota, 04. lipnja 2022.

Predavač: dr. Ivana Miletić

Smjernice i protokoli provođenja endodonske terapije zuba s naglaskom na praktični dio edukacije. Današnja terapija je sve više usmjerena na maksimalno očuvanje originalnog oblika korijenskih kanala tijekom instrumentacije.



Informacije i prijave za pojedinu edukaciju možete zatražiti na:



+385 51 701 704



edukacija@novodent.hr



PERIO

IMPLANT

23. & 24.

rujna 2022.

OPATIJA

SAVE THE DATE

**MEĐUNARODNI KONGRES
ZA PARODONTOLOGIJU I
DENTALNU IMPLANTOLOGIJU**

**bone & tissue
days Adriatic**

+385 51 701 704

perioimplant.com.hr



NOVODENT d.o.o.
Veleprodaja i maloprodaja
medicinskih proizvoda

MATULJI
Cesta dalmatinskih brigada 7
51211 Matulji • 051 701 645

ZAGREB
Zavrtnica 3
10000 Zagreb • 01 457 7856

SPLIT
Ruđera Boškovića 5B (Fregata II. kat)
21000 Split • 091 270 4712 • 091 170 1645

info@novodent.hr
prodaja@novodent.hr
www.novodent.hr

cijena izražena sa uračunatim PDV-om