



Where a healthy
smile begins!

novodent.hr

www.novodent.hr

katalog
proizvoda
2023

VAŠ POUZDANI PARTNER U STOMATOLOGIJI

Novodent je tvrtka specijalizirana za prodaju stomatološke opreme i organizaciju edukativnih programa za doktore dentalne medicine i njihov tim koja djeluje od 1998. godine. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu **mi znamo prepoznati potrebe naših kupaca i tome se prilagođavamo.**



EDUKACIJSKI PROGRAMI

Regionalno smo priznati u organizaciji tečaja za cijeli dentalni tim. Ugostili smo i predstavili vam neke od vodećih svjetskih predavača na raznim edukacijskim programima kao i na priznatom međunarodnom skupu za parodontologiju i implantologiju - PERIOIMPLANT, kojeg već duži niz godina tradicionalno organiziramo. Edukacija je naša primarna poslovna aktivnost od 1998.

INOVATIVNOST

Naša misao vodilja je pratiti svjetske trendove. Proizvodi koje nudimo su inovativni i zadovoljiti će kriterije i najzahtjevnijih. Redovito nadopunjavamo naš prodajni asortiman u skladu s najnovijim svjetskim inovacijama.

KVALITETA

Kvalitet je imperativ našeg poslovanja - od proizvoda prema najvišim svjetskim standardima do usluga koje pružamo svim našim klijentima.

SAVJETOVANJE I PODRŠKA

Nudimo stručnu pomoć i savjetovanje oko izbora idealnog proizvoda ili usluge, edukacije, uređenja prostora i nabavu opreme te usluge održavanja opreme. Naša servisna podrška koristi opremu i originalne rezervne djelove tvrtki koje zastupamo.



NOVODENT d.o.o.

Veleprodaja medicinskih proizvoda
Opremanje dentalnih ordinacija
Edukacije iz dentalne medicine
novodent.hr

Webshop specijaliziran za oralnu higijenu
novodent4smile.hr

MATULJI

Cesta dalmatinskih brigada 7
51211 Matulji

T: 051 701 645 / 051 701 147
E: info@novodent.hr
E: prodaja@novodent.hr

SPLIT

Ruđera Boškovića 5 (Fregata II. kat)
21000 Split
T: 091 270 4712 / 091 170 1645
E: prodajast@novodent.hr

ZAGREB

Zavrtnica 3
10000 Zagreb
T: 01 457 7846
E: prodajazzg@novodent.hr

www.novodent.hr



Opći uvjeti poslovanja

Narudžba se zaprima u pismenom i/ili usmenom obliku i isporučuje unutar 24 - 48 sati. Rok isporuke za robu koju nemamo na skladištu je do 30 radnih dana, osim u slučaju opreme i nameštaja.

Troškovi slanja od 3,98 € naplaćuju se za narudžbe do 70 € (iznosi bez PDV-a).

Reklamacija se prima u pismenom obliku unutar 8 radnih dana. Kupac je obvezan ispuniti Reklamacijiški list sa svim traženim podacima (dostupan u Novodentu).

Garancijski uvjeti definirani su garancijskim uvjetima proizvođača.

Moguća su odstupanja cijena u slučaju štamparskih grešaka, opisivanja količina ili promjena cijena.

Otisne mase	4
Adhezija	8
Izbjeljivanje	11
Kolčići i direktnе nadogradnje	12
Cementi	14
Provizorij i privremeni cementi	18
Kompoziti	19
Endodoncija	24
Diskovi i blokovi	32
Paste i keramike za laboratorij	34
Uniforme	35
Profilaksa	36
Parodontologija	41
Biomaterijali	42
Konci	46
Implantologija	48
Potrošni materijal	54
Instrumenti	59
Oralna higijena	72
Nasadni instrumenti	76
Laboratorijski motori	77
Uredaji za kirurgiju	78
Sterilizacija	80
Stomatološke jedinice	84
Medicinski reflektori	87
Terapeutske stolice	88
RTG uređaji	90
Namještaj	92

Prikaz cijena	prekrivena cijena redovna cijena bez pdv-a	cijena u sivom fontu akcijska cijena bez pdv-a	cijena veći / crni font ukupna cijena sa pdv-om
---------------	--	--	---

MEDICINSKI PROIZVODI & DENTALNA OPREMA



PROIZVODI ZA ORALNU HIGIJENU



DENTALNI EDUKACIJSKI CENTAR
POWERED BY NOVODENT





Kettenbach Dental

PANASIL® BINETICS PUTTY

A silikon velike preciznosti za predotisak (putty) u kartušama za dispenzer. Odlično se reže i koristi sa korekturnim masama.

BINETICS PUTTY FAST

Namijenjen je za dvofaznu tehniku uzimanja otiska i kombinira se sa PANASIL CONTACT PLUS X-LIGHT korekturnom masom.

BINETICS PUTTY SOFT

Namijenjen je za jednofaznu tehniku uzimanja otiska i kombinira se sa PANASIL CONTACT TWO IN ONE korekturnom masom.

15%

BINETICS PUTTY FAST

2 x 380 ml (pak)

BINETICS PUTTY SOFT

2 x 380 ml (pak)

167 € + PDV 25%

141,95 € + PDV 25%

177,44 €*

Kettenbach Dental

PANASIL® PUTTY

A silikon tvrde konzistencije i velike preciznosti; dostupan u FAST i SOFT varijanti. FAST ima kratko vrijeme stvrdnjavanja i koristi se za dvofazne otiske. SOFT je mekši materijal za jednofazne otiske.

15%

PANASIL PUTTY FAST

900 ml (pak)

PANASIL PUTTY SOFT

900 ml (pak)

93 € + PDV 25%

79,05 € + PDV 25%

98,81 €*

Kettenbach Dental

PANASIL®**CONTACT PLUS X-LIGHT
(vrlo rijetka konzistencija)**

Korekturna masa vrlo rijetke konzistencije ljubičaste boje, jedna je od najpopularnijih korekturnih masa na europskom tržištu. Osobito je pogodna za dvofazne otiske, a može se kombinirati sa svim putty A silikonima, te kao korekturna masa za implantološke otiske. Odlična hidrofilna svojstva, vrlo velika preciznost, postojanost i fiksnotropnost. Imala je varijabilno vrijeme stvrdnjavanja: brzo u ustima, sporo ekstraoralno.

15%

CONTACT PLUS X-LIGHT

kartuše 2 x 50 ml (pak)

52 € + PDV 25%

44,20 € + PDV 25%

55,25 €*

4+1

CONTACT PLUS X-LIGHT

kartuše 2 x 50 ml (pak)

260 € + PDV 25%

208 € + PDV 25%

260 €* (5 pak)

Kettenbach Dental

PANASIL®**INITIAL CONTACT X-LIGHT**

Korekturna masa velike inicijalne hidrofilnosti, dostupna u tri veličine viskoznosti.

**Najbolja hidrofilnost.
Kontaktni kut <10°**

15%

INITIAL CONTACT

kartuše 2 x 50 ml (pak)

52 € + PDV 25%

44,20 € + PDV 25%

55,25 €*

4+1

INITIAL CONTACT

kartuše 2 x 50 ml (pak)

260 € + PDV 25%

208 € + PDV 25%

260 €* (5 pak)



Kettenbach Dental

PANASIL®**CONTACT TWO IN ONE LIGHT**

(rijetka konzistencija)

Korektorna masa rijetke konzistencije zelene boje posebno pogodna za jednofazne otiske, a može se kombinirati sa svim putty A silikonima. Odlikuju je iznimna hidrofilna svojstva, vrlo velika preciznost, postojanost i fiksnotropnost. Ima varijabilno vrijeme stvrdnjavanja: brzo u ustima, sporo ekstraoralno.

15%

CONTACT TWO IN ONE LIGHT

kartuše 2 x 50 ml (pak)

52 € + PDV 25%

44,20 € + PDV 25%

55,25 €*

4+1

CONTACT TWO IN ONE LIGHT

kartuše 2 x 50 ml (pak)

260 € + PDV 25%

208 € + PDV 25%

260 €* (5 pak)

Kettenbach Dental

PANASIL®**MONOPHASE MEDIUM**

Otisna masa za jednofazne otiske ima određene karakteristike polietera poput gumaste konzistencije, velike tvrdoće i velike jačine veze. No za razliku od polietera, ona je povoljnija i dimenzionalno stabilna. To je idealni materijal za implantološke otiske, bezube čeljusti i kombinirane protetske radove.

15%

MONOPHASE MEDIUM

kartuše za pištolj

2 x 50 ml (pak)

46 € + PDV 25%

39,10 € + PDV 25%

48,88 €*

4+1

MONOPHASE MEDIUM

kartuše 2 x 50 ml (pak)

230 € + PDV 25%

184 € + PDV 25%

230 €* (5 pak)

15%

MONOPHASE MEDIUM REFIL

2 x 380 ml (pak)

174 € + PDV 25%

147,90 € + PDV 25%

184,88 €*

Kettenbach Dental

IDENTIUM®**MEDIUM & LIGHT**

Vinylsiloxaneter jednofazna otisna masa srednjeg viskoziteta. Posebno pogodna za implantološke otiske zbog velike finalne tvrdoće. Preporuča se korištenje uz Identium Light rijeđu masu velike fluidnosti i velike hidrofilnosti (pogodna kao korektorna masa).

15%

IDENTIUM MEDIUM REFIL

2 x 380 ml (pak)

205 € + PDV 25%

174,25 € + PDV 25%

217,81 €*

15%

IDENTIUM LIGHT

kartuše 2 x 50 ml (pak)

62 € + PDV 25%

52,70 € + PDV 25%

68,88 €*

Kettenbach Dental

PANASIL® & IDENTIUM® ADHESIVE

15%

PANASIL ADHESIVE

4 ml (pak)

20 € + PDV 25%

17 € + PDV 25%

21,25 €*



FUTAR blago elastičan
D FAST izrazito tvrd i krut
CUT&TRIM brza obrada

WORLD LEADER

Kettenbach Dental

FUTAR®

Materijal s izrazito visokim ocjenama u svojoj grupi. To je A silikon za sigurnu registraciju zagriza, vrlo velike završne tvrdoće i brzog vremena stvrdnjavanja. Lako se nanosi na zubne lukove, te se ne razljeva, a pacijent ne osjeća otpor prilikom zagriza.

FUTAR Visoka tvrdoća (zeleni)

FUTAR D FAST Iznimno visoka tvrdoća (rozi)

FUTAR CUT&TRIM Brza obrada, iznimno visoka tvrdoća (plavi)

FUTAR D SLOW Iznimno visoka tvrdoća,
90 sekundi radno vrijeme

15%

FUTAR

kartuše 2 x 50 ml (pak)
46 € + PDV 25%
39,10 € + PDV 25%
48,88 €*

4+1

FUTAR

kartuše 2 x 50 ml (pak)
230 € + PDV 25%
184 € + PDV 25%
230 €* (5 kom)



Kettenbach Dental

SILGINAT®

Jedinstvena otisna masa koja objedinjuje karakteristike A silikona i alginata, poznata pod nazivom SILGINAT. Koristi se jednofazno za uzimanje anatomskega otiska i otiska za izradu provizorija. Imala je izrazito dugotrajnu dimenzionalnu stabilnost i kratko vrijeme stvrdnjavanja u ustima.

! Precisan. Stabilan otisk nakon dužeg vremena. Mogućnost izrade više modela.

20%

SILGINAT REFIL

2 x 380 ml (pak)
81 € + PDV 25%
64,80 € + PDV 25%
81 €*

20%

SILGINAT

6 x 50 ml (pak)
62 € + PDV 25%
49,60 € + PDV 25%
62 €*



Kettenbach Dental

PANASIL®**LAB PUTTY**

A silikon velike finalne tvrdoće i preciznosti; podesan za modeliranje i registraciju zagriza.

Kratko vrijeme stvrdnjavanja:
6 minuta na 23°C.

15%

LAB PUTTY

5 kg baza
5 kg katalizator
353 € + PDV 25%
300,05 € + PDV 25%
375,06 €*

Kettenbach Dental

SYMPRESS®

Dispenser za miješanje Kettenbach otisnih masa (i drugih kompatibilnih sustava) u omjeru 5:1.

Snaga: 170 W.

Dimenzijsi: 330x190x380 mm

SYMPRESS

dispenser za miješanje
otisnih masa

3 godine garancije

**PROMO
CIJENE
NA UPIT**



Itena Clinical Products

HYDROSPEED**MAGNUM PUTTY HARD QUICK**

Precizna silikonska otisna masa, visoke elastičnosti, u kartušama za dispenzer. Odlična hidrofilna svojstva.

20%

MAGNUM PUTTY HARD QUICK

1 x 380 ml (pak)
88 € + PDV 25%
70,40 € + PDV 25%
88 €*



Itena Clinical Products

HYDROSPEED**PUTTY HARD QUICK**

Idealan za dvofaznu tehniku rada.

20%

PUTTY HARD QUICK

2 x 300 ml (pak)
67 € + PDV 25%
53,60 € + PDV 25%
67 €*

Vrijeme stvrdnjavanja u ustima: 1 min i 45 sec



Itena Clinical Products

HYDROSPEED**LIGHT BODY QUICK**

Korekturna masa velike preciznosti

Vrijeme stvrdnjavanja u ustima: 1 min i 15 sec

20%

LIGHT BODY QUICK

2 x 50 ml (pak)
46 € + PDV 25%
36,80 € + PDV 25%
46 €*



Itena Clinical Products

HYDROSPEED**BITE REGISTRATION**

Materijal za registraciju zagriza, preciran, na bazi A silikona, fleksibilan i tvrd u isto vrijeme.

Vrijeme stvrdnjavanja: 70 sekundi

20%

BITE REGISTRATION

2 x 50 ml (pak)
46 € + PDV 25%
36,80 € + PDV 25%
46 €*

3+1

BITE REGISTRATION

2 x 50 ml (pak)
184 € + PDV 25%
138 € + PDV 25%
172,50 €* (4 kom)



THE NEW
50 ML
CARTRIDGE SYSTEM

KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent

SOOO UNIQUE

SOOO ECONOMICAL
No discarding and/or less residual amount

SOOO SAFE
Intuitive simple handling

SOOO FAMILIAR
All materials remain unchanged

trenutna adhezija



Indikacije:

- Direktne restauracije sa svjetlosno polimerizirajućim kompozitom
- Priprema površine zuba (predtretman) za indirektnе restauracije
- Aplikacija na izložene površine kolčića i na preosjetljive zube
- Intraoralne reparature frakturiranih restauracija
- Cementiranje kolčića, rekonstrukcija nadogradnj i indirektnih restauracija

Kuraray Noritake

CLEARFIL™

UNIVERSAL BOND QUICK

BEZ ČEKANJA - Inovativna tehnologija brze adhezije (RAPID BOND TECHNOLOGY) kombinira naš monomer adhezije 10-MDP sa novim hidrofilnim monomerima na bazi kiselina koji omogućavaju imedijatnu penetraciju adheziva u dentin, anulirajući potrebu čekanja prije nastavka kliničkih procedura. Već više od 30 godina, originalni monomer 10-MDP garantira višu razinu adhezije i stabilne i trajne rezultate kroz vijeme. Zahvaljujući toj inovativnoj tehnologiji, Clearfil Universal Bond Quick nudi realne kliničke prednosti: jednostavnost korištenja, minimalan rizik kontaminacije i bez post-operativne osjetljivosti. Može se koristiti u svim kliničkim indikacijama (direktne restauracije, izrada direktnih nadogradnj, indirektnе restauracije, intraoralne reparature) i u svim načinima rada (self-etch, total-etch, selektivno jetkanje).

15%

UNIVERSAL BOND QUICK SET

refil 5 ml
K-ETCHANT siringa 3 ml
aplikator 50 kom
tipse 20 kom
posuda za mješanje
light Blocking Plate
121 € + PDV-5%
102,85 € + PDV 5%
107,99 €*

15%

UNIVERSAL BOND QUICK

refil 5 ml
103 € + PDV-5%
87,55 € + PDV 5%
91,93 €*

**VALUE
PACK
2+1**

UNIVERSAL BOND QUICK
refil 5 ml
309 € + PDV-5%
260 € + PDV 5%
216,30 €* (3 kom)



ADHEZIJA KOJA SE DOGAĐA TRENUTNO



Nanelite



Bez čekanja



Posušite



Osvijetlite



*cijena izražena sa uračunatim PDV-om



Kuraray Noritake

CLEARFIL™**SE BOND 2****Zlatni standard je sada još bolji!**

Novi CLEARFIL SE BOND 2 sa još boljim svojstvima. Zahvaljujući novim svjetlosnim inicijatorima jačina veze na dentin veća je za čak 21% u odnosu na prvi i najpopularniji samojetkajući adheziv CLEARFIL SE BOND. Za izradu direktnih nadogradnjki koristi se CLEARFIL SE BOND 2. Za izradu indirektnih restoracija i direktnih nadogradnjki dovoljno je pomiješati CLEARFIL DC ACTIVATOR sa bondom SE BOND 2. Univerzalni najpouzdaniji sistem adhezije - **GOLD STANDARD**

15%

SE BOND 2 SET

primer 6 ml
bond 5 ml
+ pribor

158 € + PDV 5%
134,30 € + PDV 5%
141,02 €*

15%

DC ACTIVATOR

4 ml (pak)
79 € + PDV 5%
67,15 € + PDV 5%
70,51 €*



Kuraray Noritake

CLEARFIL™**SE PROTECT BOND****Nova verzija Clearfil Protect Bonda, prvog antibakterijskog adheziva, obaveznog za svaku ordinaciju...**

Antibakterijski, samojetkajući adheziv, koji zahvaljujući MDPB monomeru, patentiranom od tvrtke Kuraray Noritake, eliminira preostale bakterije u kavitetu i marginalnim područjima nakon aplikacije primera uz jaku adheziju.

Karakteristike

- primer eliminira bakterije i zamjenjuje klasične procedure čišćenja kaviteta
- eliminira postoperativnu preosjetljivost
- dodatna zaštita protiv sekundarnog karijesa
- efikasno rubno zatvaranje
- otpušta fluor

15%

SE PROTECT BOND SET

primer 6 ml
bond 5 ml
+ pribor

178 € + PDV 5%
151,30 € + PDV 5%
158,87 €*



Kuraray Noritake

TEETHMATE™**DESENSITIZER**

Proizvod za smanjivanje preosjetljivosti zuba Proizvod koji stvara najtvrdi mineral hidroksiapatit (Hap+). Stvara se na mjestu gdje je najpotrebniji, zatvarajući dentinske tubuluse i pukotine enamela. 'Tissue friendly' proizvod koji ne treba zaštititi gingive. Neutralnog je mirisa i okusa.

Aplikacija

- pomješajte prah i tekućinu
- premažite i isperite sa vodom

15%

DESENSITIZER SET

6 g prah
4,8 ml tekućina

155 € + PDV 5%
131,75 € + PDV 5%
138,34 €*

15%

DESENSITIZER INTRO

1,2 g prah
1 ml tekućina
69 € + PDV 5%
58,65 € + PDV 5%
61,58 €*

Korištenje

- tretman dentina, enamela i prepariranog zuba
- tretman dentina izloženog recesiji i parodontološkoj bolesti
- tretman dentina nakon mehaničkog čišćenja
- tretiranje površine prije i nakon izbjeljivanja
- tretman pripremljenog dentina za ispun ili protetsku rehabilitaciju



Kuraray Noritake

KATANA CLEANER

KATANA™ Cleaner je prvo univerzalno sredstvo za čišćenje svih površina koji ima pH 4,5 što omogućuje ne samo extraoralno već i intraoralno čišćenje. Zahvaljujući visokoj površinskoj aktivnosti MDP soli, proteini prisutni na površini zuba i protetskih nadomjestaka potpuno se uklanaju. KATANA™ Cleaner namijenjen je za direktnе i indirektne tehnike adhezije.



**Prvo univerzalno sredstvo
za extra i intra oralno
čišćenje svih površina.**

Indikacije:

- Intraoralna primjena: zub, bataljak, korijenski kanal
- Ekstroronalna primjena: cirkonske strukture, litij disilikat, keramika, materijali od kompozita, CAD-CAM krunice, metali (legure plemenitih / nepllemenitih metala), kolčići (kompozitni i metalni)

15%

KATANA CLEANER


4 ml

30 € + PDV 25%

25,50 € + PDV 25%

31,88 €*

Intraoralno



Ekstraoralno

Dekontaminacija
za 10 sekundi

Kuraray Noritake

CLEARFIL™**CERAMIC PRIMER PLUS**

Clearfil Ceramic Primer Plus je univerzalni protetski primer za sva cementiranja i reparatione. Osim već dokazanog monomera MDP, koji osigurava snažnu vezu, jednokomponentni primer također sadrži etanol i silan agent MPS, koji osigurava snažnu vezu na sve materijale od kojih se izrađuju estetske restoracije. Izvrsna adhezija za sve keramike, cirkon, kompozite i metale, što značajno pojednostavljuje procedure.



15%

CERAMIC PRIMER PLUS

4 ml

99 € + PDV 5%

84,15 € + PDV 5%

88,36 €*

Kuraray Noritake

CLEARFIL™**DC ACTIVATOR**

Kemijski aktivator koji se dodaje adhezivu CLEARFIL SE BOND 2 i CLEARFIL UNIVERSAL BOND QUICK, kako bi obavljali funkciju kemijiske adhezije.

15%

DC ACTIVATOR

4 ml

79 € + PDV 5%

67,15 € + PDV 5%

70,51 €*

Kuraray Noritake

ALLOY PRIMER

Primer za kondicioniranje svih vrsta metala u protetskim radovima. Jednostavan za korištenje i aplikaciju. Nanosi se na metalnu površinu u tankom sloju i pričeka 5 sekundi prije početka cementiranja.



15%

ALLOY PRIMER

5 ml

77 € + PDV 5%


65,45 € + PDV 5%

68,72 €*

Itena Clinical Products

TRAXODENT**Hemostatska pasta za retrakciju gingive****Indikacije:**

- prije uzimanja otiska
- prije finalnog cementiranja
- prije preparacije
- kod potrebe za hemostazom i retrakcijom



20%

TRAXODENT

siringa 2 x 0,7 g

49 € + PDV 25%

39,20 € + PDV 25%

49 €*



Ponudite vašim pacijentima
pure white osmijeh
u samo jednoj posjeti!

BRZ I JEDNOSTAVAN: jedna posjeta u 3 koraka

EKONOMIČAN: 5g materijala

UGODAN ZA PACIJENTE: okus peperminta



PURE OFFICE KIT
1 x 5g pasta 35% HP
2 x zaštitna pasta za gingivu
+ pribor
59 € + PDV 25%
50,15 € + PDV 25%
62,69 €*

iTena Clinical Products

PURE OFFICE

35% HIDROGEN PEROKSID Profesionalni set za izbjeljivanje

**VALUE
PACK
2+1**

PURE OFFICE VALUE PACK
3 x 5g pasta 35% HP
6 x zaštitna pasta za gingivu
+ pribor
177 € + PDV 25%
125 € + PDV 25%
156,25 €* (3 kom)

Prednosti:

- visoka viskoznost za lakšu intrakanalnu aplikaciju
- neutralna ph vrijednost za bolje otpuštanje peroksida i komfor pacijenta
- protokol obuhvaća 1 do 3 koraka u ordinaciji

Set sadrži sve što je potrebno za tretman:

Pure Office gel za izbjeljivanje i Pure

Protect zaštitna maska za gingivu

UNIVERSAL

INTELIGENTNA JEDNOSTAVNOST

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal

Novi univerzalni kompozit iz porodice CLEARFIL MAJESTY™ ES-2, dizajniran da pojednostavi odabir boja i restaurativnih postupaka.

Ekskluzivna tehnologija difuzije svjetlosti (LDT) tvrtke Kuraray Noritake Dental omoguće veliki raspon restauracija sa samo 6 različitih boja.

BOJA ZA STRAŽNJE RESTAURACIJE
- Universal (U) -

BOJE ZA PREDNJE RESTAURACIJE
- Universal Light (UL) -
- Universal Light (UD) -

NE BLOKIRA SVIJETLOST
- LTD technology -



Kuraray Noritake

CLEARFIL™**DC CORE PLUS & QUICK KIT**

Kompozit namijenjen za izradu nadogradnje. Svojim fizikalnim svojstvima odlično odgovara indikaciji; neutralne je boje slonovače (dentin), a svojom konzistencijom i svojstvima zamjenjuje kompozitni cement. Pakiranje u automix sistemu omogućuje ispravnost miješanja i efikasnost u radu (sve uz dualnu polimerizaciju). Za izradu nadogradnji iznimno je važna brzina i jednostavnost aplikacije. Ukupno vrijeme za izradu nadogradnje traje oko 3 minute.

DC CORE PLUS & QUICK KIT

refil 9 ml
Clearfil Universal
Bond Quick 1 ml
+ GRATIS Glassix set

179 € + PDV 5%
187,95 €*

**GRATIS**

- Kupnjom Clearfil DC Core Plus & Quick Kit-a **GRATIS** Glassix set

CLEARFIL DC CORE PLUS**Karakteristike:**

- odlična fizička svojstva
- svjetlosno i kemijsko stvrdnjavanje
- ne lijepi se za instrumente
- radioopakan
- direktna aplikacija iz automix sistema



15%

CLEARFIL DC CORE PLUS DENTIN

refil 9 ml
124 € + PDV 5%
105,40 € + PDV 5%
110,67 €*



CLEARFIL DC CORE PLUS
odlično se slaže sa
Clearfil Universal Bond Quick
◦ izvrsni klinički rezultati



15%

SNOWPOST SET
bijeli kolčići
4x5 kolčića
4 svrdla
138 € + PDV 5%
117,30 € + PDV 5%
123,17 €*

15%

SNOWPOST REFIL
bijeli kolčići
10 kolčića u pakiraju (istog promjera)
59 € + PDV 5%
50,15 € + PDV 5%
52,66 €*

4+1

SNOWPOST REFIL
bijeli kolčići
10 kolčića u pakiraju (istog promjera)
295 € + PDV 5%
236 € + PDV 5%
247,80 €* (5 pak)

15%

CARBOPOST SET
sivi kolčići
4 x 5 kolčića
4 svrdla
101 € + PDV 5%
85,85 € + PDV 5%
90,14 €*

15%

CARBOPOST REFIL
sivi kolčići
10 kolčića u pakiraju (istog promjera)
36 € + PDV 5%
30,60 € + PDV 5%
32,13 €*

4+1

CARBOPOST REFIL
sivi kolčići
10 kolčića u pakiraju (istog promjera)
144 € + PDV 5%
115,20 € + PDV 5%
120,96 €* (5 pak)

Abrasice Technology**SNOWPOST & CARBOPOST****Bezmetalni rtg kontrastni kolčići**

Bezmetalni korijenski kolčići koji se odlikuju svojstvom radioopaknosti. To su izrazito čvrsti kolčići izrađeni od staklenih vlakana pojačanih silicem cirkonom uloženom u epoksidnu smolu.

Promjeri kolčića: 1, 1,2, 1,4 i 1,6 mm



Itena Clinical Products

DENTOCЛИC**Bezmetalni kompozitni kolčići pojačani s staklenim vlaknima**

- smanjuju mehaničku napetost za dugotrajne restauracije
- radioopakni
- 100% biokompatibilni
- odlični estetski rezultati

Promjeri kolčića

1,0, 1,2, 1,3, 1,4 mm

15%

DENTOCЛИC SET
translucent kolčići
20 kolčića (različitih promjera)
1 početno svrdo
4 cilindrično-konična svrda
1 ručni nosač
1 mjerka
158 € + PDV 5%
134,30 € + PDV 5%
141,02 €*

15%

DENTOCЛИC REFIL
5 kolčića u pakiraju (istog promjera)
27 € + PDV 5%
22,95 € + PDV 5%
24,10 €*

3+1

DENTOCЛИC REFIL
5 kolčića u pakiraju (istog promjera)
408 € + PDV 5%
81 € + PDV 5%
85,05 €* (4 pak)



Nordin

GLASSIX PLUS

Najnovija generacija Glassix kolčića. Bezmetalni, kompozitni, radioopakni korijenski kolčići. Anatomskog su oblika, imaju dodatnu mehaničku retenciju za još jaču stabilnost u korijenu uz kemijsku vezu, bez epoksidne smole. Cilindrično-koničnog su oblika, te za razliku od svojih prethodnika, dolaze u 4 različita promjera.

Promjeri kolčića

1.2, 1.5, 1.8, 2.0 mm

15%

GLASSIX PLUS SET

bijeli kolčići
4 x 5 kolčića
4 svrdla
1 pilotno svrdlo
204 € + PDV-5%
173,40 € + PDV 5%
182,07 €*

15%

GLASSIX PLUS REFIL

bijeli kolčići
10 kolčića u pakiranju (istog promjera)
79 € + PDV-5%
67,15 € + PDV 5%
70,51 €*

4+1

GLASSIX PLUS REFIL

bijeli kolčići
10 kolčića u pakiranju (istog promjera)
395 € + PDV-5%
316 € + PDV 5%
331,80 €* (5 pak)



Nordin

GLASSIX & CARBONITE**Bezmetalni radioopakni kolčići**

Kolčići Glassix izrađeni su od staklenih vlakana dok su Crabonite izrađeni od vlakana ugljika, obje vrste su uložene u epoksidnu smolu. Carbonite su vrlo elastični i otporni na pucanje zbog ugljika, cilindrični su i blago zaobljenog oblika pri vrhu.

Promjeri kolčića: 1.2, 1.35, 1.5 mm

15%

15%

4+1

15%

15%

4+1

GLASSIX SET

bijeli kolčići
3 x 6 kolčića
3 svrdla
99 € + PDV-5%
84,15 € + PDV 5%
88,36 €*

GLASSIX REFIL

bijeli kolčići
6 kolčića u pakiranju (istog promjera)
23 € + PDV-5%
19,55 € + PDV 5%
20,53 €*

GLASSIX REFIL

bijeli kolčići
6 kolčića u pakiranju (istog promjera)
115 € + PDV-5%
92 € + PDV 5%
96,60 €* (5 pak)

CARBONITE SET

sivi kolčići
3x6 kolčića
3 svrdla
91 € + PDV-5%
77,35 € + PDV 5%
81,22 €*

CARBONITE REFIL

6 kolčića u pakiranju (istog promjera)
20 € + PDV-5%
17 € + PDV 5%
17,85 €*

CARBONITE REFIL

6 kolčića u pakiranju (istog promjera)
100 € + PDV-5%
80 € + PDV 5%
84 €* (5 pak)



Kettenbach Dental

VISALYS CORE

Materijal za cementiranje kolčića i izradu direktnih nadogradnji koji koristi jedinstvenu 'Active-Connect' tehnologiju za pouzdanu adheziju i sve vrste jednokomponentnih i višekomponentnih adheziva.

Karakteristike:

- cementiranje korijenskih kolčića i izrada nadogradnji
- dual-cure: štedi vrijeme-bez dodatnog osvjetljavanja, čak i u dubokim zonama
- izuzetno stabilan

20%

VISALYS CORE

automix sirpinga 2x 5 ml
115 € + PDV-5%
97,75 € + PDV 5%
102,64 €*



Itena Clinical Products

DENTOCORE BODY**Kompozitni materijal za direktnе nadogradnje i cementiranje bezmetalnih kolčića****Dualni način stvrđnjavanja:**

- autopolimerizacija i fotopolimerizacija
- odlična mehanička otpornost za dugotrajne restauracije
- odgovara prirodnom zubu

20%

DENTOCORE BODY

automix sirpinga 1 x 5 ml
boja A3 i pribor
41 € + PDV-5%
32,80 € + PDV 5%
34,44 €*

20%

DENTOCORE BODY

automix kartuša za pištolj 1 x 50 g
boja A3 i pribor
114 € + PDV-5%
91,20 € + PDV 5%
95,76 €*



Itena Clinical Products

TOTAL CEM

Samojetkajući i samoadhezivni trajni kompozitni cement. Posebno za metal.

- **All-in-one:** jetkanje + adhezija + cementiranje
- **Za cementiranje:** krunica, mostova, kolčića, inlaya i onlaya
- **Samoadhezija na:** enamel, dentin, metal

Trajni, samojetkajući, samoadhezivni cement za trajna cementiranja krunica, mostova, inlaya, onlaya... Radioopakan. Otpušta fluor. Ne uzrokuje postoperativnu preosjetljivost. Vrlo dobro brtvljenje, ne topi se pod utjecajem sline. Vrijeme stvrdnjavanja 2 min; vrijeme pripreme 3,5 min. Tanak sloj osigurava savršeno prijanjanje krunice. Odličan odnos cijene i kvalitete.

20%

TOTAL CEM

5 ml

51 € + PDV 5%
40,80 € + PDV 5%
42,84 €*

3+1

TOTAL CEM

5 ml

204 € + PDV 5%
153 € + PDV 5%
160,65 €* (4 kom)



Itena Clinical Products

TOTAL C-RAM

Samojetkajući i samoadhezivni trajni kompozitni cement. Posebno za keramiku.

- **All-in-one:** jetkanje + adhezija + cementiranje
- **Za cementiranje:** krunica, mostova, kolčića, inlaya & onlaya, ljsusika
- **Samoadhezija na:** enamel, dentin, metal, keramiku, cirkon, porculan

Trajni samojetkajući adhezivni cement dualne polimerizacije posebno namijenjen za keramiku. Koristi se za cementiranje krunica, mostova, inlaya i onlaya. Veže se za caklinu, dentin, metal, kompozit, keramiku, porculan, cirkon.

20%

TOTAL C-RAM

5 ml

56 € + PDV 5%
44,80 € + PDV 5%
47,04 €*

3+1

TOTAL C-RAM

5 ml

224 € + PDV 5%
168 € + PDV 5%
176,40 €* (4 kom)



Kettenbach Dental

VISALYS**CEMCORE**

2 in 1

Materijal koji se koristi za dvije indikacije:

- cementiranje svih restauracija, pogodan i za visoko estetska prednja područja
- izradu direktnih nadogradnji.

Zahvaljujući Active-Connect-Technology (ACT) materijal ima mogućnost dvostrukog kemijskog i svjetlosnog stvrdnjavanja i iznimnu stabilnost te snažnu kemijsku vezu. Kod izrade direktnih nadogradnji nije potrebno korištenje matrica. Višak cementa lagano se otklanja uz rub protetskog rada.

15%

VISALYS CEMCORE

1 x 5 ml

137 € + PDV 5%
116,45 € + PDV 5%
122,27 €*

15%

VISALYS CEMCORE STARTER PACK

1 x 2,5 ml automix
1 x 2 ml Tooth Primer
1 x 2 ml Restorative Primer
pribor

137 € + PDV 5%
116,45 € + PDV 5%
122,27 €*

Simply create the PANAVIA™ smile with PANAVIA™ cements



kuraray Noritake.



WORLD
LEADER

Karakteristike

- jedna jedina procedura sa dva primera na bazi MDP-a: Tooth Primer za Zub i Ceramic Primer Plus za materijale
- veća razina adhezije na cirkon
- korištenje u svim indikacijama i svim materijalima: krom-kobalt, cirkon, disilikat, kompozit, vlakna
- 10-MDP originalni za jedinstvena rješenja (patent Kuraray Noritake)
- dostupno u 5 boja (sa odgovarajućim try-in pastama): Universal, Clear, Brown, White, Opaque

Kuraray Noritake

PANAVIA™ V5

Jedan cement za sve indikacije.

Panaviu V5 odlikuje iznimna čvrstoća i naglašena estetska komponenta. Panavia V5 je najjači cement ikad razvijen, a dostupan je u 5 nijansi. Koristi se za cementiranje krunica, mostova, ljuštica izrazito je pouzdan za nadogradnje na implantima. Postupak započinje tretiranjem zuba PANAVIA V5 primerom, nastavlja se tretiranjem protetskog rada CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS, slijedi cementiranje - i to je to. PANAVIA V5 AUTOMIX CEMENT olakšava rukovanje i apliciranje uz jednostavno uklanjanje viška cementa. Automix šprica omogućava brz, jednostavan i precizan rad, a konzistentno optimiziran cement omogućuje da postavite protetski rad na način koji želite.

Boje: Universal A2, Clear, Brown A4, White, Opaque;



Panavia V5 može
se koristiti u
dentalnom laboratoriju

15%

PANAVIA V5 PROFESSIONAL KIT

Tooth Primer 2 ml
Ceramic Primer Plus 2 ml
Panavia V5 Pasta - 5 boja x 2,4 ml
Probne paste - 5 boja x 1,8 ml
K-etchant siringa 3 ml
420 € + PDV 5%
357 € + PDV 5%
374,85 €*

Boje: Universal A2, Clear, Brown A4, White, Opaque

PROMO
CIJENA

PANAVIA V5 UVODNI SET

Tooth Primer 2 ml
Ceramic Primer Plus 2 ml
Panavia V5 Pasta 2,4 ml
145 € + PDV 5%
152,25 €*

Boje: Universal A2 ili Clear

15%

PANAVIA V5 PASTA REFIL

4,6 ml + 20 mješalica
133 € + PDV 5%
113,05 € + PDV 5%
118,70 €*

Boje: Universal A2, Clear, Brown A4, White ili Opaque

15%

TOOTH PRIMER

4 ml
63 € + PDV 5%
53,55 € + PDV 5%
56,23 €*

15%

CERAMIC PRIMER PLUS

4 ml
99 € + PDV 5%
84,15 € + PDV 5%
88,36 €*





kuraray Noritake



Panavia SA Cement Universal u kombinaciji sa Clearfil Universal Bond Quick pruža jednu jedinstvenu tehniku hibridne adhezije zahvaljujući efikasnosti 10-MDP monomera. Kod cementiranja krunica i mostova karakteristika samoadhezije je bitna kod subgingivalnih područja gdje je rizik kontaminacije veći. Furkacija ovog bonda je bitna u koronarnom dijelu jer pojačava jačinu adhezije na dentin stvaranjem hibridnog sloja.

Kuraray Noritake

PANAVIA™ SA CEMENT UNIVERSAL

Samoadhezivni kompozitni cement

Jedinstveni i inovativni kompozitni cement, samoadhezivni, indiciran za sve vrste materijala (keramiku, litij disilikat, cirkon, kompozit) bez potrebe silaniziranja. Uz jedinstveni MDP monomer u formulije dodana komponenta LCSi (LONG CHAIN SILANE MONOMER) koja osigurava snažnu hemijsku vezu na sve vrste površina. To je jedinstvena formula koju nema niti jedan drugi cement – što znači da nije potreban silan za krunicu (kao Ceramic Primer ili slično). Ovaj samojetkajući cement ne treba korištenje primera i može se koristiti u svim slučajevima – suhom i vlažnom okruženju, kod cementiranja cirkona, kompozita, litij disilikata (E-max krunica). Zahvaljujući MDP monomeru cement ima funkciju samoadhezije na bazi kemijske veze.

Prednosti:

- za sve vrste površina, bez potrebe korištenja primera
- jedan cement za cirkon, disilikat, kompozite i metale
- snažna kemijska vezu
- jednostavno rukovanje

Boje: Universal A2, Translucent



PANAVIA SA CEMENT UNIVERSAL

8,2 g sa priborom

116 € + PDV 5%

98,60 € + PDV 5%

103,53 €*

Boje: Universal A2, Translucent



PANAVIA SA CEMENT UNIVERSAL

8,2 g

348 € + PDV 5%

232 € + PDV 5%

243,60 €* (3 kom)

Boje: Universal A2, Translucent



Panavia SA Cement Universal može se koristiti u dentalnom laboratoriju

THE VENEER SPECIALIST

Mastering highly
aesthetic cementation



kuraray Noritake



Clear



Universal



White



Brown

4 VISOKO ESTETSKE NIJANSE
s nijansom koja odgovara
individualnim zahtjevima lako
se postižu realistični rezultati

Kuraray Noritake

PANAVIA™ VENEERS

Nova panavia za cementiranje estetskih ljudskih

Svjetlosno polimerizirajući cement pruža dugo vrijeme rada koje olakšava istovremeno postavljanje više ljudskica. Primer za zube "PANAVIA™ V5" brtvi adhezivno sučelje trenutnom polimerizacijom nakon kontakta s pastom (brza polimerizacija). Rezultat je jaka i izdržljiva veza.

Odgovarajuća viskoznost i konzistencija paste omogućuje lakše doziranje i ispravno postavljanje restauracije, dok funkcija polimerizacije u jednoj sekundi omogućuje jednostavno uklanjanje viška cementa.

Mala debljina filma i dobra mogućnost poliranja omogućuju korisnicima stvaranje glatkih rubova. Četiri različito odabранe nijanse vrlo postojane boje nude dugotrajnost estetike. Odgovarajuće probne paste olakšavaju odabir prave nijanse

Prednosti:

- radno vrijeme 200 sekundi (na danjem svjetlu: 8000 lux): omogućava istovremeni rad sa više ljudskih
- poboljšano rukovanje: optimalna viskoznost i konzistencija
- polimerizacija Touch-cure: sigurna adhezija i lagano skidanje viška cementa
- tehnologija nano-filer
- dugotrajna održivost boje

Boje: Universal A2, Clear, Brown A4, White

PANAVIA VENEER LC

1,5 ml + 5 aplikatora

52 € + PDV 5%

54,60 €*

Boje: Universal A2, Clear, Brown A4, White

PANAVIA VENEER LC SET

1 x 1,5 ml Panavia Veneer LC

1 x 1,8 ml try in pasta

PANAVIA V5

1 x 2 ml Tooth Primer

1 x 2 ml Ceramic Primer Plus

1 x 3 ml K-etchant syringe

pribor

158 € + PDV 5%

165,90 €*

Boje: Universal A2, Clear, Brown A4, White

200 sec

Vrijeme rada pod
ambijentalnim
svjetлом (8000 lux)



Bez Bisphenola A

Kettenbach Dental

VISALYS® TEMP

Kompozit za provizorne krunice i mostove

Karakteristike:

- posebno indiciran za trajnija provizorna rješenja (duže od 4 tjedna)
- izuzetno stabilan i otporan na frakture, jednostavan za korištenje, visoka estetika
- baziran na multifunkcionalnom akrilnom kompozitu
- pogodan za izradu privremenih krunica, parcijalnih krunica, mostova, inlaya, onlaya i veneersa
- visoka fluorescencija i translucencija (kameleonski efekt)
- aplikator za kartuše 4:1 / 10:1

30%

VISALYS TEMP

kartuša 1 x 50 ml

93 € + PDV 5%

65,10 € + PDV 5%

68,36 €*

Boje: A1, A2, A3, B1, BL



Itena Clinical Products

DENTOCROWN

Kompozit za provizorne krunice i mostove

Karakteristike:

- visoka čvrstoća materijala i malo skvrčavanje
- posebno indiciran za trajnija provizorna rješenja
- optimalna elastičnost, jednostavno skidanje
- dobra postojanost boje i prirodnji sjaj
- standardni aplikator za kartuše

15%

DENTOCROWN

kartuša 1 x 50 ml

80 € + PDV 5%

68 € + PDV 5%

71,40 €*

Boje: A1, A2, A3

3+1

DENTOCROWN

kartuša 1 x 50 ml

320 € + PDV 5%

240 € + PDV 5%

252 €* (4 kom)

Boje: A1, A2, A3



Osmišljen za implantate

Itena Clinical Products

DENTOTEMP

Cement za provizorna cementiranja krunica i mostova za radove kod kojih se želi proizvesti vrijeme retencije, te za cementiranje radova na implantatima kod kojih se želi zadržati mogućnost eventualnog naknadnog skidanja.

15%

DENTOTEMP AUTOMIX

2 x 5 ml

57 € + PDV 5%

48,45 € + PDV 5%

50,87 €*

15%

DENTOTEMP RUČNO MJEŠANJE

2 x 10 ml

44 € + PDV 5%

37,40 € + PDV 5%

39,27 €*



Meta Biomed

NETC EASY

Privremeni cement bez eugenola

Vrijeme rada: 1.5 min

vrijeme stvrdnjavanja: 6 min

25%

NETC EASY

2 x 11 g

29 € + PDV 5%

21,75 € + PDV 5%

22,84 €*



Itena Clinical Products

PROVITEMP

Cement za provizorna cementiranja krunica i mostova, inlay-a i onlay-a. Ne sadrži eugenol. Provitemp (24 MPa) ima nešto manju čvrstoću od Dentotempa (34 MPa), pa ga predlažemo za kraća privremena cementiranja.

15%


PROVITEMP

automix 1 x 5 ml

36 € + PDV 5%

30,60 € + PDV 5%

32,13 €*



Kuraray Noritake

CLEARFIL MAJESTY ES-2 UNIVERSAL

Inteligentna jednostavnost

Novi univerzalni kompozit dizajniran da pojednostavi odabir boja i restaurativnih postupaka. Omogućuje upotrebu samo jedne univerzalne boje (U) za stražnje restauracije te boje Universal Light (UL) ili Universal Dark (UD) za prednje restauracije koje zahtjevaju veću estetiku. Sve je to moguće zahvaljujući inovativnoj tehnologiji difuzije svjetlosti (LDT) koji omogućuje iskrivljenoć svjetlosti kao kod zubnog tkiva.

15%

CLEARFIL MAJESTY ES-2 UNIVERSAL

siringa 3,6 g

54 € + PDV 5%

45,90 € + PDV 5%

48,20 €*

Boje: W, A1, A2, A3, A3.5, A4

4+1

CLEARFIL MAJESTY ES-2 UNIVERSAL

siringa 3,6 g

270 € + PDV 5%


216 € + PDV 5%

226,80 €* (5 kom)

Boje: W, A1, A2, A3, A3.5, A4



Tehnologija difuzije svjetlosti (LDT) omogućuje veliki raspon restauracija sa samo 6 različitim boja. Rezultat su restauracije sa visokim estetskim vrijednostima, trajne tijekom vremena, uz pojednostavljeni postupak.



1 Boja za stražnje restauracije
Universal

2 Boje za prednje restauracije
Universal Light Universal Dark



Kuraray Noritake

CLEARFIL MAJESTY**ES-2**

Novi zlatni standard za sve indikacije. Savršeno se stapa sa prirodnim zubom.

CLEARFIL MAJESTY KOMPOZIT nastao je s ciljem da omogući ljepše, dugotrajnije i predvidljivije restauracije. Kompozit se odlikuje izvrsnim estetskim i mehaničkim svojstvima zahvaljujući provjerenoj KURARAY kvaliteti. Sistem se sastoji od KLASIČNIH boja predviđenih za 'one-layer' tehniku i PREMIUM boja za 'multi-layer' tehniku, a sve prema VITA ključu boja. KURARAY koncept boja omogućuje odlično stapanje sa zubom čime se dobiva efekt potpuno prirodne boje zuba.

Boje:

Classic (3,6 g): A1, A2, A3, A3.5, A4, KA6, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, XW

Premium (3,6 g): A1E, A2E, A3E, A3.5E, A4E, XWE, WE, A1D, A2D, A3D, A3.5D, A4D, XWD, WD

Premium (1.8 g): Clear, Amber, Blue, Gray

15%

CLEARFIL MAJESTY ES-2

siringa 3,6 g

54 € + PDV 5%

45,90 € + PDV 5%

48,20 €*

Boje: Classic, Premium (3,6 g)

4+1

CLEARFIL MAJESTY ES-2

siringa 3,6 g

270 € + PDV 5%

216 € + PDV 5%

226,80 €* (5 kom)

Boje: Classic, Premium (3,6 g)

Odabir boja je jednostavan i brz.

Započinje s odabirom jedne od 6 temeljnih boja (od A1 do A4). Ako se radi 'multi-layer' tehnikom i odabere se boja A2 može se nadograđivati sa PREMIUM bojama A2E (enamel) i A2D (dentin). Za jedinstveni restorativni postupak Kuraray Noritake koristi najsvremeniju tehnologiju i dokazanu kvalitetu.



! **Clearfil Twist Dia gumice za poliranje kompozita olakšavaju proceduru poliranja - poliranje u samo 2 koraka**
Više o proizvodu potražite na stranici 23

15%

CLEARFIL TWIST DIA SET

6 kom

52 € + PDV 25%

44,20 € + PDV 25%

55,25 €*

15%

CLEARFIL MAJESTY ES-2 PROFESSIONAL KIT

kluč za odabir boja,
boje Classic (4 x 3,6 g)
boje Premium (8 x 3,6 g)
boje Premium (3 x 1,8 g)


+ GRATIS CUBQ

508 € + PDV 5%

431,80 € + PDV 5%

453,39 €***GRATIS**

- Kupnjom Clearfil Majesty ES-2 profesionalnog kit-a **GRATIS** Clearfil Universal Bond Quick (4 ml)



Skeniraj i prijavi se na napredne teorijsko-praktične tečajeve iz restorativne stomatologije

EDUCEN.HR

Superior gloss
retention with
**3 levels of
flowability.**

**WORLD
LEADER**



VISOKA FLUIDNOST

- ✓ Izvrsna vlažnost i prilagodba
- ✓ Za male kavitete
- ✓ Kao podloga (liner)

NISKA FLUIDNOST

RECOMMENDED

- ✓ Za širok raspon prednjih i stražnjih restauracija

SUPER NISKA FLUIDNOST

- ✓ Idealno za izgradnju stražnjih zona
- ✓ Zadržava zadani oblik
- ✓ Za šupljine razreda I i V

Kuraray Noritake

CLEARFIL MAJESTY

ES-2 FLOW

Univerzalni kompozit, dostupan u 3 različite razine fluidnosti, za različite indikacije: direktnе restauracije svih klasa kaviteta, cervikalne lezije, erozije zuba reparacije i cementiranje. Za dugotrajne, estetske i jednostavne rekonstrukcije.

3 vrste viskoznosti:

- visoka fluidnost
- niska fluidnost
- super niska fluidnost

15%

CLEARFIL MAJESTY

ES-2 FLOW
siringa 2,7 g

49 € + PDV 5%

41,65 € + PDV 5%

43,73 €*

4+1

CLEARFIL MAJESTY

ES-2 FLOW

siringa 2,7 g

245 € + PDV 5%

196 € + PDV 5%

205,80 €* (5 kom)

1 MINUTU NAKON APLIKACIJE

HORIZONTALNO



VERTIKALNO



5 mm

Boje: A1, A2, A3,
A2D, A3D



5 mm

Boje: A1, A2, A3,
A3.5, A4, KA6, B1,
B2, XW, W, A2D,
A3D



5 mm

Boje: A1, A2, A3,
A3.5



Itena Clinical Products

REFLECTYS**Nano - hibridni kompozit za prednje i stražnje zube**

Svetlosno polimerizirajući mikrohibridni kompozit s velikim udjelom anorganskog punila (86% težinski).

Karakteristike:

- odlična estetska svojstva
- jednostavno oblikovanje i rukovanje
- odlična mehanička svojstva
- bez postoperativne osjetljivosti
- sadrži fluor

20%**REFLECTYS**

siringa 4 g

27 € + PDV 5%

21,60 € + PDV 5%

22,68 €*

Boje: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, C3, D3, A20, A30, I, P, E;

3+1**REFLECTYS**

siringa 4 g

108 € + PDV 5%

81 € + PDV 5%

85,05 €* (4 kom)

Boje: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, C3, D3, A20, A30, I, P, E;

20%**REFLECTYS FLOW**

siringa 2 g

25 € + PDV 5%

20 € + PDV 5%

21 €*

Boje: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3

3+1**REFLECTYS FLOW**

siringa 2 g

100 € + PDV 5%

75 € + PDV 5%

78,75 €* (4 kom)

Boje: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3



Itena Clinical Products

REFLECTYS FLOW**Tekući nano-hibridni kompozit za prednje i stražnje zube**

Svetlosno polimerizirajući mikrohibridni kompozit s velikim udjelom anorganskog punila (86% težinski).

Karakteristike:

- idealno za teško dostupna mesta
- izvrsno rukovanje
- visoki estetski rezultati: jednostavno pakiranje, trajni sjaj i boja
- izgled prirodnog zuba
- izvrsna abrazivna svojstva
- sadrži fluor

**REFLECTYS**

UNIVERSAL RESTORATIVE COMPOSITE

17 SHADES FOR HIGHER AESTHETIC STANDARDS

Itena Clinical Products

DENTOETCH**Gel za jetkanje**

37% gel za jetkanje cakline i dentina, srednje viskoznosti (ostaje na mjestu aplikacije), komforan za upotrebu, sa praktičnim tipsama, jednostavno se čisti.

DENTOETCH

siringa 4 x 1,2 ml (pak)

18 € + PDV 25%

22,50 €***20%****DENTOETCH jumbo pakiranje**

siringa 50 ml

67 € + PDV 25%

53,60 € + PDV 25%

67 €***3+1****DENTOETCH**

siringa 4 x 1,2 ml (pak)

72 € + PDV 25%

54 € + PDV 25%

67,50 €* (4 pak)

Itena Clinical Products

PREVENT SEAL

Samojetkajući svjetlosno polimerizirajući materijal za pečaćenje fisura

Prednosti:

- trajna adhezija na enamel: 20-25 MPa
- sadrži fluoride
- optimalna fluidnost
- svjetlosna polimerizacija do 4.5 mm

20%**PREVENT SEAL**

siringa 1,2 ml

10 tipsi,

3 četkice

26 € + PDV 5%

20,80 € + PDV 5%

21,84 €*



Meta Biomed

GLARE

Polimerizacijska lampa intenziteta 1800 mW/cm² sa dubokim fokusiranim LED svijetlom (uniformno, 400-490 nm). Sa opcijom biranja 5 vrsta svjetla: High, Low, Soft start, Pulse, Ortho mode, te mogućnošću individualizacije programa. Glava Glare lampe je mala i rotira se 330°. Baterija je velikog kapaciteta, a težina lampe je 130g

20%

GLARE

662 € + PDV-25%
529,60 € + PDV 25%
662 €*



15%

DIJAMANTNI POLIRERI ZA CIRKON I KERAMIKU

6 kom

120 € + PDV-25%
102 € + PDV 25%
127,50 €*

15%

POLIRERI ZA KOMPOZITE, KOMPOMERE I GLAS-IONOMERE

12 kom

20 € + PDV-25%
17 € + PDV 25%
21,25 €*



15%

NOBILIS DIJAMANTNI POLIRERI ZA KOMPOZITE I KERAMIKU

6 kom


20 € + PDV-25%
17 € + PDV 25%
21,25 €*

15%

DIJAMANTNI POLIRERI ZA SVE VRSTE KERAMIKE ZA NASADNIK

9 kom

52 € + PDV-25%
44,20 € + PDV 25%
55,25 €*



Kuraray Noritake

CLEARFIL TWIST DIA**Poliranje kompozita do prirodnog sjaja u 2 koraka**

Stvara prirođni sjaj za vaše restauracije uz samo dva polirera. Ravne, konveksne ili udubljene površine, s TWIST DIA dobivate savršeni rezultat visokog sjaja.

15%

CLEARFIL TWIST DIA SET


6 kom

52 € + PDV-25%
44,20 € + PDV 25%
55,25 €*

A WORLDWIDE SUCCESS STORY AT THE SERVICE OF ENDODONTICS

 **COLTENE**

MicroMega



Micro Mega

PRE-STERILIZIRANI RUČNI INSTRUMENTI

K-FILES
HEDSTROEM-FILES
K-REAMERS

Višestruko korištenje

Veličina / konicitet / dužine:
#006 - #140 / 2% / L21, 25, 31

RUČNI INSTRUMENTI

pre-sterilizirani 6 kom (pak)

13 € + PDV 25%

16,25 €*

2+1

RUČNI INSTRUMENTI

pre-sterilizirani 6 kom (pak)

39 € + PDV 25%

26 € + PDV 25%

32,50 €* (3 pak)

■ K-FILES



● HEDSTROEM-FILES



▲ K-REAMERS



Micro Mega**ONE G**

15%

ONE G IGlice

5 kom

58 € + PDV 25%

49,30 € + PDV 25%

61,63 €*

Opcije: L 21, 25, 29 mm

Koja je namjena rotirajućih NiTi iglica i postizanja glatke površine kanala?

Postizanje glatke površine kanala važno je i neophodno za preparaciju. Inicialno se izvodi ručnom MMC iglicom br. 10. U slučaju težeg ulaska u kanal, kada ručne iglice nisu dovoljne, potrebno je koristiti strojne NiTi iglice za postizanje glatke površine.

Karakteristike:

- otpornost na ciklički zamor i pucanje
- posebno korisne za teško pristupačne i visoko mineralizirane zakrivljene kanale
- sigurnost: minimalizira rizik endodontskih pogrešaka, (neravno obrađenih kanala, 'lažnih' kanala...)

Micro Mega**ONE FLARE**

15%

ONE FLARE IGlice

5 kom (L 17 mm) (pak)

54 € + PDV 25%

45,90 € + PDV 25%

57,38 €***Kako efikasno pripremiti kanal?**

One Flare je NiTi rotirajući instrument s heat-treated T-Wire tehnologijom kojom se postigla bolja otpornost i fleksibilnost iglica. Koristi se na početku tretmana kako bi se eliminirao aksijalni koronarni debris. Time se izbjegava naprezanje instrumenta za oblikovanje kanala i mogućnost njegovog prijevremenog pucanja.

Micro Mega**2 SHAPE MINI**

15%

Pojednostavljena endodoncija

2Shape Mini je prikladan za gotovo svaki tretman.

Dinamika instrumenata sa TS1 i TS2

- 3 progresivna pokreta gore-dolje cijelom dužinom kanala od kojih su pokreti prema gore - kružni
- umetnute rotirajući instrument u korijenski kanal dok ne osjetite otpor
- izvršite kružni pokret prema gore. Maknite iglicu iz kanala, očistite žlijebove iglice te irigirajte kanal. Potom, nastavite progresivni pokret prema dolje cijelom dužinom kanala.

Profili: N25 4%, N25 6%, N35 6%, N40 4%**Dužine:** 21, 25 i 31 mmMicro Mega**2 SHAPE MINI****GUTTA-PERCHA POINT**

10%

2 SHAPE GUTTA-PERCHA POINT

60 kom (pak)

24 € + PDV 5%

21,60 € + PDV 5%

22,68 €*

25/04

25/06

35/06

40/04

Micro Mega**2 SHAPE MINI****PAPER POINTS**

10%

2 SHAPE MINI PAPER POINTS

144 kom (pak)

25 € + PDV 25%

22,50 € + PDV 25%

28,13 €*

25/04

25/06

35/06

40/04



Micro Mega

ONE CURVE MINI

Jedan instrument za oblikovanje koriđenskog kanala

Instrument je iznimno fleksibilan i otporan na pucanje. Imate potpunu kontrolu nad instrumentom.

- pojednostavljena primjena
- bez rizika unakrsne kontaminacije: jednokratna upotreba (za 1 pacijenta - do 8 kanala)
- skraćuje vrijeme obrade kanala, više vremena za irigaciju
- kontinuirana rotacija, brzina 300rpm, torque 2.5 Ncm
- direktni pokret prema dolje cijelom dužinom kanala

Indikacije:

- tretman jednostavnih i složenih koriđenskih kanala

Profili: N25 4%, N25 6%, N35 4%, N45 4%

Dužine: 21, 25 i 31 mm

15%

ONE CURVE IGlice

5 kom (pak)

63 € + PDV 25%

53,55 € + PDV 25%

66,94 €*

Opcije: L 21, 25, 31 mm



Tehnologija primjenjena na One Curve iglicama za endodonciju.

Kontrolirana memorija, izuzetna savitljivost, postojanost navoja.

Micro Mega

ONE CURVE MINI**PAPER POINTS****ONE CURVE MINI PAPER POINTS**

144 kom (pak)

25 € + PDV 25%

22,50 € + PDV 25%

28,13 €**

25/04

25/06

35/04

45/04



10%



10%

Micro Mega

ONE CURVE MINI**GUTTA-PERCHA POINT****ONE CURVE MINI GUTTA-PERCHA POINT**

60 kom (pak)

24 € + PDV 5%

21,60 € + PDV 5%

22,68 €*

25/04

25/06

35/04

45/04

25/04

25/06

35/04

45/04



Micro Mega

ONE RECI

Jedna iglica sa recipročnim pokretima, sterilno pakiranje

Efikasno oblikovanje kanala:
patentirani asimetrični presjek iglice

Sigurnost: visoki koeficijent otpora na pucanje

Fleksibilnost: C.Wire heat tretman iglica

Minimalna invazivnost: očuvanje pericervikalnog područja i zuba

Profili: N20 4%, N25 4%,
N25 6%, N35 4%, N45 4%

Dužine: 21, 25 i 31 mm

15%

ONE RECI

5 kom (pak)

63 € + PDV 25%

53,55 € + PDV 25%

66,94 €*

Micro Mega

ONE RECI**GUTTA-PERCHA POINT****ONE RECI GUTTA-PERCHA POINT**

60 kom (pak)

24 € + PDV 5%

21,60 € + PDV 5%

22,68 €*

20/04

25/04

25/06

35/04

45/04

20/04

25/04

25/06

35/04

45/04



10%

Micro Mega

ONE RECI**PAPER POINTS****ONE RECI PAPER POINTS**

144 kom (pak)

25 € + PDV 25%

22,50 € + PDV 25%

28,13 €**

Micro Mega**REMOVER**

15%

REMOVER

5 kom (pak) (#30 / 7%)

66 € + PDV 25%

56,10 € + PDV 25%

70,13 €*

Opcije: L 19, 23 mm

Jedan instrument za reviziju

MicroMega REMOVER mehanički otklanja gutaperku iz kanala bez korištenja otopine. Nakon toga slijedi preoblikovanje kanala korištenjem uobičajenih instrumenata.

Sigurno otklanjanje punila:

- bez upotrebe otapala
- posebne karakteristike materijala iglice povećavaju fleksibilnost i smanjuju mogućnost pucanja
- nerezajući vrh smanjuje mogućnost perforacija
- poseban dizajn za minimalno invazivan pristup

Dužine: 19, 23 mm**ZA RUČNU ENDODONCIJU**Meta Biomed**GUTTA-PERCHA POINT****Normirane / konicitet 2%**

Opcije promjera:

15, 20, 25, 30, 35, 40, 15-40, 45-80;

Meta Biomed**PAPER POINT****Nenormirani / konicitet 2%**

Opcije promjera:

15, 20, 25, 30, 35, 40, 15-40, 45-80;

GUTTA-PERCHA POINT

120 kom (pak) (normirane)

8,50 € + PDV 5%

8,93 €*

1+1

GUTTA-PERCHA POINT

120 kom (pak) (normirane)

17 € + PDV 5%

8,50 € + PDV 5%

8,93 €* (2 pak)**PAPER POINT**

200 kom (pak)

7,30 € + PDV 25%

9,13 €*

1+1

PAPER POINT

200 kom (pak)

14,60 € + PDV 25%

7,30 € + PDV 25%

9,13 €* (2 pak)**ZA STROJNU ENDODONCIJU**Meta Biomed**GUTTA-PERCHA POINT**Master gutaperke
različitog koniciteta#25 / 4% #25 / 6%
#35 / 6% #40 / 4%

20%

GUTTA-PERCHA POINT

60 kom (pak)

11 € + PDV 5%

8,80 € + PDV 5%

9,24 €*Meta Biomed**PAPER POINT**Master paper points
različitog koniciteta#25 / 4% #25 / 6%
#35 / 6% #40 / 4%

20%

PAPER POINT

60 kom (pak)

8 € + PDV 5%

6,40 € + PDV 25%

8 €*

Micro Mega**MM-SEAL**

Punilo na bazi epoksidne smole za trajno punjenje kanala korištenjem gutaperke.

15%

MM-SEAL

siringa 9 g + 4,5 g (pak)
57 € + PDV 5%
48,45 € + PDV 5%
50,87 €*

Prednosti

- homogena pasta bez zraka jednostavna za miješanje (pasta/pasta)
- kompatibilna sa svim termo-plastičnim sistemima
- praktična aplikacija
- osigurava hermetičko punjenje
- ulazi u lateralne kanale
- radioopakna svojstva

Micro Mega**MM-PASTE**

Pasta na bazi kalcij-hidroksida za privremeno punjenje kanala i prekrivanje pulpe.

15%

MM-PASTE

siringa 2 g (pak)
38 € + PDV 5%
32,30 € + PDV 5%
33,92 €*

Micro Mega**MM-EDTA CREAM**

Gel za efikasnije čišćenje i širenje korijenskih kanala

Prednosti

- otklanja anorganske substance
- olakšava penetraciju iglica uslijed efekta podmazivanja
- čisti kanale

15%

MM-EDTA CREAM

siringa 2 x 5,4 ml (pak)
39 € + PDV 25%
33,15 € + PDV 25%
41,44 €*

Meta Biomed**MD-CLEANER****EDTA otopina**

Otklanja anorganske supstance. Koristi se kod kalcificiranih kanala (početno otvaranje). Lakša instrumentacija «omekšanih» stijenka i dentinskih zidova. Na kraju svakog endo tretmana, otklanja smear layer. Praktičan i ekonomičan proizvod.

35%

MD-CLEANER

100 ml
24 € + PDV 25%
15,60 € + PDV 25%
19,50 €*

Micro Mega**MM-MTA****Mineral Trioxide Aggregate**

MTA je mineral trioxide cement (punilo) za reparaturu korijenskih perforacija. Koristi se za endodontsku terapiju internih resorpcija, retrogradna punjenja i punjenja perforacija korijenskih kanala. Optimalni rezultati, čak i u vlažnim uvjetima. Radioopakni materijal homogene konzistencije.

- bitno skraćeno vrijeme stvrđnjavanja od 20 min, omogućava punjenje u istoj posjeti.

15%

MM-MTA

kapsula 2 x 0,3 g (pak)
65 € + PDV 5%
55,25 € + PDV 5%
58,01 €*



Meta Biomed

CERA SEAL

10%

CERA SEAL

automix 2 g + pribor
126 € + PDV-5%
113,40 € + PDV 5%
119,07 €*

Biokeramičko punilo na bazi kalcijum silikata (MTA)

Idealno punilo kod procesa, otvorenog apeksa, perforacija... Koristi se u kompleksnijim slučajevima. Ima visoku biokompatibilnost. Bez skvrčnjavanja i ekspanzije – jedinstvena stabilnost. Ne šteti ljudskom organizmu

Antimikrobnog djelovanje: pH vrijednost 12.73
Radioopakan: 8mm Al



Itena Clinical Products

MTA BIOREP

15%

Biokeramički MTA cement za reparaturu korijenskih perforacija**Karakteristike:**

- punilo na bazi mineral trioksida
- kratko vrijeme stvrdnjavanja
- idealno kod perforacije kanala, apeksifikacije
- idealne konzistencije i radioopaknosti
- bez utjecaja na bojenje zuba



Itena Clinical Products

MTA BIOSEAL

15%

Punilo cement na bazi MTA za trajno punjenje korijenskih kanala**Prednosti:**

- punilo na bazi mineral trioksida
- kraće radno vrijeme
- homogena penetracija u tubuluse
- bez utjecaja na bojenje zuba
- povoljna bakteriostatička svojstva



Meta Biomed

AD SEAL

25%

AD SEAL

automix 13,5 g siringa + pribor
42 € + PDV-5%
31,50 € + PDV 5%
33,08 €*



Meta Biomed

MD-CHEL CREAM

25%

MD-CHEL CREAM
2x7 g
28 € + PDV 25%
21 € + PDV 25%
26,25 €*

19% EDTA Gel

Olkšava preparaciju kanala strojnim instrumentima i reamersima, rad sa kalcificiranim kanalima, sa uskim kanalima u stražnjim zubima te otklanja anorganske supstance.

Meta Biomed**EQ-V****Bežičan aparat za tehniku kontinuiranog punjenja kanala**

Set se sastoji od dva aparata: Fill (punjenje) i Pack (rezanje)

- jednostavna aplikacija i čišćenje nakon korištenja
- postojane karakteristike zagrijavanja
- brzo, konstantno i gusto punilo

Fill: 35 sekundi 200°C


Pack: stalna temperatura

EQ-V SET

FILL aparat
PACK aparat
punjač
Pack Tip (50/04, 60/05)
Kartuša 25 g
GP bar gutaperke 100 kom
1.394 € + PDV 25%
1.742,50 €*

GP BAR GUTAPERKE

100 kom
31 € + PDV 5%
32,55 €*



1. Odaberite glavnu gutaperku
2. Odaberite EQ-V Pack Tip
3. Postavite master gutaperku i otklonite višak sa EQ-V Pack Tip (koristite EQ pliger.)
4. Postavite EQ-V Fill kartušu i sačekajte 5 sekundi.
5. Ispunite polagano kanal toplom gutaperkom.
6. Aplicirajte odgovarajući EQ pliger

Meta Biomed**EQ-CONDENSER****Fleksibilni ručni plugeri**

Pogodni za sve tehnike punjenja:
topla i hladna kondenzacija

Fleksibilni NiTi vršak

- N40 / taper 2%
- N50 / taper 1%
- N60 / taper 1%

Ravan vrh

- S80 / taper 4%
- S100 / taper 2%
- S120 / taper 1%

EQ-CONDENSER

komplet 3 kom
179 € + PDV 25%
223,75 €*

**PROMO
CIJENE
NA UPUT**

CMS Dental**SOFT-CORE HEATER****Sistem trodimenzionalnog punjenja kanala**

Jednostavan i praktičan sistem trodimenzionalnog punjenja kanala vrućom gutaperkom. Kompatibilan sa svim strojnim i ručnim instrumentacijskim tehnikama. Postoje i CORE REMOVER posebna svrdla za otklanjanje plastičnog nosača gutaperke!



20%

SOFT-CORE INTRO SET


pećica za zagrijavanje gutaperki,
gutaperke (18 kom),
6 x #20, 6 x #25, 6 x #30,
verifiers (6 kom)
2 x #20, 2 x #25, 2 x #30
212 € + PDV 25%
169,60 € + PDV 25%
212 €*

15%

SOFT-CORE GUTTA-PERCHA

6 kom (pak)

Opcije #:
20, 25, 30, 35, 40,
45, 50, 55, 60, 70
19 € + PDV 5%
16,15 € + PDV 5%
16,96 €*



Meta Biomed**EQ-S****Bežični sonični 3D endo irrigator**

Izvrsna efikasnost čišćenja. Brza i jaka irigacija kanala u svim smjerovima. Ima manji pritisak na apeks i lakši pristup zakrivenim kanalima s rotacijskim i vertikalnim pokretima. Nastavci su posebnog oblika sa fleksibilnim nastavcima. Posebno se preporuča korištenje EQ-S i MD-Cleaner preparata.

Težina: 43g

Vrste nastavaka: mala (15/02 bijela), srednja (25/02 crvena) i široka (35/02 zelena)

Vrijeme rada: 9 sati (baterije AA)

EQ-S

498 € + PDV 25%

622,50 €*

ZAŠTITNA NAVLAKA

100 kom

13 € + PDV 25%

16,25 €*

ENDO TIPSA

30 kom (pak)

58 € + PDV 25%

72,50 €*

Opcije:

N 15 2 %

N 25 2 %

N 35 2 %

Micro Mega**DUAL MOVE****Bežični endo motor sa rotirajućim i recipročnim programom**

- sa kontrolom pokreta, brzine i torque
- odlično rukovanje, jednostavan za korištenje
- podesiv, idealan i za ljevake i dešnjake
- pruža siguran endodontski tretman
- velik broj parametara
- prikladan za sve NiTi iglice
- za samostalno korištenje ili u kombinaciji s apex lokatorom

DUAL MOVE

1.121 € + PDV 25%

1.401,25 €*

**PROMO CIJENE
NA UPIT**



W&H

ENDO NiTi KOLJEČNIK

- precisan i praktičan
- mala glava za najbolji mogući pristup mjestu liječenja
- higijenski savršen, lagan za korištenje
- ergonomski dizajn
- odlični klinički rezultati

20%

ENDO NiTi KOLJEČNIK

664 € + PDV 25%

531,20 € + PDV 25%

664 €*

Micro Mega**DUAL PEX****Električni apex lokator**

- može se koristiti samostalno ili u kombinaciji s Dual Move bežičnim endo motorom
- jednostavan za korištenje, kompaktan i lako se može pozicionirati blizu pacijenta
- minimalistički displej

DUAL PEX

554 € + PDV 25%

692,50 €*

CMS Dental**ONE STEP HEATER****Sistem trodimenzionalnog punjenja kanala**

Jednostavan i praktičan sistem trodimenzionalnog punjenja kanala vrućom gutaperkom. Kompatibilan sa svim strojnim i ručnim instrumentacijskim tehnikama. Postoje i CORE REMOVER posebna svrdla za otklanjanje plastičnog nosača gutaperke.

20%

ONE-STEP INTRO SET

pećica za zagrijavanje gutaperke, 2 pincete, gutaperke One Step (20 kom) sortirane #20-60, verifiers One Step (6 kom) 2 x #20, 2 x #25, 2 x #30, verifiers (6 kom) #35-60

212 € + PDV 25%

169,60 € + PDV 25%

212 €*

15%

ONE-STEP GUTA-PERCHA

20 kom (pak)

Opcije #:

20, 25, 30, 35, 40,
45, 50, 55, 60, 70

48 € + PDV 5%

40,80 € + PDV 5%

42,84 €*





Čvrstoća
1125 MPa

Kuraray Noritake

KATANA™

ZIRCONIA HTML PLUS

High Translucent Multi Layered Plus

Nasljednik HTML-a visoke čvrstoće uz još veću prozirnost. KATANA Zirconia HTML PLUS karakterizira uporaba jedinstvenih materijala koje odgovaraju velikoj brzini sinterizacije i poboljšanja prozirnosti bez ugrožavanja njegove čvrstoće. Napravljen je od kompletno novih materijala i sirovina i koristi Multylayerd tehnologiju (četveroslojna struktura). Izvanredan je materijal pogodan za okvire, moderne dizajne, ali i za komplikirane strukture implantata gdje je dosljednja snaga od iznimne važnosti.

KATANA ZIRCONIA HTML

disk 14 mm

167 € + PDV 5%

175,35 €*

KATANA ZIRCONIA HTML

disk 18 mm

211 € + PDV 5%

221,55 €*

KATANA ZIRCONIA HTML

disk 22 mm

238 € + PDV 5%

249,90 €*

Boje: NW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D2, D3



Čvrstoća
748 MPa

Kuraray Noritake

KATANA™

ZIRCONIA STML

Super Translucent Multi Layered

Idealan odnos između translucentnosti i jačine. Cirkonski protetski radovi u punoj formi izgledaju prirodno. S KATANA Zirconia STML blokovima svjetlo se prenosi u incizalno područje i zaustavlja u cervikalnom području. Na ovaj način imate fleksibilnost izrade lijepih protetskih radova u punoj formi, bez obzira na boju nadogradnje. Ovaj proizvod je prvi na tržištu sa karakteristikom cirkona s bojom i prirodnom translucencijom i gradacijom boje. Rezultat rada s ovim diskovima su izrazito estetski i čvrsti protetski radovi.

KATANA ZIRCONIA STML

disk 14 mm

167 € + PDV 5%

175,35 €*

KATANA ZIRCONIA STML

disk 18 mm

211 € + PDV 5%

221,55 €*

KATANA ZIRCONIA STML

disk 22 mm

238 € + PDV 5%

249,90 €*

Boje: NW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D2, D3



Čvrstoća
557 MPa

Kuraray Noritake

KATANA™

ZIRCONIA UTML

Ultra Translucent Multi Layered

Translucentnost slična caklini. Ljuskice prirodnog izgleda i ostali protetski radovi u prednjoj zoni od cirkona. KATANA Zirconia UTML ima izrazitu transparentnost, zahvaljujući čemu se postiže prirodna boja zuba te rezultat prirodnosti koju želimo postići. Ovaj cirkon ima karakteristike najveće transparentnosti na tržištu uz paletu raspoloživih prirodnih boja zuba. Proizvod je izvrstan i jedinstven!

KATANA ZIRCONIA UTML

disk 14 mm

167 € + PDV 5%

175,35 €*

KATANA ZIRCONIA UTML

disk 18 mm

211 € + PDV 5%

221,55 €*



Čvrstoća
1100 MPa

Kuraray Noritake

KATANA™

ZIRCONIA YML

Yttria MultiLayered

Visoka estetika uz zavidnu čvrstoću. Najnoviji višeslojni disk s dobro uravnoteženom kombinacijom boje/prozirnosti i gradacije snage pri savijanju. Zahvaljujući multi layer tehnologiji razvijen je uskladištanjem tri sirovine različitih udjela itrija. Svi slojevi međusobno savršeno uskladišeni, te su izvršeni svi temeljni koraci proizvodnje, kao što su pročišćivanje, oplemenjivanje cirkonijeve sirovine i dodavanje esencijalnih komponenata poput itrija.

KATANA ZIRCONIA YML

disk 14 mm

183 € + PDV 5%

192,15 €*

KATANA ZIRCONIA YML

disk 18 mm

231 € + PDV 5%

242,55 €*

KATANA ZIRCONIA YML

disk 22 mm

269 € + PDV 5%

282,45 €*

Boje: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D2, D3, NV

**KATANA Zirconia Multi-Layered serija ima tri važne karakteristike: ekonomičnost, brzina i preciznost.
Digitalna tehnologija daje rješenje i u estetskoj zoni.**



- čvrstoća 763 MPa!
- 15 min obrada + 18 min sintranje
- dostupno za CEREC u 3 veličine, raznih boja

Kuraray Noritake**KATANA™****ZIRCONIA BLOCK STM**

Multi-layered KATANA STM Zirconia Block sa 4 razine cirkona u gradiranim bojama
 Proizvod namijenjen za rad u ordinaciji u prirodnim bojama – efikasniji i brži način rada.

Indikacije:

- krunice u prednjoj i stražnjoj zoni
- ljuskice
- inlej - onlej
- most 3 članova
- optimalna fluidnost
- svjetlosna polimerizacija do 4.5 mm

KATANA ZIRCONIA STM

5 x blok 12Z
 131 € + PDV 5%
137,55 €*

KATANA ZIRCONIA STM

5 x blok 14Z
 139 € + PDV 5%
145,95 €*

KATANA ZIRCONIA STM

5 x blok 14Z L
 224 € + PDV 5%
235,20 €*

Boje: NW, A1, A2, A3, A3.5,
 A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3,
 D2 i D3

**PROMO
CIJENE
NA UPIT**

Kuraray Noritake**KATANA™****AVENCIA™****Kompozitni blokovi, hibridna keramika**

Namijenjen za rad u ordinacijama uz visoku estetiku hibridne keramike

Indikacije:

- inlej - onlej
- premolarne krunice
- krunice u prednjoj i stražnjoj zoni
- most 3 članova

KATANA AVENCIA UNIVERSAL

5 x blok 12
 113 € + PDV 5%
118,65 €*

KATANA AVENCIA UNIVERSAL

5 x blok 14L
 120 € + PDV 5%
126 €*

KATANA AVENCIA CEREC

5 x blok 12
 137 € + PDV 5%
143,85 €*

KATANA AVENCIA CEREC

5 x blok 14L
 143 € + PDV 5%
150,15 €*

Boje: A2, A3 i A3.5


Kuraray Noritake**KATANA™****TWIST DIA****Poliranje cirkona u 3 koraka**

Poliranjem cirkona s TWIST DIA stvara se visoki sjaj. Bez obzira jesu li površine konveksne, konkavne ili ravne, TWIST DIA ostavlja visoki sjaj i visoku estetiku.

15%

KATANA TWIST DIA INTRO SET

3 kom
 40 € + PDV 25%
 34 € + PDV 25%
42,50 €*



EDUCEN

Edukacije za dentalne tehničare
 potražite na educen.hr



Kuraray Noritake

CERABIEN™ ZR FC**PASTE STAIN**

Inovativni materijal za jednostavnu karakterizaciju restauracija od punog cirkona.

Velika mogućnost reprodukcije boja. Široka paleta plavih i sivih boja daje izvrsnu mogućnost transparentnog efekta u incizalnom području. Dva oblika glazure olakšavaju mogućnost transparentnosti kroz cijelu krunicu.

Glazure (5 g): Glaze, Clear Glaze

Boje (3 g): Light Gray, Dark Gray, Grayish Blue, Blue, Cervical1, Cervical2, Cervical3, A+, B+, C+, D+, White, Mamelon Orange1, Mamelon Orange2, Earth Brown, Reddish Brown, Value, Black, Green1, Green2, Yellow, Salmon Pink, Pink, Red, Fluor

**CERABIEN™ ZR FC
PASTE STAIN FULL KIT****104-5590**

ključ boja

2 različite glazure x 5 g

25 različitih boja x 3 g

ES Liquid 10 ml

1.200 € + PDV 5%

1.260 €***CERABIEN™ ZR FC
PASTE STAIN BASIC KIT****104-5870**

ključ boja

1 glazura x 5 g

7 različitih boja x 3 g

ES Liquid 10 ml

369 € + PDV 5%

387,45 €*

Kuraray Noritake

SUPER PORCELAIN EX-3**Keramika za metal**

Inovacije za budućnost keramičke tehnologije

Paste (6 g): Opaque NA2, Opaque

Boje (10 g): Body NA2B, Body NA3, Enamel E2, Enamel E3, Luster LT1, Luster Creamy Enamel, Luster CCV-1, Translucent ADT, Translucent TX

**SUPER PORCELAIN EX-3
COLOR INTRO KIT****102-0050**

2 paste x 6 g

10 različitih boja x 10 g

Forming Liquid 10 ml

215 € + PDV 5%

225,75 €*

Kuraray Noritake

CERABIEN™ ZR**LUSTER CCV KIT****Keramika za cirkon**

Visoka estetika i kvaliteta uz prirodan izgled.

Boje (10 g): Lt0, Lt1, T Blue, Aqua Blue 1, Aqua Blue 2, Lt Natural, Lt Super Gray, Creamy Enamel, Sun Bright, Incisal Aureola, Creamy White, Lt Yellow, CCV-1, CCV-2, CCV-3, CCV-4, CCV-2, CCV-3, CCV-4

**CERABIEN™ ZR
LUSTER CCV KIT****102-0180**

16 različitih boja x 10 g

298 € + PDV 5%

312,90 €*

Kuraray Noritake

CERABIEN™ ZR**INTERNAL STAIN COMPLETE KIT**

Omogućuju primjenu na složenijim estetskim radovima kako bi se dobio što prirodniji izgled zubi.

Boje (3 g): White, Incisal Blue 1, Incisal Blue 2, Mamelon Orange 1, Mamelon Orange 2, Cv-1, Cv-2, Cv-3, Earth Brown, Reddish Brown, Fluoro, Salmon Pink, Red, A+, B+, C+, D+, Gray, Bright (Dilution)

**CERABIEN™ ZR INTERNAL
STAIN COMPLETE KIT****102-0240**

ključ boja

19 različitih boja x 3 g

Is Liquid 10 ml

457 € + PDV 5%

479,85 €*
**PROMO
CIJENE
NA UPIT**



MEDICINSKE UNIFORME

ŽENSKE & UNISEX

Dizajnirane za zdravstveni sektor izrađene od mekane mikrofibre od antibakterijskog materijala čime se izbjegava prisutnost loših mirisa. Materijal se ne gužva tako da nije potrebno glačanje uniforme. Na raspolaganju su modeli: ženske košulje, unisex košulje, unisex hlače te kirurške kape. Dolaze u 9 različitih boja i u veličinama od XS do 3XL. Pranje moguće je sa izbjeljivačem i na 90°. Za one koji to žele postoji mogućnost personalizacije.



**Materijal se ne
gužva pa tako nije
potrebno glačanje**



ŽENSKA KOŠULJA

kratki rukavi

Veličine: XS - XXL

Boje: 9 različitih



ŽENSKA KOŠULJA

dugi rukavi

Veličine: XS - XXL

Boje: 3 različite



UNISEX KOŠULJA

kratki rukavi

Veličine: XS - 5XL

Boje: 9 različitih*

* 4XL i 5XL

dostupne u 3 boje



UNISEX KOŠULJA

dugi rukavi

Veličine: XS - 5XL

Boje: 9 različitih*

* 4XL i 5XL

dostupne u 2 boje



HLAČE

unisex

Veličine: XS - 5XL

Boje: 9 različitih*

* 4XL i 5XL

dostupne u 2 boje



KIRURŠKE KAPE

unisex

Boje: 9 različitih

Medicinske uniforme
dolaze u 9 različitih boja

White / 1011

Apple Green / 1016

Grey / 1020

Beige / 1014

Surgical Green / 1018

Pink / 1021

Violet / 1015

Dark Blue / 1019

Turquoise / 1022

cijene na upit



Novi Airflow MAX
nastavak za oba modela
je ultimativno rješenje iz
EMS-a koje osigurava:

MAX učinkovitost
MAX sigurnost
MAX udobnost

Zbog svog specifičnog
dizajna reducira aerosol
tijekom tretmana



Uočite efikasno biofilm pomoću Biofilm Discloser tableta za bojanje.
Night Cleaner idealno rješenje za čišćenje i dezinfekciju EMS aparata.
Ponudu potražite na stranici 38

EMS - Electro Medical Systems

AIRFLOW PROPHYLAXIS MASTER AIRFLOW ONE AIRFLOW STATION

Aparati za profilaksu

Švicarska preciznost i superioran dizajn, pouzdanost i 'know-how' od 1981!

AirFlow Prophylaxis Master

je razvijen u EMS istraživačkom centru sa više od 100 000 sati tehničkog i kliničkog testiranja u suradnji s vodećim svjetskim stručnjacima. AirFlow Prophylaxis je najnovija EMS inovacija za Guided Biofilm Therapy (GBT) - protokol za terapiju biofilma i pruža jedinstveno rješenje za karijes, održavanje i prevenciju parodontitisa. Osmišljen za intenzivno profesionalno korištenje i lako održavanje u skladu s najvišim higijenskim standardima. AirFlow Prophylaxis Master je dizajniran prema najvišim standardima što se tiče izvedbe, sigurnosti i komfora.

Airflow One je jedna od najnovijih inovacija iz EMS-a za GBT. Uredaj je namjenjen kliničarima koji već imaju Piezon NO PAIN modul na svojim stomatološkim jedinicama. Osmišljen je za intenzivnu profesionalnu upotrebu, jedinstvenih ergonomskih svojstava, visoke preciznosti. Lako se održava i u skladu je s najnovijim higijenskim standardima.

ALL-IN-ONE Prophylaxis Station

Novi Airflow mobilni stolci pretvaraju Airflow Prophylaxis Master i Airflow One u kompaktni sistem za profilaksu. Minimalistički dizajn i mogućnost pokreta 360° čine ga idealnim za lagano skladištenje i tjesne prostore. **Station+** omogućuje potpunu autonomnost rada obzirom da nije potreban vanjski izvor vode.

AIRFLOW PROPHYLAXIS MASTER

Nastavci: 1 x Airflow, 1 x Perioflow, 1 x Piezon bežična pedala, komore za prah, 2 x boce (Piezon i Night Cleaner), NO PAIN tehnologija, sistem grijanja vode

8.899 € + PDV 25%
11.123,75 €*

AIRFLOW ONE

Nastavci: 1 x Airflow, 1 x Perioflow, bežična pedala, komore za prah, 1 x boca za Night Cleaner nova NO PAIN tehnologija, sistem grijanja vode

6.999 € + PDV 25%
8.748,75 €*

**PROMO
CIJENE
NA UPIT**

Airflow Station svojim minimalističkim dizajnom i mogućnosti pokreta 360° čine ga idealnim za lagano skladištenje i tjesne prostore.

AIRFLOW STATION+

1.261 € + PDV 25%
1.576,25 €*

AIRFLOW STATION

1.035 € + PDV 25%
1.293,75 €*





Piezon 250 postoji i u jednostavnijoj verziji Piezon 150 koja dolazi bez posude za tekućinu

EMS - Electro Medical Systems

PIEZON 250 & 150

Aparati za uklanjanje kamenca

PIEZON® 250 je aparat za profesionalno uklanjanje kamenca. Zahvaljujući malim dimenzijama i kompaktnom dizajnu, zauzima manje prostora. S ovim aparatom jednostavno se uklanjuju tvrde naslage i mineralizirane nakupine. Nastavak PIEZON karakterizira 6 LED svjetla. Na taj način lakše je uočiti biofilm.

Piezon 150 je kompaktan i jednostavan za korištenje. Za učinkovito uklanjanje kamenca uz maksimalnu preciznost.

Oba uređaja su dostupna u varijantama sa ili bez LED svjetla.

15%

PIEZON 250

sa LED svjetlom
2.195 € + PDV 25%
1.865,75 € + PDV 25%
2.332,19 €*

15%

PIEZON 250

bez svjetla
1.865 € + PDV 25%
1.585,25 € + PDV 25%
1.981,56 €*

15%

PIEZON 150

sa LED svjetlom
1.599 € + PDV 25%
1.359,15 € + PDV 25%
1.698,94 €*

15%

PIEZON 150

bez svjetla
1.269 € + PDV 25%
1.078,65 € + PDV 25%
1.348,31 €*



EMS - Electro Medical Systems

AIRFLOW HANDY 3.0 PLUS

Uredaj za ručno sub i supragingivalno pjeskarenje

Mobilan, fleksibilan, jednostavnog dizajna i lagan što osigurava veliki komfor i jednostavno korištenje. Nastao je u istraživačkom centru EMS-a, u Švicarskoj, kao prvi uredaj ove vrste. Može se brzo i jednostavno integrirati s bilo kojom stomatološkom jedinicom te zadovoljiti zahtevne standarde suvremenog profesionalnog čišćenja zubi kroz sub i supragingivalne tretmane.

15%

AIRFLOW HANDY 3.0 PLUS

1.607 € + PDV 25%
1.365,95 € + PDV 25%
1.707,43 €*

15%

AIRFLOW HANDY 3.0

1.376 € + PDV 25%
1.169 € + PDV 25%
1.462 €*



EMS - Electro Medical Systems

AIRFLOW HANDY 2+

Uredaj za ručno supragingivalno pjeskarenje

Ovaj uredaj odlikuju inovativan dizajn i švicarska preciznost. Posebno je dizajniran za prah veličine granule 40 µm. Učinkovito uklanja biofilm, mrlje i druge djelomično mineralizirane nakupine u teško dostupnim područjima. Ovaj uredaj namijenjen je za oralnu higijenu i profilaksu kod širokog spektra kliničkih primjena - od ortodontskih do implantoloških pacijenata. Jednostavnog je i intuitivnog dizajna, pouzdan i ergonomičan.

15%

AIRFLOW HANDY 2+

1.100 € + PDV 25%
935 € + PDV 25%
1.168,75 €*

SWISS INSTRUMENTS

nastavci za Airflow Prophylaxis Master & Piezon



Idealan za 95% svih kliničkih slučajeva.
NO PAIN tehnologija.

PS-PERIO SLIM INSTRUMENT
142 € + PDV 25%
177,50 €*



Idealan za precizno uklanjanje tvrdog supragingivalnog kamenca u svim kvadrantima.

A - INSTRUMENT
99 € + PDV 25%
123,75 €*



P - INSTRUMENT
111 € + PDV 25%
138,75 €*

Idealan za subgingivalno i supragingivalno uklanjanje kamenca u svim kvadrantima



PI MAX - INSTRUMENT
1 kom
152 € + PDV 25%
165 €*

Koristi se za efikasno čišćenje implantata i protetskih restauracija zahvaljujući posebnom nastavku od PEEK materijala.



EMS - Electro Medical Systems

AIR FLOW CLASSIC

Učinkovit u uklanjanju biofilma, mrlja, teške pigmentacije i mladog kamenca. Zbog malih granula i raznih okusa, pacijenti jako dobro reagiraju na ovaj prah. Supragingivalno uklanjanje biofilma.

10%

AIRFLOW CLASSIC

300 gr

30 € + PDV 25%

27 € + PDV 25%

33,75 €*

Okusi:

lemon, mint, cherry i neutral



EMS - Electro Medical Systems

NIGHT CLEANER

Idealno rješenje za čišćenje i dezinfekciju EMS aparata osigurava dekontaminaciju i sprječava stvaranje biofilma u svim EMS Airflow aparatima te im produžuje radni vijek.

10%

NIGHT CLEANER

800 ml

19 € + PDV 25%

17,10 € + PDV 25%

21,38 €*

EMS - Electro Medical Systems

AIRFLOW POWDER PERIO

Nježan prema mekom tkivu, gingivi i prirodnim površinama zuba. Granule su veličine 25 µm. Ugodnog je, slatkastog okusa - idealan za djecu i osjetljive pacijente.

AIRFLOW POWDER PERIO

120 gr

28 € + PDV 25%

25,20 € + PDV 25%

31,50 €*

EMS - Electro Medical Systems

BIOFILM DISCLOSER

Biofilm je gotovo nevidljiv golim okom. Može se u potpunosti ukloniti tek kad je vidljiv. U tome vam mogu pomoći Biofilm Discloser - tablete za bojanje.

10%

BIOFILM DISCLOSER

250 kom

55 € + PDV 25%

49,50 € + PDV 25%

61,88 €*

EMS - Electro Medical Systems

NEW: AIRFLOW PLUS

Zbog jedinstvenog sastava koji sadrži Erythritol + CPC klinički dokazano umanjuje mogućnost nastanka karijesa, uspješno suzbija stvaranje biofilma i poboljšava ukupno oralno zdravlje. Prah je antialergijski te je ugodnog okusa za pacijente tijekom tretmana. Posebno dizajnirana aluminij-ska boca štiti prah od vlage i smanjuje vanjske utjecaje. Ova boca zamjenjuje 4 standardna pakiranja Airflow Plus praha.

10%

NEW: AIRFLOW PLUS

400 gr

106,40 € + PDV 25%

95,40 € + PDV 25%

119,25 €***BYE BYE plastic****NEW: AIRFLOW PLUS u aluminijskoj boci**

- zamjenjuje 4 standardna plastična pakiranja Airflow Plus praha
- **REUSABLE** - brine o okolišu
- prazna boca može koristiti kao boca za vodu - izvrsni giveaway za vaše pacijente





Q-Link - QUICK CONECTION
Novi patentirani sistem gdje u samo jednom potezu možete zamjeniti nastavke - brzo i vrlo jednostavno



Ultra Safe Feeling - W&H je prvi proizvođač koji potvrđuje da Piezo skidači kamenca mogu biti korišteni na pacijentima sa pacemakersima



15%

PROXEO ULTRA PB-510
sa pripremom za spajanje na vodu, žičana pedala nastavak PB-5L instrumenti 1U, 2U, 1P sa ključem za izmjenu
1.489 € + PDV 25%
1.265,65 € + PDV 25%
1.582,06 €*



15%

PROXEO ULTRA PB-520
sa spremnikom za tekućinu, žičana pedala, nastavak PB-5L instrumenti 1U, 2U, 1P sa ključem za izmjenu
1.958 € + PDV 25%
1.664,30 € + PDV 25%
2.080,38 €*



15%

PROXEO ULTRA PB-530
sa spremnikom za tekućinu, automatska detekcija nivoa tekućine, program za čišćenje aparata, bežična pedala nastavak PB-5L instrumenti 1U, 2U, 1P, 1I sa ključem za izmjenu
2.266 € + PDV 25%
1.926,10 € + PDV 25%
2.407,63 €*



PIEZO SCALER TIPS

nastavci za TIGON+ & PROXEO ULTRA

Supragingivalno i subgingivalno skidanje kamenca (U = universal)



1U ref 05076200
75 € + PDV 25%
93,75 €*

2U ref 05076300
81 € + PDV 25%
101,25 €*

3U ref 05368200
94 € + PDV 25%
117,50 €*

Subgingivalna terapija (P = perio)



1P ref 05370400
106 € + PDV 25%
132,50 €*

Ispiranje korijenskih kanala (E = endo)



1E ref 06367900
118 € + PDV 25%
147,50 €*

Čišćenje površina implantata (I = implant)



1I ref 06370500
3 kom
309 € + PDV 25%
386,25 €*

Vadenje puknutih endo instrumenata (E = endo)



3E ref 06368100
125 € + PDV 25%
156,25 €*



W&H

PROXEKO TWIST CORDLESS

Ergonomski dizajniran i lagan nastavak, lakši od mnogih pametnih telefona. Karakterizira ga izdržljiva Li-ionska baterija. Jednostavna regulacija bežičnom pedalom.

20%

PROXEKO TWIST CORDLESS PL-40HW

nastavak PL-40HW
bežična pedala sa punjačem
1.313 € + PDV 25%
1.050,40 € + PDV 25%
1.313 €*



Prophy Cups and Brushes nastavci su za sve Proxeo Twist instrumente.
Dolaze u tri modela:
Prophy Brush - soft / clear
Prophy Cup Firm - dark green
Prophy Cup Soft - apple green



W&H

PROXEKO TWIST WP-66W

U modernoj stomatologiji profesionalno i mehaničko uklanjanje plaka i biofilma je osnovni dio tretmana profilakse. Kolječnik omjera 4:1, bez svjetla omogućava učinkoviti tretman zbog svog ergonomskog dizajna.

20%

PROXEKO TWIST WP-66W

komplet sa 144 gumica
464 € + PDV 25%
371,20 € + PDV 25%
464 €*



W&H

PROXEKO AIR SCALER

Brz, nježan i snažan.

Spojite ga izravno na turbinski bič i odmah započnite sa skidanjem zubnog kamena. Veliki izbor nastavaka, integrirani sprej, sterilizirajući instrumenti 1AU, 2AU, 3AU i 1AP sa ključem. U ponudi su modeli sa i bez svjetla, kompatibilni sa različitim spojkama.

20%

PROXEKO AIR SCALER ZA-55

model bez svjetlom
1.038 € + PDV 25%
830,40 € + PDV 25%
1.038 €*



W&H

PROXEKO AURA**PERIO SET / PROPHY SET**

Proxeo Aura je zračni sistem za poliranje koji uz odgovarajući prah temeljito uklanja supra i subgingivalni biofilm, mrlje i ostale nakupine. U ponudi su dva modela Perio set i Prophy set. Kompatibilni su sa različitim spojkama (W&H, Kavo Multiflex, NSK, Sirona)

15%

PROXEKO AURA PROPHY SET W&H

1.093 € + PDV 25%
929,05 € + PDV 25%
1.161,31 €*

PROXEKO AURA PERIO SET W&H

1.363 € + PDV 25%
1.158,55 € + PDV 25%
1.448,19 €*



W&H

PROXEKO AURA AIR POLISHING POWDER SOFT

Nježno i učikovito uklanja supragingivalni biofilm i mrlje sa površine zuba. Veličina čestica je 40 µm.

10%

PROXEKO AURA AIR POLISHING POWDER SOFT

250 gr
22 € + PDV 25%
19,80 € + PDV 25%
24,75 €*



W&H

PROXEKO AURA AIR POLISHING POWDER SENSITIVE

Atraumatsko uklanjanje supra i subgingivalnog biofilma. Veličina čestica je 25 µm.

10%

PROXEKO AURA AIR POLISHING POWDER SENSITIVE

160 gr
30 € + PDV 25%
27 € + PDV 25%
33,75 €*



FotoSan® LAD
+ ProlacSan®
= FotoSan®

Terapija parodontitisa
i periimplantitisa

CMS Dental

FOTOSAN® LAD LAMPA

Idealna solucija za brzu i jednostavnu
dezinfekciju tkiva

LAD terapija sa FotoSan 630

- fotokemijska reakcija
- jednostavnost liječenja
- trenutni efekt
- eliminacija krvarenja gingive
- nema rizika od zadržavanja bakterija
- efektivna protiv svih mikroorganizama
- mogućnost ponavljanja terapije
- ograničeni troškovi

20%

FOTOSAN LAD LAMPA STARTER PACK

FotoSan lad lampa
Parodontna četkica 2 mm
FotoSan Agent 1,2 ml (medium)
4 x FotoSan jednokratna tipsa
2 x FotoSan Cover
- jednokratni pokrov za lampu
1 x ProlacSan gel 1,2 ml
- za subgingivalnu aplikaciju
3 x pak ProlacSan probiotičke
tablete za kućnu upotrebu
1.324 € + PDV 25%
1.059,20 € + PDV 25%
1.324 €*

FOTOSAN AGENT

5 x 1,2 ml (pak)
96 € + PDV 5%
100,80 €*

Opcije: high / medium / low

FOTOSAN TIPSE

50 kom (pak)
24 € + PDV 25%
30 €*

Opcije: endo / perio / blunt

PROLACSAN TABLETE

30 kom (pak)
19 € + PDV 25%
23,75 €*

FOTOSAN COVER

10 kom (pak)
17 € + PDV 25%
21,25 €*



Root n' screw brush sastavni je dio
pristupa FotoSan® može se koristiti
kao sredstvo za prethodno čišćenje

CMS Dental

ROOT N' SCREW BRUSH™

Učinkovito čišćenje

Služi kao nadopuna vašoj ručnoj instrumentaciji i ultrazvučnom čišćenju površine korijena i implantata. Root n' screw brush™ je četkica za jednokratnu upotrebu, dostupna u promjerima 2 i 3 mm. Vlakna četkice proizvedena su od najlon-a. Koristi se na 200-600 rpm.

Indikacije:

- čišćenje parodontnih džepova
- periimplantitis
- kirurgija
- čišćenje korijenskih kanala nakon preparacije za nadogradnju

15%

ROOT N' SCREW BRUSH

6 kom (pak)
29 € + PDV 25%
24,65 € + PDV 25%
30,81 €*

Opcije: PerioBrush D2 ili D3

4+1

ROOT N' SCREW BRUSH

5 kom (pak)
145 € + PDV 25%
116 € + PDV 25%
145 €* (5 pak)



PERIO·AID®

Znanstveno dokazana prevencija
gingivitisa, parodontitisa i periimplantitisa



ACTIVE CONTROL



INTENSIVE CARE



Botiss Biomaterials

CERABONE®

Biološki materijal goveđeg porijekla u dvije veličine granulacije. Granulacija 0.5-1 mm preporuča se za manje defekte i regeneracije oko zuba i implantata.

Karakteristike

- struktura materijala sa mineralima i porozitetima ima visok stupanj oseokonduktivnosti i po strukturi je vrlo slična humanoj kosti
- visoki stupanj čistoće hidroxyapatita
- 100%-tno je bez proteina
- može se koristiti u kombinaciji sa autolognom kosti i drugim biomaterijalima
- koristi se za sve augmentacijske tehnike u implantologiji i parodontologiji
- proizvod je znanstveno dokumentiran

CERABONE

1 ml
88 € + PDV 5%
92,40 €*

2 ml
139 € + PDV 5%
145,95 €*

5 ml
207 € + PDV 5%
217,35 €*



- Kupnjom CERABONE 5 ml
birate **GRATIS** Cerabone (1 ml)
ili Collafleece (3 kom)



Botiss Biomaterials

CERABONE® PLUS

Biološki materijal goveđeg porijekla sa hijaluronom koji pomaže u cijeljenju i stabilizaciji mekih tkiva.

CERABONE PLUS

granulat 0.5 - 1.0 mm (0,5 ml)
80 € + PDV 5%
84 €*

granulat 0.5 - 1.0 mm (1 ml)
107 € + PDV 5%
112,35 €*

granulat 1 - 2 mm (0,5 ml)
80 € + PDV 5%
84 €*

granulat 1 - 2 mm (1 ml)
107 € + PDV 5%
112,35 €*



Botiss Biomaterials

JASON® MEMBRANA

Resorptivna kolagena membrana (pericardium) za vođenu regeneraciju kosti.

Karakteristike

- dugotrajna funkcija - vrijeme resorpције 3 - 4 mjeseca
- biokompatibilna, stabilna, jednostavna za rukovanje
- za korištenje u implantologiji, parodontologiji, oralnoj kirurgiji i CMF
- dostupna u različitim veličinama, ovisno o veličini i volumenu regeneracijskog zahvata.

JASON MEMBRANA

15 x 20 mm (1 kom/pak)
90 € + PDV 5%
94,50 €*

20 x 30 mm (1 kom/pak)
128 € + PDV 5%
134,40 €*

30 x 40 mm (1 kom/pak)
172 € + PDV 5%
180,60 €*



- Kupnjom Jason membrane 15x20 i 20x30 mm
birate **GRATIS** Cerabone (1 ml)
ili Collafleece (3 kom)



Botiss Biomaterials

COLLAFLEECE®**Kolagenska spužvica**

- resorptivna kolagenska spužvica-membrana;
- vrijeme resorpције 4 tjedna;
- ima izvrsni hemostatski efekt;
- laka za apliciranje;
- koristi se za regeneracije manjih defekata u implantologiji, prekrivanje graftova, zaštitu Šnajderove membrane kod sinus lifta, ekstrakcijske rane.

COLLAFLEECE

2 x 2 cm (12 kom/pak)
232 € + PDV 5%
243,60 €*



- Kupnjom COLLAFLEECE pakiranja (12 kom/pak)
GRATIS Collafleece (3 kom)



Botiss Biomaterials

COLLPROTECT® MEMBRANA

Resorptivna kolagena membrana nahrapavljene i porozne trodimenzionalne strukture. Zahvaljujući svojoj strukturi meka tkiva se brzo integriraju uz površinu membrane, te zaraštavaju čak i uz prisutnost dehiscencija. Resorpcija membrane izbalansirana je sa procesom koštane regeneracije i traje 8-12 tjedana.

Indikacije

- implantologija, parodontologija, oralna i maksilofacialna kirurgija
- prezervacija alveole
- augmentacija grebena
- koštana i tkivna regeneracija uz upotrebu biomaterijala
- parodontalni koštani defekti



GRATIS

- Kupnjom Collprotect membrane 15x20 i 20x30 mm birate **GRATIS** Cerabone (1 ml) ili Collafleece (3 kom)



Botiss Biomaterials

COLLACONE®**Nativni kolagen u konusu**

Kolagen koji služi kao zaštitni zavoj u procesu cijeljenja rana, kao i prirodni matriks koji pruža strukturu za novo stvaranje kosti.

Svojstva:

- resorpcija unutar 2-4 tjedna
- učinkovita lokalna hemostaza
- trodimenzionalni matriks za urastanje tkiva

COLLA CONE

12 kom/pak

105 € + PDV 5%

110,25 €*
**PROMO
CIJENE
NA UPIT**


Botiss Biomaterials

PERMAMEM®**Nova sintetska membrana za regeneraciju koštanih defekata.**

PermaMem je neresorptivna, biološki inertna i biokompatibilna membrana od 100% politetrafluoridetilena(PTFE) visoke gustoće što sprječava penetraciju bakterija i staničnih formacija.

Svojstva:

- 100% sintetska PTFE membrana
- ultra tanka (oko 0.08 mm)
- štiti od bakterija zbog guste strukture
- jednostavna za vađenje zbog slabe integracije sa tkivom
- nije potrebno primarno zatvaranje tkiva
- podržava formiranje prostora
- jednostavno cijeljenje zbog plave boje
- minimalno okolno oštećenje zahvaljujući okruglim rubovima
- jednostavna fiksacija šivanjem ili pinovima
- istovjetno korištenje objih strana membrane

PERMAMEM MEMBRANA

15 x 20 mm (1 kom/pak)

60 € + PDV 5%

63 €*

20 x 30 mm (1 kom/pak)
83 € + PDV 5%
87,15 €*

30 x 40 mm (1 kom/pak)
118 € + PDV 5%
123,90 €*

Indikacije

- Implantologija, parodontologija, oralna i maksilofacialna kirurgija, vođena regeneracija kosti (GBR) i tkiva (GTR)
- prezervacija alveole i grebena
 - horizontalna, vertikalna augmentacija kosti
 - fenestracije i defekti dehiscencije
 - intraosne defekti (1-3 zida)
 - furkacijski defekti I. i II. klase

Botiss Biomaterials**MUCODERM®****3D graft mekog tkiva**

Kolageni matriks tkiva dobiven od životinjskog dermisa koji se sastoji od kolagena i elastina. Nudi sigurnu alternativu autolognom vezivnom tkivu kod mnogih indikacija za transplantaciju mekih tkiva.

Svojstva:

- rapidna revaskularizacija i integracija
- zamjena mekog tkiva bez nepčanog transplantata
- vrijeme resporcije 6-12 mjeseci
- debљina 1.2-1.7 mm

Indikacije:

- augmentacija mekih tkiva
- prekrivanje korijena
- nadomještanje mekih tkiva u kombinaciji s regeneracijom tkiva i kosti

MUCODERM

15 x 20 mm (1 kom/pak)

153 € + PDV 5%

160,65 €*

20 x 30 mm (1 kom/pak)

201 € + PDV 5%

211,05 €*

30 x 40 mm (1 kom/pak)

277 € + PDV 5%

290,85 €*
**PROMO
CIJENE
NA UPIT**
Botiss Biomaterials**MUCODERM® PUNCH**

Novi okrugao Mucoderm® posebno za 'Socket Seal' tehniku – jednostavno korištenje bez adaptacije u ovom obliku – stabilizira krvni ugrušak, štiti alveolu od kontaminacije i pomaže očuvanju oblika mekih tkiva.

MUCODERM PUNCH

1 kom/pak

70 € + PDV 5%

73,50 €*Botiss Biomaterials**MAXRESORB®**

MAXRESORB je inovativni bifazični kalcijum fosfat potpuno sintetskog porijekla namijenjen koštanim regeneracijama. Materijal se sastoji od homogene kompozicije 60% hidroxyapatita (HA) i 40% β -trikalcijum fosfata (β -TCP). Ovakav sastav potpomaže formaciju novog vitalnog koštanog tkiva uz zadržavanje volumena i mehaničke stabilnosti. Veliki oseokonduktivni kapacitet rezultat je velikog poroziteta čestica i njihove nano strukture. Materijal postoji u dvije veličine čestica 0.5-1 mm i 0.8-1.5 mm.

MAXRESORB

0.5-1.0 mm (0,5 ml)

55 € + PDV 5%

57,75 €*

0.5-1.0 mm (1 ml)

76 € + PDV 5%

79,80 €*

0.8-1.5 mm (0,5 ml)

55 € + PDV 5%

57,75 €*

0.8-1.5 mm (2 ml)

123 € + PDV 5%

129,15 €***MAXRESORB INJECT**

0.5 cc

95 € + PDV 5%

99,75 €*

1 cc

127 € + PDV 5%

133,35 €*

2,5 cc

183 € + PDV 5%

192,15 €Botiss Biomaterials**MAXRESORB® INJECT**

Novi jedinstveni četverofazni biomaterijal u obliku paste. Jedinstvena struktura sadrži vodeni gel, aktivni hidroxyapatit i granule maxresorba (60% hidroxyapatita (HA) i 40% β -trikalcijum fosfata (β -TCP)). Gel oblik materijala osigurava odlično oblikovanje, modeliranje i dosijedanje na kost i okolne strukture.

Indikacije:

- sinus lift
- horizontalna i vertikalna koštana augmentacija
- intrakoštani defekti i ekstrakcijske rane
- peri-implantantni defekti i defekti furkacija zubi.

NOVAMag®

REGENERATION SYSTEM

mechanically strong
completely resorbable



**Proizvedena od
čistog magnezija sa
sajajnom metalnom
površinom, čvrsta
membrana potpuno
je resorbirajuća**

Botiss Biomaterials

NOVAMAG®

Membrana, potpuno je resorbirajuća, biorazgradiva metalna membrana namijenjena za upotrebu u dentalnoj medicini i maksilofacialnoj kirurgiji, implantologiji, parodontologiji i oralnoj kirurgiji za potporu vođene regeneracije tkiva i kostiju, za pokrivanje implantata i za regeneraciju parodontnog tkiva. Proizvedena je od čistog magnezija i ima sjajnu metalnu površinu. Sintetičkog je podrijetla što otvara opasnost od prijenosa bolesti. Membrana je sterilizirana gama zračenjem i isporučena u sterilnom dvostrukom blister pakiranju, u tri veličine.

Indikacije

NOVAMag® membrana je indicirana za vođenu regeneraciju tkiva i kosti (GTR / GBR):

- kod kirurških defekta kostiju, koštane stijenke i fenestracije
- u kontekstu povećanja dna sinusa i grebena
- u kontekstu rekonstrukcije grebena za protetsko liječenje
- u slučaju defekta parodontne kosti
- nakon apikotomije, cistektomije, resekcije retiniranih zuba i resekcije drugih koštanih lezija
- u ekstrakcijskim džepovima nakon vadenja zuba
- u slučaju GBR-a u kombinaciji s trenutnom ili odgođenom ugradnjom implantata



**Izrađeni od potpuno
resorptivne,
biorazgradive metalne
legure magnezija,
NOVAMag® vijci za
pričvršćivanje idealni
su za pričvršćivanje
barijernih membrana**

botissCARE



botissCARE D3+K2

Za sprječavanje nedostatka vitamina D -kombinacija vitamina D3 + K2 u obliku spreja – jednostavan za uzimanje i brzo se apsorbira. Vitaminii su otopljeni u uljnoj suspenziji neutralnog okusa koja se vrlo dobro raspoređuje u ustima i pouzdano apsorbira kroz oralnu sluznicu. Brzo rješenje, jednostavno i praktično za uzimanje kao dio dnevne rutine.

SNAŽNA SINERGIJA Savršeno uravnotežena kombinacija ključnih vitamina **ČISTA FORMULA** Neutralnog okusa, bez aditiva i bojila, vegetarijanska, bez glutena, bez alergena, bez laktoze, bez GMO-a. **JEDNOSTAVAN ZAKORIŠTENJE** sprej 10 ml **OPTIMALNA STABILNOST** na sobnim temperaturama.



Serag Wiessner

SERAFIT®

Pleteni resorbirajući konac sa poliglikolnom kiselinom (PGA), multifilament

Karakteristike:

- ugodan za rukovanje
- tanki konac iznimne čvrstoće
- ne nakuplja plak

Resorpcija: 50% inicijalne čvrstoće nakon 15 do 20 dana, 100 % resorpcije nakon 60-90 dana

SERAFIT ▲ 4-0, 5-0 (24 kom / pak)

20%

130 € + PDV 5%
104 € + PDV 5%
109,20 €*

2+1

390 € + PDV 5%
260 € + PDV 5%
273 €* (3 pak)

SERAFIT ● 4-0, 5-0 (24 kom / pak)

20%

141 € + PDV 5%
112,80 € + PDV 5%
118,44 €*

2+1

423 € + PDV 5%
282 € + PDV 5%
296,10 €* (3 pak)



Serag Wiessner

SERAPID®

Pleteni resorbirajući konac sa poliglikolnom kiselinom (PGA), multifilament, neobojeni

Karakteristike:

- visoka inicijalna čvrstoća čvora
- jednostavno vezivanje čvora
- kratko vrijeme resorpcije

Resorpcija: 50% inicijalne čvrstoće nakon 5 do 7 dana, 100 % resorpcije nakon 42 dana

SERAPID ▲ 4-0, 5-0 (24 kom / pak)

20%

132 € + PDV 5%
105,60 € + PDV 5%
110,88 €*

2+1

396 € + PDV 5%
264 € + PDV 5%
277,20 €* (3 pak)



Serag Wiessner

SERAFAST®

Resorbirajući konac sa poliglikolnom kiselinom (PGA) i kaprolaktonom, monofilament, ljubičasti ili neobojeni

Karakteristike:

- jednostavno rukovanje
- izrazito glatko prolazi kroz tkivo
- kratko vrijeme resorpcije

Resorpcija: 50% inicijalne čvrstoće nakon 8 do 13 dana, 100 % resorpcije nakon 90 - 120 dana

SERAFAST ▲ ● 4-0, 5-0 (24 kom / pak)

20%

127 € + PDV 5%
101,60 € + PDV 5%
106,68 €*

2+1

381 € + PDV 5%
254 € + PDV 5%
266,70 €* (3 pak)



Serag Wiessner

SERAFIT PROTECT®

Pleteni resorbirajući konac sa poliglikolnom kiselinom (PGA) sa klorheksidinom, multifilament

Karakteristike:

- antibakterijski učinak
- ugodan za rukovanje
- tanki konac iznimne čvrstoće
- ne nakuplja plak

Resorpcija: 50% inicijalne čvrstoće nakon 15 do 20 dana, 100 % resorpcije nakon 60-90 dana

SERAFIT PROTECT ▲ 4-0, 5-0 (24 kom / pak)

20%

142 € + PDV 5%
113,60 € + PDV 5%
119,28 €*

2+1

426 € + PDV 5%
284 € + PDV 5%
298,20 €* (3 pak)



Serag Wiessner

SERAFLEx®

- svila, neobojeni ili crni
- neresorbirajući multifilamentni konac

Karakteristike:

- sigurnost čvora
- izrazito glatko prolazi kroz tkivo
- vrlo jednostavno rukovanje

SERAFLEx ▲ ● 3-0, 4-0, 5-0 (24 kom / pak)

20%

71 € + PDV 5%
56,80 € + PDV 5%
59,64 €*

2+1

210 € + PDV 5%
142 € + PDV 5%
149,10 €* (3 pak)



NERESORBIRAJUĆI

Serag Wiessner

TERYLENE®

- multifilament, obložen, zeleni ili neobojeni
- neresorbirajući poliester

Karakteristike:

- univerzalni šavovi
- izrazito glatko prolazi kroz tkivo
- vrlo visoka linearna i inicijalna čvrstoća čvora
- vrlo jednostavno rukovanje

TERYLENE ▲● 3-0, 4-0, 5-0 (24 kom / pak)

20%

71 € + PDV 5%
56,80 € + PDV 5%
59,64 €*

2+1

213 € + PDV 5%
142 € + PDV 5%
149,10 €* (3 pak)

NERESORBIRAJUĆI

Serag Wiessner

SERAPREN®

- monofilament, plavi
- neresorbirajući polipropilenski konac

Karakteristike:

- najbolji rezultati u zatvaranju kožnih rana
- vrlo visoka inicijalna čvrstoća
- pouzdana sigurnost čvora
- minimalan memorijski efekt zbog dužine

SERAPREN ▲ 5-0, 6-0 (24 kom / pak)

20%

93 € + PDV 5%
74,40 € + PDV 5%
78,12 €*

2+1

279 € + PDV 5%
186 € + PDV 5%
195,30 €* (3 pak)

NERESORBIRAJUĆI

Serag Wiessner

SERALENE®

- monofilament, plavi
- neresorbirajući poliviniliden fluorid

Karakteristike:

- održana inicijalna čvrstoća
- sigurnost čvora
- gotovo bez memorijskog efekta nakon istezanja
- najbolji rezultati u vaskularnoj kirurgiji

SERALENE ▲ 5-0, 4-0 (24 kom / pak)

20%

96 € + PDV 5%
76,80 € + PDV 5%
80,64 €*

2+1

288 € + PDV 5%
192 € + PDV 5%
201,60 €* (3 pak)**SERALENE ● 5-0** (24 kom / pak)

20%

110 € + PDV 5%
88 € + PDV 5%
92,40 €*

2+1

330 € + PDV 5%
220 € + PDV 5%
231 €* (3 pak)**SERALENE ▲● 6-0** (24 kom / pak)

20%

već od 131 + PDV 5%
već od 104,80 + PDV 5%
već od **110,04 €***
već od 262 € + PDV 5%
već od **275,10 €* (3 pak)**

NERESORBIRAJUĆI

Serag Wiessner

SERALON®

- monofilament, neobojeni ili plavi
- neresorbirajući poliamidni konac

Karakteristike:

- najbolji konac za kožne šavove
- izuzetno glatko polaženje kroz tkivo
- vrlo visoka linearna i inicijalna čvrstoća čvora - na sitnim dimenzijama

SERALON ▲ 4-0, 5-0 (24 kom / pak)

20%

99 € + PDV 5%
79,20 € + PDV 5%
83,16 €*

2+1

297 € + PDV 5%
198 € + PDV 5%
207,90 €* (3 pak)

NERESORBIRAJUĆI

Serag Wiessner

SERAMON®

- Inzerni PTFE konac velike fleksibilnosti i čvrstoće- monofilament, neobojeni
- politetrafluoretilen (PTFE)

Karakteristike:

- pouzdan za kirurške postupke
- vrlo nizak koeficijent trenja
- antiadhezivan
- minimalna memorija

SERAMON ▲● 4-0, 5-0, 6-0 (24 kom / pak)

20%

već od 256 € + PDV 5%
već od 204,80 € + PDV 5%
već od **215,04 €***

2+1

već od 768 € + PDV 5%
već od 512 € + PDV 5%
već od **537,60 €* (3 pak)**

**Xeal™ and TiUltra™**

Welcome to the Mucointegration™ era.
Surface chemistry cells can't resist.

Sinergija površina Dvije površine Xeal i TiUltra rezultat su desetljeća istraživanja i iskustva sa nahrapavljenim anodiziranim površinama. Od protetske nadogradnje do apeksu implantata koristimo kemijski modificiranu površinu i topografiju površine koja je optimizirana za integraciju tkiva i kosti na svim razinama. Xeal površina na protetskim nadogradnjama za mukointegraciju ili bržu integraciju mekih tkiva. To je osnova dugotrajne stabilnosti i zdravlja mekih tkiva. TiUltra je gradirana površina implantata, od umjerenog do više nahrapavljenog površina na apeksu implantata.



Video
Xeal™ and TiUltra™
nobelbiocare.com

**NobelActive®**

An implant like no other.

Jedinstveni dizajn implantata za odličnu primarnu stabilnost i estetske rezultate. Osmjesi iza kojih stoji znanost: više od 10 godina kliničkog istraživanja uz stopu uspjeha od 98.5% u 41 studiji i 14300 implantata na 2600 pacijenata. To je implantat za imedijatno opterećenje uz estetske i funkcione prednosti za pacijenta.



Video
NobelActive®
nobelbiocare.com

**NobelReplace® Conical Connection**

Proven performance, enhanced esthetics.

Originalni tapered oblik implantata osigurava precizan dosjed u ispreparirano ležište i daje platformu za prirodnu estetiku. Posebno ima prednost u ograničenim anatomskim prostorima zbog preciznosti i dodatne sigurnosti u kirurškom radu.



Video
NobelReplace® Conical Connection
nobelbiocare.com

**NobelPearl™**

Unique metal-free, two-piece ceramic dental implant solution. An evolution of ceramic implants.

Jedinstveni bezmetalni keramički implantat u dva dijela (implantat i protetska nadogradnja). Evolucija u keramičkim implantatima. Diferencirajte svoju praksu sa ovim inovativnim 100% metal-free i cement-free rješenjem. Implantaloško rješenje koje obozavaju meka tkiva.



Video
NobelPearl™
nobelbiocare.com

**NobelPro Line™**

Master the extreme with our outstanding, most comprehensive treatment range and training. Treat the most challenging cases. Transform more patients' lives.

Za posebno zahtjevne slučajevne velikih resorpacija u gornjoj čeljusti nudimo implantate duže od 18 mm - NobelSpeedy i NobelZygoma u različitim promjerima i dužinama. Dostupna rješenja za sve oblike bezubosti prilagođeno potrebama vaših pacijenata.



Video
NobelPro Line™
nobelbiocare.com

**NobelParallel™ Conical Connection**

A simply straightforward implant system.
Exceptional versatility for universal use

Izuzetna svestranost u kliničkom korištenju. Fleksibilnost koju obozavaju početnici i iskusni implantolozi. Namijenjen za brojne slučajevne od jednog do više implantata, prednja i stražnja područja, nadomjestak jednog ili više zuba kao i potpune bezubosti. Jednostavna i jasna procedura.



Video
NobelParallel™ Conical Connection
nobelbiocare.com

Nobel Biocare is about you,
for your patient.



Multi-unit Abutment

Key to the original All-on-4® treatment concept.

Ključ uspjeha za sva protetska rješenja na vijak i All-on-4 rješenja. Jedan jedini originalni Multi-unit. Dostupan sa Xeal površinom i Snap funkcijom za precizniju izradu provizornih rješenja.



Video
Multi-unit Abutment
nobelbiocare.com



On1™ concept

Preserve the soft-tissue attachment without compromising flexibility.

On1 koncept je nadogradnja koja ima bazu koja omogućava da se očuva pričvršna gingiva uz mogućnost izrade fleksibilnih protetskih rješenja. Platforma konekcije implantata i nadogradnje je sada na razini mekih tkiva. On1 baza ugrađuje se tijekom ugradnje implantata i ostaje u tom položaju tijekom protetske faze.



Video
On1™ concept
nobelbiocare.com



Local production


Offering a broad selection of options to help you meet your needs.

Poboljšajte svoju profitabilnost vlastitom in-house proizvodnjom u laboratoriju uz originalne NobelBiocare komponente (linkove). NobelBiocare biblioteka je dostupna za korisnike DTX Studio Lab softvera, 3Shape i exocad softvera.

- Mogućnosti lokalne proizvodnje:
- Protetske nadogradnje na Universal Base
- TempShell – imedijatna protetska rješenja
- 3D printani modeli
- Kirurške šablone



Video
Local Production
nobelbiocare.com



NobelProcera® restorations

Reliable partner with over 30 years of CAD/CAM production experience. We are here to help you build a reputation with your restorations.

NobelProcera 30 godina na tržištu. Individualne protetske nadogradnje. Precizan dosjed nadogradnja-implantat. Moguća protetska rješenja na vijak i cementiranje. Mogućnost korekcije angulacije kuteva. Protetska rješenja u punoj anatomskoj formi. 100% cement free.



Video
NobelProcera® Restorations
nobelbiocare.com



Universal Base

**Abutments, made your way.
Versatility you can base your success on.**

Titanske baze za izradu individualnih nadogradnji na vijak u vašem laboratoriju na razini implantata i na razini multi-unit nadogradnje. Dostupne za analogne i digitalne procedure rada.



Video
Universal Base
nobelbiocare.com

NobelProcera® Zirconia Implant Bridge

NobelProcera® Zirconia Implant Bridge simplifies the partnership between clinician and technicians thanks to restorative freedom.

Sadaje dostupno za korisnike DTX Studio™ Lab and 3Shape® skenera. Novi NobelProcera® Zirconia Implant Bridge pojednostavljuje komunikaciju između stomatologa i dentalnog tehničara zahvaljujući restorativnoj fleksibilnosti. Dostupno u 10 nijansi prema Vita ključu. Izrada struktura u punoj formi, cut-back, struktura sa ili bez mekog tkiva. Bez cementa. Opsežna fleksibilnost. Stvoreno za estetiku. Pojednostavljuje protokoli i štedi vrijeme izbjegavajući fazu lijepljenja.



Cirkonske strukture na zubima, implantatima i protetskim nadogradnjama

Korekcija kuta u cirkonskim strukturama na implantatima do 55°



Video
NobelProcera® Zirconia Implant Bridge
nobelbiocare.com



All-on-4® treatment concept

**Life-changing treatment
– a new smile in a day!**

Originalno rješenje bez koštane regeneracije za potpunu bezubost na četiri implantata. Efikasan, brz, fiksni protokol. Dokumentiran i dokazan kroz 150.000 tretiranih pacijenata uz uspjeh od 98% u 7.5 godina



[Video
All-on-4®
nobelbiocare.com](#)



Galvo Surge

**A new approach to implant cleaning.
When dentistry meets chemistry.
Fight peri-implantitis with
the power of bubbles.**

Aparat namijenjen za čišćenje svih titan-skih površina implantata. Periimplantitis ne mora nužno značiti gubitak implantata. GalvoSurge metoda nudi novi pristup i novo rješenje na bazi kemijske elektrolize. Čista površina stvara preduvjet koštane regeneracije oko implantata i mogućnost ponovne oseointegracije.



NobelGuide®

**Industrially produced surgical
templates that fit.**

NobelGuide, omogućava rad u DTX Studio aplikaciji za digitalno vođenu implantologiju, je NobelBiocare koncept za protetsko vođenje implantoloških tretmana. NobelGuide omogućava rad djelomično i potpuno vođenom kirurškom šablonom. Šabloni prate različiti uložci i protokoli, te odgovarajući kirurški setovi. Rad sa kirurškim šablonama posebno se preporuča početnicima implantologima, kao i u uskim područjima i područjima u blizini alveolarnog živca. Vođena implantologija rezultira ispravnom angulacijom, smjerom i dubinom bušenja željenog implantata. Veća točnost i predvidljivost u poziciji implantata u odnosu na freehand kirurgiju



[Video
NobelGuide®
nobelbiocare.com](#)



Our History

U povijesti dentalne implantologije Nobel Biocare ima jedinstveno mjesto. Od početka do danas potičemo razvoj dentalne implantologije i struke vođeni potrebama pacijenata. Kompanija je inovativna i tijekom posljednjih 50-tak godina donijela je brojne inovacije u dentalnu struku.

Sve je započelo 1952.godine kada je prof. Per-Ingvar Branemark otkrio koncept oseointegracije.

1965

Ugrađen je prvi titanski implantat kod pacijenta

1988

Prof.Branemark izumio je zigomatične implantate

1989

Dr.Mats Andersson postavio je temelje digitalizacije u struku: prva keramička CAD/CAM nadogradnja

1997

Nastaje prvi tapered implantat

1998

Dr.Paulo Malo razvija revolucionarni koncept All-on-4

2000

TiUnite i početak nahrapavljenih površina implantata

2005

Početak ere imedijatnog opterećenja i funkcije – FDA odobrava koncept Nobel Biocare-a

2005

Inovacija: Kirurški vođena implantologija i implantološko planiranje

2019

Početak ere mukointegracije



DTX Studio Implant

From diagnostics, to treatments to collaboration and follow-up. For your entire team, for your patient.

Softver za implantološko planiranje ugradnje implantata svih vodećih implantacijskih sustava sukladno anatomiji pacijenta i protetskim zahtjevima. Planirajte već pri prvoj posjeti. Pretvorite plan u realnost korištenjem kirurških šabloni i aplicirajte 3D vođenu implantologiju.



PureSet™ Trays

Ease, speed and hygiene, all-in-one with PureSet freehand and guided surgery kits for conical connection implant systems.

Inovativni, brzi, higijenski all-in-one PureSet kazete za kirurške i protetske faze rada. Setovi zadovoljavaju najviše norme medicinskih setova i uskladeni su sa EU i FDA regulativom. Higijena bez kompromisa.



[Video
PureSet™ Trays
nobelbiocare.com](#)



SMILES
supported
by science





nobelbiocare.com
novodent.hr

ONE IMPLANT **MULTIPLE OPTIONS****PATENT PENDING**

Patentirani dizajn apeksa implantata i navoja za primarnu stabilnost i dugoročne rezultate

- ✓ Visoka i čvrsta primarna stabilnost
- ✓ Navođeno i jednostavno implantiranje
- ✓ Visoka učinkovitost urezivanja



Poseban dizajn navoja na vratu implantata, mikronavoji i platform switching

- ✓ Smanjeni pritisak na kortikalnu kost
- ✓ Bolja očuvanost kosti
- ✓ Visoka primarna stabilnost



Inovativan dizajn navoja sa 2 mikronavoja i oštrim kutom urezivanja

- ✓ Visoka učinkovitost urezivanja
- ✓ Visoka primarna stabilnost u mekanoj i tvrdoj kosti
- ✓ Velika površina kontakta implantata i kosti (BIC)

The Complete **MULTINeo™** Implant Family


Conical Narrow Connection (CHC)

Conical Standard Connection (CS)

Internal Hex Connection (IH)


Zatražite PROMO cijene implantata i ostvarite pravo na **GRATIS** setove za multiNeo implantate.

Atraktivne ponude za implantate, protetske i CAD/CAM komponente



CadCam

CadCam komponente za sva protetska rješenja:

- ✓ Nadomjestak jednog ili više zuba
- ✓ Totalne bezubosti

35

YEARS OF IMPROVING LIVES





UBRUSI U ROLI
60 kom (pak)
raznih boja

20% 16 € + PDV 25%
12,80 € + PDV 25%
16 €*

2+1 48 € + PDV 25%
32 € + PDV 25%
40 €* (3 pak)

SISALJKE
100 kom (pak)
fleksibilne, od
netoksične
plastike, sa
vrškom koji se
skida, raznih boja

20% 3,30 € + PDV 25%
2,64 € + PDV 25%
3,30 €*

2+1 9,90 € + PDV 25%
6,60 € + PDV 25%
8,25 €* (3 pak)

UBRUSI ZA PACIJENTA
33 x 45 cm
500 kom (pak)
celulozni, vodootporni,
raznih boja

20% 24 € + PDV 25%
19,20 € + PDV 25%
24 €*

2+1 72 € + PDV 25%
48 € + PDV 25%
60 €* (3 pak)



ZAŠTITNE MASKE U BOJI
50 kom (pak)
antialergijske, ugodne
za nošenje, troslojne, sa
fleksibilnom gumicom,
raznih boja

20% 9,50 € + PDV 25%
7,60 € + PDV 25%
9,50 €*

3+1 38 € + PDV 25%
28,50 € + PDV 25%
35,63 €* (4 pak)



MASKE S VIZIROM
20 kom (pak)
15 € + PDV 25%
12 € + PDV 25%
15 €*



ČAŠE - BIJELE
166 ml
100 kom (pak)
plastične

20% 2,60 € + PDV 25%
2,08 € + PDV 25%
2,60 €*

3+1 10,40 € + PDV 25%
7,80 € + PDV 25%
9,75 €* (4 pak)

ČAŠE - U BOJI
200 ml
100 kom (pak)
plastične, raznih boja


20% 2,70 € + PDV 25%
2,16 € + PDV 25%
2,70 €*

3+1 10,80 € + PDV 25%
8,10 € + PDV 25%
10,13 €* (3 pak)

**ČAŠE
CVJETNI UZORAK**
200 ml
100 kom (pak)
plastične, 4 cvjetne boje

20% 3,50 € + PDV 25%
2,80 € + PDV 25%
3,50 €*

3+1 14 € + PDV 25%
10,50 € + PDV 25%
13,13 €* (3 pak)



KIRURŠKI ASPIRATOR
10 kom (pak)
raznih boja
21 € + PDV 25%
16,80 € + PDV 25%
21 €*

20% **ZAŠTITNA PRESVLAKA ZA STOLICU**
25 kom (pak)
raznih boja
58 € + PDV 25%
46,40 € + PDV 25%
58 €*

20% **ZAŠTITNA PRESVLAKA
NASLONA ZA GLAVU**
250 kom (pak)
raznih boja
31 € + PDV 25%
24,80 € + PDV 25%
31 €*

**RUKAVICE LATEX**

100 kom (pak)
Veličine: XS / S / M / L
Opcije: sa i bez pudera

20%

9,20 € + PDV 25%
7,36 € + PDV 25%
9,20 €*

2+1
27,60 € + PDV 25%
18,40 € + PDV 25%
23 €* (3 pak)

**RUKAVICE NITRILNE**

100 kom (pak)
Veličine: XS / S / M / L

20%

9,40 € + PDV 25%
7,52 € + PDV 25%
9,40 €*

2+1
28,20 € + PDV 25%
18,80 € + PDV 25%
23,50 €* (3 pak)

**RUKAVICE STERILNE**

1 par (pak)
Veličine: 6 1/2, 7, 7 1/2, 8

20%

S PUDEROM
0,70 € + PDV 25%
0,56 € + PDV 25%
0,70 €*

BEZ PUDERA
1 € + PDV 25%
0,80 € + PDV 25%
1 €*



15%

ARTIKULARSKI PAPIRČI 200 µ

300 kom (pak)
18 x 50 mm
20 € + PDV 25%
17 € + PDV 25%
21,25 €*

15%

ARTIKULARSKI PAPIRČI 80 µ

144 kom (pak)
10 € + PDV 25%
8,50 € + PDV 25%
10,63 €*

15%

ARTIKULARSKI PAPIRČI 40 µ

120 kom (pak)
22 x 110 mm
10 € + PDV 25%
8,50 € + PDV 25%
10,63 €*



15%

SURGITIP ENDO ISO 60

20 kom (pak)
48 € + PDV 25%
40,80 € + PDV 25%
51 €*

15%

SURGITIP MICRO 1,2

20 kom (pak)
48 € + PDV 25%
40,80 € + PDV 25%
51 €*

SURGITIP 2,8

20 kom (pak)
43 € + PDV 25%
36,55 € + PDV 25%
45,69 €*

15%

GELATAMP

50 kom (pak)
39 € + PDV 25%
33,15 € + PDV 25%

34,81 €*

20%

PLASTIČNI INSTRUMENTI

20 kom (pak)
15 € + PDV 25%
12 € + PDV 25%
15 €*



20%

VATEROLE

300 gr (pak), pamučne,
bez celuloze

20%

8,40 € + PDV 25%
6,72 € + PDV 25%
8,40 €*

2+1

25,20 € + PDV 25%
16,80 € + PDV 25%
21 €* (3 pak)



15%

VATEROLE

pamučne
1000 kom
18 € + PDV 25%
15,30 € + PDV 25%
19,13 €*



20%

KOMPRESA NESTERILNA

100 kom (pak)

5 x 5 cm

2,30 € + PDV-25%

1,84 € + PDV 25%

2,30 €*

15%

KOMPRESA STERILNA STERIQUICK

50 kom (pak), 50 x 70 cm

69 € + PDV-25%

58,65 € + PDV 25%

73,31 €*

20%

KOMPRESA STERILNA

125 kom (pak), 50 x 75 cm

120 € + PDV-25%

96 € + PDV 25%

120 €*



15%

NAVAKA ZA CRIJEVO STERILNA STERISLEEVE

25 kom (pak)

64 € + PDV-25%

54,40 € + PDV 25%

68 €*

20%

NAVAKA ZA CRIJEVO STERILNA

50 kom (pak)

najlonska, prozirna

65 € + PDV-25%

52 € + PDV 25%

65 €*

20%

KOMPRESA SA OTVOROM STERILNA

50 kom (pak), 75 x 90 cm

140 € + PDV-25%

112 € + PDV 25%

140 €*



25%

SAMOLJEPLJIVA STERILNA ZAŠTITNA FOLIJA

50 kom (pak)

za zaštitu površina tijekom kliničkih procesa

51 € + PDV-25%

38,25 € + PDV 25%

47,81 €*

25%

ROLE ZA STERILIZACIJU

16 - 123 € + PDV-25%

12 - 92,25 € + PDV 25%

15 - 115,31 €*

Dimenzije (mm):
200x50, 200x75, 200x100, 200x150,
200x200, 200x300, 200x400

VREĆICE ZA STERILIZACIJU

200 kom (pak)

Dimenzije (mm):

90x250 mm

140x260 mm

190x330 mm

20%

16 - 43 € + PDV-25%

12,30 - 34,40 € + PDV 25%

16 - 43 €*



25%

LED INSTANT

24 (pak)

18 € + PDV-25%

13,50 € + PDV 25%

16,88 €*



25%

Hladni sprej

200 ml

11 € + PDV-25%

8,25 € + PDV 25%

10,31 €*



MANTIL STERILNI

1 kom

cijena na upit

MANTIL NESTERILNI

1 kom

3 € + PDV-25%

2,40 € + PDV 25%

3 €*

OCC Switzerland

PROSEPT SPREJ

Gotova otopina za brzu dezinfekciju radnih površina u obliku spreja. Baktericidan (uključujući TBV), fungicidan i virucidan (HBV/HIV i HCV) unutar 1 minute.



20%

PROSEPT SPREJ

1 l (pak)
13 € + PDV 5%
10,40 € + PDV 5%
10,92 €*

3+1

PROSEPT SPREJ
1 l (pak)
52 € + PDV 5%
39 € + PDV 5%
40,95 €* (4 l)



20%

PROSEPT FORTIS
2 l (pak)
31 € + PDV 5%
24,80 € + PDV 5%
26,04 €*

OCC Switzerland

PROSEPT FORTIS

Visoko djelotvorni koncentrat za dezinfekciju i čišćenje instrumenta. Koncentrat 1-3 %. Ekonomičan: sa 1 litrom dobiju se 33 litre radne otopine.



20%

OCC Switzerland

PROSEPT SENSI

Gotov proizvod bez alkohola za dezinfekciju i čišćenje neinvazivnih medicinskih proizvoda, poput stolova za pregled, stomatoloških jedinica i medicinskih uređaja. Naročito je prikladan za čišćenje površina osjetljivih na alkohol, kao što su površine od PVC-a, silikona, gume, akrilnog stakla ili umjetne kože.

PROSEPT SENSI
1 l (pak)
12 € + PDV 5%
9,60 € + PDV 5%
10,08 €*



20%

OCC Switzerland

PROSEPT MARAMICE

Vlažne maramice za brzu dezinfekciju manjih površina. Baktericidne (uključujući TBV), fungicidne i virucidne (HBV/HIV) unutar 1 minute. Ne ostavljaju tragove.

20%

PROSEPT MARAMICE REFIL
120 kom (pak)
7,90 € + PDV 5%
6,32 € + PDV 5%
6,63 €*

PROSEPT MARAMICE REFIL
120 kom (pak)
31,60 € + PDV 5%
23,70 € + PDV 5%
24,89 €* (4 pak)



20%

OCC Switzerland

PROSEPT BURS

Gotova otopina za dezinfekciju i čišćenje rotirajućih instrumenata (svrdla, freze). Velika efikasnost u kratko vrijeme; uništava sve bakterije, gljivice i virusne unutar 1 minute. Otopina se može koristiti i do jedan tjedan.

PROSEPT BURS
2 l (pak)
22 € + PDV 5%
17,60 € + PDV 5%
18,48 €*



20%

OCC Switzerland

PROSEPT JET FORTE

Koncentrat (2%) za higijensku njegu, čišćenje i održavanje svih stomatoloških, aspiracijskih i separacijskih sistema. Svojim sastavom smanjuje utjecaj mikroorganizama na sistem, ne pjeni se. Ne sadrži aldehide i fenole.

PROSEPT JET FORTE
2 l (pak)
21 € + PDV 25%
16,80 € + PDV 25%
21 €*



20%

OCC Switzerland

PROSEPT IMPRESSION S

Dezinflacijens u spreju za dentalne žlice i otiske. Kratko vrijeme kontakta čini ga učinkovitim, a ujedno štiti dimenzijsku stabilnost otiska. Boja ne blijedi, niti se krv ili proteini vežu na tretirani materijal. Ne sadrži aldehide.

PROSEPT IMPRESSION S
1 l (pak)
15 € + PDV 5%
12 € + PDV 5%
12,60 €*



20%

OCC Switzerland

PROSEPT SONIC

Koncentrata za temeljitu i ekonomičnu dezinfekciju instrumenata u ultrazvučnoj kadici. Ne pjeni se.

PROSEPT SONIC
1 l (pak)
12 € + PDV 25%
9,60 € + PDV 25%
12 €*



OCC Switzerland

PROSEPT FLOOR

Koncentrat 1-2% za ekonomično čišćenje i dezinfekciju različitih podnih obloga i površina perivih vodom.

20%

PROSEPT FLOOR

2 l (pak)
23 € + PDV 5%
18,40 € + PDV 5%
19,32 €*



OCC Switzerland

PROSEPT INSTRU POSUDA 3L

Za dezinfekciju instrumenata.

20%

PROSEPT INSTRU POSUDA

kapacitet 3 l
58 € + PDV 25%
46,40 € + PDV 25%
58 €*



OCC Switzerland

PROSEPT BURS POSUDA 150 ml

Za dezinfekciju svrdala.

20%

PROSEPT BURS POSUDA

kapacitet 150 ml
8 € + PDV 25%
6,40 € + PDV 25%
8 €*



Cattani

POSUDA PULSE CLEANER

Za optimalno svakodnevno održavanje aspiracijskih cijevi.

20%

POSUDA

62 € + PDV 25%
49,60 € + PDV 25%
62 €*



Cattani

TABLETE

Sprječava pjenjenje u aspiracijskom sistemu.

20%

CATTANI ANTISCHIUMOGENO

50 kom (pak)
40 € + PDV 25%
32 € + PDV 25%
40 €*



Cattani

PULI-JET PLUS

Sredstvo za čišćenje aspiracijskih sistema. Čisti, uklanja mirise, dezinficira.

20%

PULI-JET PLUS

1 l (pak)
50 € + PDV 25%
40 € + PDV 25%
50 €*

Bone Harvesting

Manufactured by META®

SAFESCRAPER TWIST & MICROSS

Instrumenti za minimalno invazivno i učinkovito skupljanje autologne kosti koja je optimalna za velike i male regeneracije kosti

META

Ronvig**ASPIJECT®**

Samoaspirirajuća karpula za anesteziju ergonomičnog dizajna, koja optimizira i kontrolira jačinu aspiracije. Automatska aspiracija ostvaruje se laganim pritiskom što minimizira rizik promjene položaja igle u mekom tkivu. Pogodna za sterilizaciju.

15%

ASPIJECT
siringa 1,8 ml

 122 € + PDV 25%
 103,70 € + PDV 25%
129,62 €*
Ronvig**PAROJECT®**

Karpula za intraligamentalnu lokalnu anesteziju sa kontroliranim malim netraumatskim iglama. Doziranje: 0,06 ml po kliku.

15%

PAROJECT
siringa 1,8 ml
300 € + PDV 25%
255 € + PDV 25%
318,75 €*
META**SAFESCRAPER® TWIST****Skupljač autologne kortikalne kosti**

Safescraper® TWIST je uređaj za uzorkovanje kostiju koji omogućuje dobivanje, sve lakše i na minimalno invazivan način, autologne kortikalne kosti idealne za graftove u bilo kojoj vrsti defekta. Jednostavnost upotrebe instrumenta čini autolognu kost uvijek dostupnom u bilo kojem stanju, kako za male tako i za velike defekte, zahvaljujući lakoći pristupa postupcima uzorkovanja kostiju koji se koriste u oralnoj kirurgiji.

15%

SAFESCRAPER TWIST
1 kom
50 € + PDV 25%
42,50 € + PDV 25%
53,12 €*

2+1

SAFESCRAPER TWIST
450 € + PDV 25%
100 € + PDV 25%
125 €* (3 kom)
META**MICROSS****Minimalno invazivan skupljač kortikalne kosti**

Izvrsna učinkovitost rezanja, ekskluzivne mikro oštice čini autogeno prikupljanje kosti izvedeno s Microssom lako čak i u ograničenim područjima koja su teško dostupna. Micross skuplja koštano tkivo izravno u spremnik smješten unutar kanile. Prikupljena kost ima izvrsne biološke karakteristike zahvaljujući prisutnosti koagulirane krvi. Učinak volumiziranja specifičan je po "uvojcima" kosti, smanjuje količinu kosti koja je potrebna za popunjavanje defekta i posljedično invazivnost na pacijenta.

15%

MICROSS
1 kom
58 € + PDV 25%
49,30 € + PDV 25%
61,62 €*

2+1

MICROSS
174 € + PDV 25%
116 € + PDV 25%
145 €* (3 kom)

NOVODENT SETOVI DIZAJNIRANI ZA VAS



Helmut Zepf

NOVODENT OSNOVNI KIRURŠKI SET

Kirurški aspirator, iglodržač Crile-Wood, kohlea, kireta Lucas, raspatorij Molt, raspatorij Prichard, držač skalpela, škarice Joseph, atraumatska pinceta De Bakey, tray.

NOVODENT OSNOVNI KIRURŠKI SET

590 € + PDV 25%

737,50 €*



Helmut Zepf

NOVODENT MIKROKIRURŠKI SET

Kirurška pinceta, mikrokirurška pinceta, škarice za tkivo, mikroiglodržač, držač mikroskalpela, papilla elevator, tray.

NOVODENT MIKROKIRURŠKI SET

910 € + PDV 25%

1.137,50 €*



Helmut Zepf

SET XTOOL INSTRUMENTI

Set za atraumatsko vađenje zuba

XTOOL je set instrumenata za atraumatsku ekstrakciju zuba, što je posebno važno kod implantoloških pacijenata i imedijatne ugradnje implantata. U tim slučajevima izrazito je bitno da se meke i tvrde strukture što manje oštete i slijede principi minimalne invazivnosti. Set se sastoji od 5 instrumenata za lukačiju i 1 kohlee složenih u kazetu.

SET XTOOL INSTRUMENTI

515 € + PDV 25%

643,75 €*

XTOOL INSTRUMENT

1 kom

77 € + PDV 25%

96,25 €*



Preporuka poluge
17.008.01 i 17.008.02.



Helmut Zepf

NOVODENT SET OSTEOTOMA

Konkavni, zakrivljeni (5 kom):

- Ø 2.0 (za 2.0)
- Ø 2.3 / 2.8 (za 2.8 / 3.3)
- Ø 2.8 / 3.3 (za 3.3 / 3.8)
- Ø 3.4 / 3.8 (za 4.3)
- Ø 3.9 / 4.3 (za 5.0 / 6.0)
- + čekić 19 cm

NOVODENT SET OSTEOTOMA

600 € + PDV 25%

750 €*



Helmut Zepf

NOVODENT SINUS LIFT SET

Instrumenti za sinus lift (6 kom),

Dijamantno i karbidno svrdlo, posudica, tray (tacna) s poklopcom.

NOVODENT SINUS LIFT SET

950 € + PDV 25%

1.187,50 €*

HuFriedy Group

KIRURŠKI SET EDUCEN

15%

KIRURŠKI

set od 12 instrumenata s kazetom

1.460 € + PDV 25%

1.241 € + PDV 25%

1.551,25 €*

10%

RASPATORIJ PRICHARD108 € + PDV 25%
97,20 € + PDV 25%**121,50 €***

10%

RASPATORIJ93 € + PDV 25%
83,70 € + PDV 25%**104,63 €***

10%

DRŽAČ SKALPELA87 € + PDV 25%
78,30 € + PDV 25%**97,88 €***

10%

ŠKARICE50 € + PDV 25%
45 € + PDV 25%**56,25 €***

10%

KOHLEA / PLUGGER DR. EUWE153 € + PDV 25%
137,70 € + PDV 25%**172,13 €***

10%

PERIOSTAL89 € + PDV 25%
80,10 € + PDV 25%**100,13 €***

10%

KAZETA233 € + PDV 25%
209,70 € + PDV 25%**262,13 €***

10%

IGLODRŽAČ181 € + PDV 25%
162,90 € + PDV 25%**203,63 €***

10%

ELEVATOR HOURIGAN98 € + PDV 25%
88,20 € + PDV 25%**110,25 €***

10%

KIRETA LUCAS96 € + PDV 25%
86,40 € + PDV 25%**108 €***

10%

PINCETA 15 cm147 € + PDV 25%
132,30 € + PDV 25%**165,38 €***

10%

PLUGGER JOVANOVIĆ63 € + PDV 25%
56,70 € + PDV 25%**70,88 €***

10%

PLUGGER SIMION62 € + PDV 25%
55,80 € + PDV 25%**69,75 €***

HuFriedy Group

MIKROKIRURŠKI SET EDUCEN

15%

MIKROKIRURŠKI
set od 9 instrumenata s kazetom

1.952 € + PDV 25%

1.659,20 € + PDV 25%

2.074 €*

10%

TUNNELING KNIFE117 € + PDV 25%
105,30 € + PDV 25%**131,63 €***

10%

TUNNELING KNIFE117 € + PDV 25%
105,30 € + PDV 25%**131,63 €***

10%

PARODONTOLOŠKA SONDA40 € + PDV 25%
36 € + PDV 25%**45 €***

10%

DRŽAČ SKALPELA209 € + PDV 25%
188,10 € + PDV 25%**235,13 €***

10%

MIKROKIRURŠKA PINCETA 18 cm401 € + PDV 25%
360,90 € + PDV 25%**451,13 €***

10%

PINCETA 15 cm147 € + PDV 25%
132,30 € + PDV 25%**165,38 €***

10%

IGLODRŽAČ CORTELLINI494 € + PDV 25%
444,60 € + PDV 25%**555,75 €***

10%

ŠKARICE96 € + PDV 25%
86,40 € + PDV 25%**108 €***


10%

ELEVATOR HOURIGAN98 € + PDV 25%
88,20 € + PDV 25%**110,25 €***

10%

KAZETA233 € + PDV 25%
209,70 € + PDV 25%**262,13 €*****EDUCEN**

HuFriedy EDUCEN setovi kreirani su prema posebnim zahtjevima doktora dentalne medicine, te se koriste na hands-on edukacijama u dentalnom edukacijskom centru EDUCEN

ENDO**NEW**

15%

**EASY MICRO ENDO
BLACK BERUTTI &
PASQUALINI SET**
set od 7 instrumenata
s kazetom

751 € + PDV 25%
638,35 € + PDV 25%
797,94 €*

10%

IMN5107kazeta za 10
instrumenata

186 € + PDV 25%
167,40 € + PDV 25%
209,25 €*


HuFriedy Group

**EASY MICRO ENDO BLACK
BERUTTI & PASQUALINI SET**

Set instrumenata inspiriran jednostavnosću i kliničkom primjenom. Dizajnirali su ga prof. Elio Berutti i prof. Damiano Pasqualini u suradnji s tvrtkom Hu-friedy. Svaki instrument prilagođen je određenoj indikaciji. Svi instrumenti imaju premaz XTSTM Aluminum Titanium Nitride (AlTiN) koji ne reflektira svjetlost što olakšava rad u odnosu na standardne instrumente.

Za uspješne mikrokiruške - endo tretmane!

	MBP-C1 Berutti Pasqualini kireta 87 € + PDV 25% 78,30 € + PDV 25% 97,88 €*
	MBP-CB1 Berutti Pasqualini špatula 87 € + PDV 25% 78,30 € + PDV 25% 97,88 €*
	MBP-E1 Berutti Pasqualini elevator 87 € + PDV 25% 78,30 € + PDV 25% 97,88 €*
	MBP-PLG1 Berutti Pasqualini plugger (0,5 / 0,7 mm) 87 € + PDV 25% 78,30 € + PDV 25% 97,88 €*
	MBP-PLG2 Berutti Pasqualini plugger (0,5 mm) 87 € + PDV 25% 78,30 € + PDV 25% 97,88 €*
	MBP-PLG3 Berutti Pasqualini plugger (0,7 mm) 87 € + PDV 25% 78,30 € + PDV 25% 97,88 €*
	MBP-EX1 Berutti Pasqualini apical explorer / debrider 43 € + PDV 25% 38,70 € + PDV 25% 48,38 €*

PARO

HuFriedy Group

TUNNELING SET BLACK LINE**Instrumenti za tuneliranje**

Instrumenti su sa premazom za tvrdu glatku površinu koja omogućava optimalno zadržavanje na rubovima.

15%

TUNNELING SET
set instrumenata sa kazetom

623 € + PDV 25%
529,55 € + PDV 25%
661,93 €*

10%

KAZETA IME14DINS_
kazeta za 5 instrumenata

143 € + PDV 25%
128,70 € + PDV 25%
160,88 €*

10%

TKN1SX

Tunneling knife
127 € + PDV 25%
114,30 € + PDV 25%
142,88 €*

10%

TKN2SX

Tunneling knife
127 € + PDV 25%
114,30 € + PDV 25%
142,88 €*

10%

PPAELASX

Periosteal elevator
Allen Anterior
131 € + PDV 25%
117,90 € + PDV 25%
147,38 €*

10%

KO12KP03RX

Knife Allen
Orban Round
95 € + PDV 25%
85,50 € + PDV 25%
106,88 €*



10%

RESTOREITDINset od 3 instrumenta
(CVKOT1X, TNEXBKR1X, TNCIPAOX)
s kazetom280 € + PDV 25%
252 + PDV 25%
315 €*

HuFriedy Group

3ESSENTIAL KIT BY WERESTORE.IT

Hu-Friedy 3SSENTIAL KIT je najjednostavniji komplet za restauraciju kada napravljen, sa samo 3 bitna instrumenta: Anterior, Posterior i Spatula, iz kolekcije Hu-Friedy Black Line. WeRestore.it je projekt koji su 2016. godine osnovali dr. Gaetano Paolone i dr. Salvatore Scolavino namjenjen za adhezivnu direktnu i indirektnu restorativnu stomatologiju.



10%

CVKOT1X58 € + PDV 25%
52,20 € + PDV 25%
65,25 €/kom*

10%

TNEXBKR1X58 € + PDV 25%
52,20 € + PDV 25%
65,25 €/kom*

10%

TNCIPAOX58 € + PDV 25%
52,20 € + PDV 25%
65,25 €/kom*

10%

TNCALIBRA74 € + PDV 25%
66,60 € + PDV 25%
83,25 €*

10%

AKRO-FLEX84 € + PDV 25%
75,60 € + PDV 25%
94,50 €*

15%

IME14DIN50

kazeta za 5 instrumenata

143 € + PDV 25%
128,70 € + PDV 25%
160,88 €***RESTORE EDUCEN**

set od 5 instrumenta s kazetom

475 € + PDV 25%
403,75 + PDV 25%
504,68 €*

RDCM8ADX



RDCMW2X



10%

CLAMPS24 € + PDV 25%
21,60 € + PDV 25%
27 €***WINGED CLAMPS BLACK LINE**


RDCM8ADX	Rubber Dam Clamps #8AD molar
RDCM12AX	Rubber Dam Clamps #12A right UK molar
RDCM13AX	Rubber Dam Clamps #13A left UK molar

WINGLESS CLAMPS BLACK LINE

RDCMW2X	Rubber Dam Clamps #W2 UK premolar
RDCMW3X	Rubber Dam Clamps #W3 UK molar
RDCM212X	Rubber Dam Clamps #212 anterior
RDCM212SAX	Rubber Dam Clamps, #212SA anterior
RDCMW7X	Rubber Dam Clamps, #W7 UK molar



10%

MYQUICKMAT CLASSICO KITREF 6801
set matrica i kolčića + 2 prstena
279 € + PDV 25%
251,10 € + PDV 25%
313,87 €*


10%

KOFERDAM DENTAL DAMLatex free
Powder free
Okus: Peppermint
15 x 15 cm
15 kom/pak
31 € + PDV 25%
27,90 € + PDV 25%
34,87 €*

10%

RDPARubber Dam Punch
252 € + PDV 25%
226,80 € + PDV 25%
283,50 €*

10%

RDF4ERubber Dam Clamp Forceps
144 € + PDV 25%
129,60 € + PDV 25%
162 €*

10%

RDAF6Rubber Dam Frame
40 € + PDV 25%
36 € + PDV 25%
45 €*

Helmut Zepf

KLIJEŠTA

Više linija kliješta, ekskluzivnog dizajna, lagan i jedinstven vrh koji se prilagođava zubu.

Ergonomski rukavac omogućuje jednoličan prijenos snage tijekom obrade, povlačenja i rotacijskih pokreta.



3.2.1. 1.2.3.	5.4. 4.5	5.4. 4.5	7.6.	6.7.	8. 8.	8. 8.		
12.234.08Z	12.235.07Z	12.235.08Z	12.217.00Z	12.218.00Z	12.267.01Z	12.279.90Z		
129 € + PDV-25% 103,20 € + PDV 25% 129 €*	129 € + PDV-25% 103,20 € + PDV 25% 129 €*	129 € + PDV-25% 103,20 € + PDV 25% 129 €*	129 € + PDV-25% 103,20 € + PDV 25% 129 €*	129 € + PDV-25% 103,20 € + PDV 25% 129 €*	142 € + PDV-25% 113,60 € + PDV 25% 142 €*	142 € + PDV-25% 113,60 € + PDV 25% 142 €*		

3.2.1. 1.2.3	3.2.1. 1.2.3	5.4. 4.5	7.6. 6.7	7.6. 6.7	▶◀▶◀	▶◀▶◀	
12.236.07Z	12.236.08Z	12.213.00Z	12.222.00Z	12.221.90Z	12.045.15Z	12.051.15Z	
142 € + PDV-25% 113,60 € + PDV 25% 142 €*	142 € + PDV-25% 113,60 € + PDV 25% 142 €*	129 € + PDV-25% 103,20 € + PDV 25% 129 €*	129 € + PDV-25% 103,20 € + PDV 25% 129 €*	141 € + PDV-25% 112,80 € + PDV 25% 141 €*	142 € + PDV-25% 113,60 € + PDV 25% 142 €*	142 € + PDV-25% 113,60 € + PDV 25% 142 €*	

PARODONTOLOŠKE KIRETE HU-FRIEDY GROUP

RECOMMENDED



SG1/29LCE2

SG7/89LCE2

SG11/129LCE2

SG13/149LCE2

HuFriedy Group

BIOGENT KIRETE

Kirete sa posebnim modificiranim oblikom završetkom za svaki biotip pacijenta. Jedinstveni dizajn kirete koja je 30% manja od standardne kirete.

10%

HU-FRIEDY KIRETA

1 kom

64 € + PDV 25%

57,60 € + PDV 25%

72 €*

Modeli kireta:
pričazani su na slici



U ponudi postoje različite vrste kireta kao što su Biogent, After Five, Mini Five, Micro Mini Five. Koristeći poboljšani postupak dorade, Hu-Friedy stvara kirete s rubovima koji su preko 60% oštiji od uobičajenih kireta.

HuFriedy Group

SCALER

Dizajniran za uklanjanje supragingivalnog kamenca

10%

SCALER

S204SD9E2, 1 kom

64 € + PDV 25%

57,60 € + PDV 25%

72 €*HuFriedy Group

SONDA PARODONTOLOŠKA

Precizna markirana parodontološka sonda

10%

SONDA PARODONTOLOŠKA

PCPUNC156, 1 kom

40 € + PDV 25%

36 € + PDV 25%

45 €*HuFriedy Group

UREĐAJ ZA OŠTRENJE

SIDEKICK

Posebno dizajniran uređaj za održavanje i oštrenje scalera i kireta.

10%

SDKIT

558 € + PDV 25%
502,20 € + PDV 25%
627,75 €*

HuFriedy Group

KAMEN ZA OŠTRENJE

SSDGRIT & SS4

Kamen za oštrenje kireta i scalera.

10%

SSDGRIT

Cilindričan keramički (120 x 25 mm)
43 € + PDV 25%
38,70 € + PDV 25%
48,38 €*

10%

SS6A

Kamen Arkansas (114 x 48 mm)
50 € + PDV 25%
45 € + PDV 25%
56,25 €*

HuFriedy Group

DIJAMANTNA PLOČA ZA OŠTRENJE

Nije potrebno korištenje ulja, ne troši se.

10%

DSCFINE

91 € + PDV 25%
81,90 € + PDV 25%
102,38 €*

HuFriedy Group

ulje za oštrenje

Sprječava oštećenja na kamenu i smanjuje toplinu trenja.

10%

SSO

29,5 ml
24 € + PDV 25%
21,60 € + PDV 25%
27 €*

Helmut Zepf

AUGMENTACIJA

Strugač kosti te aplikator za nanošenje materijala za augmentaciju



Prikaz mješanja kosti u posudici pomoću instrumenta za augmentaciju



19.714.21
instrument za
augmentaciju
73 € + PDV 25%
65,70 € + PDV 25%
82,13 €*

19.714.22
instrument za
augmentaciju
73 € + PDV 25%
65,70 € + PDV 25%
82,13 €*

47.957.15
bone scraper,
strugač
107 € + PDV 25%
96,30 € + PDV 25%
120,38 €*

47.957.10
bone scraper,
strugač
107 € + PDV 25%
96,30 € + PDV 25%
120,38 €*

85.252.25
posudica
31 € + PDV 25%
27,90 € + PDV 25%
34,88 €*



Helmut Zepf

BONE CRUSHER

Jednostavan i praktičan model mlinca za kost. Kost se usitnjava gornjim dijelom ili dodatno uz korištenje čekića.

47.955.00
BONE CRUSHER
271 € + PDV 25%
243,90 € + PDV 25%
304,88 €*




Helmut Zepf

BONE MILL KLIJEŠTA

Titanski dio za mljevanje. Klješta za mljevenje manjih komadića kosti za dobivanje maksimalnog volumena (bone chips). Idealna konzistencija mljevene kosti povoljna je za adaptaciju i regeneraciju kosti

47.958.00
BONE MILL
361 € + PDV 25%
306,85 € + PDV 25%
383,56 €*


Helmut Zepf

SKALPELI

SKALPELI
sterilni, 100 kom (pak)
19 € + PDV 25%
16,15 € + PDV 25%
20,19 €*

Modeli skalpele:
prikazani na slici

Helmut Zepf

MIKROKIRURŠKI SKALPELI

46.016.03 #63
sterilni, 25 kom (pak)
160 € + PDV 25%
136 € + PDV 25%
170 €*

46.016.04 #64
sterilni, 25 kom (pak)
72 € + PDV 25%
61,20 € + PDV 25%
76,50 €*

46.016.07 #67
sterilni, 25 kom (pak)
85 € + PDV 25%
72,25 € + PDV 25%
90,31 €*

46.016.09 #69
sterilni, 25 kom (pak)
160 € + PDV 25%
136 € + PDV 25%
170 €*

Helmut Zepf

IGLODRŽAČI

15%

**MICRO /
41.011.17TC**

18 cm

393 € + PDV 25%
334,05 € + PDV 25%**417,56 €***

Konac: 3-0 do 4-0



10%

**CRILE-WOOD /
41.252.15TC**

15 cm

139 € + PDV 25%
125,10 € + PDV 25%**156,38 €***

Konac: 3-0 do 4-0



10%

**SWEDISH MODEL /
41.246.15TC**

15 cm

170 € + PDV 25%
153 € + PDV 25%**191,25 €***

Konac: 4-0 do 5-0

Helmut Zepf

ŠKARICE

15%

46.319.17mikrokirurške
17 cm282 € + PDV 25%
239,70 € + PDV 25%**299,63 €***

10%

**LA GRANGE /
46.057.11SC**zakriviljene
11,5 cm92 € + PDV 25%
82,80 € + PDV 25%**103,50 €***

10%


JOSEPH / 46.081.16obične
14 cm71 € + PDV 25%
63,90 € + PDV 25%**79,88 €***

Helmut Zepf

NIZAM RING PUNCH
Tissue is the issuePunch za augmentaciju
mekim tkivima.

NEW

10%

08.921.00**NIZAM RING PUNCH**87 € + PDV 25%
78,30 € + PDV 25%**97,88 €***

Helmut Zepf

PINCETE

10%

DEBAKEY / 50.226.16

atraumatska / 16 cm

87 € + PDV 25%
78,30 € + PDV 25%**97,88 €***

10%

**LONDON COLLEGE /
22.024.03**

obična dijagnostička / 15 cm

21 € + PDV 25%
18,19 € + PDV 25%**23,63 €***

10%

**LONDON COLLEGE /
22.011.03**

obična / 15 cm

18 € + PDV 25%
16,20 € + PDV 25%**20,25 €***

Helmut Zepf

TREPINE

10%

TREPINE

1 kom

66 € + PDV 25%
59,40 € + PDV 25%**74,25 €***

Modeli trephina:

08.910.05 / Ø 4 mm
08.910.06 / Ø 4,3 mm
08.910.07 / Ø 4,8 mm
08.910.13 / Ø 5 mm
08.910.08 / Ø 6 mmKoriste se za nježno i precizno
uzimanje koštanih graftova i
uklanjanje implantata.

10%

STALAK ZA TREPINE85.070.01
za 6 trephina115 € + PDV 25%
103,50 € + PDV 25%**129,38 €***

Helmut Zepf

MUCOSA PUNCH

10%

MUCOSA PUNCH

1 kom

53 € + PDV 25%
47,70 € + PDV 25%**59,63 €***

Modeli:

08.920.03 / Ø 3 mm
08.920.04 / Ø 4 mm
08.920.05 / Ø 5 mm
08.920.06 / Ø 6 mm

10%

STALAK ZA PUNCH

za 6 punch

115 € + PDV 25%
103,50 € + PDV 25%**129,38 €***

TITAN PIN SET & FIKSACIJSKI VIJCI

Za fiksaciju membrane

Tijekom primjene suvremenih GBR i GTR tehnika, membranske barijere su neizostavne u postizanju predviđljivih i pouzdanih rezultata.

Svojstva

- potpuno ugodna ergonomija nosača za jednostavno postavljanje titanskih pinova
- funkcionalan dizajn
- sigurno i jednostavno otvaranje jednom rukom
- pogodan za resorbirajuće i neresorbirajuće membrane



10%

TITAN PIN SET BOTISS

instrument za aplikaciju stalak za čavliće
10 čavlića
320 € + PDV 25%
288 € + PDV 25%
360 €*

10%

ČAVLIĆI BOTISS

3 mm, 10 kom (pak)
98 € + PDV 25%
88,20 € + PDV 25%
110,25 €*



10%

ČAVLIĆI 5 mm HELMUT ZEPF

47.560.05
5 kom (pak)
64 € + PDV 25%
57,60 € + PDV 25%
72 €*

10%

INSTRUMENT ZA APLIKACIJU ČAVLIĆA HELMUT ZEPF

47.520.01
126 € + PDV 25%
113,40 € + PDV 25%
141,75 €*

10%

STALAK ZA ČAVLIĆE HELMUT ZEPF

85.256.00
150 € + PDV 25%
135 € + PDV 25%
168,75 €*

10%

ČAVLIĆI 3 mm HELMUT ZEPF

47.560.03
5 kom (pak)
47 € + PDV 25%
42,30 € + PDV 25%
52,88 €*



Ustomed

BONE FIXATION POČETNI SET

Sadrži:

- kutija za mikrovijke / Ø 1,0 - 1,6 mm
- zavijač 11 cm
- aplikator za vijke / Ø 1,0 - 1,6 mm
- pakiranje titanskih vijaka / Ø 1,2 mm, dužine 8 ili 11 mm (10 kom)
- 1 x pilotno svrdlo / Ø 1,0 mm

Dodatano uz set moguće je naručiti vodilice za 8 ili 12 vijaka.

15%

BONE FIXATION POČETNI SET

68-780-016
650 € + PDV 25%
552,50 € + PDV 25%
690,63 €*

Helmut Zepf

SVRDLA ZA KOST

Dijamantna svrdla za kost

- 08.906.014C / Ø 1,4 mm
- 08.906.016C / Ø 1,6 mm
- 08.906.018C / Ø 1,8 mm

10%

SVRDLA ZA KOST

1 kom

12 € + PDV 25%
10,80 € + PDV 25%
13,50 €*

Modeli svrdla:
prikazani na slici



Helmut Zepf

BONE EXPANDER SET

Set za proširenje kostiju

Za proširenje resorbirane kosti kontroliranom, minimalno invazivnom tehnikom. Spiralni sprederi mogu se koristiti kao alternativa osteotomima za postizanje bolje primarne stabilnosti.

20%

BONE EXPANDER SET

47.565.00
769 € + PDV 25%
615,20 € + PDV 25%
769 €*

HuFriedy Group

DVA NOVA INSTRUMENTA ZA ZYGOMA PROCEDURE

Dva ključna instrumenta za All-on-4 & Zygoma procedure definirao je dr. Paulo Malo a radi se o oštem i zakrivljenom kruškom retraktoru i dugačkom i oštem raspatoriju.



10%

SRMALO

Malo kirurški retraktor
141 € + 25% PDV
126,90 € + 25% PDV
158,63 €*




10%

PMALO

Malo raspotorij
155 € + 25% PDV
139,50 € + 25% PDV
174,38 €*

Dugački oštri raspotorij za odvajanje mekih tkiva od zygome



ALL-ON-4 & ZYGOMA KIT

Potpuno rješenje za sve vrste implantološke kirurgije, All-on4 tehniku i zygomaticne procedure by dr. Malo

15%

MALALL4KITDIN

1.870 € + 25% PDV
1.589,50 € + 25% PDV
1.986,88 €*

Helmut Zepf

SKIDAČ KRUNICA

Kliješta za skidanje krunica sa zamjenjivim plastičnim tipsama



15%

SKIDAČ KRUNICA EXCLUSIVE SET

19.274,00
skidač krunica sa stoperom zaustavni vijak (16 cm), 20 tipsi, Diatrac adhezivni puder (10 g)
216 € + 25% PDV
183,60 € + 25% PDV
229,50 €*

15%

SKIDAČ KRUNICA ECONOMICAL SET

19.274,01
skidač krunica bez stopera zaustavni vijak (16 cm), 20 tipsi, Diatrac adhezivni puder (10 g)
200 € + 25% PDV
170 € + 25% PDV
212,50 €*



Helmut Zepf

RETRAKTOR ZA FOTOGRAFIJANJE

Onyx ili nehrđajući čelik

Koriste se za intraoralnu fotografiju, u dentalnoj dijagnostici i kirurškim zahvatima. Napravljeni su od nehrđajućeg medicinskog čelika. Ergonomičan dizajn ovih retraktora za optimalno rukovanje. Odlično su prihvaćeni od strane pacijenata.

U ponudi su obostrani i jednostrani retraktori



15%

RETRAKTOR ONYX

110 € + PDV 25%
93,50 € + PDV 25%
116,88 €*

Modeli ONYX:

37.457.001, 37.457.01TI
37.457.02TI

15%

RETRAKTOR NEHRĐAJUĆI ČELIK

57 € + PDV 25%
48,45 € + PDV 25%
60,56 €*

Modeli nehrđajući čelik:
37.457.00, 37.457.01
37.457.02

HuFriedy Group

ŠKARICE

Hu-Friedy u ponudi ima Perma Sharp, black line, super-cut i standardne škarice. Svaka linija zadovoljava posebne potrebe korištenja. U našoj posebnoj ponudi nudimo 5 modela škarica.



10%

LA GRANGE / S14

11,5 cm, za tkivo

74 € + PDV 25%

66,60 € + PDV 25%

83,25 €*

10%

CORTELLINI / SCORT

12 cm, za tkivo

67 € + PDV 25%

60,30 € + PDV 25%

75,38 €*

10%

GOLDMAN FOX / S16

12,5 cm, za tkivo

55 € + PDV 25%

49,50 € + PDV 25%

61,88 €*

10%

IRIS / S18

11,5 cm, za tkivo

50 € + PDV 25%

45 € + PDV 25%

56,25 €*

10%

SPV

18 cm, mikrokirurške

575 € + PDV 25%

517,50 € + PDV 25%

646,88 €*

10%

IRIS / S18SC

11,5 cm

96 € + PDV 25%

86,40 € + PDV 25%

108 €*

HuFriedy Group

IGLODRŽAČI

Visokokvalitetni iglodržači za različite potrebe



10%

CRILE-WOOD / NHCW

15 cm

49 € + PDV 25%

44,10 € + PDV 25%

55,13 €*

Konac za NHCW:
3-0, 4-0, 5-0, 6-0



10%

CRILE-WOOD / NH5038

15 cm

164 € + PDV 25%

147,60 € + PDV 25%

184,50 €*

Konac za NH5038:
3-0, 4-0, 5-0, 6-0



10%

SIMEON / NH5024SIM

18 cm

494 € + PDV 25%

444,60 € + PDV 25%

555,75 €*

Konac za NH5024SIM:
3-0, 4-0



10%

CASTROVIEJO / NHDPV

18 cm, mikrokirurški

818 € + PDV 25%

736,20 € + PDV 25%

920,25 €*

Konac za NHDPV:
6-0, 7-0, 8-0



10%

SWEDISH PATTERN / NH5052

15 cm

181 € + PDV 25%

162,90 € + PDV 25%

203,63 €*

Konac za NH5052:
5-0, 6-0, 7-0, 8-0

HuFriedy Group

PINCETE

Pincete za različite namjene,
različitih dimenzija



ADSON / TP41
za gingivu 12 cm
34 € + PDV 25%
30,60 € + PDV 25%
38,25 €*



PERMASHARP /
TP5070
15 cm
147 € + PDV 25%
132,30 € + PDV 25%
165,38 €*



DPU17
dijagnostička
22 € + PDV 25%
19,80 € + PDV 25%
24,75 €*



DP18
dijagnostička
28 € + PDV 25%
25,20 € + PDV 25%
31,50 €*



GERALD / TPG1
kirurška za gingivu
18 cm
52 € + PDV 25%
46,80 € + PDV 25%
58,50 €*



GERALD / TPG3
kirurška za gingivu
20,5 cm
57 € + PDV 25%
51,30 € + PDV 25%
64,13 €*



MICRO COOLEY /
TPSLCOSM
mikrokirurška 18 cm
401 € + PDV 25%
360,90 € + PDV 25%
451,13 €*

HuFriedy Group

OGLEDALCA

Ogledalca visoke rezolucije sa prema-
zom koji pruža vrhunski sjaj i boju za
veću vidljivost za sve dentalne zahvate



Ogledalca dolaze u tri
različite veličine #5, #4 i #3



OGLEDALCE
12 kom / pak
100 € + PDV 25%
90 € + PDV 25%
112,50 €*

Veličine:
MIR5HD12E #5
MIR4HD12E #4



BLACK OGLEDALCE
1 kom
22 € + PDV 25%
19,80 € + PDV 25%
24,75 €*

DRŠKA MHE6
1 kom
26 € + PDV 25%
23,40 € + PDV 25%
29,25 €*

Veličine:
MIR5HDBE #5

BLACK DRŠKA MHE6B
1 kom
30 € + PDV 25%
27 € + PDV 25%
33,75 €*

HuFriedy Group

KAZETE / TRAYS

Instrument Management
System - Bolja organizacija,
sigurnost, integritet
instrumenata i efikasnost



KAZETA IME14DIN5_
za 5 instrumenata
143 € + PDV 25%
128,70 + PDV 25%
160,88 €*

KAZETA IMEDIN13_
za 13 instrumenata
217 € + PDV 25%
195,30 + PDV 25%
244,13 €*

KAZETA IMEDIN18_
za 18 instrumenata
217 € + PDV 25%
195,30 + PDV 25%
244,13 €*

KAZETA IME12DIN1_
za 10 instrumenata
160 € + PDV 25%
144 + PDV 25%
180 €*

KAZETA IMEDIN18_S
za 18 instrumenata, kirurška
233 € + PDV 25%
209,70 + PDV 25%
262,13 €*

35%
POPUST
ORDINACIJAMA

POPUST ORDINACIJAMA NA DENTAID PROIZVODE ZA ORALNU HIGIJENU



Dentaid

PERIO·AID® INTENSIVE CARE & ACTIVE CONTROL

Za intenzivnu i aktivnu kontrolu oralnog biofilma

PERIO·AID® Intensive Care & Active Control su linije namijenjene održavanju dobrog parodontalnog zdravlja. Imaju specifičnu formulu koja kombinira dva aktivna sastojka, klorhexidin (CHX) i cetilpiridin-klorid (CPC), koji djeluju sinergijski kako bi osigurali maksimalnu kontrolu oralnog biofilma te dodatno suzbili bakterije i virusu i time zaštiti usta od bolesti desni. Kako i sam naziv linije kaže Intensive Care & Active Control vodice se razlikuju u postocima ta dva sastojka, pa time i u ograničenju korištenja istih. Intensive Care u liniji sadrži i gel koji sadrži samo klorhexidin (CHX) i može se koristiti površinski lokalno ili u funkciji paste za zube.

PERIO·AID INTENSIVE CARE
vodica 150 ml

6 € + PDV 25%
3,9 € + PDV 25%
4,88 €*

PERIO·AID INTENSIVE CARE
gel 75 ml

6,20 € + PDV 25%
4,03 € + PDV 25%
5,04 €*

PERIO·AID ACTIVE CONTROL
vodica 500 ml

9,20 € + PDV 25%
5,98 € + PDV 25%
7,48 €*



MUST HAVE

Praktično pakiranje
od 5 litara PerioAid
Intensive Care
za ordinacije!

PERIO·AID INTENSIVE CARE
vodica 5 l
38 € + PDV 25%
24,70 € + PDV 25%
30,88 €*

0.12
0.12% CHLORHEXIDINE
+0.05% CPC


alcohol free

gluten free

Dentaid

PERIO·AID® INTENSIVE CARE PAKIRANJE ZA ORDINACIJE

Kloreksidin, smatra se zlatnim standardom oralnih antiseptika. Nudi veću efikasnost u kemijskoj kontroli oralnog biofilma. Klorhexidin 0,12% u sinergiji sa cetilpiridin-kloridom 0,05% omogućava uništavanje bakterija u najvećem postotku.¹



↑ uništavanje bakterija
1 Evaluation of the antimicrobial activity of chlorhexidine rinses on oral cross-species biofilms. Internal study, conducted in DENTAID Research Center. 2015

Indikacije

- za prije i poslije tretmana u ordinacijama dentalne medicine
- u slučajevima velikog formiranja dentalnog plaka (oralnog biofilma)
- sprječavanje nastajanja bakterija

INTENZIVNA KONTROLA ORALNOG BIOFILMA



Dentaid

VITIS® GINGIVAL**Za svakodnevnu njegu zubi i desni.**

Linija za svakodnevnu primjenu VITIS Zubna pasta i vodica posebno je formulirana da poboljša oralnu higijenu. Smanjuje nakupljanje plaka te štiti i jača desni. Ugodnog nježnog okusa bez dodatka alkohola. Sadrži Cetilpiridin-klorid(CPC) antiseptik koji ima dokazani preventivni učinak protiv infekcija i virusa.

VITIS GINGIVAL
vodica 500 ml
9€ + PDV 25%
5,85 € + PDV 25%
7,31 €*



Dentaid

VITIS® ORTHODONTIC**Za svakodnevnu oralnu higijenu i njegu usta, zubi i gingive osoba sa ortodontskim aparatićem.**

Osigurava čistoću ortodontskih bravica. Sadrži Cetilpiridin-klorid (CPC) antiseptik koji ima dokazani preventivni učinak protiv infekcija i virusa. Zubna pasta je polutekućeg oblika što olakšava četkanje, vodica doseže u teško dostupna područja, vosak štiti sluznicu od oštećenja i iritacija. Linija sadrži i specijalno dizajniranu četkicu sa vlaknima posloženim u V-oblik kako bi efikasno očistili ortodontski aparatić.

VITIS ORTHODONTIC
vodica 500 ml
9€ + PDV 25%
5,85 € + PDV 25%
7,31 €*



Dentaid

VITIS® WHITENING**Učinkovito izbjeljivanje uz smanjenje osjetljivosti.**

Linija koja sadrži inovativnu 'DENTAID haprepair' tehnologiju koja se bazira na hidroksiapatitnim česticama, prirodnim elementima zuba koji se učinkovito integriraju u zubnu caklinu. Zajedničkim djelovanjem komponenti sadržanih u formuli osigurava se jedinstveni i učinkovit efekt izbjeljivanja sa stvaranjem zaštitnog sloja za prevenciju preosjetljivosti.

VITIS WHITENING
vodica 500 ml
9,80 € + PDV 25%
6,37 € + PDV 25%
7,96 €*



Dentaid

**INTERPROX®
INTERDENTALNE ČETKICE****Za svakodnevno čišćenje međuzubnih prostora.**

Interdentalne četkice sa Tynex vlaknima u različitim dimenzijama za različite prostore između zubi. Idealne za čišćenje između zuba, mostova, ortodontskih bravica i implantata - za uklanjanje plaka i ostataka hrane. Svaka četkica dolazi sa zaštitnom kapicom.

INTERPROX INTERDENTALNE ČETKICE
6 kom (pak)
6,20 € + PDV 25%
4,03 € + PDV 25%
5,04 €*

Veličine: 0.6, 0.7, 0.9, 1.1, 1.3;

Posebno pakiranje INTERPROX interdentalnih četkica gdje u kutiji od 100 kom svaka četkica je zasebno pakirana u celofan.

Moguće je birati veličine od:
0,6, 0,7, 0,9, 1,1, 1,3



INTERPROX
interdentalne četkice
100 kom/pak
63 € + PDV 25%
40,95 € + PDV 25%
51,19 €*

Veličine:
0,6, 0,7, 0,9, 1,1, 1,3;



Dentaid

VITIS IMPLANT® ZUBNE ČETKICE

Posebno osmišljene za sigurno čišćenje i zaštitu osjetljivih zubi, desni i implantata. Zaobljena vlakna (Tynex®) su mekana i jamče uklanjanje zubnog plaka (oralnog biofilma). Dolaze u 4 modela (Brush, Monotip, Sulcular i Angular) ovisno o potrebi korisnika.

BRUSH

1 kom (pak)
5,40 € + PDV 25%
3,51 € + PDV 25%
4,39 €*

**MONOTIP, SULCULAR,
ANGULAR**

1 kom (pak)
6,20 € + PDV 25%
4,03 € + PDV 25%
5,04 €*



35%
POPUST
ORDINACIJAMA

VITIS Zubne četkice Sensitive, Soft, Medium, Orthodontic i dječje pakirane su sa zubnom pastom 15 ml.

Dentaid

VITIS® ZUBNE ČETKICE**STANDARDNE / SPECIFIČNE / DJEČJE**

Zubne četkice sa vlaknima izrađenim od visokokvalitetnog Tynex®-a sa zaobljenim i teksturiranim vrhovima, smanjuju zadržavanje vlage i štite desni. Valovitog su profila zbog čega olakšavaju pristup međuzubnim prostorima te se prilagođavaju obliku zuba. Sa glavom u obliku dijamanta za lakši pristup teško dostupnim područjima usne šupljine. Svaka četkica ima zaštitnu kapicu sa omogućenim prolaskom zraka za brzo sušenje.

Soft, Medium i Orthodontic četkice dolaze u dvije opcije sa malom ili standardnom glavom

VITIS STANDARD ČETKICE

1 kom (pak)
4,40 € + PDV 25%
2,86 € + PDV 25%
3,56 €*

Vrste četkica:
Soft, Medium, Hard

VITIS SPECIFIČNE ČETKICE

1 kom (pak)
4,80 – 5,40 € + PDV 25%
3,12 - 3,51 € + PDV 25%
3,90 - 4,39 €*

Vrste četkica:
Kirurška, Ultrasoft, Sensitive, Orthodontic

VITIS DJEČJE ČETKICE

1 kom (pak)
4,20 € + PDV 25%
2,73 € + PDV 25%
3,41 €*

Vrste četkica: Kids, Junior



MUST HAVE

VITIS Zubne četkice pakirane u celofan cijenovno su pristupačnije za sve one ordinacije koje svojim pacijentima uz njihovu terapiju daju mali znak pažnje.

Dentaid

VITIS® ZUBNE ČETKICE**PAKIRANE U CELOFAN (1 kom)****STANDARD**

soft / medium / hard
3,20 € + PDV 25%
2,08 € + PDV 25%
2,60 €*

SPECIFIČNE

kirurška / ultrasoft
sensitive / orthoontic
3,40 € + PDV 25%
2,21 € + PDV 25%
2,76 €*

IMPLANTOLOŠKE

monotip / implant
sulcular / angular
3,80 € + PDV 25%
2,47 € + PDV 25%
3,08 €*

JUNIOR

za djecu 6+ godina
2,60 € + PDV 25%
1,69 € + PDV 25%
2,11 €*



Dentaid

VITIS® PUTNI SETOVI

Praktični VITIS putni setovi dolaze za 3 različite linije Gingival, Orthodontic i Whitening, odličan su poklon vašem pacijentu

GINGIVAL PUTNI SET

zubna pasta 15 ml
vodica 30 ml
zubna četkica SOFT
7 € + PDV 25%
4,55 € + PDV 25%
5,69 €*

ORTHO PUTNI SET

zubna pasta 15 ml, vodica 30 ml,
vosak 1 kom, tableta za čišćenje
mobilnog aparatiča
interdentalna četkica
zubna četkica ORTHO
8,40 € + PDV 25%
5,46 € + PDV 25%
6,83 €*

WHITENING PUTNI SET

zubna pasta 15 ml
vodica 30 ml
zubna četkica SOFT
7 € + PDV 25%
4,55 € + PDV 25%
5,69 €*



U našoj DENTAID ponudi nalaze se još i linija VITIS Kids&Junior, VITIS Sensitive, XEROS za hidrataciju suhih usta, VITIS interdentalna traka i konac, te HALITA čistač jezika



Model 6100 dolazi sa putnom torbicom



Philips Sonicare

PROTECTIVE CLEAN

Protective Clean linija četkice nježnim čišćenjem brine za vaš blistav osmijeh i zdrave desni. Sigurna i nježna za osjetljiva područja, ortodontske aparatice i zube sa stomatološkim zahvatima. Napredne tehnologije integrirane u četkicu omogućuje optimалno i temeljito četkanje uz moćnu kombinaciju pametnih podsjetnika.

PROTECTIVE CLEAN 6100
+ PUTNA TORBICA
white

3 načina rada:
Clean, White, Gum Care

PROTECTIVE CLEAN 4300
blue / pink
1 način rada: Clean



Philips Sonicare

POWER FLOSSER 3000

Oralni tuš za temeljito čišćenje područja između zubi, bez napora, radi poboljšanja zdravlja desni. Odaberite čišćenje koje će vam uljepšati osmijeh. Način rada CLEAN osigurava kontinuirani protok za učinkovito svakodnevno čišćenje, a DEEP CLEAN za temeljito čišćenje. Podesive razine intenziteta pružaju željenu udobnost.

POWER FLOSSER 3000

2 načina rada:
Clean, Deep Clean

2 mlaznice (f1 i f3),
spremnik 250 ml

**PROMO
CIJENE
NA UPIT**

T: 051 701 645
E: info@novudent.hr



BrushSync tehnologija obavještava korisnika kada je potrebno zamjeniti glavu četkice. Razne vrste nastavaka za PhilipsSonicare možete pronaći na novudent4smile.hr



**GUIDED
BIOFILM
THERAPY®**

Pružite vašim pacijentima dentalnu profilaksu GBT protokolom Uklanjanje biofilma i kamenca bezbolno, nježno i sigurno

EMS®



W&H**SYNEA VISION****Korak ispred budućnosti**

Prvi 5x LED+ prsten na svijetu garantira osvjetljenje bez stvaranja sjena. Optimalno hlađenje mesta preparacije zahvaljujući 5x Sprej sistemu. Četiri veličine glave za sve vrste aplikacija. Površina otporna na gorenje. Keramički kuglični ležajevi, mogu se termo-dezinficirati i sterilizirati.

Garancija

- 2 godine na turbine
- 3 godine na kolječnike i nasadnike

20%

SYNEA VISION TURBINA**TK-98 L**

5 x LED+ svjetlo
5 x Spray Sistem
24W/360.000 okr/min

PRIKLJUČAK

W&H-Rotoquick®

1.499 € + PDV 25%

1.199,20 € + PDV 25%

1.499 €***GRATIS**

20%

SYNEA VISION KOLJEČNIK**WK-99 LT**

1:5 kolječnik
kompaktni svjetlovod
5 x Spray Sistem
bolji grip
1.572 € + PDV 25%
1.257,60 € + PDV 25%
1.572 €*



20%

SYNEA VISION KOLJEČNIK**WK-56 LT**

1:1 kolječnik
kompaktni svjetlovod
jednostruki sprej
1.066 € + PDV 25%
852,80 € + PDV 25%
1.066 €*



20%

SYNEA VISION NASADNIK**HK-43 LT**

1:1 nasadnik
kompaktni svjetlovod
jednostruki sprej
1.036 € + PDV 25%
828,80 € + PDV 25%
1.036 €*

- Kupnjom turbine Synea Vision TK-98 L po akcijskoj cijeni **GRATIS** priključak RQ-24



15%

F1 ULJE

za podmazivanje (400 ml)

34 € + PDV 25%

28,90 € + PDV 25%

36,13 €*

2+1

F1 ULJE

za podmazivanje (400 ml)

102 € + PDV 25%

68 € + PDV 25%

85 €* (3 kom)W&H**SYNEA FUSION****Izvanredan omjer uloženog i dobivenog**

Najšire polje osvjetljenja zahvaljujući LED+ svjetlu. Optimalan pristup, najbolja preglednost i velika snaga uz savršeni omjer veličine glave i performansi. Sigurno hlađenje uz Quattro Spray sistem. Optimizirani dizajn omoguće sigurno rukovanje i optimalnu higijenu. Keramički kuglični ležajevi, mogu se termo-dezinficirati i sterilizirati.

Garancija

- 1 godina na turbine
- 2 godine na kolječnike i nasadnike

20%

SYNEA FUSION TURBINA**TG-98 L**

5 x LED+ svjetlo
5 x Spray Sistem
24W/360.000 okr/min

935 € + PDV 25%

748 € + PDV 25%

935 €*

20%

SYNEA FUSION KOLJEČNIK**WG-99 LT**

1:5 kolječnik
kompaktni svjetlovod
Quattro Spray Sistem
1.192 € + PDV 25%
953,60 € + PDV 25%
1.192 €*



20%

SYNEA FUSION KOLJEČNIK**WG-56 LT**

1:1 kolječnik
kompaktni svjetlovod
jednostruki sprej
825 € + PDV 25%
660 € + PDV 25%
825 €*



20%

SYNEA FUSION NASADNIK**HG-43 A**

1:1 nasadnik
bez svjetla
jednostruki sprej
600 € + PDV 25%
480 € + PDV 25%
600 €*



W&H

PERFECTA 900**Laboratorijski aparat**

Sve Perfecta modelle odlikuje jednostavnost, pouzdanost i trajnost. Perfecta 900 će zadovoljiti sve zahtjeve modernog laboratorija. Veliki ekran sa prikazom trenutne brzine i automatski programi učinit će vaš svakodnevni rad jednostavnijim.

- motor 7.8 Ncm / 1.000 - 50.000 rpm (opcija)
- snažna turbina 0,7 Ncm / 5.000 - 100.000
- 2 verzije hlađenja: integrirani tank i vanjski spoj
- 2 verzije uređaja: stolna i koljenska
- Air-jet funkcija
- 24 mjeseci garancije



Dodatao se može spojiti i motor LA-66 i time dobiti kompletno rješenje za laboratorij

15%

PERFECTA LA-923

2.280 € + PDV 25%
1.938 € + PDV 25%
2.422,50 €*

15%

MOTOR LA-66

motor za ugradnju na
PERFECTA 900
1.158 € + PDV 25%
984,30 € + PDV 25%
1.230,37 €*



Brzina motora se lako kontrolira
što je idealno za precizne obrade
svih keramičkih materijala

perfecta

Good, better, perfectar.
Competence in the laboratory since 1926.

W&H

PERFECTA 600

Snažan motor koji je pogodan za čitav niz primjena u vašem laboratoriju. Stolni, koljenski ili nožni model aparata će se savršeno prilagoditi i najzahtjevnijim korisnicima.

- motor 7.8 Ncm / 1.000 - 50.000 rpm
- Air-jet funkcija
- 3 verzije: stolna, koljenska i nožna
- 24 mjeseca garancije



Perfecta 600 dolazi u
stolnoj, koljenskoj ili
nožnoj varijanti

15%

PERFECTA LA-623T

stolna varijanta
1.988 € + PDV 25%
1.689,80 € + PDV 25%
2.112,25 €*

15%

PERFECTA LA-623F

nožna varijanta
1.779 € + PDV 25%
1.512,15 € + PDV 25%
1.890,19 €*



Mogućnost nadogradnje OSTELL uređaja za mjerjenje stabilnosti implantata (cijena na upit)

W&H

IMPLANTMED PLUS SI-1023

Fizioredisperz za oralnu kirurgiju i implantologiju. Siguran. Jednostavan.

Fleksibilan. Nova razina implantologije.

Intuitivni izbornik sa velikim zaslonom na dodir u boji. Dolazi sa ultrakratkim i snažnim motorom i sa novim dizajnom integrirane pumpe za hlađenje. Mogućnost nadogradnje motora sa LED svjetlom, bežične pedale i Osstell ISQ modula.

15%

IMPLANTMED SI-1023

3.171 € + PDV 25%
2.695,35 € + PDV 25%
3.369,19 €*



**Ukoliko već imate
Implantmed SI-1023
unaprijedite ga sa
NOVIM Piezomed Plus
Modul SA-435M**



**KIRURŠKI
KOLJEČNIK
WS-75 LG 20:1**
rastavljiv
mini LED+ svjetlo
1.420 € + PDV 25%
1.136 € + PDV 25%
1.420 €*



**NASADNIK
S11 LG**
1.562 €*

**NASADNIK
S11**
1.015 € + PDV 25%
812 € + PDV 25%
1.015 €*



**KOLJEČNIK
WS-91 LG**
glava pod kutem od 45°
1: 2,7
rastavljiv
mini LED+ svjetlo
trostruki sprej
1.463 € + PDV 25%
1.170,40 € + PDV 25%
1.463 €*

**KOLJEČNIK
WS-91**
glava pod kutem od 45°
1: 2,7
rastavljiv
bez svjetla
trostruki sprej
1.215 € + PDV 25%
972 € + PDV 25%
1.215 €*



W&H

PIEZOMED

Piezomed predstavlja sve prednosti inovativne ultrazvučne tehnologije: visokofrekventne mikrovibracije omogućuju rezanje s nevjerljativom preciznošću. Uz to, sa tzv. kavitacijskim efektom, osiguravate kirurški zahvat gotovo u potpunosti bez krvi.

15%

PIEZOMED

Set nastavaka Bone Ključić za mijenjanje nastavaka 3 pak cjevčica za rashladnu tekućinu Sterilizacijske kazete 6.660 € + PDV 25%
5.661 € + PDV 25%
7.076,25 €*



W&H

KIRURŠKI MOBILNI STALAK



Kompaktna jedinica za vaše kirurške aparate Implantmed i Piezomed. Zbog svog dizajna i karakteristika pruža veću mobilnost i štedi prostor.

15%

KIRURŠKI MOBILNI STALAK

1.108 € + PDV 25%

941,80 € + PDV 25%

1.177,25 €*

10%

IMPLANTMED & PIEZOMED CJEVČICE

04363600

sterilne

6 kom x 2,2 m (pak)

63 € + PDV 25%

56,70 € + PDV 25%

70,87 €*

10%

IMPLANTMED & PIEZOMED CJEVČICE

04719400

može se sterilizirati

1 kom x 2,2 m (pak)

87 € + PDV 25%

78,30 € + PDV 25%

97,87 €*

10%

IMPLANTMED & PIEZOMED ZELENE CJEVČICE

00929300

10 kom x 2,5 m (pak)

42 € + PDV 25%

37,80 € + PDV 25%

47,25 €*

2+1

IMPLANTMED & PIEZOMED CJEVČICE

sterilne

6 kom x 2,2 m (pak)

189 € + PDV 25%

126 € + PDV 25%

157,50 €* (3 pak)

2+1

IMPLANTMED & PIEZOMED CJEVČICE

može se sterilizirati

1 kom x 2,2 m (pak)

261 € + PDV 25%

174 € + PDV 25%

217,50 €* (3 pak)

2+1

IMPLANTMED & PIEZOMED ZELENE CJEVČICE

10 kom x 2,5 m (pak)

126 € + PDV 25%

84 € + PDV 25%

105 €* (3 pak)

OSSTELL / W&H

OSSTELL BEACON + SMARTPEG

Osstell Beacon vam pomaže odrediti stabilnost implantata i mjeri stupanj oseointegracije bez ugrožavanja cijelokupnog tretmana. Brzi dijagnostički uređaj koji daje preciznu informaciju kako biste donijeli pravu odluku, bežični je što olakšava svakodnevni rad.

SmartPeg-ovi se koriste zajedno s BEACON-om, mjerile rezonantnu frekvenciju kada su pričvršćeni na implantat.



Osstell Beacon omogućuje vam i besplatan pristup OsstellConnect-u, gdje možete analizirati svoje podatke, pratiti vrijeme i rezultate liječenja s vremenom i uspoređivati s drugim korisnicima tvrtke Osstell u cijelom svijetu.

15%

OSSTELL BEACON

2.497 € + PDV 25%

2.122,45 € + PDV 25%

2.653,06 €*

GRATIS



- Kupnjom Osstell Beacona i registracijom na platformu OsstellConnect **GRATIS** 2 paketa SMARTPEG

OSSTELL SMARTPEG

5 kom

144 € + PDV 25%

180 €*

Sterilizacija, higijena i održavanje su važne komponente W&H higijenskog protokola



W&H
ASSISTINA TWIN

Brza, jednostavna, učinkovita

Assistina Twin značajno pojednostavljuje dnevnu rutinu stomatološke ordinacije. Dvostruka komora omogućuje jednostavne, učinkovite i vrlo brze procese. Obrada instrumenta u samo 10 sekundi, što ga čini najbržim aparatom na tržištu. Sa početnim punjenjem osigurajte 2800 tretmana nasadnih instrumenata.

15%

ASSISTINA TWIN

2.562 € + PDV 25%
2.177,70 € + PDV 25%
2.722,12 €*



W&H
ASSISTINA ONE

Za novu razinu održavanja

Prvi izbor za održavanje dentalnih instrumenata za prijenos, uključujući nasadnike, zračne motore i zračne skalere. Nova generacija W&H uređaja s jednim priključkom opremljena je izuzetnim Quick Connect sustavom za prebacivanje između nasadnika. Može se lako prilagoditi individualnim potrebama i savršeno se uklapa u svaki tijek rada.

15%

ASSISTINA ONE

1.565 € + PDV 25%
1.330,25 € + PDV 25%
1.662,81 €*



W&H

STERILIZATOR LISA**17 L / 22 L**

Nova Lisa će nadmašiti sva vaša očekivanja. Brz i jednostavan sterilizator sa novim zaslonom osjetljivim na dodir. Jednostavan izbor ciklusa, intuitivni izbornik i 3D animacije za lakše održavanje sterilizatora. Napredna Eco dry tehnologija prilagođava vrijeme sušenja ovisno o količini punjena i na taj način omogućava skraćeno vrijeme ciklusa, produljuje radni vijek instrumenata te štedi energiju. Osigurajte potpunu sljedivost pomoću EliTrace. Iskoristite prednosti aplikacije LISA Mobile koja nudi potpunu optimizaciju sljedivosti u vašoj ordinaciji. Povežite ciklus sterilizacije sa kartonom pacijenta.

CIJENA VEĆ OD...**20%****LISA 17 L**

6.915 € + PDV 25%

5.532,8 € + PDV 25%

6.915 €***20%****LISA 22 L**

7.416 € + PDV 25%

5.932,8 € + PDV 25%

7.416 €*

W&H

STERILIZATOR LARA**17 L / 22 L / 28 L**

Nova Lara je spremna za budućnost. Otkrijte jednostavnost upotrebe, pouzdanu sljedivost i jedinstvenu nadogradnju. Pomoću aktivacijskih kodova nadgradite svoj sterilizator sa Eco dry tehnologijom, brzim ciklusima ili omogućite sljedivost.

CIJENA VEĆ OD...**20%****LARA 17 L**

5.540 € + PDV 25%

4.432 € + PDV 25%

5.540 €***20%****LARA 22 L**

6.034 € + PDV 25%

4.827,20 € + PDV 25%

6.034 €***20%****LARA 28 L**

6.888 € + PDV 25%

5.510,40 € + PDV 25%

6.888 €*

W&H

STERILIZATOR LINA**17 L / 22 L**

Nova Lina ima 3,5" zaslon osjetljiv na dodir. Eco B program koji sterilizira 0,5 kg instrumenata za samo 25 min, a može procesuirati do 6 kg instrumenata što zadovoljava potrebe svake stomatološke ordinacije. Koristite mogućnosti nadogradnje i aktivirajte S ciklus za najkraće vrijeme sterilizacije, sljedivosti ili omogućite spremanje ciklusa sterilizacije na vaše računalo.

CIJENA VEĆ OD...**20%****LINA 17 L**

4.887 € + PDV 25%

3.909,60 € + PDV 25%

4.887 €***20%****LINA 22 L**

5.349 € + PDV 25%

4.279,20 € + PDV 25%

5.349 €***Aktivacijski kodovi za Laru i Linu**

Sustav nadogradnje nudi vam aktiviranje dodatnih funkcija poput brzeg ciklusa, sljedivosti ili ECO-DRY tehnologije

**HELIX-TEST**

30 kom testnih traka

55 € + PDV 25%

68,75 €***SEAL CHECK**

100 kom testnih traka

44 € + PDV 25%

55 €***GRATIS**

- Kupnjom W&H sterilizatora po akcijskoj cijeni **GRATIS** jedan od uređaja po vašem izboru: Seal2 pakirnica, Mutidem C27 ili kolječnik Synea Fusion WG-99 LT



STERN WEBER

STERN WEBER PLATINUM**17 L / 22 L / 28 L**

Platinum serija predstavlja jedinstvenu inovaciju. Ovaj premium model koristi specifični filtracijski sustav koji reciklira vodu koja se ponovo koristi u narednim ciklusima. Na taj način, za jedan ciklus koristi oko 100 ml vode što značajno smanjuje troškove i povećava efikasnost. Veliki 7" zaslon osjetljiv na dodir, video upute i svijetlosni indikator čine ovaj sterilizator jedinstvenim.

10%

SW PLATINUM 17 L

5.800 € + PDV 25%

5.220 € + PDV 25%

6.525 €*

10%

SW PLATINUM 22 L

6.250 € + PDV 25%

5.625 € + PDV 25%

7.031,25 €*

10%

SW PLATINUM 28 L

7.200 € + PDV 25%

6.480 € + PDV 25%

8.100 €*

STERN WEBER

STERN WEBER PLUS**17 L / 22 L / 28 L**

SW Plus je važan i pametan uređaj koji osigurava izvrsne performanse. LCD zaslon u boji i jednostavno sučelje čine svakodnevni rad jednostavniji i fluidniji. Ciklusi sterilizacije su automatski pohranjeni unutar interne memorije te ih se po potrebi može prebaciti na USB memoriju i spremiti na računalo ili isprintati.

10%

SW PLUS 17 L

4.500 € + PDV 25%

4.050 € + PDV 25%

5.062,50 €*

10%

SW PLUS 22 L

4.950 € + PDV 25%

4.455 € + PDV 25%

5.568,75 €*

10%

SW PLUS 28 L

5.800 € + PDV 25%

5.220 € + PDV 25%

6.525 €*

STERN WEBER

STERN WEBER**17 L / 22 L / 28 L**

Ovaj "entry level" sterilizator zadovoljiti će sve potrebe vaše ordinacije. Sterilizator je dostupan u 3 veličine komore 17, 22 i 28 litara dok je vanjska dimenzija nepromjenjena. Sterilizatori 17 i 22 l imaju 5 tacni, dok 28 l dolazi sa 6 tacni. Iskoristite prednosti odgođenog početka ciklusa, preuzimanje sterilizacijskih ciklusa na USB ili spašavanje na SW printer.

10%

SW 17 L

3.700 € + PDV 25%

3.330 € + PDV 25%

4.162,50 €*

10%

SW 22 L

4.200 € + PDV 25%

3.780 € + PDV 25%

4.725 €*

10%

SW 28 L

4.800 € + PDV 25%

4.320 € + PDV 25%

5.400 €***GRATIS**

- Kupnjom STERN WEBER sterilizatora po akcijskoj cijeni **GRATIS** jedan od uređaja po vašem izboru: Millseal + manual pakirница ili destilator vode Stillo



Svi ciklusi su automatski spremjeni u unutrašnju memoriju sterilizatora te se kasnije mogu prebaciti na USB memoriju i pregledavati na vašem računalu.



Iskoristite prednosti DataSter softvera koji automatski pohranjuje vaše sterilizacijske cikluse.



STERN WEBER

TETHYS H10 PLUS

Jedinstveni 4u1 uređaj koji objedinjuje sve korake koji prethode sterilizaciji. Pranje, ultrazvučna obrada, termodezinfekcija i sušenje u jednom aparatru - jednostavni, brzi i učinkovitiji proces. LCD zaslon osjetljiv na dodir omogućuje jednostavnu kontrolu nad aparatom. Interna memorija čuva sve podatke o ciklusima. Kompletan ciklus u samo 35 min.

10%

TETHYS H10 PLUS

4.500 € + PDV 25%

4.050 € + PDV 25%

5.062,50 €*

Zahvaljujući novom dodatu Tethys H10 postaje termodezinfektor za nasadne instrumente.

Novi ciklus od samo 34 min održuje unutarnje i vanjsko pranje, termodezinfekciju i sušenje.



STERN WEBER

TETHYS D60 / T60 / T45

Stern Weber termodezinifikator sa soft-touch zaslonom i integriranim omekšivačem vode. Dostupno 15 programa uključujući 6 personaliziranih. Model D60 ima aktivno sušenje instrumenata i ugrađen HEPA filter. Razina buke je manja od 50 dB(A)

10%

TETHYS D60

9.078 € + PDV 25%

8.170,20 € + PDV 25%

10.212,75 €*

10%

TETHYS T60

7.162 € + PDV 25%

6.445,80 € + PDV 25%

8.057,25 €***TETHYS T45**

cijena na upit



W&H

TEON / TEON+

W&H je razvio odličan termodezinifikator koji će savršeno upotpuniti postupak čišćenja instrumenata. Zamijenite ručno pranje sa strojnim i pripremite svoje instrumente za sterilizaciju. Iskoristite prednosti aktivnog sušenja sa HEPA filterom (Teon+).

10%

TEON

5.950,63 € + PDV 25%

5.355,57 € + PDV 25%

6.694,46 €*

10%

TEON+

9.128,01 € + PDV 25%

8.215,21 € + PDV 25%

10.269,01 €***STARTER PACK**

nadopune za komoru

cijena na upit



Starter paket uključuje osnovnu nadopunu za komoru: gornja i donja košara, sa 4 umetka

EURONDA

EUROSONIC**Ultrazvučne kadice**

Euronda Eurosonic Pro System garantira maksimalnu učinkovitost i izuzetno lagano korištenje tijekom dnevnih zadataka. Dlžajnirane za potrebe svih stomatoloških ordinacija.



20%

EUROSONIC MICRO

418 € + PDV 25%

334,40 € + PDV 25%

418 €***EUROSONIC ENERGY**

684 € + PDV 25%

547,20 € + PDV 25%

684 €***EUROSONIC 3D**

823 € + PDV 25%

658,40 € + PDV 25%

823 €***EUROSONIC 4D**

1.002 € + PDV 25%

801,60 € + PDV 25%

1.002 €*



Specifični model idealan za djecu,
teže pokretne pacijente i prve
preglede. Dolazi u 2 konfiguracije
Continental i International



STERN WEBER

S380 TRC

U savršenoj ravnoteži sa zahtjevima klijenata i tehnološkim inovacijama

Izniman model sa rotirajućom stolicom za pacijenta što omogućuje lakšu organiziranost doktora, više prostora i lakšu pokretljivost. Integrirani centar uključuje multimediju, RTG i RVG aparat što daje veliki komfor u radu stomatologa. Posebno dizajnirana "rotirajuća" stolica omogućuje stomatologu da priđe vrlo blizu radnom prostoru. Stolica ima mogućnost okretanja radi veće udobnosti pacijenta prilikom sjedanja i dizanja.

S380 TRC

cijena na upit
prilagođena prema
vašim zahtjevima



Sinkronizirani pokreti naslona za
leđa i noge omogućit će vašem
pacijentu sjedeću poziciju

ZATRAŽITE
PONUDU
091 270 4702



STERN WEBER


S280 TRC

Inovativni model s rotirajućom stolicom za pacijenta što osigurava lakši timski rad, više prostora i lakše izvođenje zahvata. Ova stolica omogućit će vam suvremenii koncept rada. Integrirani centar uključuje multimediju, RTG i RVG aparat što stomatologu omogućuje komforniji rad, s velikim brojem mogućnosti. Veliki je broj opcija!

S280TRC

cijena na upit
prilagođena prema
vašim zahtjevima

Model S280 TRC izaberite
između Continental i
International varijante.

**STERN WEBER****S220 TR**

Iznimna fleksibilnost za kliničara i pacijenta. Nudi praktična ergonomска rješenja za sve vrste dentalnih zahtjeva. Brojne opcije nadogradnje. Doktorska konzola na mobilnom elementu sa pusterom, mikromotorom sa LED rasvjetom, turbineskim bićem i ultrazvučnim skidačem kamenca. Jedinica sadrži reflektor VENUS PLUS, standardnu pedalu...

Za detaljnju ponudu prema vašim zahtjevima nazovite mob. 091 270 4702

Ergonomična rješenja koja omogućuju maksimalnu svestranost. Model S220TR dolazi u čak 5 različitih varijanti - Side Delivery, International, Continental, Hybrid i Cart

**STERN WEBER****S200**

Kompletna stomatološka jedinica za sve indikacije

- jednostavna i praktična
- fleksibilna u radu
- brojne opcije nadogradnje
- velik odabir boja

Opremljena doktorskom konzolom sa pusterom, mikromotorom sa LED rasvjetom, turbineskim bićem i ultrazvučnim skidačem kamenca predstavlja kompletну stomatološku jedinicu za sve indikacije. Jedinica sadrži tacnu na doktorskom dijelu za 2 traya, reflektor VENUS PLUS, standardnu pedalu.

Za detaljnju ponudu prema vašim zahtjevima nazovite mob. 091 270 4702

Izaberite između 3 varijante modela S200 - Continental, International i Orthodontic



STERN WEBER

S320 TR

Model stomatološke stolice koji predstavlja sam vrh inovacije. Najnaprednija tehnologija primjenjena na dentalnom sektoru. Nova S320TR konzola sadrži 7" multimedijski ekran koji kontrolira dinamičke instrumente i integrirane sisteme. Kompaktni dizajn, ekskluzivni i ergonomički koncepti osiguravaju maksimalni komfor.

S320 TR
cijena na upit
prilagođena prema
vašim zahtjevima

Izaberite jednu od 4 ponuđene
konfiguracije: **Continental, International, Side Delivery i Hybrid**

OPREMA STERN WEBER STOMATOLOŠKIH JEDINICA



Neograničene individualne ergonomiske mogućnosti. Izvrsna udobnost. Kompaktne praktične stomatološke jedinice. Uvijek korak ispred.



Jasno i točno definirano polje fokusa omogućava precizan rad iz različitih kuteva i perspektive



Jedinstvena dr. Mach ručka ne samo da osigurava optimalno rukovanje i perfektno pozicioniranje nego može služiti i za podešavanje fokusa (opcija)

PERFECTION, WHEN IT REALLY MATTERS.

Svjetski poznati proizvođač dr. Mach više od 75 godina donosi ultramodernu tehnologiju i postavlja standarde. Specijalizirana obiteljska tvrtka sa jedinstvenim know-how znanjem dizajnira i proizvodi vrhunske medicinske reflektore u svom sjedištu u Njemačkoj. Velike mogućnosti različitih instalacija kao što su stropne, zidne ili mobilne te razne druge opcije poput HD ili 4K video prijenosa omogućuju prilagođavanje svakoj potrebi doktora.

Jednostavno i intuitivno upravljanje svim funkcijama reflektora. Superioran sustav vrhunskih leća osigurava precizno i ujednačeno polje osvjetljenja te optimalnu boju svjetla i prirodan prikaz boja





STERN WEBER

T7

Simetrično anatomsko sjedište s pomičnim naslonom za leđa.

15%

T7

717 € + PDV 25%
609,45 € + PDV 25%
761,81 €*



STERN WEBER

T8

Okruglo sjedište sa naslonom za leđa koje se može postaviti na lijevu ili desnu stranu. Baza sa osloncem za noge (opcionalno).

15%

T8

690 € + PDV 25%
586,50 € + PDV 25%
733,13 €*



STERN WEBER




T9

Ergonomsko sjedište u obliku sedla omogućuje prirodni i opušteni radni položaj te bolji pristup pacijentu.

15%

T9

1.195 € + PDV 25%
1.015,75 € + PDV 25%
1.269,69 €*



Stolice su osmišljene da zadovolje svaku individualnu potrebu položaja pri radu u ordinaciji



SUPORT DESIGN

PERFECT LITE + CORE

Savršena ergonomска stolica kreirana za individualnu prilagodbu svakom korisniku

15%

PERFECT LITE + CORE

990 € + PDV 25%
841,50 € + PDV 25%
1.051,88 €*



15%

CLASSIC

729 € + PDV 25%
619,65 € + PDV 25%
774,56 €*

CLASSIC ADVANCED

790 € + PDV 25%
671,50 € + PDV 25%
839,38 €*



15%

PERFECT LITE

729 € + PDV 25%
619,65 € + PDV 25%
774,56 €*

PERFECT LITE ADVANCED

790 € + PDV 25%
671,50 € + PDV 25%
839,38 €*



15%

LITE HYBRID

999 € + PDV 25%
849,15 € + PDV 25%
1.061,44 €*

LITE HYBRID ADVANCED

1.039 € + PDV 25%
883,15 € + PDV 25%
1.103,94 €*

Suport Design stolica dolazi sa naslonom ili bez, a može se kombinirati 6 varijanti sedla



SMILES

supported by science



novodent

nobelbiocare.com
novodent.hr

**NEWTOM****GIANO HR**

Uvjerite se u neograničeni dijagnostički potencijal. Kompletno rješenje za 2D i 3D snimke. APT tehnologija nudi najbolji kontrast i visoku rezoluciju koja osigurava vidljivost najsjajnijih detalja. Precizna i dobro odabrana polja snimanja od 4x4 do 16x18 cm. Protokoli sa smanjenom dozom zračenja i SafeBeam™ tehnologija osigurava potpunu sigurnost pacijenata.

3 KONFIGURACIJE PRILAGOĐENE SVIM KLINIČKIM I DIJAGNOSTIČKIM POTREBAMA

① 3D PRIME - 10x8


Pogodan za svu dentalnu dijagnostiku i implantološke potrebe

② 3D ADVANCED - 13x16

Proširene mogućnosti: od najbolje rezolucije za endodonciju do kompletnih otorinolaringoloških snimaka

③ 3D PROFESSIONAL - 16x18

Potpuni dijagnostički potencijal za snimke kompletног dentalno-maksilofacialnog područja i vratne kralježnice

**MULTIPAN (Apt)**

MultiPAN mode generira set od 5 snimki iz jednog scana, što nam daje na izbor snimku sa najboljim fokusom. Apt (Autoadaptive picture Treatments) tehnologija omogućuje optimalan fokus, prilagodbu pacijentu i poboljšanje kvalitete snimke.

TOUCH SCREEN KONZOLA

Maksimalna učinkovistost i precizna dijagnostika sa ugrađenim zaslonom na dodir. Jednostavan izbor opcija i intuitivno korištenje svih mogućnosti aparata.

CEFALOMETRIJSKE SNIMKE

Mogućnost nadogranje GIANO HR sa Cefalometrijskom funkcijom koja nam omogućuje snimku glave najviše korištenu u ortodontskoj dijagnostici.

**PROMO
CIJENE
NA UPIT**

INFO & CIJENE

T: 091 270 4702
E: oprema@novodent.hr

**NEWTOM****GO**

Vrhunska kvaliteta snimki koje zadovoljavaju svedijagnostičke potrebe. GO 2D / 3D / CEPH je fleksibilna platforma koja omogućuje integraciju CEPH-a sa 2D / 3D konfiguracijom. ECODOSE funkcija i SafeBeam™ tehnologija automatski prilagođavaju dozu zračenja anatomskim karakteristikama pacijenta što stavlja sigurnost pacijenta na prvo mjesto. Apt sustav automatski prilagođava fokus, svjetlinu, kontrast i filtere osiguravajući najbolju moguću snimku. NewTom GO generira izvrsne snimke za sva polja snimanja počevši od 6x6 do 10x10.



Prilagodite svojim potrebama i izaberite odgovarajuću konfiguraciju

- 2D PAN
- 2D PAN / CEPH
- 3D PAN "CEPH READY"
- 3D PAN / CEPH



MultiPAN (Apt)
mode za generiranje seta od 5 snimki iz jednog scana.



Izaberite jedan od tri protokola i prilagodite dozu zračenja zahtjevima snimke.

NEWTOM**RXDC**

Napredni intraoralni aparati koji omogućuju jednostavno, precizno pozicioniranje i osiguravaju snimke maksimalne rezolucije. Izaberite zidnu ili mobilnu verziju te žičnu ili bežičnu kontrolu. HD CMOS senzor se sastoji od 4 sloja unutar pojačanog kućišta IP67.




Seznor za RXDC
je dostupan je
u 2 veličine

**NEWTOM****X-PSP**

Bezkompromisna jednostavnost i kvaliteta.

X-PSP nudi ultra visoku kvalitetu slike te kombinira praktičnost filma i prednosti digitalnih senzora. Pločice sa fosfornim filmom tanke su i ergonomski te jednostavne za korištenje. Dolaze u 4 veličine sa 100%-tnom aktivnom površinom. Inovativni Apt (Adaptive Picture Treatment) primjenjuje se kroz NNT software za on-line anatomske detalje s različitim razinama oštine.

Pločice senzora za X-PSP
izrazito su tanke što ih čini vrlo
udobnim za pacijenta



**SARATOGA****GR LINE**

Linearna linija namještaja visoke ergonomičnosti i modularnosti. Dostupna u brojnim varijantama i mogućnostima individualizacije. Idealan odabir za ordinacije dentalne medicine. Mogućnost individualizacije dimenzija, boje, ručkica, radnih ploča sa integriranim površinama.... Veliki naglasak na higijenu i lakoću održavanja! Trajan i praktičan namještaj talijanskog dizajna. Proizvedeno od testiranih materijala.

Za detaljnju ponudu prema vašim zahtjevima nazovite mob. 091 270 4702

**SARATOGA****CB LINE**

Minimalistička linija uz naglašene elemente dizajna. Ravne i jednostavne linije daju osjećaj opuštenog ambijenta uz elemente modernizma. Veliki naglasak na mogućnosti individualizacije.

CB LINE
cijena na upit
prilagođena prema
vašim zahtjevima

**ZATRAŽITE
PONUDU**
091 270 4702

Za detaljne ponude namještaja
prema vašim zahtjevima info:
T: 091 270 4702
E: oprema@novodent.hr

**SARATOGA****SIGN LINE**

Stvorite svoj stil uz ultra-modernu individualizaciju linije SIGN koja se prilagođava stilu okruženja. Široki raspon mogućnosti daje čak 256 različitih varijacija koje sadrže tri različite konfiguracije: do poda, podignuta i suspendiran.

SIGN LINE
cijena na upit
prilagođena prema
vašim zahtjevima

SARATOGA**S-LAB & S-CAD****VISOKA RAZINA INDIVIDUALIZACIJE**

Posebno dizajnirani laboratorijski stolovi mogu se individualizirati bojom, oblikom i veličinom ovisno o potrebama poslovnog okruženja.

S-LAB, KADA SE SPOJE ERGONOMIJA, FUNKCIONALNOST I DIZAJN

Kreiranje radnog prostora u laboratoriju uz kontinuirani proces istraživanja i razvoja. Poseban naglasak na estetske i funkcionalne detalje.

S-CAD LINIJA

Posebno optimizirana linija za digitalni proces rada u laboratoriju. Svaki dio namještaja ima svoje posebno mjesto.

S-LAB**S-CAD**

cijena na upit
prilagođena prema
vašim zahtjevima

DODATNA OPREMA SARATOGA

SARATOGA**POMOĆNI STOLIĆI****KIRURŠKI**

Mobilni pomoći stolići prilagođeni potrebama korisnika.



KIRURŠKI STOLIĆ
već od
1.600 € + PDV 25%

SARATOGA**DISPENZERI**

Modularni dispenzeri za maske za lice i ostali potrošni materijal

S_KY
cijena na upit

Modularni ormarići modernog i praktičnog dizajna, prilagodljivi vašim potrebama





DENTAL ART


DENTAL ART

Talijanski dizajn uvijek u skladu sa vremenom. Visoka estetika, fokus na praktičnost i funkcionalnost samo su neke od karakteristika namještaja DentalArta. Namještaj koji se prilaogodjava prostoru ordinacije i laboratoriju u svakom segmentu.


ZATRAŽITE
PONUDU
091 270 4702

Za detaljne ponude namještaja prema vašim zahtjevima info:
T: 091 270 4702
E: oprema@novodent.hr

Mogućnost raznovrsnih inserata u boji i prilagodba ladicu još je jedan dokaz praktičnosti namještaja Dental Arta



Osim što su elementi vrlo estetski i dizajnerski, funkcionalnost i praktičnost im je na prvom mjestu,. Tako ovaj kružni dispenzer ima mjesta za potrošni materijal koji koristi doktor s jedne strane, a s druge strane je sve potrebno za pacijenta



EDUCEN je edukacijski centar sa svim potrebnim resursima za stjecanje teorijskog i praktičnog znanja za edukaciju iz dentalne medicine. Sastoji se od praktikuma gdje se stječu potrebne vještine i znanja za rad na pacijentu, interaktivna predavaona za teorijski dio, te sala za sastanke i prostorom za druženje.

Praktikum je opremljen fantomima što omogućuje simulaciju rada u ustima pacijenta.



DENTALNI EDUKACIJSKI CENTAR
POWERED BY NOVODENT



DENTALNI
EDUKACIJSKI CENTAR
POWERED BY NOVODENT



dental education



EDUCEN.HR

EDUKACIJE ZA CIJELI DENTALNI TIM

DENTALNA IMPLANTOLOGIJA

U programu tečajeva nudimo osnovne i napredne tečajeve implantologije i vođene regeneracije kosti (GBR) za zbrinjavanje svih indikacija: nedostatak jednog ili više zuba, rješavanje totalne bezubosti. Tečajevi obuhvaćaju teorijski i praktični dio uz korištenje opreme i instrumentarija.

PARODONTOLOGIJA

Tečajevi obuhvaćaju nekirurške i kirurške oblike parodontološke terapije uz modularni i sistemični pristup.

RESTORATIVA I ENDODONCIJA

Restorativne tehnike rada za optimalan rezultat u prednjoj i stražnjoj zoni – kada i kako? Tečajevi iz endodoncije od indikacije, oblikovanja kanala, punjenja kanala i preprotetske pripreme zuba.

PROTETIKA

Protetski tečajevi brušenja i estetskih rješenja sa različitim protetskim rješenjima.

DENTALNA TEHNIKA

Tečajevi cirkona, keramike, implantološki tečajevi....



Aktualni edukativni programi na
educen.hr



NOVODENT d.o.o.

Veleprodaja medicinskih proizvoda
Opremanje dentalnih ordinacija
Edukacije iz dentalne medicine

novodent.hr

Webshop specijaliziran za oralnu higijenu
novodent4smile.hr