



novodent



katalog proizvoda
2021/2022

www.novodent.hr

VAŠ PARTNER U STOMATOLOGIJI

Novodent je tvrtka specijalizirana za prodaju stomatološke opreme i organizaciju edukativnih programa za doktore dentalne medicine i njihov tim koja djeluje od 1998. godine. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu **miznamo prepoznati potrebe naših kupaca i tome se prilagođavamo.**



EDUKACIJSKI PROGRAMI

Regionalno smo priznati u organizaciji tečaja za cijeli dentalni tim. Ugostili smo i predstavili vam neke od vodećih svjetskih predavača na raznim edukacijskim programima kao i na priznatom međunarodnom skupu za parodontologiju i implantologiju - PERIOIMPLANT, kojeg već duži niz godina tradicionalno organiziramo. Edukacija je naša primarna poslovna aktivnost od 1998.

INOVATIVNOST

Naša misao vodilja je pratiti svjetske trendove. Proizvodi koje nudimo su inovativni i zadovoljiti će kriterije i najzahtjevnijih. Redovito nadopunjavamo naš prodajni asortiman u skladu s najnovijim svjetskim inovacijama.

KVALITETA

Kvaliteta je imperativ našeg poslovanja - od proizvoda prema najvišim svjetskim standardima do usluga koje pružamo svim našim klijentima.

SAVJETOVANJE I PODRŠKA

Nudimo stručnu pomoć i savjetovanje oko izbora idealnog proizvoda ili usluge, edukacije, uređenja prostora i nabavu opreme te usluge održavanja opreme. Naša servisna podrška koristi opremu i originalne rezervne djelove tvrtki koje zastupamo.



NOVODENT d.o.o.

Veleprodaja medicinskih proizvoda
Opremanje dentalnih ordinacija
Edukacije iz dentalne medicine
novodent.hr

Webshop specijaliziran za oralnu higijenu
novodent4smile.hr

MATULJI

Cesta dalmatinskih brigada 7
51211 Matulji

T: 051 701 645 / 051 701 147
E: info@novodent.hr
E: prodaja@novodent.hr

SPLIT

Ruđera Boškovića 5 (Fregata II. kat)
21000 Split
T: 091 270 4712 / 091 170 1645
E: prodajast@novodent.hr

ZAGREB

Zavrtnica 3
10000 Zagreb
T: 01 457 7846
E: prodajazzg@novodent.hr

www.novodent.hr



SERVISNA PODRŠKA / UNUTAR 24 SATA /

T: 091 270 4702
E: servis@novodent.hr

Servis sa originalnim rezervnim dijelovima.
Zamjenski instrumenti u jamstvenom roku.

Opći uvjeti poslovanja

Narudžba se zaprima u pismenom i/ili usmenom obliku i isporučuje unutar 24 - 48 sati. Rok isporuke za robu koju nemamo na skladištu je do 30 radnih dana, osim u slučaju opreme i nameštaja.

Troškovi slanja od 30 kuna naplaćuju se za narudžbe do 500 kuna (iznos bez PDV-a).

Reklamacija se prima u pismenom obliku unutar 8 radnih dana. Kupac je obvezan ispuniti Reklamaciji list sa svim traženim podacima (dostupan u Novodentu).

Garancijski uvjeti definirani su garancijskim uvjetima proizvođača.

Moguća su odstupanja cijena u slučaju štampperskih grešaka, opisivanja količina ili promjena cijena.

Otisne mase	4
Adhezija	8
Izbjeljivanje	11
Kolčići i direktnе nadogradnje	12
Cementi	14
Provizorij i privremeni cementi	17
Kompoziti	18
Endodoncija	21
Diskovi i blokovi	30
Paste i keramike za laboratorij	32
Uniforme	33
Profilaksa	34
Parodontologija	39
Biomaterijali	40
Konci	44
Implantologija	46
Potrošni materijal	52
Instrumenti	57
Oralna higijena	70
Nasadni instrumenti	74
Laboratorijski motori	75
Uredaji za kirurgiju	76
Sterilizacija	78
Stomatološke jedinice	82
Terapeutske stolice	85
RTG uređaji	86
Namještaj	88

Prikaz cijena	prekrivena cijena redovna cijena bez pdv-a	cijena u sivom fontu akcijska cijena bez pdv-a	cijena veći / crni font ukupna cijena sa pdv-om
---------------	--	--	---

MEDICINSKI PROIZVODI & DENTALNA OPREMA



PROIZVODI ZA ORALNU HIGIJENU



DENTALNI EDUKACIJSKI CENTAR
POWERED BY NOVODENT





Kettenbach Dental

PANASIL® BINETICS PUTTY

A silikon velike preciznosti za predotisak (putty) u kartušama za dispenzer. Odlično se reže i koristi sa korekturnim masama.

BINETICS PUTTY FAST

Namijenjen je za dvofaznu tehniku uzimanja otiska i kombinira se sa PANASIL CONTACT PLUS X-LIGHT korekturnom masom.

15%

BINETICS PUTTY FAST

2 x 380 ml (pak)

BINETICS PUTTY SOFT

2 x 380 ml (pak)

1.130 kn + PDV 25%

961 kn + PDV 25%

1.201 kn*

Kettenbach Dental

PANASIL® PUTTY

A silikon tvrde konzistencije i velike preciznosti; dostupan u FAST i SOFT varijanti. FAST ima kratko vrijeme stvrdnjavanja i koristi se za dvofazne otiske. SOFT je mekši materijal za jednofazne otiske.

15%

PANASIL PUTTY FAST

900 ml (pak)

PANASIL PUTTY SOFT

900 ml (pak)

630 kn + PDV 25%

536 kn + PDV 25%

669 kn*

Kettenbach Dental

PANASIL®**CONTACT PLUS X-LIGHT
(vrlo rijetka konzistencija)**

Korekturna masa vrlo rijetke konzistencije ljubičaste boje, jedna je od najpopularnijih korekturnih masa na europskom tržištu. Osobito je pogodna za dvofazne otiske, a može se kombinirati sa svim putty A silikonima, te kao korekturna masa za implantološke otiske. Odlična hidrofilna svojstva, vrlo velika preciznost, postojanost i fiksnotropnost. Imala varijabilno vrijeme stvrdnjavanja: brzo u ustima, sporo ekstraoralno.

15%

CONTACT PLUS X-LIGHT

kartuše 2 x 50 ml (pak)

355 kn + PDV 25%

302 kn + PDV 25%

377 kn*

4+1

CONTACT PLUS X-LIGHT

kartuše 2 x 50 ml (pak)

1.775 kn + PDV 25%

1.420 kn + PDV 25%

1.775 kn* (5 pak)

Kettenbach Dental

PANASIL®**INITIAL CONTACT X-LIGHT**

Korekturna masa velike inicijalne hidrofilnosti, dostupna u tri veličine viskoznosti.

**Najbolja hidrofilnost.
Kontaktni kut <10°**

15%

INITIAL CONTACT

kartuše 2 x 50 ml (pak)

355 kn + PDV 25%

302 kn + PDV 25%

377 kn*

4+1

INITIAL CONTACT

kartuše 2 x 50 ml (pak)

1.775 kn + PDV 25%

1.420 kn + PDV 25%

1.775 kn* (5 pak)



Kettenbach Dental

PANASIL®**CONTACT TWO IN ONE LIGHT**

(rijetka konzistencija)

Korektorna masa rijetke konzistencije zelene boje posebno pogodna za jednofazne otiske, a može se kombinirati sa svim putty A silikonima. Odlikuju je iznimna hidrofilna svojstva, vrlo velika preciznost, postojanost i fiksnotropnost. Ima varijabilno vrijeme stvrdnjavanja: brzo u ustima, sporo ekstraoralno.

15%

CONTACT TWO IN ONE LIGHT

kartuše 2 x 50 ml (pak)

355 kn + PDV 25%

302 kn + PDV 25%

377 kn*

4+1

CONTACT TWO IN ONE LIGHT

kartuše 2 x 50 ml (pak)

1.775 kn + PDV 25%

1.420 kn + PDV 25%

1.775 kn* (5 pak)

Kettenbach Dental

PANASIL®**MONOPHASE MEDIUM**

Otisna masa za jednofazne otiske ima određene karakteristike polietera poput gumaste konzistencije, velike tvrdoće i velike jačine veze. No za razliku od polietera, ona je povoljnija i dimenzionalno stabilna. To je idealni materijal za implantološke otiske, bezube čeljusti i kombinirane protetske radove.

15%

MONOPHASE MEDIUM

kartuše za pištolj

2 x 50 ml (pak)

315 kn + PDV 25%

268 kn + PDV 25%

335 kn*

4+1

MONOPHASE MEDIUM

kartuše 2 x 50 ml (pak)

1.575 kn + PDV 25%

1.260 kn + PDV 25%

1.575 kn* (5 pak)

15%

MONOPHASE MEDIUM REFIL

2 x 380 ml (pak)

1.180 kn + PDV 25%

1.003 kn + PDV 25%

1.254 kn*

Kettenbach Dental

IDENTIUM®**MEDIUM & LIGHT**

Vinylsiloxaneter jednofazna otisna masa srednjeg viskoziteta. Posebno pogodna za implantološke otiske zbog velike finalne tvrdoće. Preporuča se korištenje uz Identium Light rijeđu masu velike fluidnosti i velike hidrofilnosti (pogodna kao korektorna masa).

15%

IDENTIUM MEDIUM REFIL

2 x 380 ml (pak)

1.390 kn + PDV 25%

1.182 kn + PDV 25%

1.477 kn*

15%

IDENTIUM LIGHT

kartuše 2 x 50 ml (pak)

420 kn + PDV 25%

357 kn + PDV 25%

447 kn*

Kettenbach Dental

PANASIL® & IDENTIUM®**ADHESIVE**

15%

PANASIL ADHESIVE

4 ml (pak)

130 kn + PDV 25%

111 kn + PDV 25%

138 kn*



FUTAR blago elastičan
D FAST izrazito tvrd i krut
CUT&TRIM brza obrada

Kettenbach Dental

FUTAR®

Materijal s izrazito visokim ocjenama u svojoj grupi. To je A silikon za sigurnu registraciju zagriza, vrlo velike završne tvrdoće i brzog vremena stvrdnjavanja. Lako se nanosi na zubne lukove, te se ne razljeva, a pacijent ne osjeća otpor prilikom zagriza.

FUTAR Visoka tvrdoća (zeleni)

FUTAR D FAST Iznimno visoka tvrdoća (rozi)

FUTAR CUT&TRIM Brza obrada, iznimno visoka tvrdoća (plavi)

FUTAR D SLOW Iznimno visoka tvrdoća,
90 sekundi radno vrijeme

15%

FUTAR

kartuše 2 x 50 ml (pak)
310 kn + PDV 25%
264 kn + PDV 25%
330 kn*

4+1

FUTAR

kartuše 2 x 50 ml (pak)
1.550 Kn + PDV 25%
1.240 kn + PDV 25%
1.550 kn* (5 kom)



Kettenbach Dental

SILGINAT®

Jedinstvena otisna masa koja objedinjuje karakteristike A silikona i alginata, poznata pod nazivom SILGINAT. Koristi se jednofazno za uzimanje anatomskega otiska ili otiska za izradu provizorija. Imala je izrazito dugotrajnu dimenzionalnu stabilnost i kratko vrijeme stvrdnjavanja u ustima.

Precisan. Stabilan otisk nakon dužeg vremena. Mogućnost izrade više modela.

20%

SILGINAT REFIL

2 x 380 ml (pak)
550 kn + PDV 25%
440 kn + PDV 25%
550 kn*

20%

SILGINAT

6 x 50 ml (pak)
420 kn + PDV 25%
336 kn + PDV 25%
420 kn*



Kettenbach Dental

PANASIL®

LAB PUTTY

A silikon velike finalne tvrdoće i preciznosti; podesan za modeliranje i registraciju zagriza.

Kratko vrijeme stvrdnjavanja:
6 minuta na 23°C.

15%

LAB PUTTY

5 kg baza
5 kg katalizator
2.390 kn + PDV 25%
2.031 kn + PDV 25%
2.539 kn*

Kettenbach Dental

SYMPRESS®

Dispenser za miješanje Kettenbach otisnih masa (i drugih kompatibilnih sustava) u omjeru 5:1.

Snaga: 170 W.

Dimenzijs: 330x190x380 mm

SYMPRESS

dispenser za miješanje
otisnih masa

3 godine garancije

**PROMO
CIJENE
NA UPIT**



Itena Clinical Products

HYDROSPEED**MAGNUM PUTTY HARD QUICK**

Precizna silikonska otisna masa, visoke elastičnosti, u kartušama za dispenzer. Odlična hidrofilna svojstva.

20%

MAGNUM PUTTY HARD QUICK

2 x 380 ml (pak)

400 kn + PDV 25%

320 kn + PDV 25%

400 kn*

Itena Clinical Products

HYDROSPEED**PUTTY HARD QUICK**

Idealan za dvofaznu tehniku rada.

Vrijeme stvrdnjavanja u ustima: 1 min i 45 sec

20%

PUTTY HARD QUICK

2 x 300 ml (pak)

339 kn + PDV 25%

272 kn + PDV 25%

339 kn*

Itena Clinical Products

HYDROSPEED**LIGHT BODY QUICK**

Korekturna masa velike preciznosti

Vrijeme stvrdnjavanja u ustima: 1 min i 15 sec

20%

LIGHT BODY QUICK

2 x 50 ml (pak)

246 kn + PDV 25%

197 kn + PDV 25%

246 kn*

Itena Clinical Products

HYDROSPEED**BITE REGISTRATION**

Materijal za registraciju zagriza, preciran, na bazi A silikona, fleksibilan i tvrd u isto vrijeme.

Vrijeme stvrdnjavanja: 70 sekundi

20%

BITE REGISTRATION

2 x 50 ml (pak)

246 kn + PDV 25%

197 kn + PDV 25%

246 kn*

Itena Clinical Products

CHROMASPEED HD**Alginat za klasične otiske**

Nova generacija alginata za klasične otiske (C3 Chrome), visoka dimenzionalna stabilnost i preciznost. Mjenja boju, svaki korak kod uzimanja otiska - jedna boja!

Vrijeme stvrdnjavanja u ustima: 30 sec

20%

CHROMASPEED HD


500 gr (pak)

80 kn + PDV 25%

64 kn + PDV 25%

80 kn*

trenutna adhezija



kuraray Noritake



Indikacije:

- Direktne restauracije sa svjetlosno polimerizirajućim kompozitom
- Priprema površine zuba (predtretman) za indirektnе restauracije
- Aplikacija na izložene površine kolčića i na preosjetljive zube
- Intraoralne reparature fakturiranih restauracija
- Cementiranje kolčića, rekonstrukcija nadogradnj i indirektnih restauracija

Kuraray Noritake

CLEARFIL™

UNIVERSAL BOND QUICK

BEZ ČEKANJA - Inovativna tehnologija brze adhezije (RAPID BOND TECHNOLOGY) kombinira naš monomer adhezije 10-MDP sa novim hidrofilnim monomerima na bazi kiselina koji omogućavaju imedijatnu penetraciju adheziva u dentin, anulirajući potrebu čekanja prije nastavka kliničkih procedura. Već više od 30 godina, originalni monomer 10-MDP garantira višu razinu adhezije i stabilne i trajne rezultate kroz vijeme. Zahvaljujući toj inovativnoj tehnologiji, Clearfil Universal Bond Quick nudi realne kliničke prednosti: jednostavnost korištenja, minimalan rizik kontaminacije i bez post-operativne osjetljivosti. Može se koristiti u svim kliničkim indikacijama (direktne restauracije, izrada direktnih nadogradnj, indirektnе restauracije, intraoralne reparature) i u svim načinima rada (self-etch, total-etch, selektivno jetkanje).

15%

UNIVERSAL BOND QUICK SET

refil 5 ml
K-ETCHANT siringa 3 ml
aplikator 50 kom
tipse 20 kom
posuda za mješanje
light Blocking Plate
820 kn + PDV 5%
697 kn + PDV 5%
732 kn*

15%

UNIVERSAL BOND QUICK

refil 5 ml
695 kn + PDV 5%
591 kn + PDV 5%
621 kn*

VALUE
PACK
2+1

UNIVERSAL BOND QUICK

refil 5 ml
2.085 kn + PDV 5%
1.390 kn + PDV 5%
1.460 kn* (3 kom)



ADHEZIJA KOJA SE DOGAĐA TRENUTNO



Nanelite



Bez čekanja



Posušite



Osvijetlite



*cijena izražena sa uračunatim PDV-om



WORLD LEADER

Kuraray Noritake

CLEARFIL™**SE BOND 2****Zlatni standard je sada još bolji!**

Novi CLEARFIL SE BOND 2 sa još boljim svojstvima. Zahvaljujući novim svjetlosnim inicijatorima jačina veze na dentin veća je za čak 21% u odnosu na prvi i najpopularniji samojetkajući adheziv CLEARFIL SE BOND. Za izradu direktnih nadogradnjki koristi se CLEARFIL SE BOND 2. Za izradu indirektnih restoracija i direktnih nadogradnjki dovoljno je pomiješati CLEARFIL DC ACTIVATOR sa bondom SE BOND 2. Univerzalni najpouzdaniji sistem adhezije - **GOLD STANDARD**

15%

SE BOND 2 SET

primer 6 ml
bond 5 ml
+ pribor

1.050 kn + PDV 5%
893 kn + PDV 5%
938 kn*

15%

DC ACTIVATOR

4 ml (pak)
540 kn + PDV 5%
459 kn + PDV 5%
482 kn*



Kuraray Noritake

CLEARFIL™**SE PROTECT BOND****Nova verzija Clearfil Protect Bonda, prvog antibakterijskog adheziva, obaveznog za svaku ordinaciju...**

Antibakterijski, samojetkajući adheziv, koji zahvaljujući MDPB monomeru, patentiranom od tvrtke Kuraray Noritake, eliminira preostale bakterije u kavitetu i marginalnim područjima nakon aplikacije primera uz jaku adheziju.

Karakteristike

- primer eliminira bakterije i zamjenjuje klasične procedure čišćenja kaviteta
- eliminira postoperativnu preosjetljivost
- dodatna zaštita protiv sekundarnog karijesa
- efikasno rubno zatvaranje
- otpušta fluor

15%

SE PROTECT BOND SET

primer 6 ml
bond 5 ml
+ pribor

1.180 kn + PDV 5%
1.003 kn + PDV 5%
1.053 kn*



Kuraray Noritake

TEETHMATE™**DESENSITIZER**

Proizvod za smanjivanje preosjetljivosti zuba Proizvod koji stvara najtvrdi mineral hidroksiapatit (Hap+). Stvara se na mjestu gdje je najpotrebniji, zatvarajući dentinske tubuluse i pukotine enamela. 'Tissue friendly' proizvod koji ne treba zaštititi gingive. Neutralnog je mirisa i okusa.

Aplikacija

- pomještajte prah i tekućinu
- premažite i isperite sa vodom

15%

DESENSITIZER SET

6 g prah
4,8 ml tekućina
1.050 kn + PDV 5%
893 kn + PDV 5%
938 kn*

15%

DESENSITIZER INTRO

1,2 g prah
1 ml tekućina
470 kn + PDV 5%
399 kn + PDV 5%
419 kn*

Korištenje

- tretman dentina, enamela i prepariranog zuba
- tretman dentina izloženog recesiji i parodontološkoj bolesti
- tretman dentina nakon mehaničkog čišćenja
- tretiranje površine prije i nakon izbjeljivanja
- tretman pripremljenog dentina za ispun ili protetsku rehabilitaciju



WORLD LEADER

Kuraray Noritake

KATANA CLEANER

KATANA™ Cleaner je prvo univerzalno sredstvo za čišćenje svih površina koji ima pH 4.5 što omogućuje ne samo extraoralno već i intraoralno čišćenje. Zahvaljujući visokoj površinskoj aktivnosti MDP soli, proteini prisutni na površini zuba i protetskih nadomjestaka potpuno se uklanaju. KATANA™ Cleaner namijenjen je za direktnе i indirektne tehnike adhezije.



**Prvo univerzalno sredstvo
za extra i intra oralno
čišćenje svih površina.**

Indikacije:


- Intraoralna primjena: zub, bataljak, korijenski kanal
- Ekstroronalna primjena: cirkonske strukture, litij disilikat, keramika, materijali od kompozita CAD-CAM krunice, kompozit, metali (legure plemenitih / neplemenitih metala), kolčići (kompozitni i metalni)

15%

KATANA CLEANER
4 ml
198 kn + PDV 25%
169 kn + PDV 25%
211 kn*



Intraoralno



Ekstraoralno

Dekontaminacija
za 10 sekundi

Kuraray Noritake

CLEARFIL™**CERAMIC PRIMER PLUS**

Clearfil Ceramic Primer Plus je univerzalni protetski primer za sva cementiranja i reparatione. Osim već dokazanog monomera MDP, koji osigurava snažnu vezu, jednokomponentni primer također sadrži etanol i silan agent MPS, koji osigurava snažnu vezu na sve materijale od kojih se izrađuju estetske restoracije. Izvrsna adhezija za sve keramike, cirkon, kompozite i metale, što značajno pojednostavljuje procedure.



15%

CERAMIC PRIMER PLUS

4 ml

690 kn + PDV 5%

587 kn + PDV 5%

617 kn*

Kuraray Noritake

CLEARFIL™**DC ACTIVATOR**

Kemijski aktivator koji se dodaje adhezivu CLEARFIL SE BOND 2 i CLEARFIL UNIVERSAL BOND QUICK, kako bi obavljali funkciju kemijiske adhezije.

15%

DC ACTIVATOR

4 ml

540 kn + PDV 5%

459 kn + PDV 5%

482 kn*

Kuraray Noritake

ALLOY PRIMER

Primer za kondicioniranje svih vrsta metala u protetskim radovima. Jednostavan za korištenje i aplikaciju. Nanosi se na metalnu površinu u tankom sloju i pričeka 5 sekundi prije početka cementiranja.



15%

ALLOY PRIMER

5 ml

510 kn + PDV 5%

434 kn + PDV 5%

456 kn*



Itena Clinical Products


TRAXODENT**Hemostatska pasta za retrakciju gingive****Indikacije:**

- prije uzimanja otiska
- prije finalnog cementiranja
- prije preparacije
- kod potrebe za hemostazom i retrakcijom

20%

TRAXODENT
siringa 2 x 0,7 g
260 kn + PDV 25%
208 kn + PDV 25%
260 kn*





Ponudite vašim pacijentima
pure white osmijeh
u samo jednoj posjeti!

BRZ I JEDNOSTAVAN: jedna posjeta u 3 koraka

EKONOMIČAN: 5g materijala

UGODAN ZA PACIJENTE: okus peperminta



PURE OFFICE KIT
1 x 5g pasta 35% HP
2 x zaštitna pasta za gingivu
+ pribor
370 kn + PDV 25%
315 kn + PDV 25%
394 kn*

iTena Clinical Products

PURE OFFICE

35% HIDROGEN PEROKSID Profesionalni set za izbjeljivanje

**VALUE
PACK
2+1**

PURE OFFICE VALUE PACK
3 x 5g pasta 35% HP
6 x zaštitna pasta za gingivu
+ pribor
740 kn + PDV 25%
925 kn* (3 pak)

Prednosti:

- visoka viskoznost za lakšu intrakanalnu aplikaciju
- neutralna ph vrijednost za bolje otpuštanje peroksida i komfor pacijenta
- protokol obuhvaća 1 do 3 koraka u ordinaciji

Set sadrži sve što je potrebno za tretman:

Pure Office gel za izbjeljivanje i Pure

Protect zaštitna maska za gingivu



INTELIGENTNA JEDNOSTAVNOST

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal



BOJA ZA STRAŽNJE RESTAURACIJE

- Universal (U) -



BOJE ZA PREDNJE RESTAURACIJE

- Universal Light (UL) -
- Universal Light (UD) -



NE BLOKIRA SVIJETLOST

- LTD technology -



Kuraray Noritake

CLEARFIL™**DC CORE PLUS & QUICK KIT**

Kompozit namijenjen za izradu nadogradnje. Svojim fizikalnim svojstvima odlično odgovara indikaciji; neutralne je boje slonovače (dentin), a svojom konzistencijom i svojstvima zamjenjuje kompozitni cement. Pakiranje u automix sistemu omogućuje ispravnost miješanja i efikasnost u radu (sve uz dualnu polimerizaciju). Za izradu nadogradnji iznimno je važna brzina i jednostavnost aplikacije. Ukupno vrijeme za izradu nadogradnje traje oko 3 minute.

CLEARFIL DC CORE PLUS**Karakteristike:**

- odlična fizička svojstva
- svjetlosno i kemijsko stvrdnjavanje
- ne lijepi se za instrumente
- radiopaktan
- direktna aplikacija iz automix sistema



CLEARFIL DC CORE PLUS
odlično se slaže sa
Clearfil Universal Bond Quick
◦ izvrsni klinički rezultati

DC CORE PLUS & QUICK KIT

refil 9 ml
Clearfil Universal
Bond Quick 1 ml
+ GRATIS Glassix set

1.190 kn + PDV 5%
1.250 kn*

**GRATIS**

- Kupnjom Clearfil DC Core Plus & Quick Kit-a **GRATIS** Glassix set

**15%****CLEARFIL DC CORE PLUS DENTIN**

refil 9 ml
830 kn + PDV 5%
706 kn + PDV 5%
741 Kn*

**15%**

SNOWPOST SET
bijeli kolčići
4x5 kolčića
4 svrdla
890 kn + PDV 5%
757 kn + PDV 5%
795 kn*

15%

SNOWPOST REFIL
bijeli kolčići
10 kolčića u pakiraju (istog promjera)
380 kn + PDV 5%
323 kn + PDV 5%
340 kn*

4+1

SNOWPOST REFIL
bijeli kolčići
10 kolčića u pakiraju (istog promjera)
1.900 kn + PDV 5%
1.520 kn + PDV 5%
1.596 kn* (5 pak)

Abrasice Technology**SNOWPOST & CARBOPOST****Bezmetalni rtg kontrastni kolčići**

Bezmetalni korijenski kolčići koji se odlikuju svojstvom radiopaknosti. To su izrazito čvrsti kolčići izrađeni od staklenih vlakana pojačanih silicem i cirkonom uloženom u epoksidnu smolu.

Promjeri kolčića: 1, 1.2, 1.4 i 1.6 mm

15%

CARBOPOST SET
sivi kolčići
4 x 5 kolčića
4 svrdla
640 kn + PDV 5%
544 kn + PDV 5%
572 kn*

15%

CARBOPOST REFIL
sivi kolčići
10 kolčića u pakiraju (istog promjera)
230 + PDV 5%
196 kn + PDV 5%
206 kn*

4+1

CARBOPOST REFIL
sivi kolčići
10 kolčića u pakiraju (istog promjera)
1.150 + PDV 5%
920 kn + PDV 5%
966 kn* (5 pak)



Itena Clinical Products

DENTOCЛИC**Bezmetalni kompozitni kolčići pojačani s staklenim vlaknima**

- smanjuju mehaničku napetost za dugotrajne restauracije
- radiopaktini
- 100% biokompatibilni
- odlični estetski rezultati

Promjeri kolčića

1, 1.2, 1.3, 1.4 mm

15%

DENTOCЛИC SET
translucent kolčići
20 kolčića (različitih promjera)
1 početno svrdo
4 cilindrično-konična svrdo
1 ručni nosač
1 mjerka
910 kn + PDV 5%
774 kn + PDV 5%
813 kn*

15%

DENTOCЛИC REFIL
5 kolčića u pakiraju (istog promjera)
120 kn + PDV 5%
102 kn + PDV 5%
108 kn*

3+1

DENTOCЛИC REFIL
5 kolčića u pakiraju (istog promjera)
480 kn + PDV 5%
360 kn + PDV 5%
378 kn* (4 pak)



Nordin

GLASSIX PLUS

Najnovija generacija Glassix kolčića. Bezmetalni, kompozitni, radiopaktni korijenski kolčići. Anatomskog su oblika, imaju dodatnu mehaničku retenciju za još jaču stabilnost u korijenu uz kemijsku vezu, bez epoksidne smole. Cilindrično-koničnog su oblika, te za razliku od svojih prethodnika, dolaze u 4 različita promjera.

Promjeri kolčića

1.2, 1.5, 1.8, 2.0 mm

15%

GLASSIX PLUS SET

bijeli kolčići
4 x 5 kolčića
4 svrdla
1 pilotno svrdlo
1.280 kn + PDV 5%
1.088 kn + PDV 5%
1.143 kn*

15%

GLASSIX PLUS REFIL

bijeli kolčići
10 kolčića u pakiranju (istog promjera)
490 kn + PDV 5%
417 kn + PDV 5%
438 kn*

4+1

GLASSIX PLUS REFIL

bijeli kolčići
10 kolčića u pakiranju (istog promjera)
2.450 kn + PDV 5%
1.960 kn + PDV 5%
2.058 kn* (5 pak)



Nordin

GLASSIX & CARBONITE**Bezmetalni radiopaktni kolčići**

Količici Glassix izrađeni su od staklenih vlakana dok su Carbonite izrađeni od vlakana ugljika, obje vrste su uložene u epoksidnu smolu. Carbonite su vrlo elastični i otporni na pucanje zbog ugljika, cilindrični su i blago zaobljenog oblika pri vrhu.

Promjeri kolčića: 1.2, 1.35, 1.5 mm

15%

GLASSIX SET
bijeli kolčići
3 x 6 kolčića
3 svrdla
650 kn + PDV 5%
553 kn + PDV 5%
580 kn*

15%

GLASSIX REFIL
bijeli kolčići
6 kolčića u pakiranju (istog promjera)
150 kn + PDV 5%
128 kn + PDV 5%
134 kn*

4+1

GLASSIX REFIL
bijeli kolčići
6 kolčića u pakiranju (istog promjera)
750 kn + PDV 5%
600 kn + PDV 5%
630 kn* (5 pak)

15%

CARBONITE SET
sivi kolčići
3x6 kolčića
3 svrdla
590 kn + PDV 5%
502 kn + PDV 5%
527 kn*

15%

CARBONITE REFIL
6 kolčića u pakiranju (istog promjera)
125 kn + PDV 5%
107 kn + PDV 5%
112 kn*

4+1

CARBONITE REFIL
6 kolčića u pakiranju (istog promjera)
625 kn + PDV 5%
500 kn + PDV 5%
525 kn* (5 pak)



Kettenbach Dental

VISALYS CORE

Materijal za cementiranje kolčića i izradu direktnih nadogradnji koji koristi jedinstvenu 'Active-Connect' tehnologiju za pouzdanu adheziju i sve vrste jednokomponentnih i višekomponentnih adheziva.

Karakteristike:

- cementiranje korijenskih kolčića i izrada nadogradnji
- dual-cure: štedi vrijeme-bez dodatnog osvjetljavanja, čak i u dubokim zonama
- izuzetno stabilan

20%

VISALYS CORE
automix siringa 2x 5 ml
790 kn + PDV 5%
632 kn + PDV 5%
664 kn*



Itena Clinical Products

DENTOCORE BODY**Kompozitni materijal za direktnе nadogradnje i cementiranje bezmetalnih kolčića****Dualni način stvrđnjavanja:**

- autopolimerizacija i fotopolimerizacija
- odlična mehanička otpornost za dugotrajne restauracije
- odgovara prirodnom zubu

20%

DENTOCORE BODY
automix siringa 1 x 5 ml
boja A3 i pribor
265 kn + PDV 5%
212 kn + PDV 5%
223 kn*

20%

DENTOCORE BODY
automix kartuša za pištoli 1 x 50 g
boja A3 i pribor
695 kn + PDV 5%
556 kn + PDV 5%
584 kn*



Itena Clinical Products

TOTAL CEM

Samojetkajući i samoadhezivni trajni kompozitni cement. Posebno za metal.

- **All-in-one:** jetkanje + adhezija + cementiranje
- **Za cementiranje:** krunica, mostova, kolčića, inlaya i onlaya
- **Samoadhezija na:** enamel, dentin, metal

Trajni, samojetkajući, samoadhezivni cement za trajna cementiranja krunica, mostova, inlaya, onlaya... Radiopaktan. Otpušta fluor. Ne uzrokuje postoperativnu preosjetljivost. Vrlo dobro brtvljenje, ne topi se pod utjecajem sline. Vrijeme stvrdnjavanja 2 min; vrijeme pripreme 3,5 min. Tanak sloj osigurava savršeno prijanjanje krunice. Odličan odnos cijene i kvalitete.

20%

TOTAL CEM

5 ml

295 kn + PDV 5%

236 kn + PDV 5%

248 kn*

3+1

TOTAL CEM

5 ml

1.180 kn + PDV 5%

885 kn + PDV 5%

930 kn* (4 kom)

Itena Clinical Products

TOTAL C-RAM

Samojetkajući i samoadhezivni trajni kompozitni cement. Posebno za keramiku.

- **All-in-one:** jetkanje + adhezija + cementiranje
- **Za cementiranje:** krunica, mostova, kolčića, inlaya & onlaya, ljsusika
- **Samoadhezija na:** enamel, dentin, metal, keramiku, cirkon, porculan

Trajni samojetkajući adhezivni cement dualne polimerizacije posebno namijenjen za keramiku. Koristi se za cementiranje krunica, mostova, inlaya i onlaya. Veže se za caklinu, dentin, metal, kompozit, keramiku, porculan, cirkon.

20%

TOTAL C-RAM

5 ml

360 kn + PDV 5%

288 kn + PDV 5%

302 kn*

3+1

TOTAL C-RAM

5 ml

1.440 kn + PDV 5%

1.080 kn + PDV 5%

1.134 kn* (4 kom)

Kettenbach Dental

VISALYS**CEMCORE****2 in 1****Materijal koji se koristi za dvije indikacije:**

- cementiranje svih restauracija, pogodan i za visoko estetska prednja područja
- izradu direktnih nadogradnji.

Zahvaljujući Active-Connect-Technology (ACT) materijal ima mogućnost dvostrukog kemijskog i svjetlosnog stvrdnjavanja i iznimnu stabilnost te snažnu kemijsku vezu. Kod izrade direktnih nadogradnji nije potrebno korištenje matrica. Višak cementa lagano se otklanja uz rub protetskog rada.

15%

VISALYS CEMCORE

1 x 5 ml

990 kn + PDV 5%

842 kn + PDV 5%

884 kn*

15%

VISALYS CEMCORE STARTER PACK

1 x 2,5 ml automix

1 x 2 ml Tooth Primer

1 x 2 ml Restorative Primer pribor

980 kn + PDV 5%

833 kn + PDV 5%

875 kn*

Simply create the PANAVIA™ smile with PANAVIA™ cements

kuraray Noritake.



Karakteristike

- jedna jedina procedura sa dva primera na bazi MDP-a: Tooth Primer za Zub i Ceramic Primer Plus za materijale
- veća razina adhezije na cirkon
- korištenje u svim indikacijama i svim materijalima: krom-kobalt, cirkon, disilikat, kompozit, vlakna
- 10-MDP originalni za jedinstvena rješenja (patent Kuraray Noritake)
- dostupno u 5 boja (sa odgovarajućim try-in pastama): Universal, Clear, Brown, White, Opaque

Kuraray Noritake

PANAVIA™ V5

Jedan cement za sve indikacije.

Panaviu V5 odlikuje iznimna čvrstoća i naglašena estetska komponenta. Panavia V5 je najjači cement ikad razvijen, a dostupan je u 5 nijansi. Koristi se za cementiranje krunica, mostova, ljuštica izrazito je pouzdan za nadogradnje na implantima. Postupak započinje tretiranjem zuba PANAVIA V5 primerom, nastavlja se tretiranjem protetskog rada CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS, slijedi cementiranje - i to je to. PANAVIA V5 AUTOMIX CEMENT olakšava rukovanje i apliciranje uz jednostavno uklanjanje viška cementa. Automix šprica omogućava brz, jednostavan i precizan rad, a konzistentno optimiziran cement omogućuje da postavite protetski rad na način koji želite.

Boje: Universal A2, Clear, Brown A4, White, Opaque;



Panavia V5 može
se koristiti u
dentalnom laboratoriju



15%

PANAVIA V5 PROFESSIONAL KIT

Tooth Primer 2 ml
Ceramic Primer Plus 2 ml
Panavia V5 Pasta - 5 boja x 2.4 ml
Probne paste - 5 boja x 1.8 ml
K-etchant siringa 3 ml
2.790 kn + PDV 5%
2.371 kn + PDV 5%
2.490 kn*

Boje: Universal A2, Clear, Brown A4, White, Opaque

PROMO
CIJENA

PANAVIA V5 UVODNI SET

Tooth Primer 2 ml
Ceramic Primer Plus 2 ml
Panavia V5 Pasta 2.4 ml
950 kn + PDV 5%
998 kn*

Boje: Universal A2 ili Clear

15%

PANAVIA V5 PASTA REFIL

4,6 ml + 20 mješalica
890 kn + PDV 5%
757 kn + PDV 5%
795 kn*

Boje: Universal A2, Clear, Brown A4, White ili Opaque

15%

TOOTH PRIMER

4 ml
420 kn + PDV 5%
357 kn + PDV 5%
375 kn*

15%

CERAMIC PRIMER PLUS

4 ml
690 kn + PDV 5%
587 kn + PDV 5%
616 kn*



kuraray Noritake



Panavia SA Cement Universal u kombinaciji sa Clearfil Universal Bond Quick pruža jednu jedinstvenu tehniku hibridne adhezije zahvaljujući efikasnosti 10-MDP monomera. Kod cementiranja krunica i mostova karakteristika samoadhezije je bitna kod subgingivalnih područja gdje je rizik kontaminacije veći. Furkacija ovog bonda je bitna u koronarnom dijelu jer pojačava jačinu adhezije na dentin stvaranjem hibridnog sloja.

Kuraray Noritake

PANAVIA™ SA CEMENT UNIVERSAL

Samoadhezivni kompozitni cement

Jedinstveni i inovativni kompozitni cement, samoadhezivni, indiciran za sve vrste materijala (keramiku, litij disilikat, cirkon, kompozit) bez potrebe silaniziranja. Uz jedinstveni MDP monomer u formulije dodana komponenta LCSi (LONG CHAIN SILANE MONOMER) koja osigurava snažnu hemijsku vezu na sve vrste površina. To je jedinstvena formula koju nema niti jedan drugi cement – što znači da nije potreban silan za krunicu (kao Ceramic Primer ili slično). Ovaj samojetkajući cement ne treba korištenje primera i može se koristiti u svim slučajevima – suhom i vlažnom okruženju, kod cementiranja cirkona, kompozita, litij disilikata (E-max krunica). Zahvaljujući MDP monomeru cement ima funkciju samoadhezije na bazi hemijske veze.

Prednosti:

- za sve vrste površina, bez potrebe korištenja primera
- jedan cement za cirkon, disilikat, kompozite i metale
- snažna hemijska vezu
- jednostavno rukovanje

Boje: Universal A2, Translucent



PANAVIA SA CEMENT UNIVERSAL

8,2 g sa priborom

780 kn + PDV 5%

663 kn + PDV 5%

697 kn*

Boje: Universal A2, Translucent



PANAVIA SA CEMENT UNIVERSAL

8,2 g

2.340 kn + PDV 5%

1.560 kn + PDV 5%

1.638 kn* (3 kom)

Boje: Universal A2, Translucent



Panavia SA Cement Universal može se koristiti u dentalnom laboratoriju



! Bez Bisphenola A

35%

VISALYS TEMP

kartuša 1 x 50 ml

640 kn + PDV 5% -

416 kn + PDV 5% -

437 kn*

Boje: A1, A2, A3, B1, BL



15%

DENTOCROWN

kartuša 1 x 50 ml

520 kn + PDV 5% -

442 kn + PDV 5% -

465 kn*

Boje: A1, A2, A3

3+1

DENTOCROWN

kartuša 1 x 50 ml

2.080 kn + PDV 5% -

1.560 kn + PDV 5% -

1.638 kn* (4 kom)

Boje: A1, A2, A3



! Osmišljen za implantate

15%

DENTOTEMP AUTOMIX

2 x 5 ml

360 kn + PDV 5% -

306 kn + PDV 5% -

322 kn*

15%

DENTOTEMP RUČNO MIJEŠANJE

2 x 10 ml

285 kn + PDV 5% -

243 kn + PDV 5% -

255 kn*



Meta Biomed

NETC TEMPORARY CEMENT

Non-Eugenol privremeni cement

Vrijeme rada: 1.5 min

vrijeme stvrđnjavanja: 6 min

25%

NETC TEMPORARY CEMENT AUTOMIX

2 x 9 g

220 kn + PDV 5% -

165 kn + PDV 5% -

174 kn*

25%

NETC TEMPORARY CEMENT

baza 40 g, katalizator 14 g

170 kn + PDV 5% -

128 kn + PDV 5% -

134 kn*



Itena Clinical Products

PROVITEMP

Cement za provizorna cementiranja krunica i mostova, inlay-a i onlay-a. Ne sadrži eugenol. Provitemp (24 MPa) ima nešto manju čvrstoću od Dentotempa (34 MPa), pa ga predlažemo za kraća privremena cementiranja.

15%

PROVITEMP

automix 1 x 5 ml

195 kn + PDV 5% -

166 kn + PDV 5% -

174 kn*



Tehnologija difuzije svjetlosti (LDT) omogućuje veliki raspon restauracija sa samo 6 različitim boja. Rezultat su restauracije sa visokim estetskim vrijednostima, trajne tijekom vremena, uz pojednostavljeni postupak.



Odabir boja je jednostavan i brz.

Započinje s odabirom jedne od 6 temeljnih boja (od A1 do A4). Ako se radi 'multi-layer' tehnikom i odabere se boja A2 može se nadograđivati sa PREMIUM bojama A2E (enamel) i A2D (dentin). Za jedinstveni restorativni postupak Kuraray Noritake koristi najsvremeniju tehnologiju i dokazanu kvalitetu.



Clearfil Twist Dia gumice za poliranje kompozita olakšavaju proceduru poliranja - poliranje u samo 2 koraka
[Više o proizvodu potražite na stranici 31](#)



CLEARFIL TWIST DIA SET

6 kom

365 kn + PDV 25%
310 kn + PDV 25%
388 kn*

Kuraray Noritake

CLEARFIL MAJESTY

ES-2 UNIVERSAL

Inteligentna jednostavnost

Novi univerzalni kompozit dizajniran da pojednostavi odabir boja i restorativnih postupaka. Omogućuje upotrebu samo jedne univerzalne boje (U) za stražnje restauracije te boje Universal Light (UL) ili Universal Dark (UD) za prednje restauracije koje zahtjevaju veću estetiku. Sve je to moguće zahvaljujući inovativnoj tehnologiji difuzije svjetlosti (LDT) koji omogućuje iskrivljenost svjetlosti kao kod zubnog tkiva.



CLEARFIL MAJESTY ES-2 UNIVERSAL

siringa 3,6 g

360 kn + PDV 5%
306 kn + PDV 5%
322 kn*

Boje: W, A1, A2, A3, A3.5, A4



CLEARFIL MAJESTY ES-2 UNIVERSAL

siringa 3,6 g

1.800 kn + PDV 5%
1.440 kn + PDV 5%
1.512 kn* (5 kom)

Boje: W, A1, A2, A3, A3.5, A4



CLEARFIL MAJESTY ES-2

siringa 3,6 g

360 kn + PDV 5%
306 kn + PDV 5%
322 kn*

Boje: Classic, Premium (3,6 g)



CLEARFIL MAJESTY ES-2

siringa 3,6 g

1.800 kn + PDV 5%
1.440 kn + PDV 5%
1.512 kn* (5 kom)

Boje: Classic, Premium (3,6 g)

Kuraray Noritake

CLEARFIL MAJESTY

ES-2

Novi zlatni standard za sve indikacije. Savršeno se stapa sa prirodnim zubom.

CLEARFIL MAJESTY KOMPOZIT nastao je s ciljem da omogući ljepše, dugotrajnije i predviđljivije restauracije. Kompozit se odlikuje izvrsnim estetskim i mehaničkim svojstvima zahvaljujući provjerenoj KURARAY kvaliteti. Sistem se sastoji od KLASIČNIH boja predviđenih za 'one-layer' tehniku i PREMIUM boja za 'multi-layer' tehniku, a sve prema VITA ključu boja. KURARAY koncept boja omogućuje odlično stapanje sa zubom čime se dobiva efekt potpuno prirodne boje zuba.

Boje:

Classic (3,6 g): A1, A2, A3, A3.5, A4, KA6, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, XW

Premium (3,6 g): A1E, A2E, A3E, A3.5E, A4E, XWE, WE, A1D, A2D, A3D, A3.5D, A4D, XWD, WD

Premium (1.8 g): Clear, Amber, Blue, Gray



CLEARFIL MAJESTY ES-2 PROFESSIONAL KIT

ključ za odabir boja,
boje Classic (4 x 3,6 g)
boje Premium (8 x 3,6 g)
boje Premium (3 x 1,8 g)
+ GRATIS CUBQ

3.450 kn + PDV 5%
2.933 kn + PDV 5%
3.079 kn*



GRATIS

- Kupnjom Clearfil Majesty ES-2 profesionalnog Kit-a GRATIS Clearfil Universal Bond Quick (4 ml)

Superior gloss
retention with
3 levels of
flowability.

kuraray Noritake

WORLD
LEADER



VISOKA FLUIDNOST



- ✓ Izvrsna vlažnost i prilagodba
- ✓ Za male kavite
- ✓ Kao podloga (liner)

NISKA FLUIDNOST



- ✓ Za širok raspon prednjih i stražnjih restauracija

SUPER NISKA FLUIDNOST



- ✓ Idealno za izgradnju stražnjih zona
- ✓ Zadržava zadani oblik
- ✓ Za šupljine razreda I i V

Kuraray Noritake

CLEARFIL MAJESTY

ES-2 FLOW

Univerzalni kompozit, dostupan u 3 različite razine fluidnosti, za različite indikacije: direktnе restauracije svih klasа kaviteta, cervikalne lezije, erozije zuba reparacije i cementiranje. Za dugotrajne, estetske i jednostavne rekonstrukcije.

3 vrste viskoznosti:

- visoka fluidnost
- niska fluidnost
- super niska fluidnost

15%

CLEARFIL MAJESTY

ES-2 FLOW

siringa 2,7 g

330 kn + PDV 5%

281 kn + PDV 5%

295 kn*

4+1

CLEARFIL MAJESTY

ES-2 FLOW

siringa 2,7 g

4.650 kn + PDV 5%

1.320 kn + PDV 5%

1.386 kn* (5 kom)

1 MINUTU NAKON APLIKACIJE

HORIZONTALNO



VERTIKALNO



5 mm

Boje: A1, A2, A3,
A2D, A3D



5 mm

Boje: A1, A2, A3,
A3.5, A4, KA6, B1,
B2, XW, W, A2D,
A3D



5 mm

Boje: A1, A2, A3,
A3.5



Itena Clinical Products

REFLECTYS**Nano - hibridni kompozit za prednje i stražnje zube**

Svetlosno polimerizirajući mikrohibridni kompozit s velikim udjelom anorganskog punila (86% težinski).

Karakteristike:

- odlična estetska svojstva
- jednostavno oblikovanje i rukovanje
- odlična mehanička svojstva
- bez post-operativne osjetljivosti
- sadrži fluor

20%

REFLECTYS

siringa 4 g

180 kn + PDV 5%

144 kn + PDV 5%

152 kn*

Boje: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, C3, D3, A20, A30, I, P, E;

3+1

REFLECTYS

siringa 4 g

720 kn + PDV 5%

540 kn + PDV 5%

567 kn* (4 kom)

Boje: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, C3, D3, A20, A30, I, P, E;

20%

REFLECTYS FLOW

siringa 2 g

165 kn + PDV 5%

132 kn + PDV 5%

139 kn*

Boje: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3

3+1

REFLECTYS FLOW

siringa 2 g

660 kn + PDV 5%

495 kn + PDV 5%

520 kn* (4 kom)

Boje: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3



Itena Clinical Products

REFLECTYS FLOW**Tekući nano-hibridni kompozit za prednje i stražnje zube**

Svetlosno polimerizirajući mikrohibridni kompozit s velikim udjelom anorganskog punila (86% težinski).

Karakteristike:

- idealno za teško dostupna mesta
- izvrsno rukovanje
- visoki estetski rezultati: jednostavno pakiranje, trajni sjaj i boja
- izgled prirodnog zuba
- izvrsna abrazivna svojstva
- sadrži fluor



Itena Clinical Products

DENTOETCH**Gel za jetkanje**

37% gel za jetkanje cakline i dentina, srednje viskoznosti (ostaje na mjestu aplikacije), komforan za upotrebu, sa praktičnim tipsama, jednostavno se čisti.

20%

DENTOETCH jumbo pakiranje

siringa 50 ml

360 kn + PDV 25%

288 kn + PDV 25%

360 kn*

3+1

DENTOETCH

siringa 4 x 1,2 ml (pak)

80 kn + PDV 25%

100 kn*

320 kn + PDV 25%

240 kn + PDV 25%

300 kn* (4 pak)

Itena Clinical Products

PREVENT SEAL**Samojetkajući svjetlosno polimerizirajući materijal za pečaćenje fisura****Prednosti:**

- trajna adhezija na enamel: 20-25 MPa
- sadrži fluoride
- optimalna fluidnost
- svjetlosna polimerizacija do 4.5 mm

20%

PREVENT SEAL

siringa 1,2 ml

10 tipsi,

3 četkice

155 kn + PDV 5%

124 kn + PDV 5%

131 kn*

Meta Biomed

GLARE

Polimerizacijska lampa intenziteta 1800 mW/cm² sa dubokim fokusiranim LED svjetlom (uniformno, 400-490 nm). Sa opcijom biranja 5 vrsta svjetla: High, Low, Soft start, Pulse, Ortho mode, te mogućnošću individualizacije programa. Glava Glare lampe je mala i rotira se 330°. Baterija je velikog kapaciteta, a težina lampe je 130g

20%

GLARE

4.990 kn + PDV 25%

3.992 kn + PDV 25%

4.990 kn*

Micro Mega**PRE-STERILIZIRANI
RUČNI INSTRUMENTI****K-FILES
HEDSTROEM-FILES
K-REAMERS**

Veličine od #6 do #140
Dužine 21, 25 i 31 mm
Konicitet 2%
Višestruko korištenje

RUČNI INSTRUMENTI
pre-sterilizirani 6 kom (pak)
88 kn + PDV 25%
110 kn*


2+1

RUČNI INSTRUMENTI
pre-sterilizirani 6 kom (pak)
264 kn + PDV 25%
176 kn + PDV 25%
220 kn* (3 pak)

■ K-FILES

● HEDSTROEM-FILES

▲ K-REAMERS

Micro Mega**RUČNI INSTRUMENTI****K-FILES
HEDSTROEM-FILES
K-REAMERS**

Veličine od #6 do #140
Dužine 25 i 29 mm

RUČNI INSTRUMENTI
6 kom (pak)
68 kn + PDV 25%
85 kn*

4+4

RUČNI INSTRUMENTI
6 kom (pak)
544 kn + PDV 25%
272 kn + PDV 25%
340 kn* (8 pak)

■ K-FILES

● HEDSTROEM-FILES

▲ K-REAMERS

Meta Biomed**GUTTA-PERCHA POINT****Normirane / konicitet 2%**

Opcije promjera:
15, 20, 25, 30, 35, 40, 15-40, 45-80;

GUTTA-PERCHA POINT

120 kom (pak) (normirane)
64 kn + PDV 5%
68 kn*

1+1

GUTTA-PERCHA POINT
120 kom (pak) (normirane)
128 kn + PDV 5%
64 kn + PDV 5%
68 kn* (2 pak)

Meta Biomed**PAPER POINT****Nenormirani / konicitet 2%**

Opcije promjera:
15, 20, 25, 30, 35, 40, 15-40, 45-80;

PAPER POINT

200 kom (pak)
55 kn + PDV 25%
69 kn*

1+1

PAPER POINT
200 kom (pak)
110 kn + PDV 25%
55 kn + PDV 25%
69 kn* (2 pak)

Micro Mega**2 SHAPE****Pojednostavljena endodoncija**

2 Shape je prikladan za gotovo svaki tretman.

Dinamika instrumenata sa TS1 i TS2

- 3 progresivna pokreta gore-dolje cijelom dužinom kanala od kojih su pokreti prema gore - kružni
- umetnite rotirajući instrument u korijenski kanal dok ne osjetite otpor
- izvršite kružni pokret prema gore. Maknite iglicu iz kanala, očistite žlijebove iglice te irigirajte kanal. Potom, nastavite progresivni pokret prema dolje cijelom dužinom kanala.

15%

2 SHAPE IGlice

5 kom (pak)

398 kn + PDV 25%

339 kn + PDV 25%

423 kn*

Opcije:

TS1, TS2, F35, F40

(L 21, 25, 31 mm)

2 SHAPE**PROCEDURE PACK**

5 kom iglica (pak):

MMC N°10 / L25



One flare #25 / 9%

One G #14 / 3% / L29

TS1 #25 / 4% / L25

TS2 \$25 / 6% / L25

340 kn + PDV 25%

425 kn***TRETMAN****ZAVRŠETAK TRETMANA**

Točan protokol ovisi o širini
i obliku korijenskog kanala

Micro Mega**2 SHAPE****GUTTA-PERCHA POINT**

Master gutaperke 2 Shape

Opcije:

TS2 #25 / 6%

F35 #35 / 6%

F40 #40 / 4%

10%

2 SHAPE GUTTA-PERCHA POINT

60 kom (pak)

165 kn + PDV 5%

149 kn + PDV 5%

156 kn*Micro Mega**2 SHAPE****PAPER POINTS**

Master paper points 2 Shape

Opcije:

TS2 #25 / 6%

F35 #35 / 6%

F40 #40 / 4%

10%

2 SHAPE PAPER POINTS

144 kom (pak)

170 kn + PDV 25%

153 kn + PDV 25%

192 kn*

Micro Mega**ONE G**

15%

ONE G IGlice

5 kom

410 kn + PDV 25%

349 kn + PDV 25%

436 kn*


Opcije: L 21, 25, 29 mm

Koja je namjena rotirajućih NiTi iglica i postizanja glatke površine kanala?

Postizanje glatke površine kanala važno je i neophodno za preparaciju. Inicialno se izvodi ručnom MMC iglicom br. 10. U slučaju težeg ulaska u kanal, kada ručne iglice nisu dovoljne, potrebno je koristiti strojne NiTi iglice za postizanje glatke površine.

Karakteristike:

- otpornost na ciklički zamor i pucanje
- posebno korisne za teško pristupačne i visoko mineralizirane zakrivljene kanale
- sigurnost: minimalizira rizik endodontskih pogrešaka, (neravno obrađenih kanala, 'lažnih' kanala...)



Dužine:
21, 25, 29 mm

Točan protokol ovisi o širini
i obliku korijenskog kanala

Micro Mega**ONE FLARE**

15%

ONE FLARE IGlice


5 kom (L 17 mm) (pak)

370 kn + PDV 25%

315 kn + PDV 25%

394 kn***Kako efikasno pripremiti kanal?**

One Flare je NiTi rotirajući instrument s heat-treated T-Wire tehnologijom kojom se postigla bolja otpornost i fleksibilnost iglica. Koristi se na početku tretmana kako bi se eliminirao aksijalni koronarni debris. Time se izbjegava naprezanje instrumenta za oblikovanje kanala i mogućnost njegovog prijevremenog pucanja.



T.Wire

technology

Tehnologija primjenjena na
2Shape i One Flare iglicama za
endodonciju. Veća fleksibilnost,
otpornost i sigurnost

Micro Mega**ONE CURVE****Jedan instrument za oblikovanje korijenskog kanala**

Instrument je iznimno fleksibilan i otporan na pucanje. Imate potpunu kontrolu nad instrumentom.

- pojednostavljena primjena
- bez rizika unakrsne kontaminacije: jednokratna upotreba (za 1 pacijenta - do 8 kanala)
- skraćuje vrijeme obrade kanala, više vremena za irigaciju
- kontinuirana rotacija, brzina 300rpm, torque 2.5 Ncm
- direktni pokret prema dolje cijelom dužinom kanala

Indikacije:

- tretman jednostavnih i složenih korijenskih kanala L21, 25, 31 mm

Dostupne dimenzije:

- #25 / 4% / L21, 25, 31
- #25 / 6% / L21, 25, 31
- #35 / 4% / L21, 25, 31
- #45 / 4% / L21, 25, 31

15%

ONE CURVE IGlice

5 kom (pak)

440 kn + PDV 25%

374 kn + PDV 25%

468 kn*

Opcije: L 21, 25, 31 mm

ONE CURVE PROCEDURE PACK

5 kom iglica (pak):

One Flare #25 / 9%

MMC N°10 / L10

One G #14 / 3% / L25


MMC N°15 / L10

One Curve #25 / 6% / L25

298 kn + PDV 25%

373 kn*

Tehnologija primjenjena na One Curve iglicama za endodonciju.
Kontrolirana memorija, izuzetna savitljivost, postojanost navoja.



Točan protokol ovisi o širini i obliku korijenskog kanala

Micro Mega**ONE CURVE****GUTTA-PERCHA POINT**
Master gutaperke One Curve
#25 / 6%

10%

- ONE CURVE GUTA-PERCHA POINT**
60 kom (pak) (#25 / 6%)
165 kn + PDV 5%
149 kn + PDV 5%
156 kn*

Micro Mega**ONE CURVE****PAPER POINTS**
Master paper points One Curve
#25 / 6%

10%

- ONE CURVE PAPER POINTS**
144 kom (pak) (#25 / 6%)
170 kn + PDV 25%
153 kn + PDV 25%
192 kn**

Meta Biomed**GUTTA-PERCHA POINT**

- Master gutaperke različitog koniciteta
#25 / 4% #25 / 6%
#35 / 6% #40 / 4%

Meta Biomed**PAPER POINT**

- Master paper points različitog koniciteta
#25 / 4% #25 / 6%
#35 / 6% #40 / 4%

GUTTA-PERCHA POINT
60 kom (pak)
79 kn + PDV 5%
83 kn*

1+1

- GUTTA-PERCHA POINT**
60 kom (pak)
158 kn + PDV 5%
79 kn + PDV 5%
83 kn* (2 pak)

PAPER POINT
60 kom (pak)
60 kn + PDV 25%
75 kn*

1+1

- PAPER POINT**
60 kom (pak)
120 kn + PDV 25%
60 kn + PDV 25%
75 kn* (2 pak)

Micro Mega**ONE RECI**

15%

ONE RECI

5 kom (pak)

440 kn + PDV 25%

374 kn + PDV 25%

468 kn***Jedna iglica sa recipročnim pokretima****Efikasno oblikovanje kanala:**

patentirani asimetrični presjek iglice

Sigurnost: visoki koeficijent otpora na pucanje**Fleksibilnost:** C.Wire heat tretman iglica**Minimalna invazivnost:** očuvanje pericervikalnog područja i zuba

440 kn + PDV 25%

374 kn + PDV 25%

468 kn*

Skeniraj i saznaj
više informacija
o iglicama One RECI

**Jedna iglica / Sterilno pakiranje**

- 5 dimenzija


(20/04, 25/04, 25/06, 35/04, 45/04)

- 3 dužine (21 mm, 25 mm, 31mm)

One Flare

K-File
N°15

One G

One RECI
25.06250-400 rpm
Max torque 3 N.cm250-400 rpm
Max torque 1.2 N.cm170°
60°

Točan protokol ovisi o širini
i obliku korijenskog kanala

Micro Mega**REMOVER**

15%

REMOVER

5 kom (pak) (#30 / 7%)

440 kn + PDV 25%

374 kn + PDV 25%

468 kn***Opcije:** L 19, 23 mm400 rpm
Max torque 3 N.cm**Jedan instrument za reviziju**


MicroMega REMOVER mehanički otklanja guta-perku iz kanala bez korištenja otopine. Nakon toga slijedi preoblikovanje kanala korištenjem uobičajenih instrumenata.

Sigurno otklanjanje punila:

- bez upotrebe otapala
- posebne karakteristike materijala iglice povećavaju fleksibilnost i smanjuju mogućnost pucanja
- nerezajući vrh smanjuje mogućnost perforacija
- poseban dizajn za minimalno invazivan pristup

One Flare

Remover

400-800 rpm
Max torque 2.5 N.cm

Skeniraj i saznaj
više informacija
o iglicama REMOVER

Točan protokol
ovisi o širini i obliku
korijenskog kanala

Micro Mega**MM-SEAL**

15%

MM-SEAL

siringa 9 g + 4,5 g (pak)
370 kn + PDV 5%
315 kn + PDV 5%
331 kn*

Punilo na bazi epoksidne smole za trajno punjenje kanala korištenjem gutaperke.

Prednosti

- homogena pasta bez zraka jednostavna za miješanje (pasta/pasta)
- kompatibilna sa svim termo-plastičnim sistemima
- praktična aplikacija
- osigurava hermetičko punjenje
- ulazi u lateralne kanale
- radiopakna svojstva

Micro Mega**MM-PASTE**

15%

MM-PASTE
siringa 2 g (pak)
260 kn + PDV 5%
221 kn + PDV 5%
233 kn*

Pasta na bazi kalcij-hidroksida za privremeno punjenje kanala i prekrivanje pulpe.

Micro Mega**MM-EDTA CREAM**

15%

MM-EDTA CREAM
siringa 2 x 5,4 ml (pak)
260 kn + PDV 25%
221 kn + PDV 25%
277 kn*

Gel za efikasnije čišćenje i širenje korijenskih kanala

Prednosti

- otklanja anorganske substance
- olakšava penetraciju iglica uslijed efekta podmazivanja
- čisti kanale



NEW

Meta Biomed**MD-CLEANER**

35%

MD-CLEANER
100 ml
180 kn + PDV 25%
117 kn + PDV 25%
147 kn*

EDTA otopina

Otklanja anorganske supstance. Koristi se kod kalcificiranih kanala (početno otvaranje). Lakša instrumentacija «omekšanih» stijenka i dentinskih zidova. Na kraju svakog endo tretmana, otklanja smear layer. Praktičan i ekonomičan proizvod.

Micro Mega**MM-MTA**

15%

MM-MTA
kapsula 2 x 0,3 g (pak)
440 kn + PDV 5%
374 kn + PDV 5%
393 kn*

Mineral Trioxide Aggregate

MTA je mineral trioxide cement (punilo) za reparaturu korijenskih perforacija. Koristi se za endodontsku terapiju internih resorpcija, retrogradna punjenja i punjenja perforacija korijenskih kanala. Optimalni rezultati, čak i u vlažnim uvjetima. Radiopakni materijal homogene konzistencije.

- bitno skraćeno vrijeme stvrđnjavanja od 20 min, omogućava punjenje u istoj posjeti.



Meta Biomed

CERA SEAL**Biokeramičko punilo na bazi kalcijum silikata (MTA)**

Idealno punilo kod procesa, otvorenog apeksa, perforacija... Koristi se u kompleksnijim slučajevima. Ima visoku biokompatibilnost. Bez skvrčnjavanja i ekspanzije – jedinstvena stabilnost. Ne šteti ljudskom organizmu

Antimikrobro djejanje: pH vrijednost 12.73
Radioopakan: 8mm Al

CERA SEAL
automix 2 g + pribor
950 kn + PDV 5%
855 kn + PDV 5%
898 kn*



Itena Clinical Products

MTA BIOREP**Biokeramički MTA cement za reparaturu korijenskih perforacija****Karakteristike:**

- punilo na bazi mineral trioxida
- kratko vrijeme stvrdnjavanja
- idealno kod perforacije kanala, apeksifikacije
- idealne konzistencije i radiopaknosti
- bez utjecaja na bojenje zuba

MTA BIOREP
2 x 0,255 g + pribor
260 kn + PDV 5%
221 kn + PDV 5%
233 kn*



Itena Clinical Products

MTA BIOSEAL**Punilo cement na bazi MTA za trajno punjenje korijenskih kanala****Prednosti:**

- punilo na bazi mineral trioxida
- kraće radno vrijeme
- homogena penetracija u tubuluse
- bez utjecaja na bojenje zuba
- povoljna bakteriostatička svojstva

MTA BIOSEAL
4 g + pribor
460 kn + PDV 5%
391 kn + PDV 5%
411 kn*



Meta Biomed

AD SEAL**Trajno punilo na bazi epoksidne smole**

- izvrsna biokompatibilnost
- hermetičko zatvaranje rubova
- dobra radioopaknost

AD SEAL
automix 13,5 g siringa + pribor
320 kn + PDV 5%
240 kn + PDV 5%
252 kn*



Meta Biomed

MD-CHEL CREAM**19% EDTA Gel**

Olkšava preparaciju kanala strojnim instrumentima i reamersima, rad sa kalcificiranim kanalima, sa uskim kanalima u stražnjim zubima te otklanja anorganske supstance.

MD-CHEL CREAM
2x7 g
210 kn + PDV 25%
158 kn + PDV 25%
197 kn*

Meta Biomed**EQ-V****Bežičan aparat za tehniku kontinuiranog punjenja kanala**

Set se sastoji od dva aparata: Fill (punjenje) i Pack (rezanje)

- jednostavna aplikacija i čišćenje nakon korištenja
- postojane karakteristike zagrijavanja
- brzo, konstantno i gusto punilo

Fill: 35 sekundi 200°C


Pack: stalna temperatura

EQ-V SET

FILL aparat
PACK aparat
punjač
Pack Tip (50/04, 60/05)
Kartuša 25 g
GP bar gutaperke 100 kom
10.500 kn + PDV 25%
13.125 kn*

GP BAR GUTAPERKE

100 kom
230 kn + PDV 5%
242 kn*



1. Odaberite glavnu gutaperku
2. Odaberite EQ-V Pack Tip
3. Postavite master gutaperku i otklonite višak sa EQ-V Pack Tip (koristite EQ pluger.)
4. Postavite EQ-V Fill kartušu i sačekajte 5 sekundi.
5. Ispunite polagano kanal toplom gutaperkom.
6. Aplicirajte odgovarajući EQ pluger

Meta Biomed**EQ-CONDENSER****Fleksibilni ručni plugeri**

Pogodni za sve tehnike punjenja:
topla i hladna kondenzacija

Fleksibilni NiTi vršak

- N40 / taper 2%
- N50 / taper 1%
- N60 / taper 1%

Ravan vrh

- S80 / taper 4%
- S100 / taper 2%
- S120 / taper 1%

EQ-CONDENSER

komplet 3 kom
1.350 kn + PDV 25%
1.688 kn*

**PROMO
CIJENE
NA UPUT**

CMS Dental**SOFT-CORE HEATER****Sistem trodimenzionalnog punjenja kanala**

Jednostavan i praktičan sistem trodimenzionalnog punjenja kanala vrućom gutaperkom. Kompatibilan sa svim strojnim i ručnim instrumentacijskim tehnikama. Postoje i CORE REMOVER posebna svrda za otklanjanje plastičnog nosača gutaperke!



20%

SOFT-CORE INTRO SET


pećica za zagrijavanje gutaperki, gutaperke (18 kom), 6 x #20, 6 x #25, 6 x #30, verifiers (6 kom)
2 x #20, 2 x #25, 2 x #30
1.450 kn + PDV 25%
1.160 kn + PDV 25%
1.450 kn*

15%

SOFT-CORE GUTTA-PERCHA

6 kom (pak)

Opcije #:
20, 25, 30, 35, 40,
45, 50, 55, 60, 70
125 kn + PDV 5%
107 kn + PDV 5%
112 kn*



Meta Biomed**EQ-S****Bežični sonični 3D endo irrigator**

Izvrsna efikasnost čišćenja. Brza i jaka irigacija kanala u svim smjerovima. Ima manji pritisak na apeks i lakši pristup zakrivenim kanalima s rotacijskim i vertikalnim pokretima. Nastavci su posebnog oblika sa fleksibilnim nastavcima. Posebno se preporuča korištenje EQ-S i MD-Cleaner preparata.

Težina: 43g

Vrste nastavaka: mala (15/02 bijela), srednja (25/02 crvena) i široka (35/02 zelena)

Vrijeme rada: 9 sati (baterije AA)

EQ-S

3.750 kn + PDV 25%

4.688 kn*

ZAŠTITNA NAVLAKA

100 kom

95 kn + PDV 25%

119 kn*

ENDO TIPSA

30 kom (pak)

440 kn + PDV 25%

550 kn*

Opcije:

N 15 2 %

N 25 2 %

N 35 2 %

Micro Mega**DUAL MOVE****Bežični endo motor sa rotirajućim i recipročnim programom**

- sa kontrolom pokreta, brzine i torque
- odlično rukovanje, jednostavan za korištenje
- podesiv, idealan i za ljevake i dešnjake
- pruža siguran endodontski tretman
- velik broj parametara
- prikladan za sve NiTi iglice
- za samostalno korištenje ili u kombinaciji s apex lokatorom

DUAL MOVE

7.900 kn + PDV 25%

9.875 kn*



W&H

ENDO NiTi KOLJEČNIK

- precisan i praktičan
- mala glava za najbolji mogući pristup mjestu liječenja
- higijenski savršen, lagan za korištenje
- ergonomski dizajn
- odlični klinički rezultati

20%

ENDO NiTi KOLJEČNIK

4.408 kn + PDV 25%

3.526 kn + PDV 25%

4.408 kn*

Micro Mega**DUAL PEX****Električni apex lokator**

- može se koristiti samostalno ili u kombinaciji s Dual Move bežičnim endo motorom
- jednostavan za korištenje, kompaktan i lako se može pozicionirati blizu pacijenta
- minimalistički displej

DUAL PEX

3.900 kn + PDV 25%

4.875 kn*

CMS Dental**ONE STEP HEATER****Sistem trodimenzionalnog punjenja kanala**

Jednostavan i praktičan sistem trodimenzionalnog punjenja kanala vrućom gutaperkom. Kompatibilan sa svim strojnim i ručnim instrumentacijskim tehnikama. Postoje i CORE REMOVER posebna svrdla za otklanjanje plastičnog nosača gutaperke.

20%

ONE-STEP INTRO SET

pećica za zagrijavanje gutaperke, 2 pincete, gutaperke One Step (20 kom) sortirane #20-60, verifiers One Step (6 kom) 2 x #20, 2 x #25, 2 x #30, verifiers (6 kom) #35-60

1.450 kn + PDV 25%

1.160 kn + PDV 25%

1.450 kn*

15%

ONE-STEP GUTA-PERCHA

20 kom (pak)

Opcije #:

20, 25, 30, 35, 40,
45, 50, 55, 60, 70

345 kn + PDV 5%

294 kn + PDV 5%

308 kn*





Čvrstoća
1125 MPa

Kuraray Noritake

KATANA™

ZIRCONIA HTML

High Translucent Multi Layered

Čvrste i estetske restauracije. Struktura od cirkona poput dentina. Uz KATANA Zirconia HTML svjetlo reflektira prirodnu opaknost. Nanošenje keramike na površinu strukture daje najprirodniji rezultat. Ovaj cirkon dostupan je u paleti prirodnih boja. Korištenje ovih diskova idealno je za rad bezmetalnih struktura. HTML diskovi pogodni su za rad krunica i mostova u punoj formi.

KATANA ZIRCONIA HTML

disk 14 mm

1.260 kn + PDV 5%

1.323 kn*

KATANA ZIRCONIA HTML

disk 18 mm

1.590 kn + PDV 5%

1.670 kn*

KATANA ZIRCONIA HTML

disk 22 mm

1.790 kn + PDV 5%

1.880 kn*

Boje: NW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D2, D3



Čvrstoća
748 MPa

Kuraray Noritake

KATANA™

ZIRCONIA STML

Super Translucent Multi Layered

Idealan odnos između translucenostnosti i jačine. Cirkonski protetski radovi u punoj formi izgledaju prirodno. S KATANA Zirconia STML blokovima svjetlo se prenosi u incizalno područje i zaustavlja u cervicalnom području. Na ovaj način imate fleksibilnost izrade lijepih protetskih radova u punoj formi, bez obzira na boju nadogradnje. Ovaj proizvod je prvi na tržištu sa karakteristikom cirkona s bojom i prirodnom translucencijom i gradacijom boje. Rezultat rada s ovim diskovima su izrazito estetski i čvrsti protetski radovi.

KATANA ZIRCONIA STML

disk 14 mm

1.260 kn + PDV 5%

1.323 kn*

KATANA ZIRCONIA STML

disk 18 mm

1.590 kn + PDV 5%

1.670 kn*

KATANA ZIRCONIA STML

disk 22 mm

1.790 kn + PDV 5%

1.880 kn*

Boje: NW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D2, D3



Čvrstoća
557 MPa

Kuraray Noritake

KATANA™

ZIRCONIA UTML

Ultra Translucent Multi Layered

Translucentnost slična caklini. Ljuskice prirodnog izgleda i ostali protetski radovi u prednjoj zoni od cirkona. KATANA Zirconia UTML ima izrazitu transparentnost, zahvaljujući čemu se postiže prirodna boja zuba te rezultat prirodnosti koju želimo postići. Ovaj cirkon ima karakteristike najveće transparentnosti na tržištu uz paletu raspoloživih prirodnih boja zuba. Proizvod je izvrstan i jedinstven!

KATANA ZIRCONIA UTML

disk 14 mm

1.260 kn + PDV 5%

1.323 kn*

KATANA ZIRCONIA UTML

disk 18 mm

1.590 kn + PDV 5%

1.670 kn*

KATANA ZIRCONIA UTML

disk 22 mm

1.790 kn + PDV 5%

1.880 kn*

Boje: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, ENV, EA1, EA2, EA3



KATANA Zirconia Multi-Layered serija ima tri važne karakteristike: ekonomičnost, brzina i preciznost. Digitalna tehnologija daje rješenje i u estetskoj zoni.



NEW FROM AUTUMN

KATANA™ Zirconia YML

- 49% TRANSLUCENTNOST
- 1100 MPa JAĆINA
- BRZO SINTRANJE (54 min.)



T: 051 701 645
E: info@novodent.hr

*cijena izražena sa uračunatim PDV-om



- čvrtoca 763 MPa!
- 15 min obrada + 18 min sintranje
- dostupno za CEREC u 3 veličine, raznih boja

Kuraray Noritake

KATANA™**ZIRCONIA BLOCK STM**

Multi-layered KATANA STM Zirconia Block sa 4 razine cirkona u gradiranim bojama
 Proizvod namijenjen za rad u ordinaciji u prirodnim bojama – efikasniji i brži način rada.

Indikacije:

- krunice u prednjoj i stražnjoj zoni
- ljuskice
- inlej - onlej
- most 3 članova
- optimalna fluidnost
- svjetlosna polimerizacija do 4.5 mm

KATANA ZIRCONIA STM

5 x blok 12Z
 990 kn + PDV 5%

1.040 kn***KATANA ZIRCONIA STM**

5 x blok 14Z
 1.050 kn + PDV 5%

1.103 kn***KATANA ZIRCONIA STM**

5 x blok 14Z L
 1.690 kn + PDV 5%

1.775 kn*

Boje: NW, A1, A2, A3, A3.5,
 A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3,
 D2 i D3

PROMO
CIJENE
NA UPIT

Kuraray Noritake

KATANA™**AVENCIA™****Kompozitni blokovi, hibridna keramika**

Namijenjen za rad u ordinacijama uz visoku estetiku hibridne keramike

Indikacije:

- inlej - onlej
- premolarne krunice
- krunice u prednjoj i stražnjoj zoni
- most 3 članova

KATANA AVENCIA UNIVERSAL

5 x blok 12
 790 kn + PDV 5%

830 kn***KATANA AVENCIA UNIVERSAL**

5 x blok 14L
 840 kn + PDV 5%

882 kn***KATANA AVENCIA CEREC**

5 x blok 12
 870 kn + PDV 5%

914 kn***KATANA AVENCIA CEREC**


5 x blok 14L
 920 kn + PDV 5%

966 kn*

Boje: A2, A3 i A3.5



- dvije veličine
- 12 (jedna krunica) i 14L (most)
- dostupno za CEREC i UNIVERSAL nastavke, raznih boja



Kuraray Noritake

15%

CLEARFIL TWIST DIA**Poliranje kompozita do prirodnog sjaja u 2 koraka**

Stvara prirodni sjaj za vaše restauracije uz samo dva polirera. Ravne, konveksne ili udubljene površine, s TWIST DIA dobivate savršeni rezultat visokog sjaja.

CLEARFIL TWIST DIA SET

6 kom
 365 kn + PDV 25%
 310 kn + PDV 25%

388 kn*

Kuraray Noritake

15%

KATANA™**TWIST DIA****Poliranje cirkona u 3 koraka**

Poliranjem cirkona s TWIST DIA stvara se visoki sjaj. Bez obzira jesu li površine konveksne, konkavne ili ravne, TWIST DIA ostavlja visoki sjaj i visoku estetiku.

KATANA TWIST DIA INTRO SET

3 kom
 255 kn + PDV 25%
 217 kn + PDV 25%

271 kn*



Kuraray Noritake

CERABIEN™ ZR FC**PASTE STAIN**

Inovativni materijal za jednostavnu karakterizaciju restauracija od punog cirkona.

Velika mogućnost reprodukcije boja. Široka paleta plavih i sivih boja daje izvrsnu mogućnost transparentnog efekta u incizalnom području. Dva oblika glazure olakšavaju mogućnost transparentnosti kroz cijelu krunicu.

Glazure (5 g): Glaze, Clear Glaze

Boje (3 g): Light Gray, Dark Gray, Grayish Blue, Blue, Cervical1, Cervical2, Cervical3, A+, B+, C+, D+, White, Mamelon Orange1, Mamelon Orange2, Earth Brown, Reddish Brown, Value, Black, Green1, Green2, Yellow, Salmon Pink, Pink, Red, Fluor

CERABIEN™ ZR FC PASTE STAIN FULL KIT
ključ boja
2 različite glazure x 5 g
25 različitih boja x 3 g
ES Liquid 10 ml
7.950 kn + PDV 5%
8.348 kn*

CERABIEN™ ZR FC PASTE STAIN BASIC KIT
ključ boja
1 glazura x 5 g
7 različitih boja x 3 g
ES Liquid 10 ml
2.490 kn + PDV 5%
2.615 kn*



Kuraray Noritake

SUPER PORCELAIN EX-3**Keramika za metal**

Inovacije za budućnost keramičke tehnologije

Paste (6 g): Opaque NA2, Opaque

Boje (10 g): Body NA2B, Body NA3, Enamel E2, Enamel E3, Luster LT1, Luster Creamy Enamel, Luster CCV-1, Translucent ADT, Translucent TX

SUPER PORCELAIN EX-3 COLOR INTRO KIT
2 paste x 6 g
10 različitih boja x 10 g
Forming Liquid 10 ml
1.429 kn + PDV 5%
1.501 kn*



Kuraray Noritake

CERABIEN™ ZR**LUSTER CCV KIT****Keramika za cirkon**

Visoka estetika i kvaliteta uz prirodan izgled.

Boje (10 g): Lt0, Lt1, T Blue, Aqua Blue 1, Aqua Blue 2, Lt Natural, Lt Super Gray, Creamy Enamel, Sun Bright, Incisal Aureola, Creamy White, Lt Yellow, CCV-1, CCV-2, CCV-3, CCV-4, CCV-2, CCV-3, CCV-4

CERABIEN™ ZR LUSTER CCV KIT
16 različitih boja x 10 g
2.322 kn + PDV 5%
2.439 kn*



Kuraray Noritake

CERABIEN™ ZR**INTERNAL STAIN COMPLETE KIT**

Omogućuju primjenu na složenijim estetskim radovima kako bi se dobio što prirodniji izgled zubi.

Boje (3 g): White, Incisal Blue 1, Incisal Blue 2, Mamelon Orange 1, Mamelon Orange 2, Cv-1, Cv-2, Cv-3, Earth Brown, Reddish Brown, Fluoro, Salmon Pink, Red, A+, B+, C+, D+, Gray, Bright (Dilution)

CERABIEN™ ZR INTERNAL STAIN COMPLETE KIT
ključ boja
19 različitih boja x 3 g
Is Liquid 10 ml
3.600 kn + PDV 5%
3.780 kn*

**PROMO
CIJENE
NA UPIT**



Quick Medical

MEDICINSKE UNIFORME**ŽENSKE & UNISEX**

Dizajnirane za zdravstveni sektor izrađene od mekane mikrofibre od antibakterijskog materijala čime se izbjegava prisutnost loših mirisa. Materijal se ne gužva tako da nije potrebno glaćanje uniforme. Na raspolaganju su modeli: ženske košulje, unisex košulje, unisex hlače te kirurške kape. Dolaze u 9 različitih boja i u veličinama od XS do 3XL. Pranje moguće je sa izbjeljivačem i na 90°. Za one koji to žele postoji mogućnost personalizacije.



**Materijal se ne
gužva pa tako nije
potrebno glaćanje**

**ŽENSKA KOŠULJA**

kratki rukavi
320 kn + PDV 25%
400 kn*

Veličine: XS - XXL
Boje: 9 različitih

**ŽENSKA KOŠULJA**

dugi rukavi
350 kn + PDV 25%
438 kn*

Veličine: XS - XXL
Boje: 3 različite

**UNISEX KOŠULJA**

kratki rukavi
320 kn + PDV 25%
400 kn*

Veličine: XS - 5XL
Boje: 9 različitih*
* 4XL i 5XL
dostupne u 3 boje

**UNISEX KOŠULJA**

dugi rukavi
350 kn + PDV 25%
438 kn*

Veličine: XS - 5XL
Boje: 9 različitih*
* 4XL i 5XL
dostupne u 2 boje

**HLAČE**

unisex
260 kn + PDV 25%
325 kn*

Veličine: XS - 5XL
Boje: 9 različitih*
* 4XL i 5XL
dostupne u 2 boje

**KIRURŠKE KAPE**

unisex
70 kn + PDV 25%
88 kn*

Boje: 9 različitih

**Medicinske uniforme
dolaze u 9 različitih boja**

White / 1011

Beige / 1014

Violet / 1015

Apple Green / 1016

Surgical Green / 1018

Dark Blue / 1019

Grey / 1020

Pink / 1021

Turquoise / 1022



Novi Airflow MAX
nastavak za oba modela
je ultimativno rješenje iz
EMS-a koje osigurava:

MAX učinkovitost
MAX sigurnost
MAX udobnost

Zbog svog specifičnog
dizajna reducira aerosol
tijekom tretmana



Uočite efikasno biofilm pomoću Biofilm Discloser tableta za bojanje.
Night Cleaner idealno rješenje za čišćenje i dezinfekciju EMS aparata.
Ponudu potražite na stranici 36

EMS - Electro Medical Systems

AIRFLOW PROPHYLAXIS MASTER AIRFLOW ONE AIRFLOW STATION

Aparati za profilaksu

Švicarska preciznost i superioran dizajn, pouzdanost i 'know-how' od 1981!

AirFlow Prophylaxis Master

je razvijen u EMS istraživačkom centru sa više od 100 000 sati tehničkog i kliničkog testiranja u suradnji s vodećim svjetskim stručnjacima. AirFlow Prophylaxis je najnovija EMS inovacija za Guided Biofilm Therapy (GBT) - protokol za terapiju biofilma i pruža jedinstveno rješenje za karijes, održavanje i prevenciju parodontitisa. Osmišljen za intenzivno profesionalno korištenje i lako održavanje u skladu s najvišim higijenskim standardima. AirFlow Prophylaxis Master je dizajniran prema najvišim standardima što se tiče izvedbe, sigurnosti i komfora.

Airflow One je jedna od najnovijih inovacija iz EMS-a za GBT. Uredaj je namjenjen kliničarima koji već imaju Piezon NO PAIN modul na svojim stomatološkim jedinicama. Osmišljen je za intenzivnu profesionalnu upotrebu, jedinstvenih ergonomskih svojstava, visoke preciznosti. Lako se održava i u skladu je s najnovijim higijenskim standardima.

ALL-IN-ONE Prophylaxis Station

Novi Airflow mobilni stolci pretvaraju Airflow Prophylaxis Master i Airflow One u kompaktni sistem za profilaksu. Minimalistički dizajn i mogućnost pokreta 360° čine ga idealnim za lagano skladištenje i tjesne prostore. **Station+** omogućuje potpunu autonomnost rada obzirom da nije potreban vanjski izvor vode.

15%

AIRFLOW PROPHYLAXIS MASTER

Nastavci: 1 x Airflow, 1 x Perioflow, 1 x Piezon bežična pedala, komore za prah, 2 x boce (Piezon i Night Cleaner), nova NO PAIN tehnologija, sistem grijanja vode
59.800 kn + PDV 25%
50.830 kn + PDV 25%
63.538 kn*

15%

AIRFLOW ONE

Nastavci: 1 x Airflow, 1 x Perioflow, bežična pedala, komore za prah, 1 x boca za Night Cleaner, nova NO PAIN tehnologija, sistem grijanja vode
47.700 kn + PDV 25%
40.545 kn + PDV 25%
50.681 kn*



Airflow Station svojim minimalističkim dizajnom i mogućnosti pokreta 360° čine ga idealnim za lagano skladištenje i tjesne prostore.

15%

AIRFLOW STATION+

8.750 kn + PDV 25%
7.438 kn + PDV 25%
9.297 kn*

15%

AIRFLOW STATION

7.300 kn + PDV 25%
6.205 kn + PDV 25%
7.756 kn*



Piezon 250 postoji i u jednostavnijoj verziji Piezon 150 koja dolazi bez posude za tekućinu

EMS - Electro Medical Systems

PIEZON 250 & 150

Aparati za uklanjanje kamenca

PIEZON® 250 je aparat za profesionalno uklanjanje kamenca. Zahvaljujući kompaktnom dizajnu, zauzima manje prostora nego list papira formata A5. S ovim aparatom jednostavno se uklanjuju tvrde naslage i mineralizirane nakupine. Nastavak PIEZON karakterizira 6 LED svjetla. Na taj način lakše je uočiti biofilm.

Piezon 150 je kompaktan i jednostavan za korištenje. Za učinkovito uklanjanje kamenca uz maksimalnu preciznost.

Oba uređaja su dostupna u varijantama sa ili bez LED svjetla.

15%

PIEZON 250

sa LED svjetlom
15.200 kn + PDV 25%
12.920 kn + PDV 25%
16.150 kn*

15%

PIEZON 250

bez svjetla
12.900 kn + PDV 25%
10.965 kn + PDV 25%
13.706 kn*

15%

PIEZON 150

sa LED svjetlom
10.600 kn + PDV 25%
9.010 kn + PDV 25%
11.263 kn*

15%

PIEZON 150

bez svjetla
8.300 kn + PDV 25%
7.055 kn + PDV 25%
8.819 kn*



EMS - Electro Medical Systems

AIRFLOW HANDY 3.0 PERIO PREMIUM

Uredaj za ručno sub i supragingivalno pjeskarenje

Mobilan, fleksibilan, jednostavnog dizajna i lagan što osigurava veliki komfor i jednostavno korištenje. Nastao je u istraživačkom centru EMS-a, u Švicarskoj, kao prvi uređaj ove vrste. Može se brzo i jednostavno integrirati s bilo kojom stomatološkom jedinicom te zadovoljiti zahtevne standarde suvremenog profesionalnog čišćenja zubi kroz sub i supragingivalne tretmane.

15%

AIRFLOW HANDY 3.0 PERIO PREMIUM

12.900 kn + PDV 25%
10.965 kn + PDV 25%
13.706 kn*



EMS - Electro Medical Systems

AIRFLOW HANDY 2+

Uredaj za ručno supragingivalno pjeskarenje

Ovaj uređaj odlikuju inovativan dizajn i švicarska preciznost. Posebno je dizajniran za prah veličine granule 40 µm. Učinkovito uklanja biofilm, mrlje i druge djelomično mineralizirane nakupine u teško dostupnim područjima. Ovaj uređaj namijenjen je za oralnu higijenu i profilaksu kod širokog spektra kliničkih primjena - od ortodontskih do implantoloških pacijenata. Jednostavnog je i intuitivnog dizajna, pouzdan i ergonomičan.

15%

AIRFLOW HANDY 2+

7.200 kn + PDV 25%
6.120 kn + PDV 25%
7.650 kn*

SWISS INSTRUMENTS

nastavci za Airflow Prophylaxis Master, Piezon 250 & Piezon 150ULTRA



Idealan za 95% svih kliničkih slučajeva.
NO PAIN tehnologija.

PS-PERIO SLIM INSTRUMENT
880 kn + PDV 25%
1.100 kn*



Idealan za precizno uklanjanje tvrdog supragingivalnog kamenca u svim kvadrantima.

A - INSTRUMENT
880 kn + PDV 25%
1.100 kn*



P - INSTRUMENT
880 kn + PDV 25%
1.100 kn*

Idealan za subgingivalno i supragingivalno uklanjanje kamenca u svim kvadrantima

PI - INSTRUMENT
4 kom
1.920 kn + PDV 25%
2.400 kn*

Koristi se za efikasno čišćenje implantata i protetskih restauracija zahvaljujući posebnom nastavku od PEEK materijala.



EMS - Electro Medical Systems

AIRFLOW PLUS

Uklanja biofilm i mladi kamenac na minimalno invazivan način sa svih tipova površina: cakline, dentina, mekog tkiva, protetskih radova, ortodontskih bravica i površine implantata. Pogodan je za zub i supragingivalno korištenje.

AIRFLOW PLUS

120 gr

200 kn + PDV 25%

180 kn + PDV 25%

225 kn*

10%



EMS - Electro Medical Systems

AIRFLOW POWDER PERIO

Nježan prema mekom tkivu, gingivi i prirodnim površinama zuba. Granule su veličine 25 µm. Ugodnog je, slatkastog okusa - idealan za djecu i osjetljive pacijente.

AIRFLOW POWDER PERIO

120 gr

175 kn + PDV 25%

158 kn + PDV 25%

198 kn*

10%



EMS - Electro Medical Systems

AIR FLOW CLASSIC

Učinkovit u uklanjanju biofilma, mrlja, teške pigmentacije i mladog kamenca. Zbog malih granula i raznih okusa, pacijenti jako dobro reagiraju na ovaj prah. Supragingivalno uklanjanje biofilma.

AIRFLOW CLASSIC

300 gr

190 kn + PDV 25%

171 kn + PDV 25%

214 kn*

10%



EMS - Electro Medical Systems

BIOFILM DISCLOSER

Biofilm je gotovo nevidljiv golim okom. Može se u potpunosti ukloniti tek kad je vidljiv. U tome vam mogu pomoći Biofilm Discloser - tablete za bojanje.

BIOFILM DICLOSER

250 kom

390 kn + PDV 25%

351 kn + PDV 25%

439 kn*

10%



EMS - Electro Medical Systems

NIGHT CLEANER

Idealno rješenje za čišćenje i dezinfekciju EMS aparata osigurava dekontaminaciju i sprječava stvaranje biofilma u svim EMS Airflow aparatima te im produžuje radni vijek.

NIGHT CLEANER

800 ml

140 kn + PDV 25%

126 kn + PDV 25%

158 kn*

10%



EMS - Electro Medical Systems

NEW: AIRFLOW PLUS

Zbog jedinstvenog sastava koji sadrži Erythritol + CPC klinički dokazano umanjuje mogućnost nastanka karijesa, uspješno suzbija stvaranje biofilma i poboljšava ukupno oralno zdravlje. Prah je antialergijski te je ugodnog okusa za pacijente tijekom tretmana. Posebno dizajnirana aluminij-ska boca štiti prah od vlage i smanjuje vanjske utjecaje. Ova boca zamjenjuje 4 standardna pakiranja Airflow Plus praha.

NEW: AIRFLOW PLUS

400 gr

640 kn + PDV 25%

576 kn + PDV 25%

720 kn*

10%

**BYE BYE plastic****NEW: AIRFLOW PLUS u aluminijskoj boci**

- zamjenjuje 4 standardna plastična pakiranja Airflow Plus praha
- **REUSABLE** - brine o okolišu
- prazna boca može koristiti kao boca za vodu - izvrsni giveaway za vaše pacijente



W&H

TIGON +

20%

TIGON+

LCD ekran
Nastavak sa 5 x Ring LED
400 ml spremnika sa grijačem
2 x set instrumenata:
Universal (1U, 3U i 1P)
Endo/Implant (1I i 1E)
24.800 kn + PDV 25%
19.840 kn + PDV 25%
24.800 kn*

**Ultrazvučni skidač kamenca**

Sa TIGON+ uređajem W&H je razvio jedinstveni ultrazvučni skidač kamenca. Specifične prednosti kao što su tri načina rada, veliki i pregledni ekran te bogat izbor nastavaka će u potpunosti olakšati vaš svakodnevni rad. Vaši pacijenti će doživjeti maksimalno ugodan i opuštajući tretman. Ultrazvučni skidač kamenca TIGON+ koristi ugodno zagrijanu tekućinu i sprječava iritacije, čak i kod pacijenata sa osjetljivim zubima.

W&H

PROXEO ULTRA**Ultrazvučni skidač kamenca**

Novi Proxeo Ultra odlikuje Q-link brzi koneksijski sistem, nastavak sa LED prstenom, tanko i savitljivo crijevo, kompatibilan je sa pacemakersima. Veliki izbor standardnih, perio, endo i restorativnih instrumenata sa pripadajućim ključevima za promjenu. Postoje tri modela aparata - PB-510, PB-520 i PB-530.



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2020

20%

PROXEO ULTRA PB-510

sa pripremnikom za spajanje na vodu, žičana pedala nastavak PB-5L instrumenti 1U, 2U, 1P sa ključem za izmjenu
9.980 kn + PDV 25%
7.984 kn + PDV 25%
9.980 kn*

20%

PROXEO ULTRA PB-520

sa spremnikom za tekućinu, žičana pedala, nastavak PB-5L instrumenti 1U, 2U, 1P sa ključem za izmjenu
14.600 kn + PDV 25%
11.680 kn + PDV 25%
14.600 kn*

20%

PROXEO ULTRA PB-530

sa spremnikom za tekućinu, automatska detekcija nivoa tekućine, program za čišćenje, nastavak PB-5L instrumenti 1U, 2U, 1P, 1I sa ključem za izmjenu
16.800 kn + PDV 25%
13.440 kn + PDV 25%
16.800 kn*

PIEZO SCALER TIPS

nastavci za TIGON+ & PROXEO ULTRA

**Supragingivalno i
subgingivalno skidanje
kamenca (U = universal)**



1U ref 05076200
495 kn + PDV 25%
619 kn*



2U ref 05076300
540 kn + PDV 25%
675 kn*



3U ref 05368200
630 kn + PDV 25%
788 kn*

**Subgingivalna terapija
(P = perio)**



1P ref 05370400
710 kn + PDV 25%
888 kn*

**Ispiranje korijenskih
kanala (E = endo)**



1E ref 06367900
835 kn + PDV 25%
1.044 kn*

**Čišćenje površina
implantata (I = implant)**



1I ref 06370500
3 kom
1.950 kn + PDV 25%
2.438 kn*

**Vadenje puknutih endo
instrumenata (E = endo)**



3E ref 06368100
835 kn + PDV 25%
1.044 kn*



W&H

PROXEO TWIST CORDLESS

Ergonomski dizajniran i lagan nastavak, lakši od mnogih pametnih telefona. Karakterizira ga izdržljiva Li-ionska baterija. Jednostavna regulacija bežičnom pedalom. Dolazi u kompletu sa 100 mekih ili tvrdih gumica za poliranje.

20%

PROXEO TWIST CORDLESS PL-40H

nastavak PL-40H
bežična pedala sa punjačem
9.800 kn + PDV 25%
7.840 kn + PDV 25%
9.800 kn*



W&H

PROXEO TWIST MP-66W

U modernoj stomatologiji profesionalno i mehaničko uklanjanje plaka i biofilma je osnovni dio tretmana profilakse. Kolječnik omjera 4:1, bez svjetla omogućava učinkoviti tretman zbog svog ergonomskog dizajna. Dolazi u kompletu sa 144 mekih ili tvrdih gumica za poliranje.

20%

PROXEO TWIST MP-66W

komplet sa 144 gumica

3.050 kn + PDV 25%
2.440 kn + PDV 25%
3.050 kn*



W&H

PROXEO AIR SCALER**Brz, nježan i snažan.**

Spojite ga izravno na turbinski bič i odmah započnite sa skidanjem zubnog kamenca. Veliki izbor nastavaka, integrirani sprej, sterilizirajući instrumenti 1AU, 2AU, 3AU i 1AP sa ključem. U ponudi su modeli sa i bez svjetla, kompatibilni sa različitim spajkama.

20%

PROXEO AIR SCALER ZA-55L

model sa svjetлом

10.300 kn + PDV 25%
8.240 kn + PDV 25%
10.300 kn*

20%

PROXEO AIR SCALER ZA-55

model bez svjetla

6.600 kn + PDV 25%
5.280 kn + PDV 25%
6.600 kn*



W&H

PROXEO AURA**PERIO SET / PROPHY SET**

Proxeo Aura je zračni sistem za poliranje koji uz odgovarajući prah temeljito uklanja supra i subgingivalni biofilm, mrlje i ostale nakupine. U ponudi su dva modela Perio set i Prophy set. Kompatibilni su sa različitim spajkama (W&H, Kavo Multiflex, NSK, Sirona)

20%

PROXEO AURA PROPHY SET W&H

7.250 kn + PDV 25%
5.800 kn + PDV 25%
7.250 kn*

PROXEO AURA PERIO SET W&H

9.050 kn + PDV 25%
7.240 kn + PDV 25%
9.050 kn*



W&H

PROXEO AURA AIR POLISHING POWDER SMOOTH

Sferične čestice uklanjaju supragingivalni biofilm atraumatsko uz zaštitu tkiva. Veličina čestica je 45-75 µm

10%

PROXEO AURA AIR POLISHING POWDER SMOOTH
250 gr
210 kn + PDV 25%
189 kn + PDV 25%
236 kn*



W&H

PROXEO AURA AIR POLISHING POWDER SOFT

Nježno i učikovito uklanja supragingivalni biofilm i mrlje sa površine zuba. Veličina čestica je 40 µm.

10%

PROXEO AURA AIR POLISHING POWDER SOFT
250 gr
140 kn + PDV 25%
126 kn + PDV 25%
158 kn*



W&H

PROXEO AURA AIR POLISHING POWDER SENSITIVE

Atraumatsko uklanjanje supra i subgingivalnog biofilma. Veličina čestica je 25 µm.

10%

PROXEO AURA AIR POLISHING POWDER SENSITIVE
160 gr
200 kn + PDV 25%
180 kn + PDV 25%
225 kn*



FotoSan® LAD
+ ProlacSan®
= FotoSan®

Terapija parodontitisa
i periimplantitisa



Root n' screw brush sastavni je dio pristupa FotoSan® može se koristiti kao sredstvo za prethodno čišćenje



Sastav: sjemenke grejpa, kalendula,
kurkumin, stevia, hijaluronska
kiselina, sodijum karbonat

CMS Dental

FOTOSAN® LAD LAMPA

Idealna solucija za brzu i jednostavnu dezinfekciju tkiva

LAD terapija sa FotoSan 630

- fotokemijska reakcija
- jednostavnost liječenja
- trenutni efekt
- eliminacija krvarenja gingive
- nema rizika od zadržavanja bakterija
- efektivna protiv svih mikroorganizama
- mogućnost ponavljanja terapije
- ograničeni troškovi

20%

FOTOSAN LAD LAMPA STARTER PACK

FotoSan lad lampa
Parodontna četkica 2 mm
FotoSan Agent 1,2 ml (medium)
4 x FotoSan jednokratna tipsa
2 x FotoSan Cover
- jednokratni pokrov za lampu
1 x ProlacSan gel 1,2 ml
- za subgingivalnu aplikaciju
3 x pak ProlacSan probiotičke tablete za kućnu upotrebu
9.500 kn + PDV 25%
7.600 kn + PDV 25%
9.500 kn*

FOTOSAN AGENT

5 x 1,2 ml (pak)
630 kn + PDV 5%
662 kn*

Opcije: high / medium / low

PROLACSAN GEL

1,2 ml
60 kn + PDV 25%
75 kn*

Opcije: high / medium / low

PROLACSAN SET

gel (5 x 1,2 ml)
tablete (15 pak x 30 kom)
1.450 kn + PDV 25%
1.813 kn*

FOTOSAN TIPSE

50 kom (pak)
140 kn + PDV 25%
175 kn*

Opcije: endo / perio / blunt

PROLACSAN TABLETE

30 kom (pak)
120 kn + PDV 25%
150 kn*

FOTOSAN COVER

10 kom (pak)
95 kn + PDV 25%
119 kn*

CMS Dental

ROOT N' SCREW BRUSH™

15%

Učinkovito čišćenje

Služi kao nadopuna vašoj ručnoj instrumentaciji i ultrazvučnom čišćenju površine korijena i implantata. Root n' screw brush™ je četkica za jednokratnu upotrebu, dostupna u promjerima 2 i 3 mm. Vlakna četkice proizvedena su od najlon-a. Koristi se na 200-600 rpm.

Indikacije:

- čišćenje parodontnih džepova
- periimplantitis
- kirurgija
- čišćenje korijenskih kanala nakon preparacije za nadogradnju

ROOT N' SCREW BRUSH

6 kom (pak)
205 kn + PDV 25%
174 kn + PDV 25%
218 kn*

Opcije: PerioBrush D2 ili D3

4+1

ROOT N' SCREW BRUSH

6 kom (pak)
1.025 kn + PDV 25%
820 kn + PDV 25%
1.025 kn* (5 pak)

Itena Clinical Products

KLIRICH PRO

Parodontni oralni gel

Indikacije:

Klirich je oralni gel od prirodnih sastojaka patentiran u Francuskoj. Gel se koristi kod odraslih osoba za smanjivanje upalnih stanja poput gingivitisa, krvarenja, gingivalnih recesija i gingivalnih džepova. Posebno se preporuča u slučajevima mukozitisa, tretiranja afti, implantologiji i post-operativnim stanjima.

30%

KLIRICH PRO

siringa 2 x 3 ml (pak)
470 kn + PDV 5%
329 kn + PDV 5%
345 kn*

Svojstva:

- antimikroban gel, koagulativan, protuupalan, smanjuje bolnost, sprječava loš zadah

Botiss Biomaterials**CERABONE®**

Biološki materijal goveđeg porijekla u dvije veličine granulacije. Granulacija 0.5-1 mm preporuča se za manje defekte i regeneracije oko zuba i implantata.

Karakteristike

- struktura materijala sa mineralima i porozitetima ima visok stupanj oseokonduktivnosti i po strukturi je vrlo slična humanoj kosti
- visoki stupanj čistoće hidroxyapatita
- 100%-tно је без протеина
- може се користити у комбинацији са аутологном kosti и другим biomaterijalima
- користи се за све augmentacijske tehnike u implantologiji i parodontologiji
- производ је знативно документиран

CERABONE

1 ml
585 kn + PDV 5%
614 kn*

2 ml
925 kn + PDV 5%
972 kn*

5 ml
1.360 kn + PDV 5%
1.428 kn*



- Купњом CERABONE 5 ml бирате **GRATIS** Cerabone (1 ml) или Collafleece (3 kom)

**NEW**Botiss Biomaterials**CERABONE® PLUS**

Biološki materijal goveđeg porijekla sa hijaluronom koji pomaže u cijeljenju i stabilizaciji mekih tkiva.

CERABONE PLUS

granulat 0.5 - 1.0 mm (0,5 ml)
490 kn + PDV 5%
515 kn*

granulat 0.5 - 1.0 mm (1 ml)
690 kn + PDV 5%
725 kn*

Botiss Biomaterials**JASON® MEMBRANA**

Resorptivna kolagena membrana (pericardium) za vođenu regeneraciju kosti.

Karakteristike

- dugotrajna funkcija - vrijeme resorpције 3 - 4 mjeseca
- biokompatibilna, stabilna, jednostavna za rukovanje
- за кориштење у implantologiji, parodontologiji, oralnoj kirurgiji i CMF
- dostupna u različitim veličinama, ovisno o veličini i volumenu regeneracijskog zahvata.

JASON MEMBRANA

15 x 20 mm (1 kom/pak)
598 kn + PDV 5%
628 kn*

20 x 30 mm (1 kom/pak)
855 kn + PDV 5%
898 kn*

30 x 40 mm (1 kom/pak)
1.120 kn + PDV 5%
1.176 kn*



- Купњом Jason membrane 15x20 i 20x30 mm бирате **GRATIS** Cerabone (1 ml) или Collafleece (3 kom)

COLLAFLEECE

2 x 2 cm (12 kom/pak)
1.540 kn + PDV 5%
1.617 kn*



- Купњом COLLAFLEECE pakiranja (12 kom/pak) бирате **GRATIS** Collafleece (3 kom)

Botiss Biomaterials**COLLAFLEECE®****Kolagenska spužvica**

- resorptivna kolagenska spužvica-membrana;
- vrijeme resorpције 4 tjedna;
- има изврсни hemostatski efekt;
- лака за apliciranje;
- користи се за regeneracije manjih defekata u implantologiji, prekrivanje graftova, заштита Šnajderove membrane код sinus lifta, ekstrakcijske rane.



Botiss Biomaterials

COLLPROTECT® MEMBRANA

Resorptivna kolagena membrana nahrapavljene i porozne trodimenzionalne strukture. Zahvaljujući svojoj strukturi meka tkiva se brzo integriraju uz površinu membrane, te zaraštavaju čak i uz prisutnost dehiscencije. Resorpcija membrane izbalansirana je sa procesom koštane regeneracije i traje 8-12 tjedana.

Indikacije

- implantologija, parodontologija, oralna i maksilofacialna kirurgija
- prezervacija alveole
- augmentacija grebena
- koštana i tkivna regeneracija uz upotrebu biomaterijala
- parodontalni koštani defekti

**GRATIS**

- Kupnjom Collprotect membrane 15x20 i 20x30 mm birate **GRATIS** Cerabone (1 ml) ili Collafleece (3 kom)



Botiss Biomaterials

COLLA CONE®**Nativni kolagen u konusu**

Kolagen koji služi kao zaštitni zavoj u procesu cijeljenja rana, kao i prirodni matriks koji pruža strukturu za novo stvaranje kosti.

Svojstva:

- resorpcija unutar 2-4 tjedna
- učinkovita lokalna hemostaza
- trodimenzionalni matriks za urastanje tkiva

COLLA CONE

12 kom/pak
700 kn + PDV 5%
735 kn*

PROMO CIJENE NA UPIT

Botiss Biomaterials

PERMAMEM®**Nova sintetska membrana za regeneraciju koštanih defekata.**

PermaMem je neresorptivna, biološki inertna i biokompatibilna membrana od 100% politetrafluoridetilena(PTFE) visoke gustoće što sprječava penetraciju bakterija i staničnih formacija.

Svojstva:

- 100% sintetska PTFE membrana
- ultra tanka (oko 0.08 mm)
- štiti od bakterija zbog guste strukture
- jednostavna za vađenje zbog slabe integracije sa tkivom
- nije potrebno primarno zatvaranje tkiva
- podržava formiranje prostora
- jednostavno cijeljenje zbog plave boje
- minimalno okolno oštećenje zahvaljujući okruglim rubovima
- jednostavna fiksacija šivanjem ili pinovima
- istovjetno korištenje objih strana membrane

Indikacije

- Implantologija, parodontologija, oralna i maksilofacialna kirurgija, vođena regeneracija kosti (GBR) i tkiva (GTR)
- prezervacija alveole i grebena
 - horizontalna, vertikalna augmentacija kosti
 - fenestracije i defekti dehiscencije
 - intraosealni defekti (1-3 zida)
 - furkacijski defekti I. i II. klase

PERMAMEM MEMBRANA
15 x 20 mm (1 kom/pak)
380 kn + PDV 5%
399 kn*

20 x 30 mm (1 kom/pak)
550 kn + PDV 5%
578 kn*

30 x 40 mm (1 kom/pak)
780 kn + PDV 5%
819 kn*

Botiss Biomaterials**MUCODERM®****3D graft mekog tkiva**

Kolageni matriks tkiva dobiven od životinjskog dermisa koji se sastoji od kolagena i elastina. Nudi sigurnu alternativu autolognom vezivnom tkivu kod mnogih indikacija za transplantaciju mekih tkiva.

Svojstva:

- rapidna revaskularizacija i integracija
- zamjena mekog tkiva bez nepčanog transplantata
- vrijeme resporije 6-12 mjeseci
- debljina 1.2-1.7 mm

Indikacije:

- augmentacija mekih tkiva
- prekrivanje korijena
- nadomještanje mekih tkiva u kombinaciji s regeneracijom tkiva i kosti

MUCODERM

15 x 20 mm (1 kom/pak)

1.020 kn + PDV 5%

1.071 kn*

20 x 30 mm (1 kom/pak)

1.320 kn + PDV 5%

1.386 kn*

30 x 40 mm (1 kom/pak)

1.840 kn + PDV 5%

1.932 kn*

**PROMO
CIJENE
NA UPIT**

Botiss Biomaterials**MUCODERM® PUNCH**

Novi okrugao Mucoderm® posebno za 'Socket Seal' tehniku – jednostavno korištenje bez adaptacije u ovom obliku – stabilizira krvni ugrušak, štiti alveolu od kontaminacije i pomaže očuvanju oblika mekih tkiva.

MUCODERM PUNCH

1 kom/pak

420 kn + PDV 5%

441 kn*Botiss Biomaterials**MAXRESORB®**

MAXRESORB je inovativni bifazični kalcijum fosfat potpuno sintetskog porijekla namijenjen koštanim regeneracijama. Materijal se sastoji od homogene kompozicije 60% hidroxyapatita (HA) i 40% β -trikalcijum fosfata (β -TCP). Ovakav sastav potpomaže formaciju novog vitalnog koštanog tkiva uz zadržavanje volumena i mehaničke stabilnosti. Veliki oseokonduktivni kapacitet rezultat je velikog poroziteta čestica i njihove nano strukture. Materijal postoji u dvije veličine čestica 0.5-1 mm i 0.8-1.5 mm.

MAXRESORB

0.5-1.0 mm (0,5 ml)

360 kn + PDV 5%

378 kn*

0.5-1.0 mm (1 ml)

498 kn + PDV 5%

523 kn*

0.8-1.5 mm (0,5 ml)

360 kn + PDV 5%

378 kn*

0.8-1.5 mm (2 ml)

810 kn + PDV 5%

851 kn***MAXRESORB INJECT**

0.5 cc

635 kn + PDV 5%

667 kn*

1 cc

840 kn + PDV 5%

882 kn*

2,5 cc


1.135 kn + PDV 5%

1.192 knBotiss Biomaterials**MAXRESORB® INJECT**

Novi jedinstveni četverofazni biomaterijal u obliku paste. Jedinstvena struktura sadrži vodeni gel, aktivni hidroxyapatit i granule maxresorba (60% hidroxyapatita (HA) i 40% β -trikalcijum fosfata (β -TCP)). Gel oblik materijala osigurava odlično oblikovanje, modeliranje i dosijedanje na kost i okolne strukture.

Indikacije:


- sinus lift
- horizontalna i vertikalna koštana augmentacija
- intrakoštani defekti i ekstrakcijske rane
- peri-implantarni defekti i defekti furkacija zubi.



EDUCEN je edukacijski centar sa svim potrebnim resursima za stjecanje teorijskog i praktičnog znanja za edukaciju iz dentalne medicine. Sastoji se od praktikuma gdje se stječu potrebne vještine i znanja za rad na pacijentu, interaktivna predavaona za teorijski dio, te sala za sastanke i prostorom za druženje.



Praktikum je opremljen fantomima što omogućuje simulaciju rada u ustima pacijenta.



DENTALNI EDUKACIJSKI CENTAR
POWERED BY NOVODENT



RESORBIRAJUĆI

Serag Wiessner

SERAFIT®

Pleteni resorbirajući konac sa poliglikolnom kiselinom (PGA), multifilament

Karakteristike:

- ugodan za rukovanje
- tanki konac iznimne čvrstoće
- ne nakuplja plak

Resorpacija: 50% inicijalne čvrstoće nakon 15 do 20 dana, 100 % resorpcije nakon 60-90 dana

SERAFIT ▲ 4-0, 5-0 (24 kom / pak)

930 kn + PDV 5%

744 kn + PDV 5% / **782 kn***


20%

1.860 kn + PDV 5% / **1.953 kn* (3 pak)****SERAFIT ● 4-0, 5-0 (24 kom / pak)**

1.010 kn + PDV 5%

808 kn + PDV 5% / **849 kn***

20%

2.020 kn + PDV 5% / **2.121 kn* (3 pak)**

RESORBIRAJUĆI

Serag Wiessner

SERAPID®

Pleteni resorbirajući konac sa poliglikolnom kiselinom (PGA), multifilament, neobojeni

Karakteristike:

- visoka inicijalna čvrstoća čvora
- jednostavno vezivanje čvora
- kratko vrijeme resorpcije

Resorpacija: 50% inicijalne čvrstoće nakon 5 do 7 dana, 100 % resorpcije nakon 42 dana

SERAPID ▲ 4-0, 5-0 (24 kom / pak)

950 kn + PDV 5%

760 kn + PDV 5% / **798 kn***

20%

1.900 kn + PDV 5% / **1.995 kn* (3 pak)****SERAPID ● 4-0, 5-0 (24 kom / pak)**

1.010 kn + PDV 5%

808 kn + PDV 5% / **849 kn***

20%

2.020 kn + PDV 5% / **2.121 kn* (3 pak)**

RESORBIRAJUĆI

Serag Wiessner

SERAFAST®

Resorbirajući konac sa poliglikolnom kiselinom (PGA) i kaprolaktonom, monofilament, ljubičasti ili neobojeni

Karakteristike:

- jednostavno rukovanje
- izrazito glatko prolazi kroz tkivo
- kratko vrijeme resorpcije

Resorpacija: 50% inicijalne čvrstoće nakon 8 do 13 dana, 100 % resorpcije nakon 90 - 120 dana

SERAFAST ▲● 4-0, 5-0 (24 kom / pak)

915 kn + PDV 5%

732 kn + PDV 5% / **769 kn***

20%

1.830 kn + PDV 5% / **1.922 kn* (3 pak)**

RESORBIRAJUĆI

Serag Wiessner

SERAFIT PROTECT®

Pleteni resorbirajući konac sa poliglikolnom kiselinom (PGA) sa klorheksidinom, multifilament

Karakteristike:

- antibakterijski učinak
- ugodan za rukovanje
- tanki konac iznimne čvrstoće
- ne nakuplja plak

Resorpacija: 50% inicijalne čvrstoće nakon 15 do 20 dana, 100 % resorpcije nakon 60-90 dana

SERAFIT PROTECT ▲● 4-0, 5-0 (24 kom / pak)

1.020 kn + PDV 5%

816 kn + PDV 5% / **857 kn***

20%

2.040 kn + PDV 5% / **2.142 kn* (3 pak)**

NERESORBIRAJUĆI

Serag Wiessner

SERAFLEX®

- svila, neobojeni ili crni
- neresorbirajući multifilamentni konac

Karakteristike:

- sigurnost čvora
- izrazito glatko prolazi kroz tkivo
- vrlo jednostavno rukovanje

SERAFLEX ▲● 3-0, 4-0, 5-0 (24 kom / pak)

510 kn + PDV 5%

408 kn + PDV 5% / **429 kn***

20%

1.020 kn + PDV 5% / **1.071 kn* (3 pak)**



NERESORBIRAJUĆI

Serag Wiessner

TERYLENE®

- multifilament, obložen, zeleni ili neobojeni
- neresorbirajući poliester

Karakteristike:

- univerzalni šavovi
- izrazito glatko prolazi kroz tkivo
- vrlo visoka linearna i inicijalna čvrstoća čvora
- vrlo jednostavno rukovanje

TERYLENE ▲● 3-0, 4-0, 5-0 (24 kom / pak)

510 kn + PDV 5%

408 kn + PDV 5% / **429 kn***2+1 1.020 kn + PDV 5% / **1.071 kn* (3 pak)**

NERESORBIRAJUĆI

Serag Wiessner

SERAPREN®

- monofilament, plavi
- neresorbirajući polipropilenski konac

Karakteristike:

- najbolji rezultati u zatvaranju kožnih rana
- vrlo visoka inicijalna čvrstoća
- pouzdana sigurnost čvora
- minimalan memorijski efekt zbog dužine

SERAPREN ▲ 5-0, 6-0 (24 kom / pak)

670 kn + PDV 5%

536 kn + PDV 5% / **563 kn***2+1 1.340 kn + PDV 5% / **1.407 kn* (3 pak)**

NERESORBIRAJUĆI

Serag Wiessner

SERALENE®

- monofilament, plavi
- neresorbirajući poliviniliden fluorid

Karakteristike:

- održana inicijalna čvrstoća
- sigurnost čvora
- gotovo bez memorijskog efekta nakon istezanja
- najbolji rezultati u vaskularnoj kirurgiji

SERALENE ▲ 5-0 (24 kom / pak)

690 kn + PDV 5%

552 kn + PDV 5% / **580 kn***2+1 1.380 kn + PDV 5% / **1.449 kn* (3 pak)****SERALENE ● 5-0** (24 kom / pak)

790 kn + PDV 5%

632 kn + PDV 5% / **664 kn***2+1 1.580 kn + PDV 5% / **1.659 kn* (3 pak)****SERALENE ▲● 6-0** (24 kom / pak)

940 – 1.210 kn + PDV 5%

752-968 kn + PDV 5% / **790-1.017 kn***2+1 1.974-2.541 kn + PDV 5% / **2.073-2.541 kn* (3 pak)**

NERESORBIRAJUĆI

Serag Wiessner

SERALON®

- monofilament, neobojeni ili plavi
- neresorbirajući poliamidni konac

Karakteristike:

- najbolji konac za kožne šavove
- izuzetno glatko polaženje kroz tkivo
- vrlo visoka linearna i inicijalna čvrstoća čvora - na sitnim dimenzijama

SERALON ▲● 4-0, 5-0 (24 kom / pak)

710 kn + PDV 5%

568 kn + PDV 5% / **597 kn***2+1 1.420 kn + PDV 5% / **1.491 kn* (3 pak)**

NERESORBIRAJUĆI

Serag Wiessner

SERAMON®

- Inertni PTFE konac velike flekibilnosti i čvrstoće- monofilament, neobojeni
- politetrafluoretilen (PTFE)

Karakteristike:

- pouzdan za kirurške postupke
- vrlo nizak koeficijent trenja
- antiadhezivan
- minimalna memorija

SERAMON ▲● 4-0, 5-0, 6-0 (24 kom / pak)

1.840 – 2.040 kn + PDV 5%

1.472 - 1.632 kn + PDV 5% / **1.546-1.714 kn***2+1 3.680-4.080 kn + PDV 5% / **3.864-4.284 kn* (3 pak)**

**Xeal™ and TiUltra™**

Welcome to the Mucointegration™ era.
Surface chemistry cells can't resist.

Sinergija površina Dvije površine Xeal i TiUltra rezultat su desetljeća istraživanja i iskustva sa nahrapavljenim anodiziranim površinama. Od protetske nadogradnje do apeksu implantata koristimo kemijski modificiranu površinu i topografiju površine koja je optimizirana za integraciju tkiva i kosti na svim razinama. Xeal površina na protetskim nadogradnjama za mukointegraciju ili bržu integraciju mekih tkiva. To je osnova dugotrajne stabilnosti i zdravlja mekih tkiva. TiUltra je gradirana površina implantata, od umjerenog do više nahrapavljenog površina na apeksu implantata.



Video
Xeal™ and TiUltra™
nobelbiocare.com

**NobelActive®**

An implant like no other.

Jedinstveni dizajn implantata za odličnu primarnu stabilnost i estetske rezultate. Osmjesi iza kojih stoji znanost: više od 10 godina kliničkog istraživanja uz stopu uspjeha od 98.5% u 41 studiji i 14300 implantata na 2600 pacijenata. To je implantat za imedijatno opterećenje uz estetske i funkcione prednosti za pacijenta.



Video
NobelActive®
nobelbiocare.com

**NobelReplace® Conical Connection**

Proven performance, enhanced esthetics.

Originalni tapered oblik implantata osigurava precizan dosjed u ispreparirano ležište i daje platformu za prirodnu estetiku. Posebno ima prednost u ograničenim anatomskim prostorima zbog preciznosti i dodatne sigurnosti u kirurškom radu.



Video
NobelReplace® Conical Connection
nobelbiocare.com

**NobelPearl™**

Unique metal-free, two-piece ceramic dental implant solution. An evolution of ceramic implants.

Jedinstveni bezmetalni keramički implantat u dva dijela (implantat i protetska nadogradnja). Evolucija u keramičkim implantatima. Diferencirajte svoju praksu sa ovim inovativnim 100% metal-free i cement-free rješenjem. Implantaloško rješenje koje obozavaju meka tkiva.



Video
NobelPearl™
nobelbiocare.com


**NobelPro Line™**

Master the extreme with our outstanding, most comprehensive treatment range and training. Treat the most challenging cases. Transform more patients' lives.

Za posebno zahtjevne slučajevne velikih resorpacija u gornjoj čeljusti nudimo implantate duže od 18 mm - NobelSpeedy i NobelZygoma u različitim promjerima i dužinama. Dostupna rješenja za sve oblike bezubosti prilagođeno potrebama vaših pacijenata.



Video
NobelPro Line™
nobelbiocare.com

**NobelParallel™ Conical Connection**

A simply straightforward implant system.
Exceptional versatility for universal use

Izuzetna svestranost u kliničkom korištenju. Fleksibilnost koju obozavaju početnici i iskusni implantolozi. Namijenjen za brojne slučajevne od jednog do više implantata, prednja i stražnja područja, nadomjestak jednog ili više zuba kao i potpune bezubosti. Jednostavna i jasna procedura.



Video
NobelParallel™ Conical Connection
nobelbiocare.com

Nobel Biocare is about you,
for your patient.



Multi-unit Abutment

Key to the original All-on-4® treatment concept.

Ključ uspjeha za sva protetska rješenja na vijak i All-on-4 rješenja. Jedan jedini originalni Multi-unit. Dostupan sa Xeal površinom i Snap funkcijom za precizniju izradu provizornih rješenja.



Video
Multi-unit Abutment
nobelbiocare.com



On1™ concept

Preserve the soft-tissue attachment without compromising flexibility.

On1 koncept je nadogradnja koja ima bazu koja omogućava da se očuva pričvršna gingiva uz mogućnost izrade fleksibilnih protetskih rješenja. Platforma konekcije implantata i nadogradnje je sada na razini mekih tkiva. On1 baza ugrađuje se tijekom ugradnje implantata i ostaje u tom položaju tijekom protetske faze.



Video
On1™ concept
nobelbiocare.com



Local production


Offering a broad selection of options to help you meet your needs.

Poboljšajte svoju profitabilnost vlastitom in-house proizvodnjom u laboratoriju uz originalne NobelBiocare komponente (linkove). NobelBiocare biblioteka je dostupna za korisnike DTX Studio Lab softvera, 3Shape i exocad softvera.

- Mogućnosti lokalne proizvodnje:
- Protetske nadogradnje na Universal Base
- TempShell – imedijatna protetska rješenja
- 3D printani modeli
- Kirurške šablone



Video
Local Production
nobelbiocare.com



NobelProcera® restorations

Reliable partner with over 30 years of CAD/CAM production experience. We are here to help you build a reputation with your restorations.

NobelProcera 30 godina na tržištu. Individualne protetske nadogradnje. Precizan dosjed nadogradnja-implantat. Moguća protetska rješenja na vijak i cementiranje. Mogućnost korekcije angulacije kuteva. Protetska rješenja u punoj anatomskoj formi. 100% cement free.



Video
NobelProcera® Restorations
nobelbiocare.com



Universal Base

**Abutments, made your way.
Versatility you can base your success on.**

Titanske baze za izradu individualnih nadogradnji na vijak u vašem laboratoriju na razini implantata i na razini multi-unit nadogradnje. Dostupne za analogne i digitalne procedure rada.



Video
Universal Base
nobelbiocare.com

NobelProcera® Zirconia Implant Bridge

NobelProcera® Zirconia Implant Bridge simplifies the partnership between clinician and technicians thanks to restorative freedom.

Sadaje dostupno za korisnike DTX Studio™ Lab and 3Shape® skenera. Novi NobelProcera® Zirconia Implant Bridge pojednostavljuje komunikaciju između stomatologa i dentalnog tehničara zahvaljujući restorativnoj fleksibilnosti. Dostupno u 10 nijansi prema Vita ključu. Izrada struktura u punoj formi, cut-back, struktura sa ili bez mekog tkiva. Bez cementa. Opsežna fleksibilnost. Stvoreno za estetiku. Pojednostavljuje protokoli i štedi vrijeme izbjegavajući fazu lijepljenja.



Cirkonske strukture na zubima, implantatima i protetskim nadogradnjama

Korekcija kuta u cirkonskim strukturama na implantatima do 55°



Video
NobelProcera® Zirconia Implant Bridge
nobelbiocare.com



All-on-4® treatment concept

**Life-changing treatment
- a new smile in a day!**

Originalno rješenje bez koštane regeneracije za potpunu bezubost na četiri implantata. Efikasan, brz, fiksni protokol. Dokumentiran i dokazan kroz 150.000 tretiranih pacijenata uz uspjeh od 98% u 7.5 godina



[Video
All-on-4®
nobelbiocare.com](#)



Galvo Surge

**A new approach to implant cleaning.
When dentistry meets chemistry.
Fight peri-implantitis with
the power of bubbles.**

Aparat namijenjen za čišćenje svih titan-skih površina implantata. Periimplantitis ne mora nužno značiti gubitak implantata. GalvoSurge metoda nudi novi pristup i novo rješenje na bazi kemijske elektrolize. Čista površina stvara preduvjet koštane regeneracije oko implantata i mogućnost ponovne oseointegracije.



NobelGuide®

**Industrially produced surgical
templates that fit.**

NobelGuide, omogućava rad u DTX Studio aplikaciji za digitalno vođenu implantologiju, je NobelBiocare koncept za protetsko vođenje implantoloških tretmana. NobelGuide omogućava rad djelomično i potpuno vođenom kirurškom šablonom. Šabloni prate različiti uložci i protokoli, te odgovarajući kirurški setovi. Rad sa kirurškim šablonama posebno se preporuča početnicima implantologima, kao i u uskim područjima i područjima u blizini alveolarnog živca. Vođena implantologija rezultira ispravnom angulacijom, smjerom i dubinom bušenja željenog implantata. Veća točnost i predvidljivost u poziciji implantata u odnosu na freehand kirurgiju



[Video
NobelGuide®
nobelbiocare.com](#)



Our History

U povijesti dentalne implantologije Nobel Biocare ima jedinstveno mjesto. Od početka do danas potičemo razvoj dentalne implantologije i struke vođeni potrebama pacijenata. Kompanija je inovativna i tijekom posljednjih 50-tak godina donijela je brojne inovacije u dentalnu struku.

Sve je započelo 1952.godine kada je prof. Per-Ingvar Branemark otkrio koncept oseointegracije.

1965

Ugrađen je prvi titanski implantat kod pacijenta

1988

Prof.Branemark izumio je zigomatične implantate

1989

Dr.Mats Andersson postavio je temelje digitalizacije u struku: prva keramička CAD/CAM nadogradnja

1997

Nastaje prvi tapered implantat

1998

Dr.Paulo Malo razvija revolucionarni koncept All-on-4

2000

TiUnite i početak nahrapavljenih površina implantata

2005

Početak ere imedijatnog opterećenja i funkcije – FDA odobrava koncept Nobel Biocare-a

2005

Inovacija: Kirurški vođena implantologija i implantološko planiranje

2019

Početak ere mukointegracije



DTX Studio Implant

From diagnostics, to treatments to collaboration and follow-up. For your entire team, for your patient.

Softver za implantološko planiranje ugradnje implantata svih vodećih implantacijskih sustava sukladno anatomiji pacijenta i protetskim zahtjevima. Planirajte već pri prvoj posjeti. Pretvorite plan u realnost korištenjem kirurških šabloni i aplicirajte 3D vođenu implantologiju.



PureSet™ Trays

Ease, speed and hygiene, all-in-one with PureSet freehand and guided surgery kits for conical connection implant systems.

Inovativni, brzi, higijenski all-in-one PureSet kazete za kirurške i protetske faze rada. Setovi zadovoljavaju najviše norme medicinskih setova i uskladeni su sa EU i FDA regulativom. Higijena bez kompromisa.



[Video
PureSet™ Trays
nobelbiocare.com](#)



SMILES
supported
by science




nobelbiocare.com
novodent.hr



THE NEXT SENSATION

by Alpha-Bio Tec.



The Complete **MULTINEO™** Implant Family

MultiNeO™ family sadrži implantate sa 3 vrste protetskih veza:



**Conical Narrow
Connection (CHC)**



**Conical Standard
Connection (CS)**




**Internal Hex
Connection (IH)**

.....

Svaka protetska veza ima svoju protetsku liniju komponenata.
Dostupne protetske komponente na cementiranje i na vijak.

Prednosti i karakteristike dizajna implantata



CadCam

CadCam komponente za sva protetska rješenja:

- ✓ Nadomjestak jednog ili više zuba
- ✓ Totalne bezubosti



EURONDA

UBRUSI U ROLI
60 kom (pak)
raznih boja

20% 115 kn + PDV 25%
92 kn + PDV 25%
115 kn*

2+1 345 kn + PDV 25%
230 kn + PDV 25%
288 kn* (3 pak)



EURONDA

SISALKE
100 kom (pak)
fleksibilne, od
netoksične
plastike, sa
vrškom koji se
skida, raznih boja

20% 22 kn + PDV 25%
18 kn + PDV 25%
22 kn*

2+1 65 kn + PDV 25%
43 kn + PDV 25%
54 kn* (3 pak)



EURONDA

UBRUSI ZA PACIJENTA
33 x 45 cm
500 kom (pak)
celulozni, vodootporni,
raznih boja

20% 160 kn + PDV 25%
128 kn + PDV 25%
160 kn*

2+1 480 kn + PDV 25%
320 kn + PDV 25%
400 kn* (3 pak)



EURONDA

ZAŠTITNE MASKE U BOJI
50 kom (pak)
antialergijske, ugodne za nošenje, troslojne,
sa fleksibilnom gumicom, raznih boja
cijena na upit



EURONDA

ZAŠTITNE MASKE - CVJETNI UZORAK
50 kom (pak)
antialergijske, ugodne za nošenje, troslojne,
sa fleksibilnom gumicom, 5 cvjetnih boja
cijena na upit



EURONDA

KIRURŠKA KAPA
1 kom, raznih boja
cijena na upit



EURONDA

ČAŠE - BIJELE
166 ml
100 kom (pak)
plastične

20% 16 kn + PDV 25%
13 kn + PDV 25%
16 kn*

3+1 63 kn + PDV 25%
47 kn + PDV 25%
59 kn* (4 pak)



EURONDA

ČAŠE - U BOJI
200 ml
100 kom (pak)
plastične, raznih boja

20% 18 kn + PDV 25%
14 kn + PDV 25%
18 kn*

3+1 70 kn + PDV 25%
53 kn + PDV 25%
66 kn* (4 pak)



EURONDA

**ČAŠE
CVJETNI UZORAK**
200 ml
100 kom (pak)
plastične, 4 cvjetne boje

20% 26 kn + PDV 25%
21 kn + PDV 25%
26 kn*

3+1 102 kn + PDV 25%
77 kn + PDV 25%
96 kn* (4 pak)




EURONDA

KIRURŠKI ASPIRATOR
10 kom (pak)
raznih boja
130 kn + PDV 25%
104 kn + PDV 25%
130 kn*



EURONDA

ZAŠTITNA PRESVLAKA ZA STOLICU
25 kom (pak)
raznih boja
420 kn + PDV 25%
336 kn + PDV 25%
420 kn*



EURONDA

**ZAŠTITNA PRESVLAKA
NASLONA ZA GLAVU**
250 kom (pak)
raznih boja
190 kn + PDV 25%
152 kn + PDV 25%
190 kn*



MEDICOM

RUKAVICE (RAZNE)

100 kom (pak)

Veličine: XS / S / M / L

Opcije: latex sa i bez pudera,
nitrilne

cijena na upit



SEMPERMED

RUKAVICE STERILNE

1 par (pak)

Veličine: 6^{1/2}, 7, 7^{1/2}, 8

cijena na upit



MEDICOM

ZAŠTITNE PRESVLAKE ZA NOGE

100 kom (pak)

cijena na upit



MEDICOM

KIRURŠKA KAPA NESTERILNA

100 kom (pak)

cijena na upit



KIRURŠKA KAPA

SENTINEX TREND

100 kom (pak)

cijena na upit



KIRURŠKA KAPA

SENTINEX FLEX

100 kom (pak)

cijena na upit

**MASKE S VIZIROM**

25 kom (pak)

cijena na upit



MEDICOM

MASKE TROSLOJNE (IIR)

50 kom (pak)

visokofiltrirajuće

cijena na upit



3M

MASKA FFP2 BEZ FILTERA

1 kom (pak)

Aura 9320

cijena na upit



3M

MASKA FFP2 SA FILTEROM

1 kom (pak)

Aura 9322+

cijena na upit

**MANTIL SENTINEX PRO STERILNI**

1 kom

cijena na upit

**MANTIL NESTERILNI**

1 kom

cijena na upit



MEDICOM

**KOMPRESA
NESTERILNA**
200 kom (pak)
5 x 5 cm

20%

30 kn + PDV 25%
24 kn + PDV 25%
30 kn*

2+1

90 kn + PDV 25%
60 kn + PDV 25%
75 kn* (3 pak)



ROEKO

KOMPRESA STERILNA STERIQUICK
50 kom (pak), 50 x 70 cm
485 kn + PDV 25%
437 kn + PDV 25%
546 kn*

20%

EURONDA

KOMPRESA STERILNA
125 kom (pak), 50 x 75 cm
840 kn + PDV 25%
672 kn + PDV 25%
840 kn*



10%

**NAVLAKA ZA CRIJEVO
STERILNA STERISLEEVE**
25 kom (pak)

460 kn + PDV 25%
414 kn + PDV 25%
518 kn*

20%

NAVLAKA ZA CRIJEVO STERILNA
50 kom (pak)
najljonska, prozirna
440 kn + PDV 25%
352 kn + PDV 25%
440 kn*

20%

KOMPRESA SA OTVOROM STERILNA
50 kom (pak), 75 x 90 cm
980 kn + PDV 25%
784 kn + PDV 25%
980 kn*



25%

**SAMOLJEPLJIVA STERILNA
ZAŠTITNA FOLJA**

50 kom (pak)
za zaštitu površina tijekom
kliničkih procesa
360 kn + PDV 25%
270 kn + PDV 25%
338 kn*

25%

ROLE ZA STERILIZACIJU
115-890 kn + PDV 25%
86-668 kn + PDV 25%
108-835 kn*

Dimenzije (mm):
200x50, 200x75, 200x100, 200x150,
200x200, 200x300, 200x400

MEDICOM

**VREĆICE ZA
STERILIZACIJU**
200 kom (pak)

Dimenzije (mm):
89x133, 89x229,
133x254,
191x330,
305x457

85 - 560 kn + PDV 25%
106 - 700 kn*

1+1

170 - 1.120 kn + PDV 25%
85 - 560 kn + PDV 25%
106 - 700 kn* (2 pak)



25%

**EURONDA
LED INSTANT**
24 (pak)

124 kn + PDV 25%
93 kn + PDV 25%
116 kn*



25%

**EURONDA
HLADNI SPREJ**

200 ml
65 kn + PDV 25%
49 kn + PDV 25%
61 kn*



20%

**EURONDA
VATEROLE**
300 gr (pak), pamučne,
bez celuloze

63 kn + PDV 25%
50 kn + PDV 25%
63 kn*

2+1

189 kn + PDV 25%
126 kn + PDV 25%
158 kn* (3 pak)



OCC Switzerland

PROSEPT SPREJ

Gotova otopina za brzu dezinfekciju radnih površina u obliku spreja. Baktericidan (uključujući TBV), fungicidan i virucidan (HBV/HIV i HCV) unutar 1 minute.

20%

PROSEPT SPREJ

1 l (pak)
95 kn + PDV 13%
76 kn + PDV 13%
86 kn*

3+1

PROSEPT SPREJ

1 l (pak)
380 kn + PDV 13%
285 kn + PDV 13%
322 kn* (4 l)



OCC Switzerland

PROSEPT FORTIS

Visoko djelotvorni koncentrat za dezinfekciju i čišćenje instrumenta. Koncentrat 1-3 %. Ekonomičan: sa 1 litrom dobiju se 33 litre radne otopine.

20%

PROSEPT FORTIS
2 l (pak)
220 kn + PDV 13%
176 kn + PDV 13%
199 kn*



OCC Switzerland

PROSEPT SENSI

Gotov proizvod bez alkohola za dezinfekciju i čišćenje neinvazivnih medicinskih proizvoda, poput stolova za pregled, stomatoloških jedinica i medicinskih uređaja. Naročito je prikladan za čišćenje površina osjetljivih na alkohol, kao što su površine od PVC-a, silikona, gume, akrilnog stakla ili umjetne kože.

20%

PROSEPT SENSI

1 l (pak)
90 kn + PDV 13%
72 kn + PDV 13%
81 kn*



OCC Switzerland

PROSEPT MARAMICE

Vlažne maramice za brzu dezinfekciju manjih površina. Baktericidne (uključujući TBV), fungicidne i virucidne (HBV/HIV) unutar 1 minute. Ne ostavljaju tragove.

20%

PROSEPT MARAMICE
120 kom (pak)
59 kn + PDV 13%
47 kn + PDV 13%
53 kn*

3+1

PROSEPT MARAMICE
120 kom (pak)
236 kn + PDV 13%
177 kn + PDV 13%
200 kn* (4 pak)



OCC Switzerland

PROSEPT BURS

Gotova otopina za dezinfekciju i čišćenje rotirajućih instrumenata (svrdla, freze). Velika efikasnost u kratko vrijeme; uništava sve bakterije, gljivice i virusne unutar 1 minute. Otopina se može koristiti i do jedan tjedan.

20%

PROSEPT BURS

2 l (pak)
155 kn + PDV 13%
124 kn + PDV 13%
140 kn*



OCC Switzerland

PROSEPT JET FORTE

Koncentrat (2%) za higijensku njegu, čišćenje i održavanje svih stomatoloških, aspiracijskih i separacijskih sistema. Svojim sastavom smanjuje utjecaj mikroorganizama na sistem, ne pjeni se. Ne sadrži aldehide i fenole.

20%

PROSEPT JET FORTE
2 l (pak)
152 kn + PDV 25%
122 kn + PDV 25%
152 kn*



OCC Switzerland

PROSEPT IMPRESSION S

Dezinflacijens u spreju za dentalne žlice i otiske. Kratko vrijeme kontakta čini ga učinkovitim, a ujedno štiti dimenzijsku stabilnost otiska. Boja ne blijedi, niti se krv ili proteini vežu na tretirani materijal. Ne sadrži aldehide.

20%

PROSEPT IMPRESSION S
1 l (pak)
110 kn + PDV 13%
88 kn + PDV 13%
99 kn*



OCC Switzerland

PROSEPT SONIC

Koncentrat za temeljitu i ekonomičnu dezinfekciju instrumenata u ultrazvučnoj kadici. Ne pjeni se.

20%

PROSEPT SONIC
1 l (pak)
79 kn + PDV 25%
63 kn + PDV 25%
79 kn*



OCC Switzerland

PROSEPT FLOOR

Koncentrat 1-2% za ekonomično čišćenje i dezinfekciju različitih podnih obloga i površina perivih vodom.

20%

PROSEPT FLOOR

2 l (pak)
445 kn + PDV 13%
352 kn + PDV 13%
131 kn*



OCC Switzerland

PROSEPT INSTRU POSUDA 3L

Za dezinfekciju instrumenata.

20%

PROSEPT INSTRU POSUDA

kapacitet 3 l
440 kn + PDV 13%
352 kn + PDV 13%
440 kn*



OCC Switzerland

PROSEPT BURS POSUDA 150 ml

Za dezinfekciju svrdala.

20%

PROSEPT BURS POSUDA

kapacitet 150 ml
55 kn + PDV 13%
44 kn + PDV 13%
55 kn*



Cattani

POSUDA PULSE CLEANER

Za optimalno svakodnevno održavanje aspiracijskih cijevi.

20%

POSUDA

380 kn + PDV 25%
304 kn + PDV 25%
380 kn*



Cattani

TABLETE

Sprječava pjenjenje u aspiracijskom sistemu.

20%

CATTANI ANTISCHIUMOGENO

50 kom (pak)
220 kn + PDV 13%
176 kn + PDV 13%
220 kn*



Cattani

PULI-JET PLUS

Sredstvo za čišćenje aspiracijskih sistema. Čisti, uklanja mirise, dezinficira.

20%

PULI-JET PLUS

1 l (pak)
320 kn + PDV 25%
256 kn + PDV 25%
320 kn*

Bone Harvesting

Manufactured by META®

SAFESCRAPER TWIST & MICROSS

Instrumenti za minimalno invazivno i učinkovito skupljanje autologne kosti koja je optimalna za velike i male regeneracije kosti

Ronvig**ASPIJECT®**

Samoaspirirajuća karpula za anesteziju ergonomičnog dizajna, koja optimizira i kontrolira jačinu aspiracije. Automatska aspiracija ostvaruje se laganim pritiskom što minimizira rizik promjene položaja igle u mekom tkivu. Pogodna za sterilizaciju.

15%

ASPIJECT

siringa 1,8 ml

870 kn + PDV 25%

740 kn + PDV 25%

924 kn*Ronvig**PAROJECT®**

Karpula za intraligamentalnu lokalnu anesteziju sa kontroliranim malim netraumatskim iglama. Doziranje: 0,06 ml po kliku.

15%

PAROJECT

siringa 1,8 ml

2.150 kn + PDV 25%

1.828 kn + PDV 25%

2.284 kn*META**SAFESCRAPER® TWIST****Skupljač autologne kortikalne kosti**

Safescraper® TWIST je uređaj za uzorkovanje kostiju koji omogućuje dobivanje, sve lakše i na minimalno invazivan način, autologne kortikalne kosti idealne za graftove u bilo kojoj vrsti defekta. Jednostavnost upotrebe instrumenta čini autolognu kost uvijek dostupnom u bilo kojem stanju, kako za male tako i za velike defekte, zahvaljujući lakoći pristupa postupcima uzorkovanja kostiju koji se koriste u oralnoj kirurgiji.

15%

SAFESCRAPER TWIST

1 kom

350 kn + PDV 25%

298 kn + PDV 25%

372 kn*META**MICROSS****Minimalno invazivan skupljač kortikalne kosti**

Izvrsna učinkovitost rezanja, ekskluzivne mikro oštrice čini autogeno prikupljanje kosti izvedeno s Microssom lako čak i u ograničenim područjima koja su teško dostupna, kao na primjer u područjima koja su blizu defekta kosti. Tehnika ručnog struganja omogućuje maksimalnu vitalnu očuvanost stanica prisutnih u kortikalnom tkivu, što je temeljna značajka najbolje integracije grafta i smanjene reapsorpcijske aktivnosti.

Micross skuplja koštano tkivo izravno u spremnik smješten unutar kanile. Priključena kost ima izvrsne biološke karakteristike zahvaljujući prisutnosti koagulirane krv. Učinak volumiziranja specifičan je po "uvojcima" kosti, smanjuje količinu kosti koja je potrebna za popunjavanje defekta i posljedično invazivnost na pacijenta.

15%

MICROSS

1 kom

440 kn + PDV 25%

374 kn + PDV 25%

468 kn*

2+1

MICROSS

1.320 kn + PDV 25%

880 kn + PDV 25%

1.100 kn* (3 kom)

POSEBNI NOVODENT SETOVI SLAGANI ZA VAS



Helmut Zepf

NOVODENT OSNOVNI KIRURŠKI SET

Kirurški aspirator, iglodržač Crile-Wood, kohlea, kireta Lucas, raspotorij Molt, raspotorij Prichard, držač skalpela, škarice Joseph, atraumatska pinceta De Bakey, tray.

NOVODENT OSNOVNI KIRURŠKI SET

4.150 kn + PDV 25%

5.188 kn*



Helmut Zepf

NOVODENT MIKROKIRURŠKI SET

Kirurška pinceta, mikrokirurška pinceta, škarice za tkivo, mikroiglodržač, držač mikroskalpela, papilla elevator, tray.

NOVODENT MIKROKIRURŠKI SET

6.250 kn + PDV 25%

7.813 kn*



Helmut Zepf

SET XTOOL INSTRUMENTI

Set za atraumatsko vađenje zuba

XTOOL je set instrumenata za atraumatsku ekstrakciju zuba, što je posebno važno kod implantoloških pacijenata i imedijatne ugradnje implantata. U tim slučajevima izrazito je bitno da se meke i tvrde strukture što manje oštete i slijede principi minimalne invazivnosti. Set se sastoji od 5 instrumenata za lukačiju i 1 kohlee složenih u kazetu.

SET XTOOL INSTRUMENTI

3.500 kn + PDV 25%

4.375 kn*

XTOOL INSTRUMENT

1 kom

520 kn + PDV 25%

650 kn*



Helmut Zepf

NOVODENT SET OSTEOTOMA


Konkavni, zakrivljeni (5 kom):

- Ø 2.0 (za 2.0)
- Ø 2.3 / 2.8 (za 2.8 / 3.3)
- Ø 2.8 / 3.3 (za 3.3 / 3.8)
- Ø 3.4 / 3.8 (za 4.3)
- Ø 3.9 / 4.3 (za 5.0 / 6.0)
- + čekić 19 cm

NOVODENT SET OSTEOTOMA

3.850 kn + PDV 25%

4.813 kn*



Helmut Zepf

NOVODENT SINUS LIFT SET

Instrumenti za sinus lift (6 kom),

Dijamantno i karbidno svrdlo, posudica, tray (tacna) s poklopcom.

NOVODENT SINUS LIFT SET

6.500 kn + PDV 25%

8.125 kn*

HU-Friedy Group

MIKROKIRURŠKI SET

35%

IMEDIN13

set od 8 instrumenata s kazetom

17.057 kn + PDV 25%
11.087 kn + PDV 25%**13.859 kn*****PCPUNC156**

parodontološka

sonda
277 kn + PDV 25%
208 kn + PDV 25%
260 kn***SHDPV**

držač skalpela

1.450 kn + PDV 25%
1.088 kn + PDV 25%
1.359 kn***SPV**


škarice

3.987 kn + PDV 25%
2.990 kn + PDV 25%
3.738 kn***NHDPV**

iglodržač

5.515 kn + PDV 25%
4.136 kn + PDV 25%
5.170 kn***CL846**

kireta

681 kn + PDV 25%
511 kn + PDV 25%
638 kn***MIR5HDE**

ogledalce

107 kn + PDV 25%
75 kn + PDV 25%
94 kn***MHE6**

držač ogledala

180 kn + PDV 25%
126 kn + PDV 25%
158 kn***TPDAPV**

pinceta, 15 cm

2.680 kn + PDV 25%
2.010 kn + PDV 25%
2.513 kn***PH26M**

periosteal

686 kn + PDV 25%
515 kn + PDV 25%
643 kn***IMEDIN13**

kazeta

1.494 kn + PDV 25%
1.046 kn + PDV 25%
1.307 kn*

HU-Friedy Group

KIRURŠKI SET

35%

IMEDIN13

set od 8 instrumenata s kazetom

9.126 kn + PDV 25%
5.932 kn + PDV 25%**7.415 kn*****10-130-05E**

držač skalpela

603 kn + PDV 25%
452 kn + PDV 25%
565 kn***PCPUNC156**

parodontološka

sonda
277 kn + PDV 25%
208 kn + PDV 25%
260 kn***TP31**

pinceta

204 kn + PDV 25%
153 kn + PDV 25%
191 kn***CL846**

kireta

681 kn + PDV 25%
511 kn + PDV 25%
638 kn***PPR3S6**

raspatorij

759 kn + PDV 25%
569 kn + PDV 25%
712 kn*

U setu dolazi jedan iglodržač, a bivariate između dva ponudena NH5038 i NH5024SIM

**NH5038**


iglodržač

1.147 kn + PDV 25%
860 kn + PDV 25%
1.075 kn***NH5024SIM**

iglodržač

3.330 kn + PDV 25%
2.498 kn + PDV 25%
3.122 kn***S18**

škarice

344 kn + PDV 25%
258 kn + PDV 25%
323 kn***MIR5HDE**

ogledalce

107 kn + PDV 25%
75 kn + PDV 25%
94 kn***MHE6**

držač ogledala

180 kn + PDV 25%
126 kn + PDV 25%
158 kn*



HU-Friedy Group

SET ZA OBLIKOVANJE KOMPOZITA

Dr. DIETSCHI

Visokopolirani radni krajevi od nehrđajućeg čelika otporni su na kompozitne materijale, osiguravajući odličnu završnu restauraciju.


30%

PFIDDDIN8

set instrumenata sa kazetom

2.544 kn + PDV 25%

1.781 kn + PDV 25%

2.226 kn*

HU-Friedy Group

AKRO-FLEX

25%


AKRO-FLEX

579 kn + PDV 25%

434 kn + PDV 25%

543 kn*

Izuzetno fleksibilan instrument za kompozite koji omogućava oblikovanje kompozitnog materijala tijekom estetske restauracije.



HU-Friedy Group

TUNNELING SET BLACK LINE

30%

Instrumenti za tuneliranje


Instrumenti su sa premazom koji omogućuje optimalno zadržavanje na rubovima.

TUNNELING SET

set instrumenata sa kazetom

4.340 kn + PDV 25%

3.038 + PDV 25%


3.798 kn*

25%

TKN1SX
Tunneling knife
888 kn + PDV 25%
666 kn + PDV 25%
833 kn*

25%

TKN2SX
Tunneling knife
888 kn + PDV 25%
666 kn + PDV 25%
833 kn*



25%

PPAELASX
Periosteal elevator
Allen Anterior
916 kn + PDV 25%
687 kn + PDV 25%
859 kn*

25%

KO12KP03RX
Knife Allen
Orban Round
664 kn + PDV 25%
498 kn + PDV 25%
623 kn*

Helmut Zepf

KLIJEŠTA

Više linija kliješta, ekskluzivnog dizajna, lagan i jedinstven vrh koji se prilagođava zubu.
Ergonomski rukavac omogućuje jednoličan prijenos snage tijekom obrade, povlačenja i rotacijskih pokreta.



3.2.1. 1.2.3.	5.4. 4.5	5.4. 4.5	7.6.	7.6.	8. 8.	8. 8.
12.234.08Z 880 kn + PDV 25% 704 kn + PDV 25% 880 kn*	12.235.07Z 880 kn + PDV 25% 704 kn + PDV 25% 880 kn*	12.235.08Z 880 kn + PDV 25% 704 kn + PDV 25% 880 kn*	12.217.00Z 880 kn + PDV 25% 704 kn + PDV 25% 880 kn*	12.218.00Z 880 kn + PDV 25% 704 kn + PDV 25% 880 kn*	12.267.01Z 965 kn + PDV 25% 772 kn + PDV 25% 965 kn*	12.279.90Z 965 kn + PDV 25% 772 kn + PDV 25% 965 kn*

3.2.1. 1.2.3	3.2.1. 1.2.3	5.4. 4.5	7.6. 6.7.	7.6. 6.7.	► ◀ ► ◀	► ◀ ► ◀
12.236.07Z 965 kn + PDV 25% 772 kn + PDV 25% 965 kn*	12.236.08Z 965 kn + PDV 25% 772 kn + PDV 25% 965 kn*	12.213.00Z 880 kn + PDV 25% 704 kn + PDV 25% 880 kn*	12.222.00Z 880 kn + PDV 25% 704 kn + PDV 25% 880 kn*	12.221.90Z 955 kn + PDV 25% 764 kn + PDV 25% 955 kn*	12.045.15Z 965 kn + PDV 25% 772 kn + PDV 25% 965 kn*	12.051.15Z 965 kn + PDV 25% 772 kn + PDV 25% 965 kn*

PARODONTOLOŠKE KIRETE HU-FRIEDY GROUP



25%

AFTER FIVE

1 kom
439 kn + PDV 25%
329 kn + PDV 25%
412 kn*

25%

MINI FIVE

1 kom
439 kn + PDV 25%
329 kn + PDV 25%
412 kn*

25%

MICRO MINI FIVE

1 kom
439 kn + PDV 25%
329 kn + PDV 25%
412 kn*

RECOMMENDED

**HU-Friedy Group****BIOGENT KIRETE**

Kirete sa posebnim modificiranim oblim završetkom za svaki biotip pacijenta. Jedinstveni dizajn kireta koja je 30% manja od standardne kirete.

25%

BIOGENT KIRETA

1 kom
439 kn + PDV 25%
329 kn + PDV 25%
412 kn*

Modeli kireta:
prikazani su na slici



**Koristeći poboljšani postupak dorade,
Hu-Friedy stvara kirete s rubovima koji su
preko 60% oštiri od uobičajenih kireta**

**HU-Friedy Group****SCALER**

Dizajniran za uklanjanje supragingivalnog kamena

25%

SCALER

S204SD9E2, 1 kom
439 kn + PDV 25%
329 kn + PDV 25%
412 kn*

HU-Friedy Group**SONDA PARODONTOLOŠKA**

Precizna markirana parodontološka sonda


25%

SONDA

PARODONTOLOŠKA
PCPUNC156, 1 kom
277 kn + PDV 25%
208 kn + PDV 25%
260 kn*



Scaleri služe za odstranjivanje zubnog plaka



HU-Friedy Group

IMPLACARE II SCALERI

Posebni scaleri za održavanje implantata za odstranjenje plaka i subgingivnog kamenca.



20%

IMPLACARE II SCALERI

(IMPLINTRO6)
IMPLACARE II držać
5 pari različitih nastavaka
(Barnhart, Langer 1/2, S04S,
Columbia 4L/4R, H6/H7,)

389 kn + PDV 25%
311 kn + PDV 25%
389 kn*

HU-Friedy Group

TITANIUM IMPLANT SCALERI

Posebnost ovih scalera je što su proizvedeni od titanske legure, baš kao i implantati i nadogradnje. Dizajnirani su za održavanje implantata, uklanjanje kamenca i biofilma, mogu se koristiti supra i subgingivalno.

- Tirkizno obojen anodirani titan omogućuje bolji kontrast s radnom površinom
- Fino obrađene oštice
- Mogućnost oštrenja instrumenta produljuje vijek trajanja proizvoda
- Ergonomski dizajniran za maksimalnu stabilnost i preciznost

35%

SET TITANIUM IMPLANT SCALERI

(IMEDIMPLM)
5 x različitih modela
scaler-a s drškom
+ kazeta

3.089 kn + PDV 25%
2.008 kn + PDV 25%
2.510 kn*

30%

TITANIUM MPLANT SCALER

1 kom

518 kn + PDV 25%
363 kn + PDV 25%
453 kn*

Modeli scalera:
IMP204SDT, IMPLG1/2T,
IMPM1/2T, IMPM11/12T,
IMPM13/14T

30%

KAZETA IME14DINS_

1 kom (za 5 instrumenata)

984 kn + PDV 25%
689 kn + PDV 25%
861 kn*



HU-Friedy Group

UREĐAJ ZA OŠTRENJE

SIDEKICK

Posebno dizajniran uređaj za održavanje i oštrenje scalera i kireta.

SDKKIT

3.797 kn + PDV 25%
2.848 kn + PDV 25%
3.560 kn*

25%



HU-Friedy Group

KAMEN ZA OŠTRENJE

SSDGRIT & SS4

Kamen za oštrenje kireta i scalera.

25%

SSDGRIT

Cilindričan keramički (120 x 25 mm)
298 kn + PDV 25%
224 kn + PDV 25%
279 kn*

25%

SS6A

Kamen Arkansas (114 x 48 mm)
344 kn + PDV 25%
258 kn + PDV 25%
323 kn*



HU-Friedy Group

DIJAMANTNA PLOČA ZA OŠTRENJE

Nije potrebno korištenje ulja, ne troši se

DSCFINE

624 kn + PDV 25%
468 kn + PDV 25%
585 kn*

25%



HU-Friedy Group

ULJE ZA OŠTRENJE

Spriječava oštećenja na kamenu i smanjuje toplinu trenja.

25%

SSO

29,5 ml
164 kn + PDV 25%
123 kn + PDV 25%
154 kn*

Helmut Zepf

AUGMENTACIJA

Strugač kosti te aplikator za nanošenje materijala za augmentaciju



Prikaz mješanja kosti u posudici pomoću instrumenta za augmentaciju

	19.714.21 10%		19.714.22 10%		47.957.15 10%		47.957.10 10%		85.252.25 10%
instrument za augmentaciju	495 kn + PDV 25% 446 kn + PDV 25% 557 kn*	instrument za augmentaciju	495 kn + PDV 25% 446 kn + PDV 25% 557 kn*	bone scraper, strugač	730 kn + PDV 25% 657 kn + PDV 25% 821 kn*	bone scraper, strugač	730 kn + PDV 25% 657 kn + PDV 25% 821 kn*	posudica	210 kn + PDV 25% 189 kn + PDV 25% 236 kn*



Helmut Zepf


BONE EXPANDER SET

20%

BONE EXPANDER SET
47.565.00

5.220 kn + PDV 25%
4.176 kn + PDV 25%
5.220 kn*

Helmut Zepf

SKALPELI

15%

SKALPELI

sterilni, 100 kom (pak)

125 kn + PDV 25%

106 kn + PDV 25%

133 kn*Modeli skalpele:
prikazani na slici

Helmut Zepf

MIKROKIRURŠKI SKALPELI

15%

46.016.03 #63

sterilni, 25 kom (pak)

1.085 kn + PDV 25%

922 kn + PDV 25%

1.153 kn*

15%

46.016.04 #64

sterilni, 25 kom (pak)

490 kn + PDV 25%

416 kn + PDV 25%

521 kn*

15%

46.016.07 #67

sterilni, 25 kom (pak)

575 kn + PDV 25%

489 kn + PDV 25%

611 kn*

15%

46.016.09 #69

sterilni, 25 kom (pak)

1.085 kn + PDV 25%

922 kn + PDV 25%

1.153 kn*

Helmut Zepf

IGLODRŽAČI

10%

**MICRO /
41.011.17TC**

18 cm

2.670 kn + PDV 25%
2.403 kn + PDV 25%
3.004 kn*

Konac: 3-0 do 4-0




10%

**CRILE-WOOD /
41.252.15TC**

15 cm

945 kn + PDV 25%
850 kn + PDV 25%
1.063 kn*

Konac: 3-0 do 4-0



10%

**SWEDISH MODEL /
41.246.15TC**

15 cm

1.155 kn + PDV 25%
1.040 kn + PDV 25%
1.300 kn*

Konac: 4-0 do 5-0

Helmut Zepf

ŠKARICE

10%

46.319.17
mikrokirurške
17 cm1.915 kn + PDV 25%
1.724 kn + PDV 25%
2.154 kn*

10%

**LA GRANGE /
46.057.11SC**
zakrivljene
11,5 cm620 kn + PDV 25%
558 kn + PDV 25%
698 kn*

10%

**LA GRANGE /
46.081.16**
obične
14 cm485 kn + PDV 25%
437 kn + PDV 25%
546 kn*

Helmut Zepf

PINCETE

10%

50.226.16
atraumatska / 16 cm590 kn + PDV 25%
531 kn + PDV 25%
664 kn*

10%

22.024.03
obična dijagnostička / 15 cm160 kn + PDV 25%
144 kn + PDV 25%
180 kn*

10%

22.011.03
obična / 15 cm90 kn + PDV 25%
81 kn + PDV 25%
101 kn*

Helmut Zepf

TREPHINEKoriste se za nježno i precizno
uklanjanje implantata.

trehpini su dostupni u
različitim promjerima,
a dodatno u ponudi je i
praktični stalak
za 6 trephina



10%

TREPHINE
1 kom445 kn + PDV 25%
400 kn + PDV 25%
501 kn*Modeli trephina:
08.910.05 / Ø 4 mm
08.910.06 / Ø 4.3 mm
08.910.07 / Ø 4.8 mm
08.910.13 / Ø 5 mm
08.910.08 / Ø 6 mm

10%

STALAK ZA TREPHINE
85.070.01
za 6 trephina785 kn + PDV 25%
706 kn + PDV 25%
883 kn*

TITAN PIN SET & FIKSACIJSKI VIJCI

Za fiksaciju membrane

Tijekom primjene suvremenih GBR i GTR tehnika, membranske barijere su neizostavne u postizanju predviđljivih i pouzdanih rezultata.

Svojstva

- potpuno ugodna ergonomija nosača za jednostavno postavljanje titanskih pinova
- funkcionalan dizajn
- sigurno i jednostavno otvaranje jednom rukom
- pogodan za resorbirajuće i neresorbirajuće membrane



10%

TITAN PIN SET BOTISS

instrument za aplikaciju stalak za čavliće
10 čavlića
2.100 kn + PDV 25%
1.890 kn + PDV 25%
2.363 kn*



10%

ČAVLIĆI 5 mm HELMUT ZEPF

47.560.05
5 kom (pak)
480 kn + PDV 25%
432 kn + PDV 25%
540 kn*

10%

INSTRUMENT ZA APLIKACIJU ČAVIĆA HELMUT ZEPF

47.520.01
860 kn + PDV 25%
774 kn + PDV 25%
968 kn*

10%

STALAK ZA ČAVLIĆE HELMUT ZEPF

85.256.00
1.020 kn + PDV 25%
918 kn + PDV 25%
1.148 kn*

10%

ČAVLIĆI 3 mm HELMUT ZEPF

47.560.03
5 kom (pak)
355 kn + PDV 25%
320 kn + PDV 25%
399 kn*

Ustomed

BONE FIXATION POČETNI SET

Sadrži:

- kutija za mikrovijke / Ø 1.0 - 1.6 mm
- zavijač 11 cm
- aplikator za vijke / Ø 1.0 - 1.6 mm
- pakiranje titanskih vijaka / Ø 1.2 mm, dužine 8 ili 11 mm (10 kom)
- 1 x pilotno svrdlo / Ø 1.0 mm

Dodatno uz set moguće je naručiti vodilice za 8 ili 12 vijaka.

15%

BONE FIXATION POČETNI SET

68-780-016
4.900 kn + PDV 25%
4.165 kn + PDV 25%
5.206 kn*

Helmut Zepf

SVRDLA ZA KOST

Dijamantna svrdla za kost



08.906.014C / Ø 1.4 mm

08.906.016C / Ø 1.6 mm

08.906.018C / Ø 1.8 mm

10%

SVRDLA ZA KOST

1 kom
75 kn + PDV 25%
68 kn + PDV 25%
84 kn*

Modeli svrdla:
prikazani na slici

Helmut Zepf

ŠABLONA ZA BUŠENJE



10%

ŠABLONA ZA BUŠENJE

31.683.00
750 kn + PDV 25%
675 kn + PDV 25%
844 kn*



Helmut Zepf

SKIDAČ KRUNICA

Kliješta za skidanje krunica sa zamjenjivim plastičnim tipsama

15%

SKIDAČ KRUNICA EXCLUSIVE SET

19.274.00

skidač krunica sa stoperom zaustavni vijak (16 cm), 20 tipsi, Diatrac adhezivni puder (10 g)

1.470 kn + 25% PDV

1.250 kn + 25% PDV

1.562 kn*

15%

SKIDAČ KRUNICA ECONOMICAL SET

19.274.01

skidač krunica bez stopera zaustavni vijak (16 cm), 20 tipsi, Diatrac adhezivni puder (10 g)

1.360 kn + 25% PDV

1.156 kn + 25% PDV

1.445 kn*

15%

TIPSE + DIATRAC

19.274.13

40 tipsi,

Diatrac adhezivni puder (10 g)
360 kn + 25% PDV
306 kn + 25% PDV

383 kn*

U ponudi su obostrani i jednostrani retraktori



Helmut Zepf

RETRAKTOR ZA FOTOGRAFIRANJE**Onyx ili nehrđajući čelik**

Koriste se za intraoralnu fotografiju, u dentalnoj dijagnostici i kirurškim zahvatima. Napravljeni su od nehrđajućeg medicinskog čelika. Ergonomičan dizajn ovih retraktora za optimalno rukovanje. Odlično su prihvaćeni od strane pacijenata.

15%

RETRAKTOR ONYX

745 kn + PDV 25%

633 kn + PDV 25%

792 kn***Modeli ONYX:**

37.457.00TI, 37.457.01TI

37.457.02TI

15%

RETRAKTOR NEHRĐAJUĆI ČELIK

390 kn + PDV 25%

332 kn + PDV 25%

414 kn***Modeli nehrđajući čelik:**

37.457.00, 37.457.01

37.457.02

Helmut Zepf

RETRAKTOR I OGLEDALCE

Zepf BIONIK retraktori i ogledalci dostupan je u dvije veličine. Ogledalce je u obliku peraje kita, ergonomičnog i zanimljivog dizajna.



Ogledalca dolaze u dvije veličine 30 i 35 mm, dok drške dolaze u različitim modelima i bojama



Drška je dostupna u 10 različitih boja i može se kupiti posebno

15%

SET BIONIK / 37.446.07

drška & ogledalce / retraktor

490 kn + PDV 25%

417 kn + PDV 25%

521 kn*

15%

OGLEDALCE / RETRAKTOR

1 kom

405 kn + PDV 25%

344 kn + PDV 25%

430 kn***Veličine:**

širina 30 mm - 37.448.30

širina 35 mm - 37.448.35

HU-Friedy Group**ŠKARICE**

Hu-Friedy u ponudi ima Perma Sharp, black line, super-cut i standardne škarice. Svaka linija zadovoljava posebne potrebe korištenja. U našoj posebnoj ponudi nudimo 5 modela škarica.



25%

LA GRANGE / S14

11,5 cm, za tkivo

512 kn + PDV 25%

384 kn + PDV 25%

480 kn*


25%

CORTELLINI / SCORT

12 cm, za tkivo

462 kn + PDV 25%

347 kn + PDV 25%

433 kn*

25%

S16

12,5 cm, za tkivo

383 kn + PDV 25%

287 kn + PDV 25%

359 kn*

25%

S18

11,5 cm, za tkivo

344 kn + PDV 25%

258 kn + PDV 25%

323 kn*

25%

SPV

18 cm, mikrokirurške

3.987 kn + PDV 25%

2.990 kn + PDV 25%

3.738 kn*HU-Friedy Group**IGLODRŽAČI**

Visokokvalitetni iglodržači za različite potrebe



25%

NHCW

344 kn + PDV 25%

258 kn + PDV 25%

323 kn*

Konac za NHCW:
3-0, 4-0, 5-0, 6-0



25%

NH5038

1.147 kn + PDV 25%

860 kn + PDV 25%

1.075 kn*

Konac za NH5038:
3-0, 4-0, 5-0, 6-0



25%

NH5024SIM

3.330 kn + PDV 25%

2.498 kn + PDV 25%

3.122 kn*

Konac za NH5024SIM:
3-0, 4-0



25%

NHDPV


mikrokirurški

5.515 kn + PDV 25%

4.136 kn + PDV 25%

5.170 kn*

Konac za NHDPV:
6-0, 7-0, 8-0



HU-Friedy Group**PINCETE**

Pincete za različite namjene, različitih dimenzija

**DPU17**

dijagnostička

146 kn + PDV 25%

110 kn + PDV 25%

137 kn***TPG1**kirurška za gingivu
18 cm

360 kn + PDV 25%

270 kn + PDV 25%

338 kn***TPG3**kirurška za gingivu
20,5 cm

394 kn + PDV 25%

296 kn + PDV 25%

369 kn***TP41**

za gingivu 12 cm

232 kn + PDV 25%

174 kn + PDV 25%

218 kn***TPSLCOSM**

mikrokirurška 18 cm

2.729 kn + PDV 25%

2.047 kn + PDV 25%

2.558 kn*HU-Friedy Group**OGLEDALCA**

Ogledalca visoke rezolucije sa prema-zom koji pruža vrhunski sjaj i boju za veću vidljivost za sve dentalne zahvate



Ogledalca dolaze u tri
različite veličine #5, #4 i #3

**OGLEDALCE**

1 kom

107 kn + PDV 25%

75 kn + PDV 25%

94 kn*

Veličine:

MIR5HDE #5

MIR4HDE #4

MIR3HDE #3

DRŠKA MHE6

1 kom

180 kn + PDV 25%

126 kn + PDV 25%

158 kn***BLACK OGLEDALCE**

1 kom

157 kn + PDV 25%

110 kn + PDV 25%

137 kn*

Veličine:

MIR5HDBE #5

BLACK DRŠKA MHE6B

1 kom

209 kn + PDV 25%

146 kn + PDV 25%

183 kn*HU-Friedy Group**KAZETE / TRAYS**

Instrument Management System - Bolja organizacija, sigurnost, integritet instrumenata i efikasnost

**30%****KAZETA IME14DIN5**

za 5 instrumenata

984 kn + PDV 25%

689 + PDV 25%

861 kn***30%****KAZETA IME12DIN1**

za 10 instrumenata

1.102 kn + PDV 25%

771 + PDV 25%

964 kn***30%****KAZETA IMEDIN18**

za 18 instrumenata

1.494 kn + PDV 25%

1.046 + PDV 25%

1.307 kn***30%****KAZETA IMEDIN18_S**

za 18 instrumenata, kirurška

1.601 kn + PDV 25%

1.121 + PDV 25%

1.401 kn*

35%
POPUST
ORDINACIJAMA

POPUST ORDINACIJAMA NA DENTAID PROIZVODE ZA ORALNU HIGIJENU



Dentaid

PERIO-AID® INTENSIVE CARE & ACTIVE CONTROL

Za intenzivnu i aktivnu kontrolu oralnog biofilma

PERIO-AID® Intensive Care & Active Control su linije namijenjene održavanju dobrog parodontalnog zdravlja. Imaju specifičnu formulu koja kombinira dva aktivna sastojka, klorhexidin (CHX) i cetilpiridin-klorid (CPC), koji djeluju sinergijski kako bi osigurali maksimalnu kontrolu oralnog biofilma te dodatno suzbili bakterije i virusu i time zaštitiли usta od bolesti desni. Kako i sam naziv linije kaže Intensive Care & Active Control vodice se razlikuju u postocima ta dva sastojka, pa time i u ograničenju korištenja istih. Intensive Care u liniji sadrži i gel koji sadrži samo klorhexidin (CHX) i može se koristiti površinski lokalno ili u funkciji paste za zube.



Dentaid

VITIS® GINGIVAL

Za svakodnevnu njegu zubi i desni.

Linija za svakodnevnu primjenu VITIS zubna pasta i vodica posebno je formulirana da poboljša oralnu higijenu. Smanjuje nakupljanje plaka te štiti i jača desni. Ugodnog nježnog okusa bez dodatka alkohola. Sadrži Cetilpiridin-klorid (CPC) antiseptik koji ima dokazani preventivni učinak protiv infekcija i virusa.



Dentaid

VITIS® ORTHODONTIC

Za svakodnevnu oralnu higijenu i njegu usta, zubi i gingive osoba sa ortodontskim aparaticom.

Osigurava čistoću ortodontskih bravica. Sadrži Cetilpiridin-klorid (CPC) antiseptik koji ima dokazani preventivni učinak protiv infekcija i virusa. Zubna pasta je polutekućeg oblika što olakšava četkanje, vodica doseže u teško dostupna područja, vosak štiti sluznicu od oštećenja i iritacija. Linija sadrži i specijalno dizajniranu četkicu sa vlaknima posloženim u V-oblik kako bi efikasno očistili ortodontski aparat.



VITIS GINGIVAL PUTNI SET

zubna pasta 15 ml
vodica 30 ml
zubna četkica SOFT
45 kn + PDV 25%
29 kn + PDV 25%
37 kn*



VITIS ORTHO PUTNI SET

zubna pasta 15 ml
vodica 30 ml
vosak 1 kom
tabletka za čišćenje mobilnog aparatića interdentalna četkica
zubna četkica ORTHO
58 kn + PDV 25%
38 kn + PDV 25%
47 kn*



Dentaid

VITIS® WHITENING

Učinkovito izbjeljivanje uz smanjenje osjetljivosti.
Linija koja sadrži inovativnu 'DENTAID haprepair' tehnologiju koja se bazira na hidroksiapatitnim česticama, prirodnim elementima zuba koji se učinkovito integriraju u Zubnu caklinu. Zajedničkim djelovanjem komponenti sadržanih u formuli osigurava se jedinstveni i učinkovit efekt izbjeljivanja sa stvaranjem zaštitnog sloja za prevenciju preosjetljivosti.

VITIS WHITENING

vodica 500 ml
66 kn + PDV 25%
43 kn + PDV 25%
54 kn*



Dentaid

VITIS® SENSITIVE

Za smanjenje Zubne osjetljivosti i zaštitu desni.
Djelovanje aktivnih hidroksiapatitnih čestica inovativne tehnologije 'DENTAID haprepair' je pojačano sa sastojkom Potassium Nitrate za smanjenje boli kod osjetljivih zubi. Provitamin B5 i Allantoin štiti desni, dok fluorid štiti i jača Zubnu caklinu. Korištenjem linije VITIS sensitive se tako smanjuje Zubna preosjetljivost.

VITIS SENSITIVE

vodica 500 ml
58 kn + PDV 25%
38 kn + PDV 25%
47 kn*



Dentaid

VITIS® JUNIOR & KIDS

Za zdravi dječji osmijeh linije VITIS kids & junior nude simpatične četkice i Zubne paste ugodnog ukusa da bi lakše privukli interes djeteta da zavoli svakodnevno održavanje oralne higijene. Nude posebnu zaštitu desni i učinkovitu prevenciju od karijesa.

VITIS JUNIOR

gel 75 ml
35 kn + PDV 25%
23 kn + PDV 25%
28 kn*



Dentaid

XEROS®

Za lokalnu upotrebu i hidrataciju suhih usta
Linija (vodica i gel) koja dugotrajno hidratizira, ublažava osjećaj suhoće u ustima te stimulira prirodno lučenje sline. Olakšava uklanjanje ostataka hrane, a usna šupljina ostaje ugodno vlažna. Gel se također preporučuje osobama s bolnim područjima u ustima.

XEROS

vodica 500 ml
58 kn + PDV 25%
38 kn + PDV 25%
47 kn*

XEROS

gel 50 ml
48 kn + PDV 25%
31 kn + PDV 25%
39 kn*

POSEBNA PONUDA
za ordinacije


INTERPROX
interdentalne četkice
100 kom/pak
420 kn + PDV 25%
273 kn + PDV 25%
341 kn*

Veličine:
0.6, 0.7, 0.9, 1.1, 1.3;



PERIO AID INTENSIVE CARE
vodica 5 l
250 kn + PDV 25%
163 kn + PDV 25%
203 kn*

**VITIS Zubne četkice pakirane u celofan (1 kom)**

STANDARD
soft / medium / hard
22 kn + PDV 25%
14 kn + PDV 25%
18 kn*

SPECIFIČNE
kirurška / ultrasoft
sensitive / orthoontic
24 kn + PDV 25%
16 kn + PDV 25%
20 kn*

IMPLANTOŠKE
monotip / implant
sulcular / angular
28 kn + PDV 25%
18 kn + PDV 25%
23 kn*

JUNIOR
za djecu 6+ godina
18 kn + PDV 25%
12 kn + PDV 25%
15 kn*



Dentaid

VITIS IMPLANT® ZUBNE ČETKICE

Posebno osmišljene za sigurno čišćenje i zaštitu osjetljivih zubi, desni i implantata. Vlaknaste niti (Tynex® vlakna) su mekane i jamče uklanjanje zubnog plaka (oralnog biofilma). Dolaze u 4 modela (Brush, Monotip, Sulcular i Angular) ovisno o potrebi samog korisnika.

IMPLANT BRUSH

1 kom (pak)
39 kn + PDV-25%
25 kn + PDV 25%
32 kn*

IMPLANT ČETKICE

1 kom (pak)
45 kn + PDV-25%
29 kn + PDV 25%
37 kn*

Vrste četkica:
Monotip, Sulcular, Angular



35%
POPUST
ORDINACIJAMA

Dentaid

VITIS® ZUBNE ČETKICE**STANDARDNE / SPECIFIČNE / DJEĆJE**

Zubne četkice sa vlaknima izrađenim od visokokvalitetnog Tynex®-a sa zaobljenim i teksturiranim vrhovima, smanjuju zadržavanje vlage i štite desni. Valovitog su profila zbog čega olakšavaju pristup međuzubnim prostorima te se prilagođavaju obliku zuba. Sa glavom u obliku dijamanta za lakši pristup teško dostupnim područjima usne šupljine. Svaka četkica ima zaštitnu kapicu sa omogućenim prolaskom zraka za brzo sušenje.

Soft, Medium i Orthodontic četkice dolaze u dvije opcije sa malom ili standardnom glavom

VITIS STANDARD ČETKICE

1 kom (pak)
29-34 kn + PDV-25%
19-22 kn + PDV 25%
24-28 kn*

Vrste četkica:
Soft, Medium, Hard

VITIS SPECIFIČNE ČETKICE

1 kom (pak)
29-36 kn + PDV-25%
19-23 kn + PDV 25%
24-29 kn*

Vrste četkica:
Kirurška, Ultrasoft, Sensitive, Orthodontic

VITIS DJEĆJE ČETKICE

1 kom (pak)
28 kn + PDV-25%
18 kn + PDV 25%
23 kn*

Vrste četkica: Kids, Junior



Dentaid

**INTERPROX®
INTERDENTALNE ČETKICE****Za svakodnevno čišćenje međuzubnih prostora.**

Interdentalne četkice sa Tynex vlaknima u različitim dimenzijama za različite prostore između zubi. Idealne za čišćenje između zuba, mostova, ortodontskih bravica i implantata - za uklanjanje plaka i ostataka hrane. Svaka četkica dolazi sa zaštitnom kapicom.

**INTERPROX
INTERDENTALNE ČETKICE**

6 kom (pak)
41 kn + PDV-25%
27 kn + PDV 25%
33 kn*

Veličine: 0.6, 0.7, 0.9, 1.1, 1.3;



Dentaid

**VITIS® INTERDENTALNA
TRAKA & KONAC****Za svakodnevno čišćenje međuzubnih
prostora nakon četkanja**

Nadopuna četkanju, konac i traka idealni su za uklanjanje bakterijskog plaka i hrane iz međuzubnih prostora. Štite od karijesa i štite desni. Nakon korištenja pružaju dugotrajan osjećaj svježine. Konac je vrlo ugodan za zubno meso jer se u dodiru sa slinom pretvara u rastezljivu "spužvicu".

VITIS INTERDENTALNI KONAC

1 kom / 50 m (pak)
35 kn + PDV-25%
23 kn + PDV 25%
28 kn*

VITIS INTERDENTALNI TRAKA

1 kom / 50 m (pak)
35 kn + PDV-25%
23 kn + PDV 25%
28 kn*



Dentaid

HALITA® ČISTAČ JEZIKA

Za svakodnevno čišćenje jezika odnosno uklanjanje naslaga i bakterija kako bi se eliminirao neugodan zadah i održalo dobro oralno zdravlje.

HALITA ČISTAČ JEZIKA

1 kom (pak)
28 kn + PDV-25%
18 kn + PDV 25%
23 kn*



Philips Sonicare

PROTECTIVE CLEAN

Sonična električna četkica koja nježnim čišćenjem brine za vaš blistav osmijeh i zdrave desni. Pogodna je za uporabu ortodontskim aparatima, plombama, krunicama i navlakama te pomaže u sprječavanju karijesa. Napredne tehnologije integrirane u četkicu omogućuju vam optimalno i temeljito četkanje uz moćnu kombinaciju pametnih podsjetnika. Poboljšava zdravlje desni do 100% više u odnosu na običnu četkicu.

PROTECTIVE CLEAN 4300

HX6888/98
479 kn + PDV 25%
599 kn*

PROTECTIVE CLEAN 4500 WHITE

HX6888/90
560 kn + PDV 25%
700 kn*

PROTECTIVE CLEAN 4300 TRIAL

HX6848/98
480 kn + PDV 25%
600 kn*

DIAMOND CLEAN 9000

1.359 kn + PDV 25%
1.699 kn*

Boje / modeli:
white HX9911/27
black HX9911/09



Model sonične četkice Diamond Clean dolazi u crnoj i bijeloj varijanti

Philips Sonicare

DIAMOND CLEAN

Električne sonične četkice nove generacije predstavljaju najnapredniji model Philips Sonicare. Sonična četkica Diamond Clean 9000 ima četiri načina za kompletno čišćenje koji odgovaraju najčešćim potrebama korisnika. Diamond Clean 9000 s aplikacijom Sonicare osigurava personalizirano izvješće o napretku kroz vrijeme. Uklanja do 7 puta više zubnih naslaga od obične četkice za zube, osigurava za 2 nijanse bjelje zube već nakon tjedan dana primjene te poboljšava zdravlje desni u samo 2 tjedna.

AIRFLOSS ULTRA TRIAL

HX8341/01
480 kn + PDV 25%
600 kn*



Philips Sonicare

AIRFLOSS ULTRA

Oralni tuš za zube dizajniran za osobe koje ne koriste konac redovito. AirFlossUltra predstavlja najjednostavniji način za učinkovito čišćenje područja između zuba. Može se upotrebjavati s vodicom za ispiranje usta ili vodom, a klinički je dokazano da je za zdravlje desni učinkovit kao zubni konac. Uklanja do 99,9% bakterija tehnologijom mikrokapljica – kombiniranje zraka i vodice za ispiranje usta ili tehnologija vode za snažno i nježno čišćenje područja između zuba i uzduž linije desni. Biranjem jednostrukog, dvostrukog ili trostrukog mlaza čisti zube za samo 60 sekundi

SONICARE FOR KIDS

335 kn + PDV 25%
419 kn*

Boje / modeli:
aqua HX6322/04
pink HX6352/42



Sonicare for Kids karakterizira aplikacija koja potiče djecu na pranje zubi

Philips Sonicare

SONICARE FOR KIDS**Dječja sonična električna četkica za zube****(za djecu 3+ godina)**

Ugrađena Bluetooth tehnologija povezuje četkicu sa Sonicare for Kids aplikacijom i na zabavan i interaktivan način educira djecu pravilnom pranju zubi. Uz preko 500 poteza u sekundi, sonična snaga čišćenja kompenzira manjkavost tehnike djece koja se tek uče četkati. Zbog te tehnologije, četkica za zube Sonicare For Kids tvrtke Philips do 75 % je učinkovitija od ručnih četkica.

PROMO CIJENE NA UPIT

T: 051 701 645
E: info@novudent.hr

W&H**SYNEA VISION****Korak ispred budućnosti**

Prvi 5x LED+ prsten na svijetu garantira osvjetljenje bez stvaranja sjena. Optimalno hlađenje mesta preparacije zahvaljujući 5x Sprej sistemu. Četiri veličine glave za sve vrste aplikacija. Površina otporna na gorenje. Keramički kuglični ležajevi, mogu se termo-dezinficirati i sterilizirati.

Garancija

- 2 godine na turbine
- 3 godine na kolječnike i nasadnike

20%

SYNEA VISION TURBINA TK-98 L

5 x LED+ svjetlo
5 x Spray Sistem
24W/360.000 okr/min

PRIKLJUČAK
W&H-Rotoquick®
8.500 kn + PDV 25%
6.800 kn + PDV 25%
8.500 kn*

**GRATIS****SYNEA VISION KOLJEČNIK WK-99 LT**

1:5 kolječnik
kompaktni svjetlovod
5 x Spray Sistem
bolji grip
9.100 kn + PDV 25%
7.735 kn + PDV 25%
9.669 kn*

**SYNEA VISION KOLJEČNIK WK-56 LT**

1:1 kolječnik
kompaktni svjetlovod
jednostruki sprej
bolji grip
6.400 kn + PDV 25%
5.440 kn + PDV 25%
6.800 kn*

**SYNEA VISION NASADNIK HK-43 LT**

1:1 nasadnik
kompaktni svjetlovod
jednostruki sprej
6.200 kn + PDV 25%
5.270 kn + PDV 25%
6.588 kn*

- Kupnjom turbine Synea Vision TK-98 L po akcijskoj cijeni **GRATIS** priključak RQ-24



15%

F1 ULJE

za podmazivanje (400 ml)
230 kn + PDV 25%
196 kn + PDV 25%
245 kn*

2+1

F1 ULJE

za podmazivanje (400 ml)
690 kn + PDV 25%
460 kn + PDV 25%
575 kn* (3 kom)

W&H**SYNEA FUSION****Izvanredan omjer uloženog i dobivenog**

Najšire polje osvjetljenja zahvaljujući LED+ svjetlu. Optimalan pristup, najbolja preglednost i velika snaga uz savršeni omjer veličine glave i performansi. Sigurno hlađenje uz Quattro Spray sistem. Optimizirani dizajn omoguće sigurno rukovanje i optimalnu higijenu. Keramički kuglični ležajevi, mogu se termo-dezinficirati i sterilizirati.

Garancija

- 1 godina na turbine
- 2 godine na kolječnike i nasadnike

15%

SYNEA VISION TURBINA TG-98 L

LED+ svjetlo
Quattro Spray Sistem
21W/360.000 okr/min

PRIKLJUČAK
W&H-Rotoquick®
6.200 kn + PDV 25%
5.270 kn + PDV 25%
6.588 kn*

**SYNEA FUSION KOLJEČNIK WG-99 LT**

1:5 kolječnik
kompaktni svjetlovod
Quattro Spray Sistem
7.450 kn + PDV 25%
6.332 kn + PDV 25%
7.916 kn*

**SYNEA FUSION KOLJEČNIK WG-56 LT**

1:1 kolječnik
kompaktni svjetlovod
jednostruki sprej
5.600 kn + PDV 25%
4.760 kn + PDV 25%
5.950 kn*

**SYNEA FUSION NASADNIK HG-43 A**

1:1 nasadnik
bez svjetla
jednostruki sprej
3.650 kn + PDV 25%
3.102 kn + PDV 25%
3.878 kn*



W&H

PERFECTA 900**Lab motor za cirkon**

Sve Perfecta modelle odlikuje jednostavnost, pouzdanost i trajnost. Perfecta 900 će zadovoljiti sve zahtjeve modernog laboratorijskog cirkona. Veliki ekran sa prikazom trenutne brzine i automatski programi učinit će vaš svakodnevni rad jednostavnijim.

- motor 7.8 Ncm / 1.000 - 5.000 rpm
- snažna turbina 0,7 Ncm / 5.000 - 100.000
- 2 verzije hlađenja: integrirani tank i vanjski spoj
- 2 verzije uređaja: stolna i koljenska
- Air-jet funkcije
- 24 mjeseci garancije



Dolazi u opciji sa ugrađenom turbinom, a dodatno se može spojiti i motor LA-66 i time dobiti kompletno rješenje za laboratorij

20%

PERFECTA 900

16.400 kn + PDV 25%
13.120 kn + PDV 25%
16.400 kn*

MOTOR LA-66

motor za ugradnju na
PERFECTA 900
8.025 kn + PDV 25%
6.420 kn + PDV 25%
8.025 kn*



Brzina motora se lako kontrolira
što je idealno za precizne obrade
svih keramičkih materijala

**perfecta**

Good, better, perfectar.
Competence in the laboratory since 1926.

W&H

PERFECTA 600

Snažan motor koji je pogodan za čitav niz primjena u vašem laboratorijskom radu. Stolni, koljenski ili nožni model aparata će se savršeno prilagoditi i najzahtjevnijim korisnicima.

- motor 7.8 Ncm / 1.000 - 50.000 rpm
- Air-jet funkcija
- 3 verzije: stolna, koljenska i nožna
- 24 mjeseca garancije



Perfecta 600 dolazi u
stolnoj, koljenskoj ili
nožnoj varijanti

20%

PERFECTA 600

15.200 kn + PDV 25%
12.160 kn + PDV 25%
15.200 kn*



**Mogućnost
nadogradnje OSTELL
uredaja za mjerjenje
stabilnosti implantata
(cijena na upit)**



W&H

IMPLANTMED PLUS SI-1023

Fizioredisperz za oralnu kirurgiju i implantologiju.
Siguran. Jednostavan.

Fleksibilan. Nova razina implantologije.

Intuitivni izbornik sa velikim zaslonom na dodir u boji. Dolazi sa ultrakratkim i snažnim motorom i sa novim dizajnom integrirane pumpe za hlađenje. Mogućnost nadogradnje motora sa LED svjetlom, bežične pedale i Osstell ISQ modula.

IMPLANTMED SI-1023
+ WS-75 LG 20:1
23.530 kn + PDV 25%
29.413 kn*

IMPLANTMED SI-923
21.530 kn + PDV 25%
26.913 kn*



U ponudi i **IMPLANTMED SI-923 Classic**
Jednostavan za uporabu, moćan i pouzdan.
Vaš siguran partner u implantologiji. Sa
snažnim motorom 70 Ncm i funkcijom
automatskog urezivanja navoja.



15%
**KIRURŠKI
KOLJEČNIK
WI-75 E/KM**
nije rastavljiv
bez svjetla
6.530 kn + PDV 25%
5.551 kn + PDV 25%
6.939 kn*



15%
**KIRURŠKI
KOLJEČNIK
WS-75 LG 20:1**
rastavljiv
mini LED+ svjetlo
8.850 kn + PDV 25%
7.522 kn + PDV 25%
9.403 kn*



15%
**NASADNIK
S11 LG**
9.900 kn + PDV 25%
8.415 kn + PDV 25%
10.519 kn*

**NASADNIK
S11**
6.810 kn + PDV 25%
5.789 kn + PDV 25%
7.236 kn*



15%
**KOLJEČNIK
WS-91 LG**
glava pod kutem od 45°
1: 2,7
rastavljiv
mini LED+ svjetlo
trostruki sprej
9.300 kn + PDV 25%
7.905 kn + PDV 25%
9.881 kn*

**KOLJEČNIK
WS-91**
glava pod kutem od 45°
1: 2,7
rastavljiv
bez svjetla
trostruki sprej
7.600 kn + PDV 25%
6.460 kn + PDV 25%
8.075 kn*



W&H

PIEZOMED

Piezomed predstavlja sve prednosti inovativne ultrazvučne tehnologije: visokofrekventne mikrovibracije omogućuju rezanje s nevjerovatnom preciznošću. Uz to, sa tzv. kavitacijskim efektom, osiguravate kirurški zahvat gotovo u potpunosti bez krvi.

30%

PIEZOMED
Set nastavaka Bone
Ključić za mijenjanje nastavaka
3 x pak cjevčica
za rashladnu tekućinu
Sterilizacijske kazete
45.500 kn + PDV 25%
31.850 kn + PDV 25%
39.813 kn*



W&H

KIRURŠKI MOBILNI STALAK



Kompaktna jedinica za vaše kirurške aparate Implantmed i Piezomed. Zbog svog dizajna i karakteristika pruža veću mobilnost i štedi prostor.

25%

KIRURŠKI MOBILNI STALAK

7.550 kn + PDV 25%

5.663 kn + PDV 25%

7.079 kn*

10%

IMPLANTMED & PIEZOMED CJEVČICE

04363600

sterilne

6 kom x 2,2 m (pak)

445 kn + PDV 25%

401 kn + PDV 25%

501 kn*

10%

IMPLANTMED & PIEZOMED CJEVČICE

04719400

može se sterilizirati

1 kom x 2,2 m (pak)

582 kn + PDV 25%

524 kn + PDV 25%

655 kn*

10%

IMPLANTMED & PIEZOMED ZELENE CJEVČICE

00929300

10 kom x 2,5 m (pak)

318 kn + PDV 25%

287 kn + PDV 25%

358 kn*

2+1

IMPLANTMED & PIEZOMED CJEVČICE

sterilne

6 kom x 2,2 m (pak)

1.335 kn + PDV 25%

890 kn + PDV 25%

1.113 kn* (3 pak)

2+1

IMPLANTMED & PIEZOMED CJEVČICE

može se sterilizirati

1 kom x 2,2 m (pak)

1.746 kn + PDV 25%

1.164 kn + PDV 25%

1.455 kn* (3 pak)

2+1

IMPLANTMED & PIEZOMED ZELENE CJEVČICE

10 kom x 2,5 m (pak)

954 kn + PDV 25%

636 kn + PDV 25%

795 kn* (3 pak)

OSSTELL / W&H

OSSTELL BEACON + SMARTPEG

20%

OSSTELL BEACON

18.675 kn + PDV 25%

14.940 kn + PDV 25%

18.675 kn*

Osstell Beacon vam pomaže odrediti stabilnost implantata i mjeri stupanj oseointegracije bez ugrožavanja cijelokupnog tretmana. Brzi dijagnostički uređaj koji daje preciznu informaciju kako biste donijeli pravu odluku, bežični je što olakšava svakodnevni rad.

SmartPeg-ovi se koriste zajedno s BEACON-om, mjeru rezonantnu frekvenciju kada su pričvršćeni na implantat.

OSSTELL SMARTPEG

5 kom

960 kn + PDV 25%

1.200 kn*

- Kupnjom Osstell Beacona i registracijom na platformu OsstellConnect GRATIS 2 paketa SMARTPEGA



Osstell Beacon omogućuje vam i besplatan pristup OsstellConnect-u, gdje možete analizirati svoje podatke, pratiti vrijeme i rezultate liječenja s vremenom i uspoređivati s drugim korisnicima tvrtke Osstell u cijelom svijetu.

Sterilizacija, higijena i održavanje su važne komponente W&H higijenskog protokola



**W&H
ASSISTINA TWIN**

Brza, jednostavna, učinkovita

Assistina Twin značajno pojednostavljuje dnevnu rutinu stomatološke ordinacije. Dvostruka komora omogućuje jednostavne, učinkovite i vrlo brze procese. Obrada instrumenta u samo 10 sekundi, što ga čini najbržim aparatom na tržištu. Sa početnim punjenjem osigurajte 2800 tretmana nasadnih instrumenata.

20%

ASSISTINA TWIN

17.900 kn + PDV 25%
14.320 kn + PDV 25%
17.900 kn*



**W&H
ASSISTINA 301 PLUS**

Uredaj za pripremu nasadnih instrumenata

Vrhunska briga za vaše instrumente. Jednostavan za uporabu. Vrijeme ciklusa 35 sekundi. Optimalno čišćenje i lubrifikacija unutrašnjih komponenti, čišćenje cijevčica spreja, vode i zraka, tekućina za čišćenje, ispiranje komprimiranim zrakom.

20%

ASSISTINA 301 PLUS

9.200 kn + PDV 25%
7.360 kn + PDV 25%
9.200 kn*



W&H

STERILIZATOR LISA**17 L / 22 L**

Nova Lisa će nadmašiti sva vaša očekivanja. Brz i jednostavan sterilizator sa novim zaslonom osjetljivim na dodir. Jednostavan izbor ciklusa, intuitivni izbornik i 3D animacije za lakše održavanje sterilizatora. Napredna Eco dry tehnologija prilagođava vrijeme sušenja ovisno o količini punjena i na taj način omogućava skraćeno vrijeme ciklusa, produljuje radni vijek instrumenata te štodi energiju. Osigurajte potpunu sljedivost pomoću EliTrace. Iskoristite prednosti aplikacije LisaMobile koja nudi potpunu optimizaciju sljedivosti u vašoj ordinaciji. Povežite ciklus sterilizacije sa kartonom pacijenta.

CIJENA VEĆ OD...**LISA 17 L**
 38.500 kn + PDV 25%
 36.575 kn + PDV 25%
45.718 kn*
**LISA 22 L**
 41.510 kn + PDV 25%
 39.435 kn + PDV 25%
49.294 kn*


W&H

STERILIZATOR LARA**17 L / 22 L**

Nova Lara je spremna za budućnost. Otkrijte jednostavnost upotrebe, pouzdanu sljedivost i jedinstvenu nadogradnju. Pomoći aktivacijskim kodova nadogradite svoj sterilizator sa Eco dry tehnologijom, brzim ciklusima ili omogućite sljedivost.

CIJENA VEĆ OD...**LARA 17 L**
 32.700 kn + PDV 25%
 31.065 kn + PDV 25%
38.831 kn*
**LARA 22 L**
 34.950 kn + PDV 25%
 33.203 kn + PDV 25%
41.503 kn*


W&H

STERILIZATOR LINA**17 L / 22 L**

Nova Lina ima 3.5" zaslon osjetljiv na dodir. Eco B program koji sterilizira 0,5 kg instrumenata za samo 25 min, a može procesuirati do 6 kg instrumenata što zadovoljava potrebe svake stomatološke ordinacije. Koristite mogućnosti nadogradnje i aktivirajte S ciklus za najkratće vrijeme sterilizacije, sljedivosti ili omogućite spremanje ciklusa sterilizacije na vaše računalo.

CIJENA VEĆ OD...**LINA 17 L**
 28.900 kn + PDV 25%
 27.455 kn + PDV 25%
34.319 kn*
**LINA 22 L**
 29.900 kn + PDV 25%
 28.405 kn + PDV 25%
35.507 kn*
**Aktivacijski kodovi za Laru i Linu**

Sustav nadogradnje nudi vam aktiviranje dodatnih funkcija poput brzeg ciklusa, sljedivosti ili ECO-DRY tehnologije

**HELIX-TEST**

30 kom testnih traka

390 kn + PDV 25%

488 kn***SEAL CHECK**

100 kom testnih traka

300 kn + PDV 25%

375 kn***GRATIS**

- Kupnjom W&H sterilizatora po akcijskoj cijeni **GRATIS** jedan od uređaja po vašem izboru: Seal2 pakirnica, Mutidem C27 ili kolječnik Synea Fusion WG-99 LT



STERN WEBER

STERN WEBER PLATINUM**17 L / 22 L / 28 L**

Platinum serija predstavlja jedinstvenu inovaciju. Ovaj premium model koristi specifični filtracijski sustav koji reciklira vodu koja se ponovno koristi u narednim ciklusima. Na taj način, za jedan ciklus koristi oko 100 ml vode što značajno smanjuje troškove i povećava efikasnost. Veliki 7" zaslon osjetljiv na dodir, video upute i svijetlosni indikator čine ovaj sterilizator jedinstvenim.

10%

SW PLATINUM 17 L

40.740 kn + PDV 25%
36.666 kn + PDV 25%
45.833 kn*

10%

SW PLATINUM 22 L

43.600 kn + PDV 25%
39.240 kn + PDV 25%
49.050 kn*

10%

SW PLATINUM 28 L

48.520 kn + PDV 25%
43.668 kn + PDV 25%
54.585 kn*



STERN WEBER

STERN WEBER PLUS**17 L / 22 L / 28 L**

SW Plus je važan i pametan uređaj koji osigurava izvrsne performanse. LCD zaslon u boji i jednostavno sučelje čine svakodnevni rad jednostavniji i fluidniji. Ciklusi sterilizacije su automatski pohranjeni unutar interne memorije te ih se po potrebi može prebaciti na USB memoriju i spremiti na računalo ili isprintati.

10%

SW PLUS 17 L

30.500 kn + PDV 25%
27.450 kn + PDV 25%
34.313 kn*

10%

SW PLUS 22 L

33.900 kn + PDV 25%
30.510 kn + PDV 25%
38.138 kn*

10%

SW PLUS 28 L

43.900 kn + PDV 25%
39.510 kn + PDV 25%
49.388 kn*



STERN WEBER

STERN WEBER**17 L / 22 L / 28 L**

Ovaj "entry level" sterilizator zadovoljiti će sve potrebe vaše ordinacije. Sterilizator je dostupan u 3 veličine komore 17, 22 i 28 litara dok je vanjska dimenzija nepromjenjena. Sterilizatori 17 i 22 l imaju 5 tacni, dok 28 l dolazi sa 6 tacni. Iskoristite prednosti odgođenog početka ciklusa, preuzimanje sterilizacijskih ciklusa na USB ili spašavanje na SW printer.

10%

SW 17 L

26.800 kn + PDV 25%
24.120 kn + PDV 25%
30.150 kn*

10%

SW 22 L

29.950 kn + PDV 25%
26.955 kn + PDV 25%
33.694 kn*

10%

SW 28 L

35.000 kn + PDV 25%
31.500 kn + PDV 25%
39.375 kn*



GRATIS

- Kupnjom STERN WEBER sterilizatora po akcijskoj cijeni **GRATIS** jedan od uređaja po vašem izboru: Millseal + manual pakirница ili destilator vode Stillo



Svi ciklusi su automatski spremjeni u unutrašnju memoriju sterilizatora te se kasnije mogu prebaciti na USB memoriju i pregledavati na vašem računalu.



Iskoristite prednosti DataSter softvera koji automatski pohranjuje vaše sterilizacijske cikluse.



STERN WEBER

TETHYS H10 PLUS

10%

TETHYS H10 PLUS

33.900 kn + PDV 25%

30.510 kn + PDV 25%

38.138 kn*

Jedinstveni 4u1 uređaj koji objedinjuje sve korake koji prethode sterilizaciji. Pranje, ultrazvučna obrada, termodezinfekcija i sušenje u jednom aparatu - jednostaviji, brži i učinkovitiji proces. LCD zaslon osjetljiv na dodir omogućuje jednostavnu kontrolu nad aparatom. Interna memorija čuva sve podatke o ciklusima. Kompletan ciklus u samo 35 min.



STERN WEBER

TETHYS D60 / T60 / T45

10%

TETHYS D60

68.400 kn + PDV 25%

61.560 kn + PDV 25%

76.950 kn***TETHYS T60**

53.960 kn + PDV 25%

48.564 kn + PDV 25%

60.705 kn***TETHYS T45**

cijena na upit



STERN WEBER

HIGHEA**3 L / 6 L / 9 L****Ultrazvučna kadica**

Odlična u svakom pogledu. Dolazi u tri veličine, dizajnirana modernom tehnologijom i najboljim materijalima. Jednostavnost i efikasnost za dubinsko čišćenje instrumenata.

10%

HIGHEA 3 L

6.420 kn + PDV 25%

5.778 kn + PDV 25%

7.223 kn*

10%

HIGHEA 6 L

10.284 kn + PDV 25%

9.256 kn + PDV 25%

11.570 kn*

10%

HIGHEA 9 L

11.900 kn + PDV 25%

10.710 kn + PDV 25%

13.388 kn*

W&H

TEON / TEON+

W&H je razvio odličan termodezinfektor koji će savršeno upotpuniti postupak čišćenja instrumenata. Zamjenite ručno pranje sa strojnim i pripremite svoje instrumente za sterilizaciju. Iskoristite prednosti aktivnog sušenja sa HEPA filterom (Teon+).

10%

TEON

48.845 kn + PDV 25%

43.961 kn + PDV 25%

54.951 kn*

10%

TEON+

74.913 kn + PDV 25%

67.422 kn + PDV 25%

84.278 kn***STARTER PACK**

nadopune za komoru

cijena na upit



Starter paket uključuje osnovnu nadopunu za komoru: gornja i donja košara, sa 4 umetka



Specifični model idealan za djecu,
teže pokretne pacijente i prve
preglede. Dolazi u 2 konfiguracije
Continental i International



STERN WEBER

S380 TRC

U savršenoj ravnoteži sa zahtjevima klijenata i tehnološkim inovacijama

Izniman model sa rotirajućom stolicom za pacijenta što omoguće lakšu organiziranost doktora, više prostora i lakšu pokretljivost. Integrirani centar uključuje multimediju, RTG i RVG aparat što daje veliki komfor u radu stomatologa. Posebno dizajnirana "rotirajuća" stolica omoguće stomatologu da priđe vrlo blizu radnom prostoru. Stolica ima mogućnost okretanja radi veće udobnosti pacijenta prilikom sjedanja i dizanja.

S380 TRC

cijena na upit
prilagođena prema
vašim zahtjevima



Sinkronizirani pokreti naslona za
leđa i noge omogući će vašem
pacijentu sjedeću poziciju

ZATRAŽITE
PONUDU
091 270 4702



STERN WEBER


S280 TRC

Inovativni model s rotirajućom stolicom za pacijenta što osigurava lakši timski rad, više prostora i lakše izvođenje zahvata. Ova stolica omogući će vam suvremeniji koncept rada. Integrirani centar uključuje multimediju, RTG i RVG aparat što stomatologu omoguće komforniji rad, s velikim brojem mogućnosti. Veliki je broj opcija!

S280TRC

cijena na upit
prilagođena prema
vašim zahtjevima

Model S280 TRC izaberite
između Continental i
International varijante.



VEĆ OD
10.900 €
+ PDV 25%

Za detaljniju ponudu prema
vašim zahtjevima nazovite
mob. 091 270 4702

**Ergonomična rješenja koja omogućuju
maksimalnu svestranost. Model
S220TR dolazi u čak 5 različitih
varijanti - Side Delivery, International,
Continental, Hybrid i Cart**



STERN WEBER

S200

**Kompletna stomatološka jedinica
za sve indikacije**

- jednostavna i praktična
- fleksibilna u radu
- brojne opcije nadogradnje
- velik odabir boja

Opremljena doktorskom konzolom sa pusterom, mikromotorom sa LED rasvjetom, turbinskiim bičem i ultrazvučnim skidačem kamenca predstavlja kompletну stomatološku jedinicu za sve indikacije. Jedinica sadrži tacnu na doktorskom dijelu za 2 traya, reflektor VENUS PLUS, standardnu pedalu.

VEĆ OD
9.900 €
+ PDV 25%

Za detaljniju ponudu prema
vašim zahtjevima nazovite
mob. 091 270 4702

**Izaberite između 3 varijante
modela S200 - Continental,
International i Orthodontic**





STERN WEBER

S320 TR


Model stomatološke stolice koji predstavlja sam vrh inovacije. Najnaprednija tehnologija primjenjena na dentalnom sektoru. Nova S320TR konzola sadrži 7" multimedijski ekran koji kontrolira dinamičke instrumente i integrirane sisteme. Kompaktni dizajn, ekskluzivni i ergonomički koncepti osiguravaju maksimalni komfor.

S320 TR

cijena na upit
prilagođena prema
vašim zahtjevima

Izaberite jednu od 4 ponuđene
konfiguracije: Continental,
International, Side Delivery i Hybrid

OPREMA STERN WEBER STOMATOLOŠKIH JEDINICA



Neograničene individualne ergonomiske mogućnosti. Izvrsna udobnost.
Kompaktne praktične stomatološke jedinice. Uvijek korak ispred.

STERN WEBER**T7**

Simetrično sjedište s pomičnim naslonom za leđa.

15%

T7

5.400 kn + PDV 25%
4.590 kn + PDV 25%
5.738 kn*

STERN WEBER**T8**

Okruglo sjedište sa naslonom za leđa koje se može postaviti na lijevu ili desnu stranu. Baza sa osloncem za noge (opcionalno).

15%

T8

5.200 kn + PDV 25%
4.420 kn + PDV 25%
5.525 kn*


STERN WEBER**T9**

Anatomsko sjedište sa naslonom za leđa. Naslon pomičan u 5 pozicija, sa dizajnom potporom prema kralježnicama

15%

T9

9.000 kn + PDV 25%
7.650 kn + PDV 25%
9.563 kn*



Stolice su osmišljene da zadovolje svaku individualnu potrebu položaja pri radu u ordinaciji

SUPORT DESIGN**PERFECT LITE + CORE**

Savršena ergonomска stolica kreirana za individualnu prilagodbu svakom korisniku

15%

PERFECT LITE + CORE

9.280 kn + PDV 25%
7.888 kn + PDV 25%
9.860 kn*



15%

CLASSIC

4.530 kn + PDV 25%
3.851 kn + PDV 25%
4.813 kn*

CLASSIC ADVANCED

4.840 kn + PDV 25%
4.114 kn + PDV 25%
5.142 kn*



15%

PERFECT LITE

4.530 kn + PDV 25%
3.851 kn + PDV 25%
4.813 kn*

PERFECT LITE ADVANCED

5.875 kn + PDV 25%
4.994 kn + PDV 25%
6.242 kn*



15%

LITE HYBRID


6.270 kn + PDV 25%
5.330 kn + PDV 25%
6.662 kn*

LITE HYBRID ADVANCED

7.500 kn + PDV 25%
6.375 kn + PDV 25%
7.969 kn*

**NEWTOM****GIANO HR**

Uvjerite se u neograničeni dijagnostički potencijal. Kompletno rješenje za 2D i 3D snimke. APT tehnologija nudi najbolji kontrast i visoku rezoluciju koja osigurava vidljivost najsjajnijih detalja. Precizna i dobro odabrana polja snimanja od 4x4 do 16x18 cm. Protokoli sa smanjenom dozom zračenja i SafeBeam™ tehnologija osigurava potpunu sigurnost pacijenata.

**MULTIPAN (Apt)**

MultiPAN mode generira set od 5 snimki iz jednog scana, što nam daje na izbor snimku sa najboljim fokusom. Apt (Autoadaptive picture Treatments) tehnologija omogućuje optimalan fokus, prilagodbu pacijentu i poboljšanje kvalitete snimke.

**TOUCH SCREEN KONZOLA**

Maksimalna učinkovistost i precizna dijagnostika sa ugrađenim zaslonom na dodir. Jednostavan izbor opcija i intuitivno korištenje svih mogućnosti aparata.

**CEFALOMETRIJSKE SNIMKE**

Mogućnost nadogranije GIANO HR sa Cefalometrijskom funkcijom koja nam omogućuje snimku glave najviše korištenu u ortodontskoj dijagnostici.

**INFO & CIJENE**

T: 091 270 4702
E: oprema@novodent.hr

NEWTOM**GO**

Vrhunska kvaliteta snimki koje zadovoljavaju sve dijagnostičke potrebe. GO 2D / 3D/ CEPH je fleksibilna platforma koja omogućuje integraciju CEPH-a sa 2D / 3D konfiguracijom. ECODOSE funkcija i SafeBeam™ tehnologija automatski prilagođavaju dozu zračenja anatomskim karakteristikama pacijenta što stavlja sigurnost pacijenta na prvo mjesto. Apt sustav automatski prilagođava fokus, svjetlinu, kontrast i filtere osiguravajući najbolju moguću snimku. NewTom GO generira izvrsne snimke za sva polja snimanja počevši od 6x6 do 10x10.

MultiPAN (Apt) mode za generiranje seta od 5 snimki iz jednog scana.

Prilagodite svojim potrebama i izaberite odgovarajuću konfiguraciju

2D PAN

2D PAN / CEPH

3D PAN "CEPH READY"


3D PAN / CEPH



Izaberite jedan od tri protokola i prilagodite dozu zračenja zahtjevima snimke.

NEWTOM**RXDC**

Napredni intraoralni aparati koji omogućuju jednostavno, precizno pozicioniranje i osiguravaju snimke maksimalne rezolucije. Izaberite zidnu ili mobilnu verziju te žičnu ili bežičnu kontrolu. HDMOS senzor se sastoji od 4 sloja unutar pojačanog kućišta IP67. Seznor je dostupan je u dvije veličine.





VEĆ OD
2.250 €
+ PDV 25%

SARATOGA

GR LINE

Linearna linija namještaja visoke ergonomičnosti i modularnosti. Dostupna u brojnim varijantama i mogućnostima individualizacije. Idealan odabir za ordinacije dentalne medicine. Mogućnost individualizacije dimenzija, boje, ručkica, radnih ploča sa integriranim površinama.... Veliki naglasak na higijenu i lakoću održavanja! Trajan i praktičan namještaj talijanskog dizajna. Proizvedeno od testiranih materijala.

Za detaljniju ponudu prema vašim zahtjevima nazovite mob. 091 270 4702



ZATRAŽITE
PONUDU
091 270 4702

Za detaljne ponude namještaja prema vašim zahtjevima info:
T: 091 270 4702
E: oprema@novodent.hr



Ovu liniju odlikuje decentan dizajn ravnih linija što karakterizira čistoću i profinjenost

SARATOGA

SIGN LINE

Stvorite svoj stil uz ultra-modernu individualizaciju linije SIGN koja se prilagođava stilu okruženja. Široki raspon mogućnosti daje čak 256 različitih varijacija koje sadrže tri različite konfiguracije: do poda, podignuta i suspendiran.

SIGN LINE
cijena na upit
prilagođena prema vašim zahtjevima

**Dizajn i planiranje od A do Z**

"Mi dizajniramo i planiramo inovativna rješenja za optimizaciju prostora u laboratoriju i stvaranje funkcionalnog i stimulativnog radnog okruženja. Naš primarni cilj je zadovoljiti realne, praktične zahtjeve, koje će vam omogućiti povećanje kvalitete rada." [/Saratoga/](#)

**SARATOGA****S-LAB & S-CAD****VISOKA RAZINA INDIVIDUALIZACIJE**

Posebno dizajnirani laboratorijski stolovi mogu se individualizirati bojom, oblikom i veličinom ovisno o potrebama poslovnog okruženja.

S-LAB, KADA SE SPOJE ERGONOMIJA, FUNKCIONALNOST I DIZAJN


Kreiranje radnog prostora u laboratoriju uz kontinuirani proces istraživanja i razvoja. Poseban naglasak na estetske i funkcionalne detalje.

S-CAD LINIJA

Posebno optimizirana linija za digitalni proces rada u laboratoriju. Svaki dio namještaja ima svoje posebno mjesto.

S-LAB**S-CAD**

cijena na upit
prilagođena prema vašim zahtjevima

DODATNA OPREMA SARATOGA**SARATOGA****S-STYLE DISPENZERI**

Modularni dispenzeri za maske za lice i ostali potrošni materijal

10%

S-STYLE
element već od
120 € + PDV 25%

**SARATOGA****POMOĆNI STOLIĆI**

Mobilni pomoći stolići prilagođeni potrebama korisnika.

10%

POMOĆNI STOLIĆ
već od
750 € + PDV 25%

10%

KIRURŠKI STOLIĆ
već od
1.600 € + PDV 25%



**DENTAL ART****DENTAL ART**

Talijanski dizajn uvijek u skladu sa vremenom. Visoka estetika, fokus na praktičnost i funkcionalnost samo su neke od karakteristika namještaja DentalArta. Namještaj koji se prilaogodjava prostoru ordinacije i laboratoriju u svakom segmentu.

**ZATRAŽITE
PONUDU**
091 270 4702

Za detaljne ponude namještaja prema vašim zahtjevima info:
T: 091 270 4702
E: oprema@novudent.hr

Mogućnost raznovrsnih inserata u boji i prilagodba ladicu još je jedan dokaz praktičnosti namještaja Dental Arta



Osim što su elementi vrlo estetski i dizajnerski, funkcionalnost i praktičnost im je na prvom mjestu,. Tako ovaj kružni dispenzer ima mjesta za potrošni materijal koji koristi doktor s jedne strane, a s druge strane je sve potrebno za pacijenta



SMILES

supported by science



nobelbiocare.com
novodent.hr



DENTALNI
EDUKACIJSKI CENTAR
POWERED BY NOVODENT

EDUKACIJE ZA CIJELI DENTALNI TIM

DENTALNA IMPLANTOLOGIJA

U programu tečajeva nudimo osnovne i napredne tečajeve implantologije i vođene regeneracije kosti (GBR) za zbrinjavanje svih indikacija: nedostatak jednog ili više zuba, rješavanje totalne bezubosti. Tečajevi obuhvaćaju teorijski i praktični dio uz korištenje opreme i instrumentarija.

PARODONTOLOGIJA

Tečajevi obuhvaćaju nekirurške i kirurške oblike parodontološke terapije uz modularni i sistematični pristup.

RESTORATIVA I ENDODONCIJA

Restorativne tehnike rada za optimalan rezultat u prednjoj i stražnjoj zoni – kada i kako? Tečajevi iz endodoncije od indikacije, oblikovanja kanala, punjenja kanala i preprotetske pripreme zuba.

PROTETIKA

Protetski tečajevi brušenja i estetskih rješenja sa različitim protetskim rješenjima.

DENTALNA TEHNIKA

Tečajevi cirkona, keramike, implantološki tečajevi....



Aktualni edukativni programi na
educen.hr



NOVODENT d.o.o.

Veleprodaja medicinskih proizvoda
Opremanje dentalnih ordinacija
Edukacije iz dentalne medicine

novodent.hr

Webshop specijaliziran za oralnu higijenu
novodent4smile.hr